



**LEGEX**  
CIRCULATION  
LEG EXERCISER®

# HANDLEIDING VOOR CIRCULATION LEGEX

Bouw en gebruik voor het gebruik van LegEx.  
We hopen dat u er veel profijt van zal hebben.



LegEx is een passieve spiertrainer waarin uw onderbenen kunnen blijven bewegen terwijl u zit in uw favoriete stoel. Het is speciaal ontworpen om uw benen en gewrichten uitstel te houden zonder dat u ze zelf fysiek hoeft te verplaatsen.

## Hoe werkt LegEx?

LegEx heeft twee geruimtegeerde voetplaten die continu heen en weer glijden. Deze zachte beweging realiseert de lopende actie, terwijl u zit.

Dit is ideaal voor mensen die hun onderbenen actief willen houden tijdens de inspanning van een zenuwspier of spierkramp. LegEx' dience voetplaten zorgen ervoor



dat de benen en gewrichten actief blijven en deze beweging niet door de spieren komen en zet de spieren zachtjes aan. **Indien u enigszins onzichtbaar bent refereren aan de lederraam.**

## Hoe gebruik ik LegEx?

Het apparaat is zodanig ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken is. Volg deze eenvoudige stappen hieronder:

- Pak het apparaat voor uw favoriete stoel of bank.
- Trek de twee polsen los en vast aan het apparaat en bevestig ze aan het apparaat.
- Zorg ervoor dat alle stroom is uitgeschakeld. Steek de LEGEX-adapter EERST in het LEGEX-apparaat.**  
**Steek vervolgens de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact. Zet dan aan.**

i. Plaats uw voeten op de voetplaten en schuif de schoenleer naar achter tot 1/2/3 op de machine (dus begint na de langste snelheid). D1/D2/D3 snelheidskopjes.

ii. Overvoeg de snelheid van de voetplaten door de gewenste snelheid te selecteren.

iii. Gebruik tegelijkerman per dag maximaal 30 minuten per sessie.

iv. Ontsluit overtuiging dat LegEx het werk voor u doet en vervolg het gebruik en te bedienen.

## Hoe gebruik ik LegEx Remote?

De afstandsbediening is ontworpen om eenvoudig te gebruiken.

- Schuif de schakelaar naar ON/OFF-stand en druk op de machine.
  - Vervolgens voor het eerste gebruik het pastje pinnen op afstandsbediening.
  - Deze heldere knopslag heeft drie snelheden, behalve de afstandsbediening om de gewenste snelheid te selecteren.
- NB: Remote vereist een CR2032 batterij (meegeleverd).

**MERK OP DAT HET VEILIG IS OM LEGEX TE GEBRUIKEN ALS U EEN PACEMAKER HEEFT.** Raadpleeg eerst uw arts als u het niet zeker weet.

## Aanbevelingen om het beste resultaat van LegEx te krijgen

- Dragen losse kleding - houdt u rechte benen en beweegt.
- Gebruik correcte schoenen of sokken wanneer u het apparaat gebruikt (draag geen hoge hakken).
- Gebruik het apparaat zittend in een comfortabele stoel of bank (zorg ervoor dat u comfortabele en de juiste positie zit).

iv. Gebruik het apparaat in een ruimte gevuld met vrije ruimte voor de loslaat en objecten.

v. Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van LegEx moet u onmiddellijk stoppen. Raadpleeg een arts voor zijn of haar medische raad tijdens het gebruik van het apparaat.

## Reiniging en onderhoud van LegEx

LegEx heeft geen voorname dials of knoppen. Open het apparaat niet, want dit is gevaarlijk en maakt uw garantie ongeldig.

Om het apparaat schoon te maken, zorg u ervoor dat u de buitenkant goed schoon houdt. Het loslaatoppervlak moet schoon blijven en droog blijven.

## WAARSCHUWING:

- NIET NIET APPARAAT - DIT KAN FATAAL WORDEN.
- Als het apparaat niet is oogstbaar water of vloeistoffen en gebruik het apparaat alleen in een droge, schone ruimte.
- Volg uw artsen's advies en gebruik van bewegende delen.
- Als u plotseling ondervindt tijdens het gebruik van LegEx moet u onmiddellijk stoppen. Raadpleeg een arts voor zijn of haar medische raad tijdens het gebruik van het apparaat.
- NIET NIET APPARAAT - DIT KAN FATAAL WORDEN.
- Alleen bedoeld voor volwassenen - 18+ ja.

© Boenengroep Ltd.

UNIT 2 FREDERIC ROAD, 100 FARM ESTATE,  
HODDERSBY, BX1 7RA

Tel: 02253890952

Email: info@boenengroep.com

www.globoproduct.co.uk

Product code: 00200 - November '11

Over ons: We zijn een internationale organisatie die zich bezighoudt met de gezondheid en welzijn van mensen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en wij hebben vestigingen in meer dan 30 landen wereldwijd.

Orange Planet

EU-REGISTERREFID: 00001

Orange Planet Ltd. © 2011 Orange Planet Ltd. Alle rechten voorbehouden.

UE-REGISTERREFID: 00001

Orange Planet Ltd. © 2011 Orange Planet Ltd. Alle rechten voorbehouden.



- Geachte gebruiker van elektronische elektronische apparatuur.
- Deze symbolen wijzen op de speciale behandeling en recycling van elektronische apparatuur.
- Deze symbolen wijzen op de speciale behandeling en recycling van elektronische apparatuur.
- Deze symbolen wijzen op de speciale behandeling en recycling van elektronische apparatuur.
- Deze symbolen wijzen op de speciale behandeling en recycling van elektronische apparatuur.
- Deze symbolen wijzen op de speciale behandeling en recycling van elektronische apparatuur.