



Massage Gun

Handleiding

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing heel goed door.

Lees voordat je dit apparaat gebruikt zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg steeds bij het gebruik van het apparaat alle veiligheids-instructies.

Technische Specificaties

Productnaam: Massage Gun

Capaciteit batterij: 2500 MAH

Ac adapter : 100-240V 50/60 Hz

Veiligheidsinstructies

1. Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
2. Let op risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het apparaat. Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
3. Gebruik het apparaat alleen voor de aangeven doeleinden.
4. Het apparaat is alleen bedoeld voor privegebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
5. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
6. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht.
7. Gebruik of bewaar dit apparaat niet binnen het bereik van kinderen. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
8. Gebruik het apparaat niet na een operatie/ingreep, wanneer de huid verzwakt is.
9. Gebruik het apparaat niet langer dan 3 minuten op dezelfde plek en niet meer dan 30 minuten achter elkaar. Stop het gebruik meteen als er ongemakken ontstaan.
10. Houdt het apparaat uit de buurt van je haar.
11. Houd de koelgaten aan de achterkant vrij om overhitting te voorkomen en steek er geen voorwerpen in.
12. Gebruik het apparaat niet als je moe bent, medicijnen ingenomen hebt of alcohol gedronken hebt.

13. Dit apparaat is geen vervanging voor behandelingen van een arts of fysiotherapeut.
14. Raadpleeg eerst je arts of fysiotherapeut, voordat je het apparaat gebruikt bij onverklaarbare pijn, medische behandelingen ondergaat of medische apparatuur gebruikt.
15. Gebruik het apparaat NIET: Als je zwanger bent; Als je een pacemaker of elektronische implantaten; kunstgewrichten; een hoge bloeddruk; botbreuken, spierziekte,-blessures; circulatieproblemen; blauwe plekken; tumoren; trombose; ontstekingen; diabetes; spataderen; open wonden; geelzucht; circulatie problemen; zenuw afwijkingen; of andere gezondheidsproblemen hebt. Als je onverklaarbare pijn hebt; op de buik; bij organen; bij de gewrichten; op de botten; (on)verklaarbare blessures; ruggengraat; nek; hoofd; rondom de genitalien; zwakke/herstellende gebieden; littekens en op verbrandde/gevoelige huis.
16. Gebruik het apparaat niet op slapende/bewustloze mensen.
17. Val niet in slaap als je het apparaat gebruikt.
18. STOP DIRECT met masseren en raadpleeg je arts of fysiotherapeut bij klachten/pijn tijdens het gebruik van het apparaat.
19. De massagegun is alleen geschikt voor binnen gebruik.
20. Houd je vingers uit de buurt van de motor, accu en opening van de opzetstukken.
21. Controleer altijd voordat je het apparaat gebruikt of de behuizing, de adapter en de stekker niet beschadigd zijn.
22. Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroommet.
23. Laad het apparaat alleen op met de bijgeleverde oplader
24. Gebruik of bewaar dit apparaat niet binnen het bereik van kinderen.
25. Laat het apparaat niet vallen en geef het geen harde stoten.
26. Als het apparaat niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan niet.
27. Gebruik geen smeermiddel, reinigingsmiddel, polijstmiddel, glans-middel, haarverf of luchtverfrisser op enig onderdeel van dit apparaat.
28. Gebruik geen benzine of andere brandbare producten (bijv. alcohol, benzeen, spuitbus, gel, nagellak) in de nabijheid van het apparaat.
29. Plaats dit apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
30. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, gootstenen of andere met water gevulde containers.

31. Bewaar het apparaat in een droge omgeving en houd het uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
32. Gebruik dit apparaat niet met accessoires die niet door ons bedrijf zijn geleverd of gespecificeerd.
33. Wijzig, repareer of demonteer het apparaat niet. Onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd door de fabrikant of zijn geautoriseerde vertegenwoordiger. Onjuiste montage, demontage of onderhoud kan brand, elektrische schokken, letsel of de dood veroorzaken.
34. Gebruik geen spanningsomvormers om het apparaat te voeden.
35. Wanneer je dit apparaat in de badkamer gebruikt, schakel het dan na het gebruik altijd uit.
36. Gebruik dit apparaat niet op huisdieren.

Massagekoppen

1. Bal kop: geschikt voor grote spiergroepen zoals rug, armen en dijen
2. U-kop: geschikt voor de rug
3. Platte kop: geschikt voor alle lichaamsdelen
4. Kogelkop: geschikt voor acupressuurpunten en voetzolen

Gebruiksaanwijzingen

Zorg ervoor dat het apparaat is opgeladen en koppel de oplader los van het apparaat voor gebruik. Gebruik het apparaat NIET tijdens het opladen!

1. Druk de gewenste opzetstuk stevig op het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat bij het bevestigen van de opzetstuk uitstaat.
2. Druk op de aan/uitknop om het apparaat aan te zetten.
3. Kies vervolgens de gewenste snelheidsstand door op de aan/uitknop te drukken
4. Druk en beweeg het apparaat voorzichtig op de huid.
5. Let op. Start niet meteen met de hoogste stand en druk niet meteen hard door op de spieren.
6. Om het apparaat uit te zetten, houd je de aan/uitknop ingedrukt of doorloop je alle zes de standen door.
7. Trek de opzetstuk uit het apparaat en berg het apparaat na gebruik in op de meegeleverde opbergkoffertje.

Massage Standen

1. Level 1 – 2200 rpm
2. Level 2 – 2400 rpm
3. Level 3 – 2600 rpm
4. Level 4 – 2800 rpm
5. Level 5 – 3000 rpm
6. Level 6 – 3200 rpm



WAARSCHUWING:

Gebruik het apparaat niet tijdens het douchen of baden

Reiniging en onderhoud

1. Maak het apparaat schoon met een zacht, droog en schoon doekje. Let erop dat er geen vocht in de elektrische aansluitingen dringt, en gebruik geen schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen bij het schoonmaken.
2. Houdt het apparaat, adapter en stekker nooit onder water en spoel deze nooit onder stromend water.
3. Gebruik geen alcohol, nagellakverwijderaar of schoonmaakmiddel om het apparaat schoon te maken. Dit kan defecten, barsten of verkleuring veroorzaken.
4. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopsdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:

1. Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
2. Voor slijtage onderhevige onderdelen
3. Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
4. Bij defecten door eigen schuld van de klant
5. Bij schade door derden

Milieu

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving! Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recylen.

Bedankt dat je voor **For U** hebt gekozen.
Bewaar deze handleiding voor de toekomst

- ⇒ Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- ⇒ Mogelijke afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het apparaat.



© 2023 For U

Document versie: 2023-02-04