

RIY-check Waterpik



Waterflosser Handleiding: Effectieve Mondreiniging Onderweg

Inhoudsopgave:

Inleiding

Veiligheidsinstructies

Overzicht van de Waterflosser

Gebruiksaanwijzing

- Stap 1: Voorbereiding
- Stap 2: Opzetstuk plaatsen en draaien
- Stap 3: Selecteer de gewenste reinigingsstand
- Stap 4: Reinigen

Onderhoud en Schoonmaak

Compact Opbergen voor Onderweg

Veelgestelde Vragen

Garantie en Klantenservice

1. Inleiding: Welkom bij de handleiding van uw geavanceerde Waterflosser! Deze innovatieve mondverzorgingsoplossing is ontworpen om uw mondhygiëne te verbeteren, waar u ook bent. Met het unieke 360-graden draaibare opzetstuk, draagbaarheid en drie reinigingsstanden, zult u genieten van een effectieve reiniging voor een stralende glimlach.

2. Veiligheidsinstructies:

- Lees deze handleiding volledig door voordat u de Waterflosser gebruikt.
- Houd de Waterflosser uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Gebruik de Waterflosser niet in combinatie met hete vloeistoffen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet ondergedompeld wordt in water.

3. Overzicht van de Waterflosser:

- Aan/uit-knop
- Drie reinigingsstanden (zacht, gemiddeld, krachtig)
- 360-graden draaibaar opzetstuk
- Waterreservoir
- Oplaadpoort

4. Gebruiksaanwijzing:

Stap 1: Voorbereiding

- Vul het waterreservoir met lauw water en eventueel een mondspoeling volgens de aanbevelingen van uw tandarts.

Stap 2: Opzetstuk plaatsen en draaien

- Bevestig het opzetstuk op het apparaat en zorg ervoor dat het stevig vastzit.
- Draai het opzetstuk naar de gewenste hoek met behulp van de 360-graden draaifunctie.

Stap 3: Selecteer de gewenste reinigingsstand

- Druk op de aan/uit-knop om de Waterflosser in te schakelen.
- Druk herhaaldelijk op de aan/uit-knop om tussen de drie reinigingsstanden te schakelen (zacht, gemiddeld, krachtig).

Stap 4: Reinigen

- Plaats het opzetstuk tussen uw tanden en langs het tandvlees.
- Zet de Waterflosser aan en beweeg het opzetstuk langzaam tussen uw tanden en tandvlees door.
- Laat het water en eventuele mondspoeling grondig tussen de tanden en langs het tandvlees spoelen.

5. Onderhoud en Schoonmaak:

- Spoel het waterreservoir na elk gebruik grondig uit en laat het drogen.
- Maak het opzetstuk schoon volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek.

6. Compact Opbergen voor Onderweg:

- Schakel de Waterflosser uit en verwijder het opzetstuk.
- Schuif het apparaat in elkaar om het compacter te maken voor opslag en reizen.

7. Veelgestelde Vragen:

- Wat te doen als de waterstraal zwak is? Controleer of het waterreservoir goed is gevuld en het opzetstuk niet verstopt is.
- Hoe vaak moet ik de Waterflosser gebruiken? Raadpleeg uw tandarts voor persoonlijke aanbevelingen.

8. Garantie en Klantenservice:

- Neem bij problemen contact op met de klantenservice volgens de informatie in de bijgeleverde documentatie.

Geniet van uw Waterflosser en straal met een gezonde en stralende glimlach, waar u ook bent!

