

## Gebruikershandleiding – BeautyVlijt – Gezichtsmasker




**7** Verhelpt acne, fijne lijntjes, littekens, rimpels, pigmentvlekken én oneffenheden:

- Blauw (423NM)**  
Kalmereet de gevoelige huid, maakt de huid strakker, breekt slechte bacteriën af en zorgt voor een jonge stralende huid.
- Rood (640NM)**  
Stimuleert de bloedsomloop, versnelt productie collageen, maakt de huid elastischer, gladder en egalier. Herstelt de huid.
- Groen (532NM)**  
Kalmereet de gevoelige huid, lichaam en geest.
- Cyaan (490NM)**  
Geneest wonden, voor een betere stofwisseling.
- Geel (583NM)**  
Bevordert lymfedrainage, maakt de huid gladder, vermindert blozen en verbetert de zuurstof in de cellen.
- Paars (690NM)**  
Verbeterd de cel vernieuwing, versnelt productie collageen, reinigt en zuivert de huid.
- Wit (510NM)**  
Penetreeert het diepst in de huid, versnelt metabolisme, vermindert fijne lijntjes, littekens en rimpels.




## Specificaties:



- 7 LED-kleuren gezichtsmasker**  
Reinigt de huid en geeft een jonge frisse stralende uitstraling
- 100% UV-vrij**  
Geen schadelijke UV-stralen. 100% veilig in gebruik!
- 287 LED-stralen**  
287 krachtige LED-stralen voor een professionele behandeling van uw huid
- 100% Effectief**  
100% effectief, reinigt uw huid diep en verbetert uw huidtextuur.
- Veilige materialen**  
Geproduceerd van hoogwaardige kwaliteitsmaterialen, geschikt voor elk gezicht & huid.

## Hoe te installeren?



## After-sales service


- U heeft 1 jaar garantie na aankoop. U kunt het bestelde product eenvoudig en gratis retourneren (ongebruikt) binnen het zichttermijn. Problemen, vragen of klachten? Neem contact op met onze klantenservice: [info@alertics.nl](mailto:info@alertics.nl).
- Op de oplader zit een garantietermijn van 3 maanden.
- Defecten door één van de onderstaande redenen vallen niet onder de garantie:
  - Productschade als gevolg van onjuiste demontage en andere kunstmatige schade;
  - Productstoringen veroorzaakt door oneigenlijk gebruik;
  - Gebrek aan goed onderhoud.
  - Schade die veroorzaakt is door ongeoorloofde demontage




## Ontspanning | Comfort | Schoonheid

Ingebouwde timer: schakelt uit na 20 minuten.

- Maak de huid strakker
- Bleekt de huid
- Versnelt productie collageen
- Verhelpt sproeten
- Verkleint poriën
- Verheldert de huid



## GEBRUIKERSHANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING:



## Hoe werkt een behandeling?

- Reinig uw huid en draag een beschermbril.
- Selecteer uw gewenste kleurmodus en stel de gewenste tijd in, niet langer dan 20 minuten.
- Ga in een comfortabele houding liggen en geniet van de lichttherapie-huidverzorging
- Gebruik na de behandeling uw favoriete huidverzorgingsproducten

**Opmerking:** voor zwangere vrouwen, kinderen, mensen met een schildklierandoening en mensen met allergie is het af te raden om het gezichtsmasker te gebruiken.