

Double Tuck Box 100x75x110 mm



SILENTBITE



VERSTELBARE KNARSBITJES,  
geschikt voor ieder gebit



Doe het knarsbitje voor 10-15  
seconde in warm water  
(80°C - 85°C).



Haal het knarsbitje eruit met  
een lepel.



Doe het knarsbitje om je  
tanden om vervolgens je  
mond te sluiten. Houd je tong  
gedurende 10 seconden tegen  
het knarsbitje aan.



Was het knarsbitje na  
gebruik in koud water en  
berg hem veilig en schoon  
op in het meegeleverde  
opbergdoosje.

SILENTBITE  
COMFORTABEL  
KNARSBITJE  
VEILIG EN HYGIËNISCH

BPA  
VRIJ



6  
KNARSBITJES

2 Maten

- TANDENKNARSEN
- HOOFDPIJN
- OORPIJN
- SNURKEN
- SPIERPIJN



Stopt  
tandenknarsen



Verbeterd  
slaap



Vermindert  
hoofdpijn



Vermindert  
oorpijn

SILENTBITE

78%

van de gebruikers  
merkt de volgende  
dag al verschil!



Wordt geleverd  
Met handig Opbergdoosje

Aantal:

6 Knarsbitjes

Model nr:

G-DGT

Materiaal:

Hoge kwaliteit EVA

Afmetingen M knarsbitje:

558 \* 46 mm (2.3 mm dik)

Afmetingen L knarsbitje:

65 \* 52 mm (2.8 mm dik)

Verstelbaar:

Ja

BPA vrij:

Ja

TOKOMUNDO V.O.F.  
OHMWEG 59  
2952 BB ALBLASSERDAM



8 720165 767908

Made in PRC



SILENTBITE