

Handleiding waterflosser

Het gebruik van de waterflosser van Fleeck is zeer eenvoudig. In de volgende 5 stappen leggen we je uit hoe je dit product op een veilige wijze kunt gebruiken en maximaal resultaat kunt behalen

Stap 1: Plaats het gewenste opzetstuk op de waterflosser.

Stap 2: Open de watertank en vul de waterflosser met water.

Stap 3: Richt het uiteinde van het opzetstuk tussen de tanden, kies de gewenste stand en zet de monddouche aan.

Stap 4: Beweeg de monddouche langzaam langs het gebit en de rondom de tandhalzen om tandplak te verwijderen.

Stap 5: Wanneer je klaar bent, spoel je het opzetstuk af maakt deze droog. Spoel je mond vervolgens na indien gewenst.



F L E E C K
FEEL GOOD · ON FLEECK