

Comedo Vacuumzuiger voor schoonheidsbehandelingen.

Introductie:

Ons Microcrystalline afzuigapparaat is een schoonheidsapparaat met functies voor het gladmaken van de huid, het verwijderen van acne, het verstevigen van de huid, het reinigen van de poriën en het wegzuigen van mee-eters.

Werking:

1. Gebruik de vacuum zuiger om uw huid zachtjes te masseren, dit zal de circulatie van bloed en lymfe versnellen, de stofwisseling bevorderen en de huid elastischer en gladder maken.
2. Versterk de osmose van de huid, laat de essentie diep in de huid doordringen, zodat dit de huid kan hydrateren en voeden, poriën krimpen en de huid verstevigen.
3. Versnel met dit apparaat de epidermiscellen, versterk de immuniteit van de huid en zorg voor betere weerstand tegen ultraviolette straling, verminder epidermale pigmentatie en rem melanineproductie af voor een zijdezachte en fijne huidstructuur.

Microkristallijne sonde

Het natuurlijke minerale deeltje op de sonde zal de huid zachtjes exfoliëren en diep reinigen. Het zal mee-eters en dode huidcellen elimineren en het vuil op de huid weg zuigen. De sonde versnelt ondertussen de bloedcirculatie en helpt de huid verfrissen en gladder maken. Dit zodat de behandelde huid er weer fris en jonger uitziet.

Functie:

FOTO1

Microkristal voor de gladde huid.

De sonde met microkristallijn deeltje heeft een groter zuig oppervlak. Deze sonde zal de huid masseren en exfoliëren zonder deze te beschadigen, ook geschikt voor de gevoelige huid dus.

FOTO2

Mee-eters wegzuigen, huidverstrakking.

Ons groot formaat van sonde heeft het kenmerk van een sterke zuigkracht. Voor verwijdering van vetdeeltjes en mee-eters heeft dit apparaat een aanzienlijk resultaat. Ons uniek mechanisme met vacuümdruk en de massage van de huid door micro-lift heeft een liftend effect op de onderliggende diepe huid. Stimuleer de microcirculatie, bevorder de bloed- en lymfecirculatie, laat de huid weer verstrakken en verjongen.

FOTO 3

Reinigen van de poriën. De zuigkracht van de kleine ronde sonde is zwakker. Richt de opening op de locatie van de mee-eter of puist om ze te verwijderen. Als de huid geïrriteerd of gezwollen raakt, raden we aan deze niet te gebruiken op deze zones te gebruiken.

FOTO 4

Maakt rimpels en fijne lijntjes strakker.

Deze speciale ovale sonde is ontworpen om de mondhoek en andere gebieden waar gemakkelijk fijne lijntjes zijn, te behandelen. Deze behandeling heeft een diep effect op de binnenste huid, stimuleert de circulatie en voorkomt het ontstaan van rimpels.

Specificatie

Naam: Comedo Suction Beauty Device

Ingangsspanning: 5V = 1 A Power: 5W

Afmetingen: 168 (L) x36 (W) x44 (H) mm

Tips

De sonde met microkristal- deeltjes kan best eenmaal per week gebruikt worden voor de droge huid, tweemaal voor de vette huid. Ongeveer 5 min voor de behandeling van het volledige gelaat.

Wij raden aan niet te lang dezelfde huidzone te behandelen zodat uw huid niet geïrriteerd of beschadigd geraakt. Aan te raden tijd per zone is 3 à 5 seconden maximum.

Best is de sonde niet te stevig op uw huid te duwen, het apparaat zuigt sterk.

Na de huidbehandeling kan de huid een beetje tintelen en blozen vanwege de bloedcirculatie, maar dit zal na enige tijd automatisch vervagen.

Gebruik hydratatie en eventuele zonverzorging na uw huidbehandelingen.

Gebruik geen scrubcrème of exfoliator voor of na de behandeling, dit is om huid irritatie tegen te gaan.

Gebruiksaanwijzing:

Voor het verzachten en strakker maken van de huid:

- Maak je gezicht schoon en droog en gebruik een gezichtsstomer om de poriën te openen.
- Plaats de microkristal sonde of de grote sonde op het apparaat.
- Begin bij je kin, beweeg het apparaat van onder naar boven. Op de wang beweeg je het apparaat van binnen naar buiten. Op het voorhoofd, verplaats je het apparaat van het midden naar de buitenkant. Op de T-zone gebruik je het het apparaat in een beweging van beneden naar boven.

Voor het reinigen van de huidporieën:

- Plaats de grote of kleine sonde, afhankelijk van uw huidtype.
- Richt de opening op de locatie van de mee-eter of puist om ze te verwijderen. De zuigfunctie kan worden gewijzigd volgens uw behoefte.

Om fijne lijntjes en rimpels te verzachten:

Plaats de ovale sonde, gebruik op de mondhoek en andere gebieden waar gemakkelijk fijne lijntjes zijn. De zuigfunctie kunnen worden gewijzigd volgens uw behoefte.

Producteigenschappen:

- Sonde kan worden gewijzigd
- Sterke indicator
- Middenbereik-indicator
- Zwak indicatielampje
- Schakelaar / modusknop
- USB oplaad

Gebruiksgebieden:

Microkristal sonde:

Voor gebruik op alle gebieden van het gelaat behalve rond de ogen. Ook de huidgebieden met ruwere huid, zoals elleboog, knie en enkels mogen met deze sonde behandeld worden.

Groot formaat sonde:

Elk deel van het gezicht behalve rond de ogen

Kleine sonde:

Kan worden gebruikt op een gevoelig gebied zoals rond de ogen, elk ander gebied van het gezicht is ook geschikt.

Ovale sonde:

Kan worden gebruikt op een gevoelig gebied zoals rond de ogen, elk ander gebied van het gezicht is ook geschikt.

Aandachtspunten:

-Droog uw handen voordat u het apparaat gebruikt, anders kan er water in het apparaat komen via de luchttuitlaopening, waardoor het apparaat kan worden beschadigd.

-Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de spons in de filter is geplaatst en of de spons droog is, anders kan de vloeistof het apparaat beschadigen.

-Dompel het apparaat niet in water.

-Dit product is niet geschikt voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijk of mentale achterstand of mensen met gebrek aan ervaring of kennis (inclusief kinderen). In dit geval kan men best begeleid en gecontroleerd worden door een verantwoordelijke.

-Dit product is niet geschikt om te gebruiken op lichaamsdelen die een cosmetische of plastische operatie hebben ondergaan. Dit apparaat is ook niet geschikt voor zwangere vrouwen en hartpatiënten.