

## IPL ontharingsapparaat - Laser ontharing - Laser en lichtontharing - Inclusief GRATIS beschermbril - Inclusief Nederlandse Handleiding

COPYRIGHT ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - Extra Goods - SM SALES & CLOTHES SELL

### Handleiding

Hieronder vind je de handleiding voor het gebruik van het IPL ontharingsapparaat van Extra Goods.

Belangrijke opmerkingen voorafgaand aan gebruik:

- Voer de eerste behandeling uit op een klein gebied om eventuele huidreacties te testen. Wacht 48 uur voordat je doorgaat met de behandeling.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen met een zeer donkere huid, blond, rood of grijs haar of mensen met tatoeages of permanente make-up.
- Het gebruik van dit apparaat wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, mensen met epilepsie of mensen die bepaalde medicijnen gebruiken die lichtgevoeligheid veroorzaken.

#### Stap 1: Voorbereiding

Scheer het gewenste lichaamsdeel voordat je begint met de behandeling. Gebruik geen andere ontharingsmethoden die de haarwortel verwijderen, zoals harsen, epileren of ontharingscrèmes. Zorg ervoor dat het behandelgebied schoon en droog is.

#### Stap 2: Het apparaat aansluiten

Sluit het apparaat aan op het stopcontact met de bijgeleverde stroomkabel. Het apparaat zal automatisch aangaan en het LCD-display zal oplichten.

#### Stap 3: Intensiteitsniveau selecteren

Het apparaat heeft vijf verschillende intensiteitsniveaus. Kies het juiste niveau op basis van je huidskleur en haartype. Gebruik de onderstaande tabel als richtlijn.

<b>Intensiteitsniveau</b>	<b>Huidskleur</b>	<b>Haartype</b>
<b>1</b>	<b>Zeer lichte huidskleur</b>	<b>Blond, rood haar</b>

<b>2</b>	<b>Lichte huidskleur</b>	<b>Blond, bruin haar</b>
<b>3</b>	<b>Gemiddelde huidskleur</b>	<b>Donkerblond, bruin haar</b>
<b>4</b>	<b>Donkere huidskleur</b>	<b>Donkerbruin haar</b>
<b>5</b>	<b>Zeer donkere huidskleur</b>	<b>Zwart haar</b>

Belangrijk: Het wordt aanbevolen om met een lager intensiteitsniveau te beginnen en geleidelijk aan hogere niveaus te wennen.

Stap 4: De behandeling starten

Plaats de bijgeleverde beschermingsbril op om je ogen te beschermen tegen de lichtflitsen. Houd het apparaat loodrecht op de huid en druk op de 'flash' knop om een lichtflits af te geven. Houd het apparaat niet te dicht bij de huid en beweeg het apparaat langzaam over het behandelgebied. Gebruik de 'Glide mode' voor grotere oppervlakken zoals de benen en de 'Flash mode' voor kleinere gebieden zoals de bikinilijn of de oksels.

Belangrijk: Behandel elk gebied slechts één keer tijdens dezelfde sessie om irritatie te voorkomen.

Stap 5: De behandeling afronden

Nadat je de behandeling hebt voltooid, kun je een vochtinbrengende crème

## Handige Tips

### Handige Tips

Natuurlijk wil je het beste uit jouw nieuwe IPL ontharingsapparaat van Extra Goods halen. Hier zijn enkele handige tips om jou te helpen de beste resultaten te behalen:

1. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je begint. Dit helpt je om vertrouwd te raken met de werking van het apparaat en zorgt voor een veilig gebruik.
2. Start de behandeling met een schoon, droog en geschoren huid. Dit helpt bij het beste resultaat en minimaliseert eventuele irritatie.
3. Gebruik het apparaat niet op een beschadigde of geïrriteerde huid. Wacht tot de huid volledig is hersteld voordat je de behandeling hervat.
4. Begin met de laagste intensiteitsinstelling en bouw het geleidelijk op. Als je merkt dat de behandeling comfortabel aanvoelt, kun je de intensiteit verhogen.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van de ogen. Zet altijd de bijgeleverde beschermingsbril op voordat je begint met de behandeling.

6. Blijf consistent in jouw behandelingsschema. Het is aanbevolen om de behandeling regelmatig te herhalen voor de beste resultaten.
7. Vermijd blootstelling aan de zon na een behandeling en gebruik een zonnebrandcrème met hoge SPF als je naar buiten gaat.
8. Na elke behandeling kan het zijn dat de huid gevoelig is. Vermijd strakke kleding of het aanraken van het behandelde gebied.
9. Hydrateer jouw huid na elke behandeling met een kalmerende crème of lotion om de huid te voeden en te beschermen.

Met deze handige tips, ben je op weg naar een zijdezachte en haarvrije huid!

**Als je na het lezen van deze handleiding nog steeds problemen hebt, neem dan contact met ons op. Het kan zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er iets mis is met het product. Samen zullen we dan op zoek gaan naar een oplossing.**

## **Service & garantie**

Als u vragen heeft over het gebruik van het IPL Apparaat, of als het apparaat niet goed lijkt te werken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons klanten serviceteam staat voor u klaar om eventuele problemen op te lossen en u te helpen

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, kunt u het product binnen 30 dagen na aankoop aan ons retourneren voor een volledige terugbetaling. We willen ervoor zorgen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop bij ons en we staan achter de kwaliteit van onze producten.

Als u nog verdere vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We zullen ons best doen om u zo snel mogelijk van dienst te zijn.