

Hoe de voorhoofdthermometer gebruiken?

- 1 Zet de thermometer aan door op de SCAN-knop te drukken.
(Tip: De weergave "Lo" betekent dat de gemeten temperatuur laag is)
- 2 Plaats de sonde van de thermometer in het midden van het voorhoofd en houd contact.
- 3 Druk op de SCAN-knop en hou dit ingedrukt.
- 4 Schuif de thermometer naar de slaap
(Let op: houd goed contact)
- 5 Laat de SCAN-knop los.
- 6 U kunt de temperatuur aflezen.



Hoe de oorthermometer gebruiken?

- 1 Verwijder de beschermkap van de thermometer.
- 2 Zet de thermometer aan door op de SCAN-knop te drukken.
(Tip: De weergave "Lo" betekent dat de gemeten temperatuur laag is)
- 3 Kinderen jonger dan 1 jaar: Trek de oorschelp naar achter.
Kinderen ouder dan 1 jaar: Trek de oorschelp omhoog om het oorkanaal recht te trekken.



- 4 Plaats de oorsensor goed in het oorkanaal.



- 5 Druk op de SCAN-knop voor 1 seconde.
- 6 U kunt de temperatuur aflezen.



De normale lichaamstemperatuur is verschillend per locatie. Daarom moeten de meetresultaten van verschillende plaatsen niet direct met elkaar worden vergeleken.

Aandachtspunten bij een oormeting

- Zorg ervoor dat het oor schoon is, zonder oorsmeer of obstructies.
- De meetresultaten van het rechteroor kunnen afwijken van de meting van het linkeroor. Neem daarom altijd de temperatuur in hetzelfde oor.
- Forceer de thermometer niet in de gehoorgang. Anders kan de gehoorgang letseis oplopen.
- Wees voorzichtig bij het nemen van de temperatuur bij een kind waarvan de gehoorgang klein is.
- Gebruik de thermometer niet bij een oorontsteking of ettervorming.
- Externe factoren kunnen de temperatuur van het oor beïnvloeden, inclusief een individu dat:
 - o Op één oor heeft gelogen
 - o De oren bedekt waren
 - o Blootgesteld aan zeer warme of zeer koude temperaturen
 - o Onlangs gezwommen of gebaad heeft.

In deze gevallen, wacht u best 20 minuten voor het meten van een temperatuur.

Aandachtspunten bij een voorhoofdmeting

- Als het wenkbrauwgebied bedekt is met haar, zweet of vuil, maak het gebied dan vooraf schoon om de meetnauwkeurigheid te verbeteren.
- Controleer altijd of de lens schoon is.



Hoe de thermometer reinigen?

- Gebruik een alcoholdoekje/wattenstaafje bevochtigd met 70% alcohol om de behuizing van de thermometer en de meetsonde te reinigen. Nadat de alcohol volledig is uitgedroogd, kunt u een nieuwe meting doen.



Let op:

- Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de binnenkant van de thermometer komt.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen, verdunningsmiddelen of benzeen voor het reinigen en dompel het instrument nooit onder in water of andere reinigingsvloeistoffen.
- De thermometer is niet waterbestendig. Plaats de thermometer nooit onder water of andere vloeistoffen.

Hoe het geluid van de thermometer af/aan zetten?

- Zet de thermometer aan door op de SCAN-knop te drukken.
- Hou de toets Memory/volumeknop gedurende 2 à 3 seconden ingedrukt.



Hoe de opgeslagen metingen controleren?

- Zet de thermometer aan door op de SCAN-knop te drukken.
- Hou de toets Memory/volumeknop om naar de geheugenmodus te gaan.
- Druk nogmaals op deze knop om de 35 geheugensets te controleren.

Als er geen waarde is opgeslagen geweest, dan wordt "—M" weergegeven.

Hoe switch ik van °C/°F?

- 1 Open het batterijklepje.
- 2 Gebruik de schakelaar om de °C/°F te wijzigen.



Hoe de ruimte/objecten meten?

- 1 Zorg ervoor dat de thermometer is uitgeschakeld.
- 2 Klik op de Memory/volumeknop voor 3 seconden, tot je dit symbool ziet: 
- 3 Druk op de SCAN-knop.
- 4 Hou de thermometer 1-5 cm van het object.
- 5 Klik 1 seconde op de meetknop om te meten.
- 6 Bij het horen van een piep, kan je de meting aflezen.

