


FitGun

FitGun Air-C Mini Gebruiksaanwijzing



Waarschuwing

Voor dat u het toestel in gebruik neemt dient u deze handleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik.

PRODUCT INTRODUCTIE

De FitGun Air-C Mini biedt gepersonaliseerde compressie massagetherapie om jouw herstel te versnellen en vervelende blessures tegen te gaan. Het Professioneel uitgerust beenmassage-apparaat omhelst de kuiten en scheenbeen stevig, waardoor de strakke spieren losser worden en hardnekkige spierknopen worden verbroken. Zelfs met een paar uur gebruik per week, kun jij een groot positief resultaat verwachten tijdens training EN in het dagelijkse leven.

De Air-C Mini is voorzien van keuzemogelijkheid uit drie intensiteit-levels (laag-midden-hoog) en optionele warmtestraling voor pijnverlichting. Pas elke massagesessie aan na jouw behoeften voor die dag. Zet je benen vast met de bijgevoegde riemen, gebruik de digitale afstandsbediening, leun achterover en laat uw benen ontspannen.

Merk: FitGun

Product: Air-C Mini


Model: FGAIRCM1

Voltage: 5V

Power: 5W

Batterij capaciteit: 1500mAh

Werktijd: 15 min

 Het gebruik kan onaangenaam ervaren worden, echter geeft dit wel het beste effect op uw doorbloeding en pijnverlichting.


INSTRUCTIES

1. Laad het product volledig op voor het eerste gebruik.
2. Na 100% opgeladen te zijn, trekt u het klittenband van het beenstuk uit elkaar
3. Bij het bevestigen van de beenstukken, moet u ervoor zorgen dat het linker gedeelte (L) op uw linkerbeen en het rechtergedeelte (R) op uw rechterbeen zit.
4. Houdt de aanknop ingedrukt, u hoort een pieptoon om aan te geven dat het product is opgestart. Standaard begint de Air-C Mini in de standaard massage modus. Druk op M om van modus te veranderen.
5. Wanneer u op de M-toets drukt om van modus te veranderen, hoort u een pieptoon en zal het indicatorlampje een witte kleur aangeven, wat modus 1 betekent. Groen betekent modus 2 en blauw modus 3. Dit is een cyclus. Druk lang op de M toets om de verwarmingsmodus aan/uit te zetten.
6. De standaard werktijd is 15 minuten. Wanneer de tijd om is, zal het automatisch uitschakelen. Druk lang op de aan/uit knop om opnieuw te beginnen. Eén sessie wordt aanbevolen.
7. Wanneer de USB is aangesloten om op te laden, geeft de oplaadindicator een rode kleur aan. Wanneer de batterij bijna leeg is, is deze groen. Tijdens het opladen is het product niet bruikbaar, het indrukken van een knop heeft geen effect.



Gebruik dit product niet tegelijk met andere elektrische apparaten

STEP 01




STEP 02



STEP 03



STEP 04



BEDIENING BESCHRIJVING

**WARMTE
INDICATOR**



MESSAGE MODUS

LANG INGEDRUKT
HOUDEN -
WARMTE AAN/UIT

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

- 1.** Niet gebruiken terwijl het wordt opgeladen
- 2.** Schakel tijdens het gebruik eerst de stroom uit als u van plan bent het apparaat niet meer te gebruiken.
- 3.** Niet gebruiken tijdens het rijden
- 4.** Niet gebruiken tijdens het slapen
- 5.** Alleen professioneel personeel mag dit product demonteren of repareren
- 6.** Niet gebruiken als het netsnoer beschadigd is
- 7.** Niet gebruiken als er water of een andere vloeistof lekt
- 8.** Niet gebruiken wanneer het product abnormaal is
- 9.** Stop onmiddellijk met het gebruik als u enig ongemak ondervindt
- 10.** Plaats dit product niet in een ontvlambaar, explosief of vochtig milieu
- 11.** Gelieve te vermijden scherpe instrumenten contacterend met dit product, om het product niet te beschadigen
- 12.** Dit product bevat lithiumbatterij. Schakel het apparaat uit en verwijder de lithiumbatterij voordat u het apparaat wilt weggooien. De batterij moet worden weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften. De batterij mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Gooi de batterij niet in het vuur.



Waarschuwing voor persoonlijke veiligheid of materiële schade door verkeerd gebruik.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hoe vaak moet ik gebruik maken voor het beste resultaat?

Wij raden aan om minimaal 3 keer per week gebruik te maken van compressie massage. Een verbeterde doorbloeding zorgt namelijk voor enorm veel voordelen. Zeker naarmate u ouder wordt.

Soms doet het pijn, is dat wel goed?

Compressiemassage kan soms als onprettig ervaren worden. Echter is Compressietherapie een zeer effectieve methode voor de verbetering van de bloedcirculatie en de lymfestroom. Door de massage worden vocht en afvalstoffen sneller uit het lichaam afgevoerd, met als resultaat een energieke, gezonder en slanker lichaam.

Vermindert compressie massage ook cellulitis?

Ja zeker. Vaak wordt cellulitis behandeld met massage met hand of cupping, echter is de compressiemassage therapie effectiever op de langere termijn.

Welke voordelen heeft compressietherapie allemaal?

- Verminderen van rusteloze en/of pijnlijke benen
- Behandeling van Oedeem
- Ontgiften
- Verbeteren bloedcirculatie en lymfestroom
- Vermindering van cellulitis
- Gladdere huid
- Ontspannende behandeling
- Vetverbranding
- Omvangvermindering

Contact:

Email: info@fitgun.nl

Website: www.fitgun.nl

Wij zijn FitGun

FitGun geeft de kracht van een professionele massage behandeling in handen van iedereen.

Recover Like No One Does

Werken naar een beter herstel

Onbelemmerd kunnen sporten, je grenzen verleggen en/of simpelweg pijnvrij kunnen bewegen, zonder de minste beperkingen; dat is ons uitgangspunt. Jong, oud, man of vrouw: je lichaam is het belangrijkste gereedschap dat je hebt. Wij bij FitGun willen ons steentje bij kunnen dragen aan het onderhoud van jouw lichaam op de makkelijkste en meest effectieve manier. Jouw herstelproces en spieren zijn bij ons in betrouwbare en vakkundige handen.

Spieren laten ontspannen als missie

In alles wat we doen staat spierherstel en diepgaande ontspanning centraal. Na een pittige training, een stevige work-out, maar net zo goed na een zware dag op het werk. Ieder lichaam moet ontspannen!

Uit die visie is onze missie ontstaan: Iedereen fit krijgen én vooral houden. Topsporter, amateur of recreant? Voor iedereen is spierherstel ontzettend belangrijk en daarbij willen we iedereen de juiste tools aanreiken.

Goed ontspannen voorkomt blessures

Trouwens niet enkel je prestaties schieten als een komeet de lucht in wanneer je werkt aan je spierherstel, je voorkomt ook een heleboel nare blessures. Je pijn- en blessurevrij houden is minstens zo belangrijk als je grenzen verleggen.