

ExCorn Massage Gun Handleiding



DISCLAIMER

Zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of schade aan het netvlies, slijtage van pacemakers, recente operatie epilepsie of migraine, hernia, spondylolisthesis spondylolysis of spondylose, recente gewicht vervangingen of medische implantaten. Kwetsbare personen en kinderen moeten bij het gebruik van een vibratieapparaat worden vergezeld door een volwassene. Deze contra-indicaties betrekken niet dat u geen vibratie- of trainingsapparaat kunt gebruiken, maar we raden u aan eerst een arts te raadplegen.

Lopend onderzoek wordt gedaan naar de effecten van vibratieoefeningen voor specifieke medische aandoeningen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verkorting van de lijst van contra-indicaties zoals hierboven weergegeven, praktijkervaring heeft geleerd dat integratie van vibratieoefening in een behandelplan in een aantal gevallen raadzaam is. Dit moet gebeuren op advies van en in overleg met een arts-specialist of fysiotherapeut.

Indien binnen één jaar na de datum van aankoop, dit product niet te wijten aan een defect in materiaal of vakmanschap repareren of vervangen van het product, of de noodzakelijke componenten, gratis.

Deze garantie is exclusief:

1. Schade veroorzaakt door een ongeval, misbruik, verkeerde behandeling of transport
2. Eenheden onderworpen aan niet-gautoriseerde reparatie.
3. Units niet gebruikt in overeenstemming met instructies
4. Schade die de kosten van het product overschrijdt
5. Verslechtering van het geleverde product als gevolg van abnormale opsl- en / of beschermingsvoorwaarden bij de klant.
6. het niet overleggen van het gedateerde aankoopbewijs.

2

Specificaties

1. Krachtige motor met Quiet Glide Technology
 2. Vervangbare batterij
 3. Oplaadbare Lithium batterij (3 uur+)
 4. Meerdere snelheid instellingen voor optimale resultaat.
 5. Draadloos en lichtgewicht
 6. Aan/uit powerbutton
 7. Vervisselbare accessoire (4x)
- Gewicht: 1100 gram

110-240V 50/60Hz - 5A - 26VDC - 1A

De **ball head** is gemaakt om te gebruiken voor vooral de grotere spiergroepen.

De **fork head** is ontwikkeld voor het behandelen van de nek, de wervelkolom en massage bij de achilles

De **pin head** is ontwikkeld voor het gebruik tegen triggerpoints

De **flat head** is ontwikkeld voor spierontspanning en spiervorming.



Ball head Fork head Pin head Flat head

1

Opladen

Laad de batterij tot zes uur volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Om op te laden, sluit u het DC-uiteinde van de meegeleverde 24V-adapter aan op de oplaadpoort van de batterij en steekt u de adapter in het stopcontact. De LED-band op de batterijlampjes pulseert om het batterijniveau aan te geven en geeft actief opladen aan. Als de batterij is aangesloten, knippert het LED-lampje op het apparaat om het batterijniveau aan te geven en actief opladen aan te geven. Volledige lading wordt aangegeven wanneer alle LED-lampjes stoppen met knipperen en volledig blijven branden. Het wordt niet aanbevolen om de batterij volledig leeg te maken tot het rode LED-niveau. De gemiddelde looptijd is 3+ uur, afhankelijk van snelheid en niveau tijdens gebruik.

Uitvoering

Lijn de batterij uit en bevestig deze in de basis van het apparaat - zorg ervoor dat deze stevig op zijn plaats is vergrendeld. Schakel het apparaat in door de aan / uit-schakelaar aan de onderkant van de batterij in de AAN-positie te zetten, schakel het apparaat uit door de aan / uit-schakelaar in de UIT-positie te zetten. De blauwe LED-lampjes geven het bijbehorende vermogensniveau aan. Masseer het gewenste lichaamsdeel met de gewenste snelheid en oefen zo nodig druk uit. Om de batterij te verwijderen, drukt u lichtjes met de duim op de ontgrendelingsknop van de batterij. Trek met de andere hand stevig aan de batterij / handgreep

Onderhoud, reiniging en opslag

Gebruik een licht vochtige handdoek om het apparaat schoon te maken en droog met een zachte doek voor opslag of reizen, verwijder de batterij en bewaar het apart van de massage gun.

4

Waarschuwing

Dompel de massage gun niet onder in water, blij van vloeistoffen of warmtebronnen weg. Houd ventilatieopeningen vrij van stof en vuil. Verwijder geen schroeven en probeer het niet te demonteren. Werk niet langer dan een uur onafgebroken. Laat het apparaat 30 minuten rusten voordat u het opnieuw gebruikt. Koppel de oplader los van de van de massage gun voor gebruik. Alleen voor volwassenen. Niet gebruiken bij verwondingen. Raadpleeg uw arts voordat u de ExCorn massage gun gaat gebruiken als u gezondheidsklachten loopt.

Veiligheidsinstructies

Gevaar: Om het risico op elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te verminderen, moet dit product worden gebruikt in overeenstemming met de volgende instructies:

- Alleen voor gebruik door volwassenen
- Gebruik alleen op een droog schoon oppervlak van het lichaam boven kleding door licht te drukken op en te bewegen over het lichaam gedurende ongeveer 60 seconden per lichaamszone.
- Gebruik de massage gun alleen op het zachte weefsel van het lichaam, zonder pijn of ongemak te veroorzaken. Niet gebruiken op het hoofd of op een hard of bot gebied van het lichaam.
- Gebruik alleen de opzetstukken die het best gewenste effect geven.
- Blauwe plekken kunnen optreden ongeacht de instelling van de bediening of de toegepaste druk, controleer daarom de behandelde gebieden regelmatig en stop onmiddellijk bij het eerste teken van pijn of ongemak.
- Houd vingers, haar of andere lichaamsdelen uit de buurt van de schacht en de achterkant van de koppen, omdat er beknelling kan optreden.
- Plaats geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van de massage gun.
- Dompel niet onder in water en laat geen water in de ventilatieopeningen van de massage gun.
- Laad alleen op met de meegeleverde ExCorn-massage gun oplader van 26 VDC.
- Controleer het apparaat en de batterij zorgvuldig voor gebruik.
- Knoei of wijzig de massage gun op geen enkele manier.
- Laat de massage gun nooit aanstaan zonder ouderlijk toezicht.

3