

## Schematische weergave



## Bediening

- Kies de juiste naald en installeer deze op de penpunt.
- Druk 3 seconden lang op de AAN/UIT-knop om de pen aan te zetten (het LCD-scherm geeft het vermogen en de versnellingen weer).
- Klik op de AAN/UIT-knop om de intensiteit aan te passen.
- Druk 2 keer achtereenvolgens op de AAN/UIT-knop, LED-markeringsaanduiding op het scherm en het led licht gaat werken.
- Houd de OUT-toets ingedrukt om te beginnen. Het LCD scherm geeft de elektrische ionenuitgang weer, het pictogram knippert om aan te geven dat de laser werkt. Laat de OUT-toets los om te stoppen.
- Na gebruik, druk op de AAN/UIT-knop voor 3s om het LCD scherm van de pen uit te schakelen.
- Na 30 seconde zonder enige bediening, dooft het scherm.
- Na 30 minuten zonder enige handeling, schakelt de laser plasma pen automatisch uit.

Blauwe licht schakelaar: druk tweemaal achtereenvolgens op de AAN/UIT-knop. Het blauwe licht gaat aan. Druk vervolgens tweemaal op de AAN/UIT-knop om het licht uit te schakelen. Het blauwe licht helpt bij het desinfecteren. Dit is veilige en efficiënte methode om vlekken te verwijderen zonder veel pijn of bloeding.

Beschermende functie: Houd de (OUT) -toets 2 minuten lang ingedrukt, het apparaat stopt zijn werking. Als u moet blijven werken, laat u de (OUT) -toets los en druk het opnieuw in.

**Instructies voor weergave en opladen:** Elk raster vertegenwoordigt ongeveer 20% van de elektriciteit. Als de stroomindicator knippert, laad dan op tijd op. Nadat de laser plasma pen volledig opgeladen is, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Gebruik de pen niet tijdens het opladen.

## Introductie

Door het gebruik van high-tech ionentechnologie kan deze laser plasma pen voor vlekverwijdering ionen op hoge temperatuur uitzenden en moedervlek, wrat, sproet en andere huidvlekken verwijderen zonder te bloeden. De melanine wordt verbrand en de vlekjes herstellen met nieuwe huidcellen. De werking wordt coagulatie (wegbranden) genoemd.

## Kenmerken

1. Met behulp van elektrische ionentechnologie en microcomputercontrole is de therapie veilig, gemakkelijk en effectief.
2. Er zijn 9 intensiteitsniveaus.
3. Veilige prestaties zonder (of minder) bloeden door het voordeel van high-tech ionentechnologie.
4. Geniet van het gemak van opladen via USB. Na het opladen kan de pen 5 uur gebruikt worden.







## Attentie

1. Elektrische ionentherapie is typisch en gemakkelijk te gebruiken, maar het is nodig om te oefenen om het beste resultaat te krijgen, dus wordt aangeraden om te oefenen op hand- of beenvlekken.
2. Houd de pen uit de buurt van kinderen om verwondingen door ongevallen te voorkomen.
3. Het is belangrijk om behandelde plekken niet in contact te laten komen met water, vooral niet voordat ze gaan korsten. Maak geen krassen op de korsten. Normaal gesproken zou de korst na 20 tot 30 dagen vanzelf loslaten.
4. Gaat u meerdere behandelingen uitvoeren? Laat dan eerst het wondje helemaal genezen en het korstje eraf vallen voordat u aan een nieuwe behandeling begint.
5. Het fenomeen van de rode vlek is normaal, en het zal lichter en lichter worden in 3 maanden en langer. Het wordt aangeraden om geen gember (ongezond voor de elasticiteit van de huid), rundvlees (veroorzaakt rode huid), sojasaus melanine) te eten tijdens de herstelperiode.
6. Het wordt aanbevolen om laser plasma pen elke 3/4 maanden een keer op te laden wanneer deze niet wordt gebruikt.
7. Als de laser plasma pen niet werkt, probeer deze dan niet zelf te repareren. Het wordt gewaardeerd om voor de problemen contact op te nemen met Taat Shop.
8. De laser plasma pen is niet waterdicht. Onderdompeling in water kan functiestoringen en gevaar veroorzaken.
9. Dit product is bedoeld voor gebruik door normale, gezonde volwassenen. De distributeurs of producenten van de Laser Plasma Pen zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade of gevolgschade door het gebruik of misbruik van dit product.