



## Namens FAMBZ, bedankt voor jouw fantastische aankoop!

De FAMBZ Ultimate pakt de pijnlijke spieren en gewrichten aan met 5 verschillende massagestanden, zoals shiatsu, acupressuur, vibratie-, klopp- en compressiemassage met 16 verschillende snelheidsstanden! Inclusief de nieuwste infraroodtechnologie en gemaakt met zachte siliconen pulse pads. De trapezius en de sternocleidomastoidius worden beiden aangepakt door het FAMBZ Ultimate massageapparaat. De trapezius en de sternocleidomastoidius zijn de nekspieren die verantwoordelijk zijn voor migraine, hoofdpijn, duizeligheid etc. Het ingebouwde infraroodlicht zit op de juiste golflengte, waardoor licht wordt omgezet in warmte. Dit vermindert spier- en gewrichtspijn aanzienlijk.

### Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder de reminderstickers van de Ultimate elektroden.
2. Plaats de FAMBZ Secure Gel op de elektroden.
3. Schakel het apparaat in door op de aan-/uitknop te drukken. Op dit moment staat het apparaat op basisstand 1, de laagste snelheid.
4. Druk op 'M' om te wisselen tussen de massagestanden. Mode 1: Combinatie, mode 2: Klopmassage, mode 3: Vibratie, mode 4: Acupressuur, mode 5: Shiatsu.
5. 'M' langgedrukt inhouden, schakelt de stembegeleiding aan of uit. Druk op +/- om de snelheid in te stellen (niveau 1 tot 16).
6. Houdt de aan-/uitknop ingedrukt om het massageapparaat uit te schakelen.
7. Maak na elk gebruik de elektroden schoon met het gratis meegegeven doekje van microvezel.
8. Desinfecteer met alcohol als dit nodig is. Nog vragen? Raadpleeg de bijgevoegde handleiding.



### Disclaimer

Wanneer je een gevoelige huid hebt of een prikkend gevoel of pijn ervaart door de elektrische schokjes raden wij aan om de FAMBZ Secure Gel te gebruiken. Deze FAMBZ Secure Gel ontvang je gratis bij je bestelling en gaat gemiddeld 1 maand mee. Je kunt ook meer FAMBZ Secure Gels bij ons bestellen. Na het gebruik van de FAMBZ Ultimate kun je de elektroden eenvoudig schoonmaken met het gratis bijgeleverde doekje van microvezel.

### Veiligheid voorop

Elk FAMBZ-product is voorzien van de vereiste certificaten waar de Europese Unie om vraagt. Voor ieder item is dan ook een conformiteitsverklaring getekend door de fabrikant.

### Waarschuwing

Mocht je epilepsie hebben of een pacemaker of een defibrillator of andere diathermische onderdelen geplaatst hebben gekregen, dan mag jij de FAMBZ-apparaten niet gebruiken. Overleg te allen tijde met jouw arts bij twijfel.

Enjoy with FAMBZ