



SOMTABS

Het dagelijks grondig schoonmaken van een MRA, beugel of kunstgebit is noodzakelijk om de groei van bacteriën en schimmels te voorkomen, die cariës (gaatjes), geïrriteerd tandvlees en een slechte adem veroorzaken.

Tips:


Gebruik Somtabs reinigingstabletten dagelijks om uw tandheelkundige voorziening jaren langer mee te laten gaan.

Poets tanden en kiezen altijd grondig en reinig ook tussen de tanden en kiezen met een rager voordat u de MRA, beugel of bitje in de mond plaatst. Een goede mondzorg is cruciaal voor de algemene gezondheid.

- !** *Reinigingstabletten met actieve zuurstof (voor kunstgebitten) zijn NIET geschikt voor het reinigen van uw uitneembare tandheelkundige voorziening zoals MRA. De actieve zuurstof beschadigt de zachte kunststoffen permanent.*



GEBRUIKSAANWIJZING SOMTABS

- 1 Leg één tablet onder in het Idyl gebittenbakje.
- 2 Leg uw tandheelkundige voorziening met de open kant naar beneden in de zeef en plaats deze terug in het gebittenbakje. Dit voorkomt direct contact tussen tablet en tandheelkundige voorziening.
- 3 Laat voorzichtig lauw, handwarm water in het gebittenbakje lopen zodat uw tandheelkundige voorziening geheel onder water komt.
- 4 Uw tandheelkundige voorziening zal na 20 minuten weer hygiënisch schoon en vrij van geurtjes zijn.
- 5  Uw tandheelkundige voorziening dient *na 20 minuten* uit de desinfectie-vloeistof gehaald te worden.
- 6 Als u de voorziening weer gaat gebruiken, deze kort onder lauw water afspoelen en schoonmaken met een Jordan protheseborstel.



Bestel je nieuwe tabletten op
www.beugelreiniging.nl

 **BEUGEL
REINIGING**