

# Professionele Contactloze Infrarood Thermometer: Medische Nauwkeurige Thermometer

## Beknopte handleiding:

Infrarood thermometers zijn gevoelig voor plotselinge veranderingen in omgevingstemperatuur. Klopt de temperatuurmeting duidelijk niet? Wacht dan een paar minuten in de ruimte waar u uw temperatuur wilt gaan meten zodat de thermometer en uzelf zich kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur.

## Meten van lichaamstemperatuur:

- Druk op de SCAN knop om de thermometer aan te zetten
- Zorg er wel voor dat de thermometer ongeveer 3-10cm afstand heeft tot het voorhoofd
- dan druk op SCAN knop om de temperatuur te meten: na 1 seconde wordt uw temperatuur weergegeven op het scherm.
  - Groen: normaal temperatuur
  - Oranje: verhoging
  - Rood: koorts

De pieptoon klinkt 1 keer bij een normale temperatuur en 2 keer bij een afwijkende temperatuur (te laag of te hoog).

Raadpleeg bij twijfel uw arts.

U kunt een selectie maken tussen het meten van de lichaamstemperatuur en de object/omgevingstemperatuur. Hiervoor drukt u op de plusknop (+).

- Het icoon met de smiley (😊) op het scherm duidt op het meten van lichaamstemperatuur
- Het icoon met de woning (🏠) op het scherm duidt op het meten van object/omgevingstemperatuur.

Voor een meting van object/omgevingstemperatuur drukt u op “SCAN” op een afstand van 3-10 cm van het object.

Hou de “plusknop (+)” een aantal seconden ingedrukt om het koortsalarm aan/uit te zetten.

Klik kort op het “Minus knop (-)” om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit.

Wilt u de voorafgaande metingen bekijken, dit kunt u doen door de “minusknop (-)” twee seconden ingedrukt te houden. Deze toont de laatste 32 metingen.

## Gebruiksaanwijzingen:

- Gebruik geen chemische stoffen om de thermometer schoon te maken.
- Meet uw temperatuur niet direct na het eten, consumptie van alcohol en lichamelijke inspanning.
- Hou de thermometer uit de buurt van mobiele telefoon, televisie en andere elektromagnetische velden.
- Sta stil tijdens het meten van uw temperatuur of ga even liggen.
- Bewaar de thermometer op een koele ruimte, niet in direct zonlicht.
- Druk niet op meerdere knopen tegelijk.

Copyright:

**LIBRIE**