

## **Handleiding voor de Mini Hifu Machine**

**Inleiding:** Dank u voor uw aankoop van de Mini Hifu Machine van Smart-Shop®. Deze handleiding is ontworpen om u te begeleiden bij het correct gebruik van de machine, zodat u optimaal kunt profiteren van de voordelen voor uw huid. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt.

### **Veiligheidsinstructies:**

- Lees alle instructies in deze handleiding voordat u de Mini Hifu Machine gebruikt.
- Houd de machine uit de buurt van water en vochtige omgevingen om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik de machine niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Gebruik de Mini Hifu Machine niet op beschadigde huid of bij huidaanandoeningen zonder eerst een arts te raadplegen.
- Gebruik de machine niet in de buurt van ontvlambare gassen.
- Gebruik de machine niet als u zwanger bent, een pacemaker draagt of andere medische implantaten hebt zonder eerst een arts te raadplegen.
- Bewaar de machine buiten het bereik van kinderen.

### **Gebruiksaanwijzingen:**

- Sluit de Mini Hifu Machine aan op een stopcontact met de juiste voltage-instellingen voor uw regio (110v, 220v, etc.).
- Reinig uw huid grondig en verwijder alle make-up voordat u de machine gebruikt.
- Breng een dun laagje geleidende gel aan op het gebied dat u wilt behandelen. Dit helpt om de geleiding van de ultrasone golven te verbeteren.
- Schakel de machine in door op de aan/uit-knop te drukken.
- Selecteer de gewenste functie op basis van uw behoeften, zoals huidverjonging, huidverstrakking, anti-acne, etc.
- Plaats de machine voorzichtig op uw huid en beweeg deze langzaam in cirkelvormige bewegingen over het te behandelen gebied.
- Gebruik de machine niet langer dan de aanbevolen tijd per sessie om overmatige blootstelling aan de behandeling te voorkomen.
- Nadat u de behandeling hebt voltooid, schakelt u de machine uit en verwijdert u de geleidende gel met een vochtige doek.
- Reinig de machine na elk gebruik met een zachte doek en bewaar deze op een koele, droge plaats.

**Onderhoudsinstructies:**

- Reinig de behuizing van de machine regelmatig met een vochtige doek om stof en vuil te verwijderen.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen en vervang het indien nodig.
- Bewaar de Mini Hifu Machine op een veilige plaats, beschermd tegen stoten en vallen.

**Probleemoplossing:**

- Als de machine niet inschakelt, controleer dan of deze correct is aangesloten op het stopcontact en of de stekker niet beschadigd is.
- Als de machine niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de klantenservice voor assistentie.

Volg deze instructies zorgvuldig op voor een veilig en effectief gebruik van de Mini Hifu Machine. Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Wij staan altijd klaar om u te helpen. Veel plezier met uw stralende huid!