

Handleiding: Smart-Shop Elektrische Comedondrukker Vacuüm Acne Cleaner

Welkom bij de handleiding voor de Smart-Shop Elektrische Comedondrukker Vacuüm Acne Cleaner. Deze handleiding bevat instructies voor veilig en effectief gebruik van het product. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt om het beste resultaat te bereiken en mogelijke schade te voorkomen.

Inhoud van de verpakking:

- Elektrische comedondrukker
- Verschillende verwisselbare zuigkoppen
- USB-oplaadkabel
- Puistje pin
- Draagtas (optioneel)

Instructies voor gebruik:

- **Opladen van de comedondrukker:**
 - Sluit de USB-oplaadkabel aan op de comedondrukker.
 - Sluit de andere kant van de kabel aan op een USB-stroombron zoals een adapter, powerbank of computer.
 - Laat de comedondrukker volledig opladen voordat je hem voor de eerste keer gebruikt.
- **Vorbereiding van de huid:**
 - Reinig je gezicht grondig met een milde reiniger om vuil, olie en make-up te verwijderen.
 - Stoom je gezicht of breng een warme doek aan op je huid om de poriën te openen en de comedondrukker effectiever te maken.
- **Kies de juiste zuigkop:**
 - Selecteer de zuigkop die het beste past bij het gebied dat je wilt behandelen en je huidtype.
- **Aanbrengen van de comedondrukker:**
 - Druk op de aan/uit-knop om de comedondrukker in te schakelen.
 - Pas de zuigkracht aan door op de knop voor zuigkrachtniveaus te drukken. Begin met de laagste stand en pas indien nodig aan.
 - Plaats de zuigkop voorzichtig op je huid en beweeg de comedondrukker langzaam over het gebied. Vermijd langdurig op één plek te blijven om huidirritatie te voorkomen.
- **Reiniging en onderhoud:**

- Verwijder na elk gebruik de zuigkop en reinig deze grondig met water en een milde zeep.
- Laat de zuigkop drogen voordat je deze weer op de comedondrukker plaatst.
- Maak de comedondrukker regelmatig schoon met een zachte doek om vuil en resten te verwijderen.

Veiligheidsinstructies:

- Gebruik de comedondrukker niet op een beschadigde, geïrriteerde of ontstoken huid.
- Gebruik de comedondrukker niet rond de ogen of op gevoelige delen van het gezicht.
- Stop met het gebruik van de comedondrukker als je huid rood wordt, geïrriteerd raakt of pijn doet, en raadpleeg indien nodig een dermatoloog.
- Houd de comedondrukker buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de comedondrukker niet onder de douche of in bad.

Volg deze instructies zorgvuldig op om optimaal te profiteren van de Smart-Shop Elektrische Comedondrukker Vacuüm Acne Cleaner. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice voor assistentie. Veel plezier en geniet van een schone en gezonde huid!