

ORBY

HUIDVERJONGINGSAPPARAAT E-BOOK



Een uitgebreide gids voor een stralende en
jeugdige huid

ORBY®

TABLE OF CONTENTS

- Essentie van het huidverjongingsapparaat
- Veilig gebruik
- 4 Verschillende modi voor huidverjonging
- Alle voordelen op een rijtje
- Gebruiksaanwijzing



ESSENTIE VAN HET HUIDVERJONGINGSAPPARAAT



Het Orby® Huidverjongingsapparaat is een revolutionair hulpmiddel voor huidverzorging thuis, ontworpen om professionele resultaten te leveren in het comfort van je eigen huis. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën zoals LED-lichttherapie, microstroom en radiofrequentie, helpt dit apparaat de productie van collageen te stimuleren, rimpels te verminderen, de huidtextuur te verbeteren en algemene huidgezondheid te bevorderen.

Dankzij het compacte en gebruiksvriendelijke ontwerp is het handig voor dagelijks gebruik en biedt het een niet-invasieve oplossing voor het bereiken van een stralende en jeugdig uitziende huid. Met regelmatig gebruik stelt het huidverjongingsapparaat gebruikers in staat om professionele resultaten op het gebied van huidverzorging te bereiken zonder dat er dure salonbezoeken of invasieve procedures nodig zijn.



VEILIG GEBRUIK

Het gebruik van het huidverjongingsapparaat is veilig wanneer het volgens de instructies wordt gebruikt. Het apparaat is ontworpen met veiligheidsvoorzieningen om potentiële risico's te minimaliseren en maakt doorgaans gebruik van niet-invasieve huidverzorgingstechnologieën zoals LED-lichttherapie, microstromen en radiofrequentie. Echter, net zoals bij elk huidverzorgingsapparaat, is het essentieel om alle veiligheidsvoorschriften die in de gebruikershandleiding worden verstrekt, te volgen om negatieve reacties of verwondingen te voorkomen. Gebruikers moeten er ook voor zorgen dat hun huid schoon en vrij is van irritaties voordat ze het apparaat gebruiken.

4 VERSCHILLENDE MODI VOOR HUIDVERJONGING

Het Orby® Huidverjongingsapparaat biedt vier verschillende modi, elk gericht op verschillende aspecten van huidgezondheid en -verjonging:

1. EMS (Elektrische Spierstimulatie):

EMS is een technologie die gebruikmaakt van lage elektrische stroompjes om de spieren onder de huid te stimuleren. EMS wordt vaak gebruikt om de gezichtsspieren te versterken en te verstevigen, wat kan helpen bij het verbeteren van het algehele uiterlijk van de huid door het verminderen van verslapping en het bevorderen van een gelift uiterlijk. EMS kan ook de bloedcirculatie in de huid verbeteren, wat kan bijdragen aan een betere levering van voedingsstoffen en het afvoeren van afvalstoffen, wat resulteert in een gezonder uitziende huid.

2. Rood Lichttherapie:

Rood lichttherapie houdt in dat de huid wordt blootgesteld aan lage niveaus van rood of nabij-infrarood licht. Dit type therapie staat bekend om het doordringen van de huidlagen, waar het de productie van collageen en elastine kan stimuleren, essentiële eiwitten voor het behoud van de elasticiteit en stevigheid van de huid. Rood lichttherapie kan ook helpen bij het verminderen van ontstekingen en het bevorderen van wondgenezing, waardoor het gunstig is voor de behandeling van aandoeningen zoals acne, rosacea en fijne lijntjes en rimpels.



Switching Massage Intensities

Switching Light Mode

3. Blauw Lichttherapie:

Blauw lichttherapie maakt gebruik van specifieke golflengten van blauw licht om acne-veroorzakende bacteriën op het oppervlak van de huid te targeten en te doden. Door bacteriën te elimineren, kan blauw lichttherapie helpen bij het verminderen van acne-uitbraken en ontstekingen, resulterend in een helderdere en gladdere huid.

4. Paars Lichttherapie:

Paars lichttherapie combineert rode en blauwe lichtgolflengten om een dubbele benadering van huidverzorging te bieden. Het kan de voordelen bieden van zowel rode als blauwe lichttherapieën, zoals collageenstimulatie, ontstekingsvermindering en eliminatie van acnebacteriën. Paars lichttherapie is vooral effectief voor mensen met zowel verouderingsproblemen als een acne-gevoelige huid, omdat het meerdere huidproblemen tegelijk aanpakt.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE

- **Gemakkelijk thuisgebruik:** Geniet van professionele huidverzorgingsbehandelingen in het comfort van uw eigen huis.
- **Kosteneffectieve oplossing:** Bespaar geld met een eenmalige investering in vergelijking met dure salonbezoeken.
- **Niet-invasieve benadering:** Zacht voor de huid, vermijdt de risico's geassocieerd met invasieve procedures.
- **Multifunctioneel ontwerp:** Combineert verschillende geavanceerde huidverzorgingstechnologieën voor uitgebreide behandelingsmogelijkheden.
- **Gebruiksvriendelijke bediening:** Gemakkelijk te volgen instructies zorgen voor probleemloos gebruik voor alle gebruikers.
- **Aanpasbare instellingen:** Pas behandelingen aan aan individuele behoeften met instelbare instellingen voor optimale resultaten.
- **Langdurige voordelen:** Bevordert blijvende verbeteringen in huidgezondheid, textuur en uiterlijk bij regelmatig gebruik.



GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

- Reinig uw huid grondig om eventuele make-up, vuil of oliën te verwijderen.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen of aangesloten op een stroombron voordat u het gebruikt.

Select Mode:

- Zet het apparaat aan door op de aan/uit-knop te drukken.
- Selecteer de gewenste modus op basis van uw huidverzorgingsbehoeften (bijv. LED-therapie, microstromen, radiofrequentie).

Instellingen aanpassen:

- Pas de intensiteitsniveaus en lichtmodus aan volgens uw voorkeur en huidgevoeligheid.

Toepassing:

- Begin met het bewegen van het apparaat op je nek of op het onderste deel van je gezicht, zoals je kin of kaaklijn.
- Beweeg het apparaat langzaam omhoog richting je wangen en jukbeenderen. Ga vervolgens verder naar je neus en voorhoofd, altijd in opwaartse bewegingen.
- Gebruik lichte, opwaartse bewegingen en vermijd trekken of slepen van de huid.

Behandelduur:

- Behandelingen duren tussen 5 en 20 minuten per sessie, afhankelijk van de gekozen modus en intensiteitsniveau.

Nazorg:

- Na voltooiing van de behandeling, schakelt u het apparaat uit en veegt u het voorzichtig schoon met een zachte doek.
- Breng eventuele huidverzorgingsproducten of moisturizers aan om uw huid te voeden en te beschermen.

Frequentie:

- Gebruik het apparaat zoals aanbevolen, 2 tot 3 keer per week voor optimale resultaten.
- Vermijd overmatig gebruik, aangezien overmatige behandelingen de huid kunnen irriteren of de resultaten kunnen verminderen.

Onderhoud:

- Reinig het apparaat na elk gebruik om eventuele resten of ophopingen te verwijderen.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht wanneer het niet in gebruik is.

Veiligheidsmaatregelen:

- Vermijd het gebruik van het apparaat op gebroken of geïrriteerde huid.
- Houd het apparaat uit de buurt van water of vocht om schade te voorkomen.

