

Hoe te gebruiken?



1

Stoom het gezicht door het nemen van een warme douche of het wassen van het gelaat met warm water, om de poriën te openen.

2

U kiest uit één van de 6 verschillende opzetstukken.

3

Schakel het apparaat in via de aanzetknop en kies de gewenste mode via de functie knop.

4

Beweeg het apparaat met cirkelvormige bewegingen over de huid gedurende 2 minuten.

5

Laat vervolgens de behandelde huid 1 minuut rusten en breng daarna een dagcrème aan.

6

Herhaal de behandeling 3x per week en u ervaart al een merkbaar resultaat na 2 weken.

