

BINTOI

TSR-X210

TIPS VÓÓR DE METING

- 1 De gebruiker en de thermometer dienen minstens 30 minuten in dezelfde ruimte zijn geweest.
- 2 Houd de thermometer niet lang vast, omdat deze gevoelig is voor de omgevingstemperatuur.

TIPS TIJDENS DE METING

Hoe de oor thermometer gebruiken

- 1 Verwijder de beschermkap van de thermometer



- 2 Plaats het oorkapje. Zet de thermometer aan door op de "SCAN" knop te drukken



- 3 1. Kinderen jonger dan 1 jaar: Trek de oorschelp naar achter.



2. Kinderen ouder dan 1 jaar: Trek de oorschelp omhoog om het oorkanaal recht te trekken



- 4 Plaats de oorsensor goed in het oorkanaal



5

Druk op de meetknop voor 1 à 2 seconden

**6**

Wanneer de pieptoon volledig is gehoord, kunt u de waarde aflezen. Verwijder het oorkapje.

TIPS NA DE METING

Reinigen de sensor:

1. Gebruik een alcoholdoekje/wattenstaafje bevochtigd met 95% alcohol de thermometer te reinigen.
2. Nadat de alcohol volledig is uitgedroogd, kunt u een nieuwe meting uitvoeren (wacht min. 10 minuten).

Let op

Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de binnenkant van de thermometer komt.

Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of verdunningsmiddelen voor het reinigen en dompel het instrument nooit onder in vloeistoffen.

HEEFT U VRAGEN, OPMERKINGEN OF FEEDBACK?

Neem dan contact met ons op:



www.bintoi.com



support@bintoi.com