



AYOO



Ayoo Stoelfiets met LCD Display

GEbruIKSHANDLEIDING

Lees deze gebruikershandleiding goed door voordat u gebruikt maakt van de stoelfiets.

WAARSCHUWINGEN

- o De stoelfiets moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- o Het is niet toegestaan om de stoelfiets te gebruiken wanneer deze beschadigd of kapot is.
- o Houd handen, voeten en losse voorwerpen uit de buurt van bewegende onderdelen.
- o De stoelfiets is niet geschikt voor personen met mentale of fysieke ongemakken, kinderen of mensen met onvoldoende ervaring en/of kennis.
- o Dit product is alleen geschikt voor binnenshuis gebruik.
- o Plaats de stoelfiets niet in direct contact met zonlicht of op een plaats met hoge temperaturen en/of een hoge mate van luchtvochtigheid.
- o Plaats de stoelfiets niet op een plaats waar het een obstakel zal vormen voor anderen.
- o Zorg er voor dat de pedalen goed vastzitten. Pedalen die niet goed vastzitten zullen uiteindelijk loslaten. Het gebruik van de stoelfiets met loszittende pedalen kan voor gevaarlijke situaties zorgen en kan de stoelfiets beschadigen.
- o Draag geen wijde kleding of sieraden tijdens het gebruik van de stoelfiets. Voorkom hiermee dat het in de machine verstrikt raakt.
- o Het is belangrijk om eerst een arts te raadplegen, voordat de oefening wordt gestart.
- o Stel de fiets niet bloot aan hevige schokken of invloeden van buitenaf.
- o Plaats de stoelfiets niet op een gladde ondergrond. Dit kan resulteren in ongelukken.


GEBRUIK

- o Zorg ervoor dat de pedalen strak worden vastgedraaid. Dit is vooral belangrijk wanneer u achteruittrapt.
- o Ga nooit om de pedalen staan. De stoelfiets is niet ontworpen voor staand gebruik.

ATTENTIE

De pedalen van deze stoelfiets komen dicht langs de grond. Wanneer u de stoelfiets gebruikt vanuit een lage stoel bestaat de kans dat uw voeten de grond raken. Maak bij het gebruik van deze stoelfiets gebruik van een stoel met enige zithoogte.

De ideale hoek tussen uw kuit en bovenbeen bedraagt 120°. Wanneer u dit niet aanhoudt bestaat de kans dat de stoelfiets naar voren schuift.



ONDERDELEN LIJST



MONTAGE STAPPEN



1. INSTALLEER DE PEDALEN

Bevestig de linker- en rechterpedalen (geïdentificeerd door de R=rechts en L=links) aan de armen van de stoelfiets. Houd het pedaal hierbij horizontaal en draai uitsluitend de bout in het schroefdraad van de arm (draai het pedaal zelf niet). Om het rechterpedaal te monteren moet deze met de klok mee worden vastgedraaid. Om het linkerpedaal te monteren moet deze tegen de klok in worden vastgedraaid. Wanneer de pedalen zijn gemonteerd, kunt u de pedalen extra strak draaien door gebruik van de meegeleverde steeksleutel.

- o Om het pedaal te bevestigen aan de arm houdt u het pedaal horizontaal. Draai uitsluitend de bout aan de buitenkant van het pedaal, draai het pedaal zelf niet.
- o Draai de bout (van het pedaal) met uw vingers in het schroefdraad van de arm.
- o Wanneer het niet lukt om het schroefdraad met uw vingers aan te draaien, dan zit het schroefdraad scheef. Haal het pedaal helemaal los en begin opnieuw. Houd het pedaal hierbij horizontaal en draai uitsluitend de bout in het schroefdraad (draai het pedaal zelf niet).



2. BEVESTIG DE POTEN

Plaats de stoelfiets ondersteboven. Bevestig de voor- en achterpoten met twee paar schroeven.



3. PLAATSEN OF VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Steek een platte schroevendraaier in de inkeping (aan de rand) van het display, waardoor het display loskomt en kan worden opgetild. De batterijhouder zit aan de onderkant van het display. Hierin kan een 1.5v knoopcel batterij worden geplaatst.

FUNCTIES

Druk op de rode knop om het display te activeren. Selecteer de gewenste functie door op de rode knop te drukken. Kijk naar de rechterbovenhoek voor de beschikbare functies.

Time:	Totaal verstreken tijd.
Distance:	Totaal afgelegde afstand.
Count:	Totale omwentelingen tijdens sessie.
Total Count:	Totale omwentelingen van alle sessies. (Dit wordt alleen gereset na het vervangen van de batterij).
Cals:	Totaal verbrande calorieën

BELANGRIJK

De berekening voor de verbrande calorieën is gebaseerd op een schatting en kan niet gebruikt worden voor medische doeleinden. Raadpleeg een dokter of diëtist voor het aanpassen van de voeding inname en zorg ervoor dat deze door de dokter of diëtist wordt afgestemd op de sportieve activiteiten die worden ondernomen. Raadpleeg altijd eerst de dokter voordat je aan een nieuwe oefening begint.

NOTITIES

- o De display wisselt na enkele seconden van functie, zodat tijdens het fietsen alle informatie voorbijkomt. Wanneer u een bepaalde functie in beeld wilt houden, kunt u met de rode knop naar deze functie navigeren. Op het moment dat 'SCAN' niet wordt weergegeven zal deze functie in beeld blijven staan.
- o De display schakelt automatisch in wanneer u begint met fietsen of wanneer u op de rode knop drukt.
- o De display schakelt automatisch uit na 4 minuten inactiviteit.
- o De data kan worden gereset door de rode knop 5 seconden ingedrukt te houden.