

Handleiding

Eeltverwijderaar

NL



Lees goed de gebruiksaanwijzing door voor gebruik.
Bij problemen met het apparaat kunt u altijd mailen naar:
DreamStoreOnline@outlook.com

Product Structuur



ATTENTIE: BEVAT GEEN TE REPAREREN ONDERDELEN!
ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK!

Installatie

Zorg dat de eeltverwijderaar goed is opgeladen voor het eerste gebruik. Check hiervoor de LCD display die het batterij niveau aangeeft.

Gebruik

AAN/Snelheid 1 	Druk 1 keer op de schakelknop
Snelheid 2 	Druk nog 1 keer op de schakelknop
Uit 	Druk nog 1 keer op de schakelknop

Specificaties

Product	Elektrische Eeltverwijderaar
Model	506
Krachtbron	1200 mAh Accu
Product grootte	15,5 x 6,5 x 4 cm
Voltage	5V
Vermogen	5W
Fabrikant	Shenzhen Vkk Technology Co., Ltd.
Product omgeving	0~40°C / 32~104°F

Onderhoud

1. Zet het apparaat uit
2. Maak de kristalrollers los door de witte Op/Afzet knop in te drukken en spoel de rollers met lauw water of maak ze schoon met het meegeleverde schoonmaak borsteltje.
Opmerking: Het borsteltje kan ook gebruikt worden om de opzetstukken schoon te maken.
3. Laat alle stukken opdrogen voor het apparaat weer te gebruiken.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat laad niet goed op	1.) De kabel is niet goed aangesloten 2.) Het apparaat of de oplaadkabel is defect of heeft een fabrieksfout	1.) Verbind de kabel opnieuw aan beide kanten 2.) Neem contact met ons op zodat we u kunnen voorzien van een vervangend exemplaar. Zie contact
Er zit minder kracht achter het apparaat	1.) U drukt het apparaat te hard tegen de huid 2.) De accu raakt leeg	1.) Gebruik minder kracht bij het aandrukken 2.) Laad het apparaat opnieuw op volgens de oplaad instructies
Het apparaat haalt niet goed de eelt weg	U gebruikt een te lage snelheid of een te lichte roller	Verander van snelheid of kristalroller
Het apparaat resulteert in geïrriteerde huid	1.) U drukt het apparaat te hard tegen de huid 2.) U houdt de rollers te lang op één plek 3.) U gebruikt een te hoge snelheid of te zware roller	1.) Gebruik minder kracht bij het aandrukken 2.) Houd de rollers niet langer dan 2 seconden op één plek 3.) Verander van snelheid of kristalroller
Het apparaat werkt niet en de batterij is opgeladen	1.) Het apparaat is defect of heeft een fabrieksfout	1.) Neem contact met ons op zodat we u kunnen voorzien van een vervangend exemplaar. Zie contact

Waarschuwing: Probeer het apparaat niet te repareren.

Opmerking: Gebruik geen perslucht, schuursponsjes, bijtende reinigingsmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals aceton om het apparaat schoon te maken.

Veiligheidsinstructies

Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing goed

- 1.) Het apparaat is alleen voor gebruik op de voeten en hielen, gebruik het nergens anders op het lichaam.
- 2.) Gebruik de rollers niet langer dan 2-3 seconden aan een stuk door op één stuk van de huid en druk het niet te hard aan.
- 3.) Niet te gebruiken op: wratten, zweren of open wonden.
- 4.) Stop bij irritatie van de huid direct met het gebruik.
- 5.) De kristalrollers, zijn per stuk bedoeld voor maar één persoon. Deel de kristalrollers vanwege hygiënische redenen niet met anderen.
- 6.) Dit apparaat is niet bedoeld te gebruiken op of door kinderen en invaliden.
- 7.) Niet te gebruiken op: wratten, zweren of open wonden.
- 8.) Stop bij irritatie van de huid direct met het gebruik.
- 9.) Het apparaat is IPX5 waterproof en kan gespoeld worden onder de kraan. Let wel goed op dat er geen water bij de oplaadpoort komt
- 10.) Zet het apparaat niet aan als er nog geen schuurkop op zit
- 11.) Plaats het apparaat niet in direct zonlicht. Bewaar het apparaat op een droge en koele plek met de temperatuur tussen de 0~40 °C. Leg het op een plek waar kinderen er niet bij kunnen.

Oplaad Instructies

- 1.) Zorg ervoor dat het apparaat uit staat
- 2.) Steek de oplaadkabel met het correcte uiteinde achterin de oplaadpoort
- 3.) Sluit het USB-uiteinde aan op een: USB-adapter, computer of powerbank.
- 4.) De rode display gaat knipperen om aan te geven dat het wordt opgeladen. Als het apparaat volledig is opgeladen dan staat de display op 100 en stopt die met knipperen.
- 5.) Als het apparaat volledig is opgeladen kunt u eerst het USB uiteinde of de adapter losmaken en daarna de kabel uit de oplaadpoort halen.

Vervanging

Om de kwaliteit van de kristalrollers te behouden en de hygiëne te waargenomen, raden wij aan om de kristalrollers om de 3-4 maanden te vervangen.

Interesse? Mail ons naar: DreamStoreOnline@outlook.com

Contact

Wij zullen u altijd graag helpen met uw vragen over het product of de service.

Mail ons naar: DreamStoreOnline@outlook.com