

Handleiding IPL ontharingsapparaat

1. Gebruik het scheermesje om je lichaam te scheren op de plekken waar je het IPL ontharingsapparaat van Dyla gaat toepassen.
2. Sluit de stekker aan het apparaat en in het stopcontact
3. Pas het geschikte energieniveau aan
4. Gebruik de bril om je ogen te beschermen voor de lichtflitsen
5. Plaats het apparaat op het behandelgebied op 90 graden en druk op de flitsknop om te starten.
6. [optioneel] Breng na afloop wat lotion aan om de huid te hydrateren!



Advies:

- Week 1-4 (3x per week gebruiken) Week 5-6 (2x per week gebruiken)
Week 7-8 (1x per week gebruiken) Week 8+ (1x per twee weken gebruiken)