

Elektrische Eeltverwijderaar

HANDLEIDING ELEKTRISCHE EELTVERWIJDERAAR

C6373 IPX7

Voor Veilig gebruik:

1. Gebruik het product zoals beschreven staat in deze handleiding.
2. De elektrische eeltverwijderaar is alleen geschikt voor hielen en stugge en droge zolen waar eeltplekken verschijnen. Wij raden af om de eeltverwijderaar op andere plekken te gebruiken.
3. Zet de eeltverwijderaar niet aan voordat je de schuurschijf op het apparaat hebt geplaatst.
4. Laad de eeltverwijderaar volledig op voor eerste gebruik.
5. Gebruik de eeltverwijderaar niet terwijl deze aan het opladen is.
6. Stop geen voorwerpen in de openingen van de eeltverwijderaar.
7. Overmatig gebruik van de eeltverwijderaar kan zorgen voor een te dunne huid wat kan leiden tot een geïrriteerde huid.
8. Wij raden mensen met een slechte bloedcirculatie of diabetes af om de eeltverwijderaar te gebruiken, vanwege de vaak dunnere huid.
9. Gebruik de eeltverwijderaar niet voor wratten, zweren of wonden op de huid.
10. Gebruik de eeltverwijderaar niet bij rode, ontstoken en geïnfecteerde huid of bij blaren.
11. Als bij het gebruik van de eeltverwijderaar pijn of ongemak ontstaat, adviseren wij om direct te stoppen met het gebruik.
12. Bij huid of andere gezondheidsproblemen adviseren wij om eerst een huisarts te raadplegen voor gebruik.
13. Bij ernstige huidallergieën of bloedingen adviseren wij om eerst een huisarts te raadplegen voor gebruik.
14. De eeltverwijderaar is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.
15. Om ongelukken en schade aan het lichaam te voorkomen adviseren wij om hoofdhuid, haar, wenkbrauwen en wimpers te vermijden.

Elektrische Eeltverwijderaar

HANDLEIDING ELEKTRISCHE EELTVERWIJDERAAR

Functies:

Beschermkapje
Schuurschijven
Vacuümbak
Waterbestendig
Aan/uit knop
LCD display
USB-kabel
Oplaad poort

Model: C6373
Specificaties: DC5V1A
Vermogen: 6W
Oplaadtijd: 2.5uur
Gebruikstijd: 90-150 minuut
Standen: 2
Snelheid: 1900-2200 RPM
Waterbestendig: IPX7

Elektrische Eeltverwijderaar

HANDLEIDING ELEKTRISCHE EELTVERWIJDERAAR

Hoe werkt de eeltverwijderaar:

A. Opladen.

1. Plaats de oplader van de eeltverwijderaar onderin het apparaat en zet het andere eind op netspanning.
2. Tijdens het laden is het licht altijd rood.
3. Als het licht veranderd van rood naar groen is de eeltverwijderaar volledig opgeladen.
4. Haal de stekker uit de eeltverwijderaar en het product is klaar voor gebruik.

B. Keuze en plaatsing schuurschijf.

1. De schuurschijfkeuze.

De keuze van de schuurschijf kan gebaseerd worden op de ruwheid van de huid en het gewenste effect:

Grove schuurschijf : Geschikt voor verouderd en gebroken eelt

Medium schuurschijf : Geschikt voor de dode huid

Fijne schuurschijf: Geschikt voor dagelijks gebruikt van de voeten

2. Plaatsen van de schuurschijf.

1. Zorg dat de eeltverwijderaar uitgeschakeld is bij het plaatsen.
2. Houd het product met 1 hand vast en haal met de andere hand de schuurschijf van de eeltverwijderaar.
3. Na het verwijderen van de schuurschijf, plaats je de nieuwe schuurschijf tot men een 'klik' hoort. Pas na het horen van de klik zit de schuurschijf goed op de eeltverwijderaar.

C. Product gebruik

1. Druk de aan/uit knop 2 seconden in zodat het licht groen wordt op de langzaamste stand aan gaat. Druk 1 keer op de aan/uit knop en de eeltverwijderaar gaat naar de hoogste stand.
2. Druk de schuurschijf 2 tot 3 seconden tegen de ruwe huid.
3. Tijdens het gebruik kun je na 3 seconden controleren of het resultaat naar wens is. Is dit niet het geval, houd dan de eeltverwijderaar nogmaals 3 seconden tegen de ruwe huid. Wij raden af om dit meer dan 2 keer te herhalen, om te voorkomen dat de huid teveel kapot gaat. De huid heeft namelijk hersteltijd nodig na het verwijderen.
4. Houdt de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt als je klaar bent met de eeltverwijderaar.
5. Spoel de huid af of gebruik een natte handdoek. Gebruik een crème om de voet te verzorgen.

Tip: 1. Verzacht of maak de huid schoon voor het gebruik van de eeltverwijderaar voor het beste resultaat.

2. Druk de schuurschijf niet tegen 1 plek, maar laat deze geleidelijk over de huid glijden. Bij teveel druk stopt de eeltverwijderaar.

Elektrische Eeltverwijderaar

HANDLEIDING ELEKTRISCHE EELTVERWIJDERAAR

Schoonmaken en onderhoud:

A. Schoonmaken

Tip: Maak de eeltverwijderaar schoon na gebruik, zodat deze goed blijft presteren. De eeltverwijderaar kan direct afgespoeld worden onder de kraan.

1. Nadat de eeltverwijderaar is uitgezet, verwijder je het klepje van de vacuümtank om het stof te verwijderen.
2. Gebruik een schoonmaakborstel om de schuurschijf en de vacuümtank schoon te maken.
3. Tijdens het afspoelen kun je de eeltverwijderaar kort aanzetten om het stof te verwijderen.
4. Zet de eeltverwijderaar uit na het schoonmaken.
5. Droog de eeltverwijderaar af na het schoonmaken.

B. Bewaren

1. Laat de eeltverwijderaar niet in direct zonlicht liggen. Als de eeltverwijderaar niet gebruikt wordt kan deze het best bewaard worden in een kamer die droog, geventileerd en tussen de 0-40 °C is.
2. Laat de eeltverwijderaar niet in een kamer met hoge temperatuur of hoge druk liggen om schade aan de eeltverwijderaar te voorkomen.
3. Plaats de eeltverwijderaar buiten het bereik van kinderen.

C. Milieubescherming

Wanneer de eeltverwijderaar afgeschreven is, gooi deze dan niet weg bij het huisvuil. Dit is slecht voor het milieu. Zorg dat de eeltverwijderaar gerecycled wordt en help de volgende generaties!