



3. Technische parameters

Lamp tube	Xenon quartz tube
Light source	Intense Pulsed Light
Energy Frequency	1.5-3.9J/cm ²
Focus size	4.2cm ²
Wavelength	470nm-1100nm
Lamp tube life	900000 times
Adaptor	AC100~240V @ 12V DC 3A
Weight	210g
Size	168x112x78mm
Operating temperature range	5 ~ 30 C
Operating humidity range	Relative humidity 30% ~ 60%

4. Functies

- Huidverjonging
- Ontharing

Dit product kan gebruikt worden om; te veel aan haar over het gehele lichaam pijnloos te verwijderen.

Geschikt voor zwart haar en donkerharige mensen. Echter niet geschikt voor mensen met wit, grijs of (licht)blond haar.

1. Veilig gebruik

Let op, niet gebruiken wanneer:

- U al een bestaande huidafwijking heeft
- U een huidziekte heeft, zoals een allergie die te maken heeft met uw huid, eczeem etc.
- U zwanger bent of borstvoeding geeft
- U door de zon verbrand bent
- U een beschadigde huid heeft; schaafwond, vers litteken, kanker of een hemangioom

2. Inhoud verpakking

- IPL apparaat
- Oplaad adapter
- Warranty card
- Gebruiksaanwijzing



SAN VITALE

+31(0)55 203 204 6

SAN VITALE

*Intense Pulsed Light
ontharing AM001*

1. Scheer de haren op de plek waar u wil gaan ontharen met het apparaat en maak de huid daar schoon en droog.
2. Zet het apparaat aan, kies nu de intensiteit om de haren te verwijderen
3. Nadat u klaar bent met het ontharen, kunt u het beste een koude vochtige doek op de plek leggen, om de huid te kalmeren
4. Verzorg uw huid met uw favoriete body moisturizer
5. Flits niet meerdere keren op dezelfde plek van de huid, in 1 behandelbeurt

7.Details

1. Zorg dat de flits niet te dicht bij of direct in de ogen schijnt, wanneer u het apparaat gebruikt
2. Spray niet direct alcohol op het flitsvenster, om te deze schoon te maken
3. Met een zéér donkere huid, is het mogelijk dat de huid en de haren niet reageren, zoals u hoopt. Mocht dit het geval zijn, wacht 2 uur voor dat u de intensiteit verhoogd, om een gevoelige/of beschadigde huid te voorkomen.
4. Dit product is niet waterproof, voorkom contact met water
5. Uit de buurt van kinderen houden
6. Mocht het apparaat kuren krijgen, haal dan direct de stekker uit het stopcontact



4. Klik op de 'aan/uit knop' om de geschikte intensiteitslevel in te stellen.
5. Na veel gebruik, zullen er witte plekje op het flits scherm te zien zijn. Dit heeft geen invloed op de effectiviteit of levensduur van het apparaat



Uitleg van LED Scherm

6.Haar management proces

Test voor het eerste gebruik altijd op de huid met niet/ tot geen haar, zoals de binnenkant van de boven arm, met de intensiteit laag. Wanneer u geen irritatie of ongemakken voorziet. Is deze veilig voor uw gebruik,

Flitscolor	White	Old	Light brown	Dark brown	Black	Dark grey
White	X	X	X	X	X	X
Light gold	X	X	X	X	X	X
Light brown	✓	✓	✓	✓	✓	X
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	X
Black	✓	✓	✓	✓	✓	X

5.Gebruiksaanwijzingen

1. Gebruik een beetje desinfectiealcohol op een doekje om het flitsvenster te reinigen
2. Plug het apparaat in het stopcontact, "HR" is nu te zien op het scherm
3. Houdt de 'aan/uit' knop ingedrukt voor 3 seconde. Nu is uw apparaat klaar voor gebruik
Doe dit ook weer om het apparaat uit te schakelen
Opmerking:
 - 3.1 U ziet de 'HR' rechts onderin het scherm staan, zodra deze aanstaat.
 - 3.2 Zodra dit het geval is kunt u het flitsvenster tegen uw huid aan zetten. U ziet nog steeds de 'HR' knipperen, dit moet, omdat er een sensor in gebouwd zit, om uw huid te detecteren
 - 3.3 De 'HR' hoort te knipperen, als dit niet het geval is, werkt het apparaat niet.