



Gebruiksaanwijzing

Stap 1. Vijl (bij de eerste keer gebruik) het aangetaste deel van uw nagel(s) in die mate weg dat het nog aangenaam voelt en was daarna uw handen en/ of voeten goed schoon en droog ze. Let op het vijlsel is besmettelijk dus ruim dit op.

Stap 2. Plaats simpelweg het apparaat op de aangetaste nagel, druk op de knop en het doet gedurende 7 minuten zijn magische werk. De schimmelverwijderaar schakelt automatisch uit zodra het klaar is. U mag dit proces 2 maal per dag herhalen en drie weken achter elkaar uitvoeren, daarna 1 week uw nagels rust geven en indien nodig het proces herhalen. *Zorg ervoor dat u dagelijks uw voeten/ handen schoon houdt. Bijv. Iedere dag schone sokken dragen wanneer het uw voetenagel(s) betreft.*

VEILIGHEID: Kinderen onder de 18 jaar onder toezicht van ouders gebruiken. Zwangeren mogen het apparaat ook gebruiken maar zorg ervoor dat de laser niet bij de buik in de buurt komt.
-Gelijkstroom is volledig ongevaarlijk. Er is totaal geen risico op een elektrische schok tijdens het gebruik van het laserapparaat.