

## **Bediening van uw Professionele Infrarood Thermometer lichaamstemperatuur:**

Infrarood thermometers zijn gevoelig voor plotselinge veranderingen in omgevingstemperatuur. Klopt de temperatuurmeting duidelijk niet? Wacht dan 15 minuten in de ruimte waar u uw temperatuur wilt gaan meten zodat de thermometer en uzelf zich kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur.

Thermometer functie instellen, voorhoofd of omgevingstemperatuur: met de plus knop ([+]) kiest u welke functie u wilt gebruiken, het smiley icoontje geeft aan dat u de lichaamstemperatuur meet en het huis icoontje geeft aan dat u de omgevingstemperatuur (of objecten) meet.

Voor het meten van uw lichaamstemperatuur drukt u op "SCAN". Hou de thermometer 2-10 cm van uw voorhoofd af en druk op SCAN; na 1 seconde geeft de thermometer uw lichaamstemperatuur weer. Is de lichaamstemperatuur normaal? Dan blijft het scherm groen, bij verhoging wordt het scherm oranje en bij rood heeft u koorts. De pieptoon klinkt 1 keer bij een juiste temperatuur en 2 keer bij een afwijkende temperatuur (te hoog of te laag). Schakel indien nodig een arts in.

Hou de [+] knop een aantal seconden ingedrukt om het koortsalarm aan of uit te zetten.

Hou in standby modus het [-] knopje 2 seconden ingedrukt om het geheugen van de laatste 32 metingen te bekijken.

Klik kort op het [-] knopje om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit.

Voor een meting van objecttemperatuur drukt u op "SCAN" op een afstand van 2-10 cm van het object.

**Gebruiksaanwijzingen:**

- Hou de thermometer uit de buurt van mobiele telefoons, consoles en uw televisie.
- Sta stil tijdens het meten van uw temperatuur of ga even liggen.
- Drink geen alcohol voordat u uw lichaamstemperatuur gaat meten.
- Doe geen lichamelijke oefeningen voor uw meting.
- Hou de thermometer zo veel mogelijk weg van mobiele telefoons en andere elektromagnetische velden.
- Gebruik geen chemische substanties om de thermometer schoon te maken.
- Hou de thermometer zoveel mogelijk uit direct zonlicht en uit de buurt van water.
- Laat de thermometer niet vallen. -Gebruik de thermometer niet als de sensor beschadigd is.
- Speel niet met de knoppen op de thermometer; hou niet meerdere knoppen tegelijk ingedrukt.
- Gebruik de thermometer niet in hete, of vochtige ruimtes.
- Meet uw temperatuur niet als u net gegeten hebt.
- Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid altijd een arts.