

nivada

Handleiding Elektrische kussen



SS02B(30*40)



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstig gebruik.



BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt, vooral de veiligheidsinstructies, en bewaar de gebruiksaanwijzing voor het gebruik ervan.

Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, is het van groot belang dat u ook deze gebruiksaanwijzing doorgeeft.



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit apparaat. Het bevat belangrijke informatie over de inbedrijfstelling en bediening. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het apparaat.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om letsel bij de gebruiker te voorkomen.



VOORZICHTIGHEID

Deze aanwijzingen moeten in acht worden genomen om schade aan het apparaat te voorkomen.



OPMERKING

Deze aanwijzingen geven u nuttige aanvullende informatie over de installatie of bediening.



Beschermingscategorie II



Maak geen gaten in het verwarmde kussen!



Gebruik het verwarmde kussen niet wanneer het is opgevouwen!



Niet te gebruiken door zeer jonge kinderen (0-3 jaar)!



Gebruik het warmtekussen uitsluitend binnenshuis!



Het verwarmingskussen kan met de hand worden gewassen! U kunt de kussenhoes wassen in een normale wasbeurt op max. 30 °C!



Niet chloreren!



Droog het verwarmde kussen niet in een wasdroger!
De kussenhoes mag niet in de droger!



Strijk het verwarmde kussen niet!
Je kunt de kussenhoes op lage temperatuur strijken!



Niet stomen!

1 Veiligheidsinformatie

- Controleer het warmtekussen zorgvuldig voor elk gebruik, als u slijtage of schade opmerkt.
- Niet gebruiken als u slijtage, beschadigingen of tekenen van oneigenlijk gebruik aan het apparaat, de schakelaar of de kabels constateert of als het apparaat niet werkt.
- Voordat u het apparaat op uw elektriciteitsnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de voedingsspanning die op het typeplaatje staat, compatibel is met uw elektriciteitsnet.
- Vouw of kreuk het warmtekussen niet tijdens gebruik.
- Prik de pad niet door en bevestig er geen veiligheidsspelden of andere puntige of scherpe voorwerpen aan.
- Gebruik het apparaat niet bij kinderen of personen die gehandicapt zijn, slapen of ongevoelig zijn voor hitte (personen die niet kunnen reageren op oververhitting).
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken, omdat zij niet kunnen reageren op oververhitting.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan 3 jaar, tenzij de besturingseenheid dienovereenkomstig is aangepast door de ouders of wettelijke voogden of tenzij het kind goed is geïnstrueerd over het juiste gebruik van de besturingseenheid.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de er is sprake van gevaar.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Gebruik de pad nooit zonder toezicht.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en mag niet in ziekenhuizen worden gebruikt.
- Val niet in slaap terwijl het warmtekussen is ingeschakeld.
- Langdurig gebruik van het verwarmde kussen op een hoge stand kan leiden tot brandwonden.

- Bedek de pad niet met iets anders kussens. De bedieningsschakelaar mag niet worden afgedekt of op of onder de pad worden geplaatst terwijl het apparaat in werking is.
- Ga niet op het warmtekussen zitten. Plaats het kussen in plaats daarvan op of tegen het te behandelen lichaamsdeel. Het beoogde gebruik van de behandeling is uitsluitend voor de behandeling van rug en nek.
- Raak nooit een warmtekussen aan dat in water is gevallen. Haal de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Draag, trek of draai het warmtekussen nooit aan het netsnoer en zorg ervoor dat het snoer niet verstrikt raakt.
- Gebruik het warmtekussen niet als het nat is en gebruik het alleen in droge omgevingen (niet in de badkamer of soortgelijke omgevingen).
- De bedieningselementen en kabels mogen niet worden blootgesteld aan enige vorm van vocht.
- Als er een storing optreedt, probeer dan niet het apparaat zelf te repareren. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde vakhandelaar of ander voldoende gekwalificeerd personeel.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Een beschadigde voedingskabel moet worden vervangen door een voedingskabel van hetzelfde type.
- Warmtekussen mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde bedieningseenheid (SS02).
- Wanneer u het warmtekussen opbergt, laat het dan afkoelen voordat u het opvouwt.
- Als u zich zorgen maakt over gezondheidsproblemen, raadpleeg dan uw arts voordat u het warmtekussen gebruikt.
- Gebruik het warmtekussen niet op delen van het lichaam die gezwollen, gewond of ontstoken zijn.
- Als u aanhoudende pijn in de spieren en gewrichten ervaart, neem dan contact op met uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een ernstige ziekte.
- Als u pijn of ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

Reiniging en onderhoud Warmtekussen

- Voordat u de pad reinigt, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u hem minimaal tien minuten afkoelen.
- Het verwarmingskussen is voorzien van een afneembare kabel. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de kabel van het verwarmingskussen.
- U kunt het verwarmingskussen voorzichtig met de hand wassen. De beste manier om dit te doen is door het verwarmingskussen in een bad met lauw water en wat mild schoonmaakmiddel te leggen en het vervolgens voorzichtig uit te knijpen.
- Spoel het verwarmingskussen meerdere keren af om al het wasmiddel te verwijderen.
- Bewaar het apparaat op een schone en droge plaats, plat neergelegd en zonder dat er iets op rust.
- Gebruik het apparaat pas als het volledig droog is.

Verwijdering



Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Het is noodzakelijk dergelijk afval afzonderlijk in te zamelen voor een speciale behandeling. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruikt u het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor milieuveilige recycling.

nivada



Christiaan Huygensweg 32D
3225LD, Hellevoetsluis
The Netherlands
JUST23

