

# SANBO<sup>®</sup>

---

**European Handcrafted Products**

CE

RoHS



# SANBO MASSAGE GUN

## Handleiding

GS1: 8719326810676, 8719326810669, 8719327387245, 8719327387238, 8719327307151, 8719327307144



RoHS CE



————— **SANBO** —————  
**European Handcrafted products**

**Inhoudsopgave**

<b>Intro.....</b>	<b>4</b>
<b>Veiligheidsinstructie.....</b>	<b>5</b>
<b>Inhoud &amp; Onderdelen.....</b>	<b>6</b>
<b>Onderhoud.....</b>	<b>8</b>
<b>Contact .....</b>	<b>9</b>

# **SANBO**

## **European Handcrafted products**

### Intro

Bedankt voor uw vertrouwen in SANBO! SANBO is een merk dat alleen producten verkoopt die in Europa gemaakt zijn, hierdoor kunnen wij van SANBO een optimale prijs/kwaliteit leveren en bent u verzekerd van onze 100% kwaliteitsgarantie.

Voor het beste resultaat is het belangrijk deze handleiding goed door te nemen! Informeer als u twijfelt of u dit product kunt gebruiken bij uw persoonlijke begeleider of fysiotherapeut!

Verder kan er bij dit artikel gebruik gemaakt worden van de gratis SANBOSports Massage APP! Te downloaden in de IOS en Play store!

# — SANBO —

## European Handcrafted products

### Veiligheidsinstructie

*Raadpleeg uw arts, fysiotherapeut of expert/begeleider op het gebied van uw dagelijkse activiteiten, voordat u begint met het gebruik van het apparaat of een aansluitende training. Lees de handleiding zorgvuldig door, voordat u begint met het monteren van het apparaat en het behandelen van uw spieren. SANBO neemt geen verantwoordelijkheid voor geleden letsel of materiële schade door het gebruik van dit product.*

### **ATTENTIE**

**Om het risico op elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te verminderen, moet dit product gebruikt worden in overeenstemming met de volgende instructies:**

- Alleen te gebruiken door volwassenen 18+
- Masseer per gebied niet langer dan 180 seconden, om overbelasting van de spieren tegen te gaan.
- In het geval van geen pijn of ongemak, gebruik hoge snelheid en druk alleen op het zachte weefsel van het lichaam. Het is niet toegestaan om hoge snelheid en hoge druk op het hoofd en eventuele botdelen van het lichaam te gebruiken.
- Het gebied waar het lichaam zwak is, mag het apparaat niet gebruikt worden zonder toestemming van een arts.
- Kies de juiste massagekop volgens de massagebehoeften van verschillende delen.
- Frequent hoge snelheid oefent druk uit op hetzelfde gebied, waardoor schaafwonden, pijn ontstaat. Stop per direct met masseren.
- Na een uur gebruik, moet u het apparaat uitschakelen en een half uur rusten voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd uw haar of lichaamsdelen uit de buurt van de telescopische tang van het apparaat en de koelgaten aan de achterkant van de motor om beknelling te voorkomen.
- Steek geen voorwerpen in de koelgaten van de motor.
- Blijf uit de buurt van water. Breng het apparaat niet in contact met water. Er mogen geen vloeistoffen, warmtebronnen, stof en vuil in de koelopeningen van de motor binnendringen.
- Gebruik alleen de lader die door de originele fabriek is geleverd om op te laden.
- Controleer de apparatuur en de accu zorgvuldig voor elk gebruik.
- Breng geen wijzigingen aan op de massage gun. Schroef de massage gun niet los door middel van de schroeven los te draaien.

# SANBO

## European Handcrafted products

### Inhoud & Onderdelen

Omschrijving	Aantal
Hoofdonderdeel (Massage Gun)	1
Lithium Batterij	1
Opzetstukken	4-6
Adapter	1
Handleiding	1
Opslag Koffer	0-1



<b>Functies</b>
1) Hoge frequentie motor, hoge demping van toepassing (Geluidsbewust) en een hoge snelheidsmotor.
2) Accu massage gun (DC 24V;2500mA)
3) Digitaal Start en snelbesturingssysteem
4) Aan- en uitschakelaar
5) Adapter Portaal
6) Accu Indicator
7) Recyclebare batterij

<b>Onderdeel</b>	<b>Naam</b>	<b>Functie</b>
	VORK	Wervelkom
	KLEINE BOL	Grote Spiergroepen
	SMALLE DUIM	Gewrichtsdelen
	PLATTE KOP	Voor het gehele lichaam
	HALVE BOL	Beenderen

# ————— SANBO —————

## European Handcrafted products

### Onderhoud

Om het maximale uit de massage gun van SANBO te halen, is een goede en regelmatige onderhoudsbeurt cruciaal. Veilig en effectief gebruik kan alleen worden bereikt als het apparaat goed wordt gemonteerd en onderhouden.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de apparatuur regelmatig wordt onderhouden. Onderdelen die al zijn gebruikt en/of beschadigd moeten worden vervangen voordat het apparaat verder gebruikt wordt. Het apparaat mag alleen binnen worden gebruikt en opgeborgen, langdurige blootstelling aan verwerking en veranderingen in temperatuur/ vochtigheid kunnen een ernstige impact hebben op de elektrische componenten en bewegende delen van de massage gun.

#### ***Dagelijks Onderhoud***

- Veeg het oppervlak van het apparaat af met een licht vochtige doek en droog deze direct na met een schone en droge doek.
- Schakel de accu uit en plaats deze in de originele doos, wanneer u het geen intentie heeft om het apparaat op korte termijn te gebruiken.

#### ***Accu Instructie***

##### **Accu (DC 24V;2500mAh)**

Als de accu leeg is, moet het apparaat 2-4 uur herladen worden. Het apparaat zal na 4 uur volledig herladen zijn. Nadat het apparaat volledig herladen is, heeft de batterij een duur van 4-6 uur. Het indicatielampje zal branden, wanneer u het apparaat verbindt met de adapter.



————— **SANBO** —————  
**European Handcrafted products**

Contact

***Voor vragen over een van onze artikelen, ontbrekende onderdelen of ondervindende problemen, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van SANBO. Wij staan u graag te woord en zullen samen met u er alles aan doen om het probleem te verhelpen.***

**E: [Info@sanbo.nl](mailto:Info@sanbo.nl)**

*Veghel, Noord-Brabant  
Nederland*

**SANBO**