

MEE-ETER VERWIJDERAAR

GEBRUIKSAANWIJZING



6 VERSCHILLENDE
ZUIGKOPPEN



Grote ronde kop



Ovale kop



Middelgrote ronde kop



Mini ronde kop



Kleine ronde kop



Grote ronde kop



Product informatie

De Habena Blackhead remover, is voorzien van een multifunctionele werking. De blackhead remover maakt gebruik van een niet-invasieve vacuüm zuig technologie. 3 verschillende zuigmodussen zijn ontworpen voor 3 verschillende huidtypes, die mee-eters, overtollige olie, acne en vuil op de huid diep kunnen absorberen.

Om aan verschillende gebruiksbehoeften te voldoen, is de remover uitgerust met 6 verschillende zuighoofden. Het reinigt de huid in alle richtingen en tilt de huid voorzichtig op, waardoor de poriën kleiner worden, de afscheiding van de huidolie wordt verbeterd, de elasticiteit van de huid neemt toe en de huid wordt schoner en gladder.

KENMERKEN

1. 3 Zuig-modussen

Voor verschillende huidtypes, geschikt ontworpen voor een droge huid, vette huid en gemengde huid. Voorzien van # zuigmodussen.

2. 6 functionele zuignappen

Om aan verschillende behoeften te houden, is de Habena blackhead remover perfect in het opzuigen van mee-eters, het reinigen van poriën en microdermabrasie te voldoen. Het is uitgerust met 6 zuignappen voor verschillende functies

3. High-definition LED-scherm

De high-definition LED-scherm toont direct de werkstatus van het product, zodat u het product gemakkelijk kunt gebruiken.

4. Polymeerbatterijen met hoge capaciteit

Uitgerust met 380mA-polymeerbatterijen met hoge capaciteit en een USB-oplaadkabel. Nadat de blackhead remover volledig is opgeladen, kan de remover 90 minuten meegaan.

5. Zachte geluid:

Het maximale zuigniveau van de blackhead remover produceert niet meer dan 30 decibel. Slaapstandaard aanbevolen door de internationale organisatie voor standaardisatie.

Geschikt voor alle huidtypes

Zuignap-Bovenaansluiting ○

Led Scherm ○

Olie/Normaal/Droog ○

Aan/Uit knop ○

Modus Knopje ○

Oplaad Poort ○



Zes Vervaningskoppen (nappen)



Oval zuignap

Wordt gebruikt om rimpels te verminderen en de elasticiteit van de huid te vergroten.



Mini ronde zuignap

Geschikt voor de gevoelige huid en vermindert, mee-eters op de huid.



Ronde zuignap

Geschikt voor alle huidtypes.



Smalle ronde zuignap

Geschikt voor de gevoelige huid en zwakke delen van de huid.



Middel ronde zuignap

Wordt gebruikt voor de vette huid, mee-eters en acne opzuigen



Ronde zuignap

Wordt gebruikt om mee-eters uit te zuigen en de huid op te tillen

Met behulp van stappen:

1. Opladen:

Zorg ervoor dat u het apparaat voor gebruik 6 uur oplaadt. (Rood lampje geeft opladen aan, groen lampje geeft volledig opgeladen aan).

2. Schoonmaken:

zorg ervoor dat de huid is schoongemaakt voor gebruik en wanneer u de blackhead remover gebruikt, moet het gezicht vrij droog zijn.

3. Voor gebruik: Gebruik een warme handdoek en plaats deze 3-5 minuten op je gezicht om de huidporiën te openen. U kunt ook een gezichtsstomer gebruiken, of de mee-eterverwijderaar direct na een goede warme / hete douche of bad gebruiken.

4. Gebruik:

Kies, afhankelijk van uw huid, de juiste sonde en installeer deze. Druk op de aan / uit-knop en kies het vermogensniveau (olieachtig / normaal / droog) van de zuigkracht. 1-2 seconden lang in een vegende beweging gebruiken.

5. Na gebruik: Was uw gezicht onmiddellijk na gebruik met koud water. Nadat je je gezicht hebt gewassen, kun je een koud kompres aantrekken of een ijsblokje over het gezicht wrijven om de poriën te verkleinen.

6. Schoonmaak van de zuignap(pen):

Maak de zuignap elke keer na gebruik goed schoon. Ontsmet de zuignappen om te voorkomen dat de filter van de remover verstopt raakt. U kunt de zuignap schoonmaken met 70% of minder alcohol of wassen met zeep en een nat washandje.

Houd er rekening mee! :

Dit product is mogelijk niet geschikt voor een dunne, gevoelige of spataderige huid. Test voor het eerste gebruik op de onderarm. Indien allergisch of gevoelig

FAQ

Vraag 1:

Kan ik de remover gebruiken, terwijl de remover aan de oplader zit?

Antwoord: Nee, gebruik het niet tijdens het opladen, het is een veiligheidsmaatregel!

Vraag 2: Waarom voelt mijn gezicht verbrand of droog aan (rode vlekken) na gebruik?

Antwoord: Dit apparaat kan roodheid en een gevoel van windverbranding veroorzaken, maar het verdwijnt na een paar minuten. Maakt u zich geen zorgen, dit is een normale situatie. Was je gezicht met koud water en breng essence en moisturizer aan. U kunt ook wrijven en ijsblokjes over het hele gezicht dat zorgt ervoor dat de poriën sluiten en de huid te kalmeren.

Als u rode plekken of roodheid ervaart, komt dat doordat u de vacuüm mond te lang op één plek hebt gehouden. Raadpleeg de juiste gebruikstappen en zorg ervoor dat de remover niet langer dan 2 seconden op 1 huidgebied blijft, dus als u even over u neus zijkant ben gegaan met de zuignap, maximaal 2 seconden niet langer, ga je gelijk door naar de wangen niet langer dan 2 seconden op de zelfde plek houden, voortdurend in beweging gebruiken..

Vraag 3: Kan ik de remover gebruiken op een natte huid?

Antwoord: Alstublieft niet de remover gebruiken op een natte huid oppervlak. Omdat de natte huid geen vacuüm omgeving is, kan de remover niet reinigen wat er te reinigen valt. Dat heeft dan invloed op het gebruikseffect van de remover. Ook wordt alle elektrische apparatuur aanbevolen voor gebruik in een droge omgeving.

Vraag 4: Kan ik het apparaat en de blackhead remover (Gel) en de toolkit samen gebruiken?

Antwoord: Ja, voordat u het product gebruikt, moet u gedurende 5 minuten een hete gezichtst stomer of een hete handdoek gebruiken voor u gezicht, of blackhead remover gel / crème op uw gezichtshuid aanbrengen om uw poriën eerst volledig te openen. Voor sommige mee-eters die je moet verwijderen, raden we je aan om blackhead remover gel en toolkit samen te gebruiken voor de beste prestaties.

Product Parameter

Product naam	Blackhead Remover	Werkvoltage	5V
Zuigkracht	62KPa	Oplaadvoltage	5V
Gebruikstijd	90 Minuten	Ingangsvermogen	2.5W
Certificatie	CE & ROHS	Nominale Spanning	3.7V
Batterij type	Polymer Batterij	Batterijcapaciteit	380mA

Verpakkings accessoires

1



2



3



4



