



WBM WORLDPRODUCTS



Deze gebruiksaanwijzing geldt voor het product met de omschrijving:
[Massage Gun - MG-20]



WBM WORLDPRODUCTS

Specificaties

- 1. Krachtige borstelloze hoog-koppelmotor met stille glij-technologie**
- 2. Verwijderbare batterij**
- 3. Oplaadbare lithium-ion-batterij (2+ uur gebruik per lading)**
- 4. Multi-speed-instellingen voor optimale druk**
- 5. Draadloos en lichtgewicht (1.1 kgs) inclusief AC Wall Charger**
- 6. Aan / Uit-schakelaar**
- 7. Verwisselbare toepassingen (6x)**

Trillingsfrequentie:

Level 1 – 30 Hz, Level 2 – 40 Hz, Level 3 – 53 Hz

Gewicht:

2.5 lbs / 1.1 kg

Oplader:

110 – 240V 50/60 Hz - .5A – 26VDC-1A



Deze gebruiksaanwijzing geldt voor het product met de omschrijving:
[Massage Gun - MG-20]



Gebruiksaanwijzing

TE LEZEN VOOR GEBRUIK !!!

Opladen

- Laad de batterij gedurende 6 uren volledig op voor ingebruikname, hierbij maakt het niet uit of u de losse batterij oplaadt, of gekoppeld aan het apparaat.
- Om op te laden, Sluit de aansluitplug van de 24V adapter aan op de aansluiting op de batterij, en plug de adapter in het stopcontact
- De LED band pulseert om te laten zien dat de batterij oplaadt.
- Met de batterij geïnstalleerd, knipperen de LED lichten en laat het batterij-niveau zien, en indiceert actieve oplading.
- Als de batterij volledig opgeladen is, stopt het knipperen, en blijft volledig verlicht.
- De batterij mag op elk moment opgeladen worden
- Aanbevolen wordt het apparaat niet zo lang te gebruiken dat het batterij-niveau in de Rode LED zone komt
- De gemiddelde gebruikstijd is langer dan 2 uur, echter wel afhankelijk van de trilsnelheid en de druk op het apparaat

Gebruik

- Steek de batterij recht in de voet van het apparaat, en zorg dat deze goed gezekerd is.
- Stel het apparaat in werking door de schakelaar aan de onderzijde in de ON positie te plaatsen. Schakel het apparaat weer uit door de schakelaar aan de onderzijde naar de OFF positie te plaatsen.
- Met de schakelaar in de ON positie,
 - druk 1x op de POWER knop voor Level 1 (30 Hz)
 - druk 2x op de POWER knop voor Level 2 (40 Hz)
 - druk 3x op de POWER knop voor Level 3 (53 Hz)
- De blauwe LED lichten geven het corresponderende niveau aan.
- In de UIT stand, breng dan het gewenste accessoire aan door deze er stevig in te drukken. Verwijder door stevig eruit te trekken, met zachte draaibeweging
- Masseer het gewenste deel van het lichaam op de gewenste snelheid met lichte druk
- Om de batterij te ontkoppelen, druk licht op de vrijgaveknop met de duim, Trek vervolgens de batterij rechtstandig met de andere hand eruit.



Onderhoud, Schoonmaken en Opslag

- Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken, en droog af met een zachte doek.
- Bij opslag of reizen, verwijder de batterij en sla deze in de koffer op

Waarschuwingen

- Dompel niet in water. Blijf weg van vloeistoffen of warmtebronnen. Hou de ventilatiegaten vrij van stof en vuil.
- Verwijder geen schroeven, en probeer apparaat niet te openen
- Gebruik het apparaat niet continue langer dan 1 uur. Geef het apparaat ongeveer 30 minuten hersteltijd, voordat het apparaat opnieuw gebruikt wordt.
- Haal de adapter uit het stopcontact na opladen of voor gebruik
- Voor volwassenen. Gebruik niet bij blessure, en consulteer uw huisarts

Veiligheid Instructies

Om het risico van elektrische schokken, brand en persoonlijk letsel te verminderen, dient u zich aan navolgende instructies te houden;

- Voor volwassenen
- Gebruik het apparaat alleen op een droge schone ondergrond over kleding op het lichaam door lichte druk uit te oefenen, en over het lichaam te verplaatsen, maximaal 60 seconden per lichaamsgebied.
- Gebruik het apparaat alleen op de zachte delen van het lichaam als gewenst, zonder pijn of irritatie te veroorzaken. Gebruik niet op het Hoofd, of harde delen, of benig gebied van het lichaam.
- Gebruik alleen het accessoire voor het gewenste effect.
- Blauwe plekken kunnen ontstaan, ongeacht de instelling of de uitgeoefende druk. Controleer behandelde lichaamsgebieden frequent en stop onmiddellijk als pijn of irritatie zich voordoen.
- Hou vingers, haren of welk lichaamsdeel dan ook weg bij de shaft en achterzijde van het accessoire, omdat beklemming dan voor kan komen.
- Steek geen objecten in de ventilatie gaten
- Dompel niet in Water en vermijd water in de ventilatiegaten
- Laat apparaat niet vallen en misbruik apparaat niet
- Gebruik alleen de bijgevoegde oplader voor het opalden
- Controleer het apparaat en de batterij voor elk gebruik
- Wijzig niets aan het apparaat
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter bij gebruik of opladen



GEBRUIK HET APPARAAT NIET OF EEN ANDER VIBREREND APPARAAT ZONDER DIT EERST TE OVERLEGGEN MET UW DOKTER INDIEN HET VOLGENDE GELDT:

Zwangerschap, diabetes met complicaties zoals neuropathie of retinale schade, gebruik van pace-makers, recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, spondylolishese, spondylol-ysis of spondolose, recente gewrichtsvervangingen of uid, metalen pinnen of platen of eventuele zorgen omtrent uw lichamelijke gezondheid.

Kwetsbare individuen en kinderen moeten worden vergezeld door een volwassene bij gebruik van elk trillings-apparaat, deze contra-indicaties betekenen niet dat je geen vibratie of oefening apparaat kunt gebruiken, maar we adviseren om eerst uw dokter te raadplegen.

Voortgaand onderzoek wordt uitgevoerd naar het effect van trillings-oefeningen voor bepaalde medische aandoeningen. Dit zal waarschijnlijk leiden tot het verkorten van de lijst van contra-indicaties als boven genoemd. Praktische ervaringen hebben aangetoond dat trillingsoefeningen in een behandelplan geadviseerd wordt in sommige gevallen. Dit moet echter wel in overleg met een dokter, specialist or Fysiotherapeut geschieden.

GARANTIE

INDIEN BINNEN 1 (ÉÉN) JAAR NA AANSCHAF, HET PRODUCT EEN DEFECT VERTOOND IN HET MATERIAAL OF ASSEMBLAGE, DAN VERVANGEN OF REPAREREN WE HET GEHEEL OF NOODZAKELIJKE ONDERDELEN, DAN UITERAARD VRIJ VAN KOSTEN.

UITZONDERINGEN hierop:

- A Schade ontstaan door ongeluk of verkeerd gebruik**
- B Schade ontstaan door ongeautoriseerd gebruik**
- C Schade ontstaan door nalatigheid**
- D Schade hoger dan de waarde van het product**
- E Verval van product door abnormale opslag**
- F Indien de aanschafdatum niet schriftelijk aangetoond kan worden.**



Deze gebruiksaanwijzing geldt voor het product met de omschrijving:
[Massage Gun - MG-20]