

RIY-check Waterpik



Handleiding: RIY-check Waterpik

Welkom bij de handleiding voor je nieuwe water flosser met een capaciteit van 150 ml watertank, USB-oplaadmogelijkheid en speciale opzetstukjes voor een verbeterde reiniging. Deze handleiding zal je stapsgewijs door het gebruik en onderhoud van je waterflosser leiden.

Inhoudsopgave

Inhoud van de doos

Het in elkaar zetten van de water flosser

Het vullen van de watertank

Gebruik van de water flosser

Onderhoud en reiniging

Opladen via USB

Tips voor effectief flossen

Veiligheidswaarschuwingen

Probleemoplossing

1. Inhoud van de doos

Controleer de inhoud van de verpakking om er zeker van te zijn dat alles aanwezig is. De doos bevat meestal:

- Water flosser hoofdunit
- Watertank (150 ml)
- Speciale opzetstukjes
- USB-oplaadkabel
- Handleiding (jij bent hier!)

2. Het in elkaar zetten van de water flosser

Volg deze eenvoudige stappen om je water flosser in elkaar te zetten:

Neem de hoofdunit en de watertank.

Plaats de watertank op de daarvoor bestemde opening op de hoofdunit.

Zorg ervoor dat de watertank stevig vastklikt.

Nu is je water flosser gereed voor gebruik.

3. Het vullen van de watertank

Verwijder de watertank van de hoofdunit door deze voorzichtig omhoog te trekken.

Verwijder de dop van de watertank.

Vul de watertank met schoon, lauw water tot het aangegeven maximumniveau van 150 ml.

Plaats de dop terug en zorg ervoor dat deze goed is afgesloten.

4. Gebruik van de water flosser

Zet de water flosser aan door de aan/uit-knop in te schakelen. Dit kan variëren afhankelijk van het model.

Richt het mondstuk naar je mond en buig lichtjes over de gootsteen.

Druk op de knop om de waterstroom te starten.

Begin met flossen, zorg ervoor dat je alle tanden en tandvleesgebieden behandelt.

Na gebruik, schakel de water flosser uit en verwijder de watertank voor reiniging.

5. Onderhoud en reiniging

- Spoel na elk gebruik de watertank en het mondstuk grondig met schoon water en laat ze drogen.
- Verwijder eventuele opzetstukjes en reinig ze volgens de instructies.
- Reinig de buitenkant van de water flosser met een vochtige doek.
- Laat de water flosser na reiniging volledig drogen voordat je deze opbergt.

6. Opladen via USB

Sluit de meegeleverde USB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de water flosser.

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-voedingsbron, zoals een computer of een USB-adapter.

Laad de water flosser op totdat deze volledig is opgeladen. Het opladen kan enkele uren duren.

Ontkoppel de oplaadkabel wanneer de water flosser volledig is opgeladen.

7. Tips voor effectief flossen

- Begin op de laagste waterdrukinstelling en pas deze indien nodig aan.
- Houd je mond dicht boven de gootsteen om spatten te voorkomen.

- Gebruik de speciale opzetstukjes voor gerichte reiniging van moeilijk bereikbare gebieden.

8. Veiligheidswaarschuwingen

- Gebruik alleen de meegeleverde oplaadkabel om de water flosser op te laden.
- Houd de water flosser uit de buurt van water wanneer deze is aangesloten op een voedingsbron.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor specifieke veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

9. Probleemoplossing

Als je problemen ondervindt met je water flosser, raadpleeg dan de bijgeleverde handleiding voor specifieke probleemoplossingsstappen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

Gefeliciteerd! Je bent nu goed op weg om een verbeterde mondhygiëne te bereiken met je nieuwe water flosser met 150 ml watertank en USB-oplaadmogelijkheid. Volg deze handleiding zorgvuldig en geniet van een frisse, schone mond.

