

Massageband met dubbele infrarood verwarming

Gebruikshandleiding



Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Maak kennis met het product

Infrarood verwarming

De massageband bevat een infrarood verwarmingssysteem dat de hele onderrug kan bedekken en diep in de spieren en zachte weefsels kan doordringen. Dit biedt de beste verwarmende therapie voor uw gezondheid. Bij regelmatig gebruik van dit product kunt u aangename veranderingen ervaren, zoals verbeterde bloedcirculatie, meer flexibiliteit in de spieren, verlichting van rugpijn en een opgewekter gevoel. Deze infrarood verwarmingsband levert diep doordringende warmte (infraroodstralen) die tot in de botten doordringt en een gelijkmatige verwarmende werking biedt zonder bijwerkingen of risico's.

Dit product is ook effectief voor ontspanning van de knieën en verlichting van pijn in de buik en dijen.

Het product heeft een ingebouwde lithiumbatterij van 5000 mAh, is draagbaar en heeft een lange batterijduur, zodat u het altijd en overal kunt gebruiken.

Productnaam: Dubbele Infrarood Licht Verwarmende Massageband


Productmodel: HLX102247

Materiaal: OK-stof, Lycra, SBR klittenband

Product details



Ontwerp met gaasvak voor kruidenzakjes



Twee infraroodlicht verwarmingselementen



Technische gegevens	Type
Oplaadstroom	2000mA
Oplaadtijd	2-3 uurs
Batterijcapaciteit	S000mAh

Technische gegevens	Type
Werkspanning	5 V
Werkstroom (hoge temperatuur)	1850mA
Standby stroom	0.1mA

Gebruiksaanwijzing



1. Bevestig de buitenriem aan de massageband.
2. Wind de massageband op de gewenste strakheid om uw middel.
3. Zet de buitenriem vast voor een beter compressie-effect.

- Het wordt aanbevolen om de band in het begin 30-60 minuten per keer te dragen. Als u geen bijwerkingen of pijn ervaart, kunt u de gebruiksduur geleidelijk verlengen.
- Draag de massageband niet tijdens het slapen of het sporten.
- Niet opladen tijdens het gebruik.
- Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de band warm wordt.



Wind de massageband rond het middel.



Houd de aan/uitknop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Als het apparaat niet aangaat, laad het dan eerst op. Indien de temperatuur in Fahrenheit wordt weergegeven druk u de massage knop en temperatuur knop 3 seconden tegelijk in. De stand verander dan naar Celsius



Na inschakeling is de vergrendelfunctie uitgeschakeld en brandt het indicatielampje groen. U kunt nu de massage- en verwarmingsstanden naar wens aanpassen.



Druk op de massageknop om de massagefunctie in te schakelen. Druk opnieuw om de intensiteit aan te passen. De corresponderende indicator verandert mee.

- Eerste groene lampje: lage intensiteit.
- Tweede groene lampje: gemiddelde intensiteit.
- Derde groene lampje: hoge intensiteit.
- **Geen groen lampje: massagefunctie uit.**



Druk op de verwarmingsknop om de verwarmingsfunctie in te schakelen. Druk opnieuw om de temperatuur aan te passen. De corresponderende indicator verandert mee.

- Eerste groene lampje: lage temperatuur.
- Tweede groene lampje: gemiddelde temperatuur.
- Derde groene lampje: hoge temperatuur.
- **Geen groen lampje: verwarmingsfunctie uit.**




Nadat u de gewenste stand hebt ingesteld, drukt u kort op de aan/uit knop. De anti-aanraakmodus wordt geactiveerd en het indicatielampje wordt rood. Deze modus kunt dat de instellingen per ongeluk worden gewijzigd tijdens gebruik.



Houd de aan/uit knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen..

Uitleg van de bediening



Veiligheidswaarschuwing

- Gebruik de lage temperatuurmodus bij de eerste keer gebruik. Een lichte roodheid van de huid is normaal, maar bij ernstige roodheid of zwelling, stop het gebruik en raadpleeg een arts.
- Vermijd direct contact met de huid en langdurig gebruik van de hoge temperatuurmodus om brandwonden te voorkomen.

Stop onmiddellijk met het gebruik bij duizeligheid, hoofdpijn, astma of andere ongemakken.

Veiligheidswaarschuwing

- Dit product is een huishoudelijk apparaat en geen vervanging voor medische apparatuur of medicijnen.
- Schakel het apparaat uit na gebruik en bewaar het op een droge, koele plaats.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadkabel of een kabel die voldoet aan de productspecificaties.
- Plaats het apparaat niet in vuur of in een omgeving met hoge temperaturen.
- Gebruik het apparaat niet als het oververhit, vervormd, beschadigd of vreemd ruikt om risico's op elektrische schokken of brand te voorkomen.

Niet gebruiken bij:

- Breuken in thoracale, lumbale of sacrale wervelkolom, bekken of ribben.
- Ernstige reumatoïde artritis of gescheurde ligamenten.
- Tuberculeuze spondylitis of aandoeningen veroorzaakt door tuberculose of tumoren.
- Ernstige hart- en vaatziekten, ademhalingsziekten, of huidziekten.
- Tijdens zwangerschap of bij kinderen.
- Ernstige osteoporose of acute rugletsel.

Houd u aan deze richtlijnen om veilig gebruik te garanderen en het meeste uit uw massageband te halen.