

Gebruikshandleiding | Nederlands

In 10 stappen naar een Glossy Skin.

Stap 1: breng de Glossy Skin Shaving Cream aan op de gewenste plek.

Stap 2: Scheer het haar met Glossy Skin Razor. Draai het handvat van het scheermesje los om een roestvrij staal mesje in het scheermesje te plaatsen.
(let op: de mesjes zijn enorm scherp).

Stap 3: Maak de huid schoon. We kunnen nu starten met het laseren.

Stap 4: Sluit het Laser apparaat aan het stopcontact.
Druk vervolgens de Aan-knop voor 2 seconde in. Het apparaat is nu gestart.

Eerste keer gebruik:

Wanneer je het apparaat voor de eerste keer gebruikt dan is het belangrijk om de gevoeligheid van de huid te bepalen. Zet de intensiviteit van het apparaat op stand 1 of 2. Flits vervolgens op de gewenste plek. Wacht 30 minuten om te zien of de huid goed reageert. Als de gevoeligheid test geslaagd is kun je door gaan met het laseren.

Stap 5: Zet het gewenste opzetstukje op het laser apparaat. Het opzetstukje wordt door een magneet bevestigd. Er zijn twee opzetstukjes om te laseren. Kies het ronde opzetstukje voor de kleine oppervlaktes zoals op je hoofdhuid.

Stap 6: Kies het gewenste intensiteit niveau door op de Intensiteit knop te drukken. Voor advies over het juiste intensiteit niveau bekijk het meegeleverde kaartje over haar en huid types. Het intensiteit niveau bepaalt de felheid van de flitsen en daarmee het resultaat. Afhankelijk van het huidtype en kleur is de intensiteit bepaald. Begin de laserbehandeling met een lage intensiteit. Voer wekelijks en naar gevoel de intensiteit op om de hardnekkige haarzakjes te laseren.

Stap 7: Druk de Flitsknop in en beweeg het apparaat over de huid. Het apparaat flitst automatisch.

Stap 8: Breng na het flitsen de Glossy Skin Aloë Vera gel aan om de huid tot rust te brengen.

Stap 9: Herhaal het proces tot het gewenste resultaat is behaald. Laat de huid minimaal 5 dagen rusten voor je het opnieuw behandelt.

Stap 10: Geniet van je Glossy Skin.

