

# Handleiding Bedtafel met variabele hoogte

W0310001001

## Benodigd gereedschap:

- Steeksleutel nr. 10 (2x), nr. 12 (1x) en nummer 14 (1x). Het kan ook met een combinatietang, maar de steeksleutel heeft de voorkeur.
- Kruiskop schroevendraaier

## Onderdelen:



Tafelblad



Kolom met pin\*



Onderstel



\*De pin zit meestal al in de kolom geleverd.  
Alleen als de pin los in de doos zit dient u deze eerst in de kolom te plaatsen.

**Stap 1:**

*Leg het werkblad op de kop (zorg voor een schone en krasvrije ondergrond)*



**Stap 2:**

*Schuif de kolom (2) in het frame van het tafelblad. Houd met een vinger in de buis de pin tegen, zodat schade voorkomen wordt aan het tafelblad. Zorg ervoor dat de kolom goed op zijn plek zit. Monteer vervolgens de kolom met 2 schroeven (A) op het tafelblad.*



**Stap 3:**

*Monteer het frame met de wielen op de kolom met plaat (B), buisjes 2x (C) en schoeven 2x (D).*



**Stap 4:**

*Draai de tafel om en zet hem op zijn wielen*

**Stap 5:**

*Schuif de hendel (C) met de ronde kant naar boven (richting het tafelblad) in het frame en monteer dit met bijbehorende schroef en moer (door het frame)*



**Stap 6:**

**DEZE STAP ALLEEN UITVOEREN ALS ANDERE STAPPEN ZIJN GEDAAN!**

Vervang de (zwarte) borgschroef in de kolom met schroef (D).



*LET OP! Het gaat om de bovenste schroef. Tip, laat de sticker eronder erop zitten, zo voorkom je fouten.*