



# Gebruiksaanwijzing massage gun

We stellen een eerlijke review op prijs!



**Lees voor gebruik deze instructies aandachtig door. Bewaar deze handleiding bij het product.**

## IN DE VERPAKKING

Hiernaast is afgebeeld wat u in de verpakking mag verwachten.

Deze massage gun wordt geleverd in een zwarte stevige opbergcassette die het apparaat en de onderdelen goed beschermd.

In de cassette vindt u ook 6 verschillende massage koppen voor gebruik op specifieke plaatsen van het lichaam.

Ook in de cassette de stroomadapter waarmee u de massage gun in enkele uren kan opladen. En natuurlijk de originele handleiding in de Engelse taal.



## BELANGRIJKE FUNCTIES

LCD display met aanduiding van snelheid en batterij niveau

30 in te stellen snelheidsniveaus

Aan/uit knop

6 massage koppen

Minimaal energieverbruik



## GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik:

- zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen
- zorg voor schone huid of masseer over dunne kleding
- kies de juiste massage kop voor het lichaamsdeel dat u wilt masseren (zie de afbeeldingen)
  - o de ronde massagekop (Round head) kiest u voor uw handen, rug, billen en benen
  - o de kogel massagekop (Bullet head) kiest u voor massage van gewrichten, handpalmen en voetzolen
  - o de dissel (Adze head) kunt u voor alle lichaamsdelen gebruiken
  - o de elleboog massagekop (Elbow head) gebruikt u voor de massage van zachte delen
  - o de platte kop (Flat head) kunt u voor alle lichaamsdelen gebruiken
  - o de vork kop (Fork head) is bedoeld voor nek- en ruggewervel en achillis te masseren

# 6 MASSAGE HEADS

Quickly affix your preferred head in seconds  
to target specific muscles



**Round Head**  
For hand, back,  
buttock, leg massage



**Bullet Head**  
For deep tissue such  
as joint, palm, plantar



**Adze Head**  
For whole body bones  
muscle relaxation



**Elbow Head**  
For massage soft  
tissue, acupuncture



**Flat Head**  
For relaxing any  
part of the body



**Fork Head**  
For neck, spinal,  
achilles massage

## WAARSCHUWING

- Elektrische en elektronische apparaten zijn geen speelgoed, hou deze weg bij kinderen.
- Plaats of gebruik dit apparaat niet in een vochtige of natte omgeving.
- Zorg voor schone handen en schone huid wanneer u met het apparaat direct huidcontact maakt.
- Laat de lader niet onnodig in het stopcontact zitten.