

### **Belangrijke aanwijzingen**

- De Vitaly Med Soft mag enkel met de originele stekker op 110-240V / 50-60Hz of met de 12V-adapter gebruikt worden.
- De Vitaly Med Soft mag enkel in een droge omgeving gebruikt en bewaard worden.
- De Zirbenhoutsnippers in het daarvoor bestemde vakje plaatsen of in een zakje aan de zijkant van de Vitaly Med Soft. De Zirben mogen niet in aanraking komen met de motor. In het geval van storing door foutief omgaan met Zirben, vervalt de garantie.

### **Belangrijk in aanmerking te nemen**

- Bent u een nieuwe gebruiker van de Vitaly Med Soft? Masseer dan de eerste keren slechts 5 minuten per spiergroep.
- Wij raden aan de Vitaly Med Soft maximaal 15 minuten per spiergroep te gebruiken.
- Wanneer u tijdens de massage pijn voelt, stop dan het gebruik en raadpleeg eventueel uw (huis)arts.
- Lijdt u aan hartproblemen, osteoporose of spataderen of bent u zwanger? Gebruik de Vitaly Med Soft dan enkel na het raadplegen van uw (huis)arts.

### **Problemen**

- *De Vitaly Med Soft gaat niet aan*  
Controleer of de stekker goed bevestigd is aan uw Vitaly Med Soft en de stekker goed in het stopcontact zit.
- *De Vitaly Med Soft wordt niet warm*  
Controleer of het Infrarood aan staat. Het duurt een aantal minuten voordat de warmte voelbaar is. Is uw Vitaly Med Soft nieuw? Na een aantal keer gebruiken is de volle gebruikscapaciteit van het Infrarood ontwikkeld. LET OP: de Vitaly Med Soft maakt geen gebruik van ruimteverwarming, er is aanraking tussen lichaam en apparaat nodig om de warmte te voelen, anders gaat de warmte verloren in de lucht.
- Probeer uw Vitaly Med Soft niet zelf te repareren, **neem bij een defect contact op via [info@invitalisbenelux.com](mailto:info@invitalisbenelux.com)**

### **Gebruiksaanwijzing**

- Schep wat Zirbenhoutsnippers in het daarvoor bestemde vakje. **LET OP:** de Zirbenhoutsnippers nooit los bij de motor gooien.
- Steek de stekker/adapter in de Vitaly Med Soft en de stekker in het stopcontact.
- Schakel de Vitaly Med Soft in door eenmaal op de 'AAN/UIT'-knop te drukken. Het infrarood schakelt nu in.
- Schakel de massage in door eenmaal op de 'ROTATIE'-knop te drukken. De knoppen masseren nu opwaarts, deze richting is geschikt voor de onderrug, benen, heupen, kuiten en voeten.
- Druk nogmaals op de 'ROTATIE'-knop om de rotatierichting te wisselen. De knoppen masseren nu neerwaarts, deze richting is geschikt voor nek, schouders en bovenrug.
- Druk op de 'SNELHEID'-knop om de massage te versnellen.
- Wilt u gemasseerd worden zonder warmte? U kunt het Infrarood uitschakelen middels de 'WARMTE'-knop.
- U kunt de Vitaly Med Soft op bijna ieder gewenst lichaamsdeel gebruiken.

### **Nabestellingen**

Zijn uw Zirben op of wilt u een extra hoes voor uw Vitaly Med Soft?  
U kunt deze bestellen via [www.invitalisbenelux.com](http://www.invitalisbenelux.com)

### **Knoppen**

 AAN/UIT

 ROTATIE

Druk eenmaal op de rotatieknop voor een opwaartse beweging, druk nogmaals voor een neerwaartse beweging, druk nogmaals om te stoppen.

 SNELHEID

 INFRAROOD