

- 1 Reinig het gezicht en ook de dermaroller.
- 2 Breng de dermaroller op het hoofd, gezicht of lichaam.
- 3 Druk de naalden niet hard tegen je huid maar laat de dermaroller vloeiend over de huid rollen.
- 4 Rol horizontaal, verticaal & diagonaal over de huid en herhaal dit 2 tot 3 keer. Til de roller even op als je van richting verandert.
- 5 Gebruik de dermaroller 3 keer per week en niet 2 dagen achter elkaar.
- 6 Laat de huid na gebruik 15 minuten rusten.
- 7 Breng een goede hydraterende crème aan.

### Extra tips!

- Gebruik de dermaroller bij voorkeur in de avond, zodat je huid gedurende de nacht kan rusten en herstellen.
- Oefen niet te veel druk uit, rol de micro naalden zachtjes over de huid.
- Reinig je huid & roller voor en na gebruik met 80% alcohol, zodat er geen bacteriën in de bovenste huidlaag kunnen binnendringen.
- Berg de roller netjes op & houd het uit de buurt van kinderen!
- Geef je huid altijd 15 minuten rust na een micro needle behandeling, voordat je een serum of crème aanbrengt.
- Kijk goed naar de tips per type naaldkop, je huid heeft tijd nodig om volledig te herstellen van de behandeling.
- Alle dermarollers zijn voor persoonlijk gebruik, deel het dus niet met anderen!