



# Handleiding voor de Waterflosser

## Stap 1: Inleiding

Voordat je begint, zorg ervoor dat de waterflosser goed is opgeladen (indien van toepassing) en dat de tank is gevuld met schoon water.

## Stap 2: Opzetten van de Waterflosser

Plaats de waterflosser op een stabiel oppervlak in de buurt van een stopcontact of een geschikt laadstation.

Sluit de waterflosser aan op de stroombron of zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.

## Stap 3: Vullen van de Tank

Verwijder de watertank van de waterflosser.

Vul de tank met schoon water tot het aangegeven maximumniveau (300 ml).

Plaats de gevulde tank terug op de waterflosser.

## Stap 4: Kiezen van de Modus

De waterflosser heeft waarschijnlijk verschillende modi. Druk op de modusknop om tussen de beschikbare modi te schakelen (bijvoorbeeld normaal, zacht, puls).

## Stap 5: Selecteren van het Opzetstuk

Kies het gewenste opzetstuk op basis van je behoeften (bijvoorbeeld standaard mondstuk, tandplakoplosser, orthodontisch mondstuk, etc.).

Bevestig het gekozen opzetstuk stevig aan de mondstukhouder.

## Stap 6: Starten van de Waterflosser

Richt het mondstuk naar de mond en schakel de waterflosser in.

Begin met het reinigen van je tanden en tandvlees door het waterstraaltje langs de tanden en tandvleesranden te bewegen.

## Stap 7: Aanpassen van de Waterdruk (indien mogelijk)

Sommige waterflossers hebben instelbare waterdruk. Pas de druk aan op basis van je comfortniveau en behoeften.

### **Stap 8: Reinigen en Onderhoud**

Spoel na gebruik de waterflosser grondig af met schoon water.

Reinig de opzetstukken volgens de instructies van de fabrikant.

Leeg de watertank om eventuele resterende vloeistof te voorkomen.

### **Stap 9: Opslag**

Berg de waterflosser en accessoires op een droge en schone plaats op.

Volg altijd de specifieke instructies in de gebruikershandleiding van jouw waterflosser, aangezien er variaties kunnen zijn tussen verschillende modellen en merken.

