

Handleiding voor de Seago Sonic Elektrische Tandeborstel Kids

Welkom bij de handleiding voor de Seago Sonic Elektrische Tandeborstel Kids. Deze handleiding begeleidt je bij het gebruik van de tandeborstel en helpt je om het beste uit de functies ervan te halen.

Inhoud van de Verpakking:

- Seago Sonic Elektrische Tandeborstel Kids
- Opzetborstel
- Gebruiksaanwijzing

Stap 1: Batterij Plaatsen

- Open het batterijvak aan de onderkant van de tandeborstel.
- Plaats de benodigde batterijen volgens de aanduiding in het batterijvak.
- Sluit het batterijvak stevig af.

Stap 2: Opzetborstel Bevestigen

- Druk stevig op de opzetborstel totdat deze vastklikt op de tandeborstel.

Stap 3: Aan- en Uitzetten

- Druk op de aan/uit-knop om de tandeborstel aan te zetten. De LED-verlichting zal oplichten.
- Druk opnieuw op de aan/uit-knop om de tandeborstel uit te zetten.

Stap 4: Selecteer de Modus

- Druk herhaaldelijk op de modusknop om tussen de verschillende poetsmodi te schakelen. Er zijn in totaal vier modi beschikbaar.

Stap 5: Gebruik van de Tandeborstel

- Breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan op de opzetborstel.
- Plaats de opzetborstel tegen de tanden en tandvlees.
- Beweeg de tandeborstel zachtjes heen en weer om alle tanden grondig te reinigen.

Stap 6: Na Gebruik

- Spoel de opzetborstel en de tandenborstel af onder stromend water.
- Droog de tandenborstel af met een schone doek.
- Berg de tandenborstel op een droge en veilige plaats op.

Waarschuwingen:

- Dit product is bedoeld voor gebruik onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik de tandenborstel niet als het snoer beschadigd is.
- Raadpleeg een tandarts als er ongemak of pijn optreedt tijdens het gebruik van de tandenborstel.

Onderhoud:

- Vervang de opzetborstel elke 3 maanden of eerder indien nodig.
- Maak de tandenborstel regelmatig schoon met een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek.
- Laat de tandenborstel volledig drogen voordat je hem opbergt.

Conclusie: Met de Seago Sonic Elektrische Tandeborstel Kids kunnen kinderen genieten van een grondige en plezierige poetservaring. Volg deze handleiding om het beste uit de tandenborstel te halen en zorg voor een optimale mondhygiëne bij je kinderen.