

Handleiding voor het Yurda Massage Apparaat

Model: Yurda RelaxPro 2000

Gefeliciteerd met de aanschaf van het Yurda RelaxPro 2000 Massage Apparaat, ontworpen om u een diepe en ontspannende massage-ervaring te bieden. Deze handleiding is bedoeld om u te begeleiden bij het correct en veilig gebruik van het apparaat. Voor eventuele vragen of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via info@yurda.nl.

Belangrijke Veiligheidsinstructies:

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het massage apparaat gebruikt.
2. Gebruik het massage apparaat niet op open wonden, verwondingen of beschadigde huid.
3. Raadpleeg een arts voordat u het massage apparaat gebruikt als u zwanger bent, een medische aandoening heeft of recentelijk een operatie heeft ondergaan.
4. Houd het massage apparaat buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
5. Gebruik het massage apparaat niet in de buurt van water.
6. Schakel het massage apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt of voordat u het schoonmaakt.
7. Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door Yurda.

Beschrijving van het Massage Apparaat:

Het Yurda RelaxPro 2000 Massage Apparaat is uitgerust met een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel waarmee u verschillende functies kunt bedienen voor een gepersonaliseerde massage-ervaring.

1. **Heating Functie:** De verwarmingsfunctie van het massage apparaat helpt om de spieren te ontspannen en de bloedcirculatie te verbeteren. Om de verwarmingsfunctie in te schakelen, drukt u op de "Heat" knop op het bedieningspaneel. U kunt de temperatuur aanpassen met behulp van de temperatuurinstellingen.
2. **Versnellingsinstellingen:** Het massage apparaat heeft verschillende versnellingsinstellingen, waarmee u de intensiteit van de massage kunt aanpassen aan uw voorkeur en behoeften. U kunt de versnelling verhogen of verlagen door op de bijbehorende knoppen op het bedieningspaneel te drukken.
3. **Richting van de Massage Knoppen Instellen:** Het massage apparaat is voorzien van massageknoppen die in verschillende richtingen bewegen om verschillende spieren te bereiken. U kunt de richting van de massageknoppen instellen door op de "Direction" knop op het bedieningspaneel te drukken. U kunt kiezen uit verschillende richtingen, zoals voorwaarts, achterwaarts of een afwisselende modus.

Gebruiksaanwijzing:

1. Plaats het massage apparaat op een vlakke en stevige ondergrond.
2. Steek de stekker van het massage apparaat in een geschikt stopcontact.
3. Neem een comfortabele positie in en plaats het massage apparaat op het gewenste deel van uw lichaam.
4. Schakel het massage apparaat in door op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel te drukken.
5. Pas de verschillende functies aan, zoals de verwarmingsfunctie, versnellingsinstellingen en richting van de massageknoppen, naar uw voorkeur met behulp van de knoppen op het bedieningspaneel.
6. Geniet van uw ontspannende massage-ervaring.
7. Schakel het massage apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer u klaar bent met gebruik.

Onderhoud en Schoonmaak:

1. Schakel het massage apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken.
2. Gebruik een zachte, vochtige doek om het massage apparaat af te vegen en eventueel vuil of olie te verwijderen.
3. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze het oppervlak van het massage apparaat kunnen beschadigen.
4. Laat het massage apparaat volledig drogen voordat u het weer gebruikt of opbergt.

Volg deze handleiding zorgvuldig op om optimaal te profiteren van uw Yurda RelaxPro 2000 Massage Apparaat. Voor verdere vragen of assistentie kunt u altijd contact met ons opnemen via info@yurda.nl. Veel plezier met uw massage-ervaring!