

1.



Poets je tanden en maak ze droog.

2. Draai aan de onderkant van de pen en breng een laag gel aan op je tanden. Voor de boven en ondertanden raden wij aan twee tot drie druppels te gebruiken.

3. Breng ook een dunne laag gel aan op de Pro-LED™.

4. Doe de Pro-LED™ in en sluit deze aan op je telefoon.

5. Zet de Pro-LED™ aan. Laat nu de gel en de activerende Pro-LED™, 15 minuten zijn werk doen om de verkleuringen aan te pakken.

6. Spoel je mond en de Pro-LED™ goed. Eet en drink een half uur even niet.

7. Ervaar het resultaat!

** Bij het eerste gebruik kan het zijn dat je even moet doordraaien aan de onderkant van de pen totdat de gel eruit komt*