


Inbegrepen in dit standaardpakket:

- 1 x Massageapparaat
- 2 x Grote Pads
- 2 x Medium Pads
- 2 x Kleine Pads
- 2 x Elektrische Draden (1/2 draad)
- 1 x Elektrische Draad (1/4 draad)
- 1 x USB-kabel
- 1 x Adapter
- 1 x Acupunctuurpunt Kaart
- 1 x Handleiding
- 1 x Houder voor Pads en Draden
- 1 x Dragtas

Kenmerken:

- 2 uitgangen met 16 modi.
- 20 intensiteitsniveaus.
- Standaard timer van 20 minuten, instelbaar van 10-60 minuten.
- Oplaadbare lithiumbatterij.
- Batterij-indicator om te weten wanneer de batterij moet worden opgeladen.
- AC-adapter 110-240V, USB-lader 5V.

Illustraties van het apparaat en de accessoires:



1. Twee uitgangsaansluitingen
2. USB-poort
3. LCD-scherm
4. Batterij-indicator

5. Aan/uit-schakelaar
6. Intensiteitsaanpassing
7. Modusselector
8. Tijdsaanpassing
9. Pauzeschakelaar
10. Pads-bevestigingsbord
11. Oplader
12. USB-kabel
13. Massagepads
14. Padsnoeren

Modi:

Er zijn 16 modi om uit te kiezen, namelijk:

1. Laterale palm knedende massage
2. Platte palm knedende massage
3. Dwars gebalde vuist knedende massage
4. Verticale gebalde vuist knedende massage
5. Acupunctuur
6. Moxibustion
7. Acupunctuur knedende massage
8. Wrijvende vermindering
9. Shiatsu
10. Fibrillatie massage
11. Lifting-knijpen manipulatie
12. Trillende manipulatie
13. Voetreflexologie
14. Voetplaat massage
15. Oor druk-knedende massage
16. Oor lifting-knijpen manipulatie

Gebruiksaanwijzingen:

1. Sluit de pads aan op de draad door ze vast te klikken en verwijder de beschermende film.

Opmerking: het toevoegen van een paar druppels water op de pads zal hun levensduur verlengen.

2. Plaats de pads op de gewenste plekken voor de massage sensaties. En steek het in een van de poorten op het apparaat.

Voor extra verlichting gebruik de tweede poort en herhaal de procedure om nog

twee pads aan te brengen.

3. Zorg ervoor dat beide pads op de huid zitten en niet overlappen. Zorg ervoor dat je huid vrij is van vuil, olie of lotion.

Schakel het apparaat in door de aan/uit-schakelaar bovenop de eenheid te verschuiven. Het apparaat wordt nu geactiveerd.

4. Druk op de modusknop om verschillende modi uit te proberen. Druk vervolgens op de middelste knop om de golven binnen die selectie te kiezen.

Onthoud dat de sterkte bij elke modusselectie standaard op de laagste instelling staat.

Opmerking: De middelste knop kan ook worden gebruikt als een vergrendeltoets. Houd deze 3 seconden ingedrukt om het scherm te vergrendelen, 3 seconden opnieuw om het scherm te ontgrendelen.

5. Zodra u een modus heeft geselecteerd, kunt u de intensiteit geleidelijk verhogen door op de + knop te drukken en verlagen door op de - knop te drukken.

6. De aanbevolen toepassing is 10-60 minuten. Verhoog elke instelling met 10 minuten. De resterende tijd wordt automatisch afgeteld. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de tijd is verstreken.

Voorzorgsmaatregelen:

- Breng de massagetoepassingen niet aan in de buurt van het hart, gevoelige delen van de hersenen, in het schaamstreekgebied, over littekenweefsel, op de keel of boven de mond.

- Vermijd contact met de pads wanneer het apparaat is ingeschakeld. • Zwangere vrouwen moeten dit massagetoestel vermijden.

- Gebruik dit massagetoestel niet als u een pacemaker heeft of andere levensondersteunende apparatuur zoals een kunstlong of beademingsapparaat.

- Mag niet worden gebruikt tijdens het autorijden, bedienen van machines, of tijdens enige activiteit waarbij onvrijwillige spiercontracties de gebruiker onnodig risico op letsel kunnen opleveren.

- **Gebruik niet als u de volgende medische aandoeningen heeft:**

Acute ziekte, letsel of chirurgische ingreep in de afgelopen zes maanden.

Hartaandoening

Hoge bloeddruk

Hoge koorts

Kanker

Besmettelijke ziekte

Maligne tumoren
Recente operatie
Huidproblemen
Zwangerschap
Ongediagnosticeerde pijnsyndromen
Buik- of liesbreuk
Pijnlijke en/of atrofische spieren
Beperkt bewegingsbereik in skeletgewrichten

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor de behandeling van enige medische aandoening of ziekte, noch is het bedoeld voor fysiotherapie of spierrevalidatie. Het is gecontra-indiceerd voor gebruik op spieren die gewond of ziek zijn.

Onderhoud en verzorging

1. Schakel het apparaat uit en verwijder de pads wanneer je klaar bent met gebruik. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats tot het volgende gebruik.
2. Na gebruik, bedek de pads met de beschermende film en doe ze terug in hun hersluitbare zakjes. Het aanbrengen van een paar druppels water voor en na gebruik zal de levensduur van de pads verlengen.
3. Laad het apparaat minstens elke 3 maanden op als het niet regelmatig wordt gebruikt. Je kunt het apparaat ook opladen met een wandoplader of rechtstreeks via je computer met de USB-kabel.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Eén pad voelt sterker aan dan de andere.	Dit is normaal. Verschillende delen van uw lichaam zullen anders reageren.	Er hoeft niets te worden gedaan. Zorg ervoor dat de pads vochtig zijn en goed contact maken.
Tijdens de massage voelt de huid een pijnlijke brandende sensatie of de stimulatie wordt zwakker.	De plakkerige gel pads hechten niet stevig aan de huid. Of de gel pads zijn te droog.	Breng een paar druppels water aan op het plakkerige oppervlak van elke pad en zorg ervoor dat de pads stevig op de huid worden gedrukt tijdens het aanbrengen.
De unit staat aan, maar er is geen sensatie voelbaar in de pads.	Beide pads zitten niet stevig op de huid. Of er is een losse verbinding. Of het intensiteitsniveau moet worden verhoogd.	Zorg ervoor dat beide pads stevig op de huid zijn gedrukt. Controleer of alle verbindingen van de unit naar de draden en van de draden naar de pads goed vastzitten. Verhoog het intensiteitsniveau.
Klevende gelpads plakken niet aan de huid, zelfs niet na het reinigen en bevochtigen van de gelpad.	De klevende gelpads moeten worden vervangen.	Vervang de set pads. Pads kunnen worden gekocht via Amazon/BOL.com.
De eenheid gaat niet aan of het scherm is zwak verlicht.	De batterij is bijna leeg.	Laad de batterij op.
Biedt geen voldoende pijnverlichting.	Gebruikt het niet lang genoeg. Lig niet neer bij het masseren van de nek.	Gebruik uw massager 20-30 minuten per keer, 3-6 keer per dag. Lig op uw rug voor nekondersteuning wanneer u verlichting nodig heeft bij hoofdpijn of nekpijn.

Aanbevolen massagepunten

