

### **Belangrijke aanwijzingen**

- De voet- & kuitmassager mag enkel met de originele adapter op 110-240V / 50-60Hz gebruikt worden.
- De voet- & kuitmassager mag enkel in een droge omgeving gebruikt worden.
- Bewaar de voet- & kuitmassager altijd op een droge plek.
- Gebruik de voet- & kuitmassager niet als de stoffen binnenhoes kapot is.

### **Belangrijk in aanmerking te nemen**

- Wij raden aan de voet- & kuitmassager 1 tot 2 keer per dag te gebruiken.
- Wij raden aan de voet- & kuitmassager maximaal 15 minuten per keer te gebruiken.
- Wanneer u tijdens de massage een oncomfortabele pijn voelt, stel de air compression functie dan in op een minder stevige stand. Blijft u pijn voelen, stop dan het gebruik.
- Lijdt u aan hart- of bloedsomloopproblemen, osteoporose of spataderen of bent u zwanger? Gebruik de voet- & kuitmassager dan enkel na het raadplegen van uw (huis)arts.
- De voet- & kuitmassager is niet geschikt voor kleine kinderen.

### **Problemen**

- *De voet- & kuitmassager gaat niet aan*

Controleer of de adapter goed bevestigd is en het stopcontact werkt.

Let op: de voet- & kuitmassager heeft voor uw veiligheid een ingebouwde sensor. Wanneer het apparaat wordt overbelast of oververhit raakt zal deze uit slaan. Pas na afkoelen zal de voet- & kuitmassager weer functioneren.

- Probeer uw voet- & kuitmassager niet zelf te repareren, **neem bij een defect contact op via [info@invitalisbenelux.com](mailto:info@invitalisbenelux.com)**.

### **Gebruiksaanwijzing**

- Steek de adapter in de voet- & kuitmassager en de stekker in het stopcontact.
- Wilt u enkel de voeten masseren? Laat dan de voet- & kuitmassager ingeklapt, neem plaats op een comfortabele stoel of bank, zet de voeten in de voet- & kuitmassager en tik eenmaal op de "POWER"knop.
- Wilt u de voeten en kuitmassager masseren? Klap de voet- & kuitmassager dan uit, neem plaats op een comfortabele stoel of bank, zet de voeten in de voet- & kuitmassager en tik eenmaal op de "POWER"knop.
- U kunt nu genieten van een 15 minuten durende massage. Na 15 minuten zal de voet- & kuitmassager vanzelf stoppen.

POWER KNOP: hiermee zet u de voet- & kuitmassager aan of uit.

VIBRATION KNOP: hiermee zet u de vibratie massagestand aan of uit en selecteert u het gewenste vibratieprogramma.

SCRAPING KNOP: hiermee selecteert u het gewenste scrapingprogramma.

LEGS: hiermee selecteert u de stevigheid van de air compression massagestand voor de kuitmassager of zet u deze functie uit.

STRENGTH: hiermee selecteert u de stevigheid van de air compression massage voor de voeten. U kiest uit programma.

HEATING: hiermee zet u de voetverwarming aan of uit.

### **Manuel d'utilisation**

- Branchez l'adaptateur dans le masseur pour pieds et mollets et la fiche dans la prise murale.

- Voulez-vous seulement masser les pieds? Ensuite, laissez le masseur pieds et mollets plié, asseyez-vous sur une chaise ou un canapé confortable, placez vos pieds dans le masseur pieds et mollets et appuyez une fois sur le bouton «POWER».

- Vous souhaitez masser les pieds et les mollets? Puis déployez le masseur pour pieds et mollets, installez-vous sur une chaise ou un canapé confortable, placez vos pieds dans le masseur pour pieds et mollets et appuyez une fois sur le bouton «POWER».

- Vous pouvez désormais profiter d'un massage de 15 minutes. Après 15 minutes, le masseur des pieds et des mollets s'arrête automatiquement.