

# Bluetooth Baby Scale

## Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch / Français

**moa**

color your life

[www.moacolors.com](http://www.moacolors.com)

## BEFORE USE


Before use, please read this manual carefully.

### BATTERY

Battery included before shipped, take away battery's insulating film before using.


### APP DOWNLOAD

Scan the QR code to download App or search for FITBRICK in the Appstore.



## DISPLAY

1. Display Screen 2. Hold button 3. Operating 4. Tare off 5. Switch On/Off



## INSTRUCTIONS (1/2)

### SETTING DATA IN THE APP

1. Place your scale on a hard and flat surface to ensure the accuracy.
2. Turn on the App, add right item and choose "Baby Scale".
3. Identification device, click "Turn on Bluetooth" button. (Skip this step if Bluetooth already turned on)
4. Press "On/Off" button to turn on the scale about 2 second When App on your phone identify the scale, please keep your baby scale turn on then click "confirm add " ,add scale successfully.
5. Data setting,please make sure set the real data(age and gender).

### WEIGHTING AND DATA

Weight baby after finished setting data (Weight data will show on the scale and the App simultaneously).

1. Weight directly:

Press "On/Off" button, place the baby on the scale carefully when "0.000kg" appears on the display.

2. Weight with container:

Press "On/Off" button, when "0.000kg" appears on the display, put the container on the scale (shows container's weighing data), then press "Tare weight" button, when "0.000kg" appears on the display again, place the baby into the container( shows baby's weighing data).

3. Hold Function:

**AUTO HOLD:** When the baby is placed on the platform, he/she may move around. When he/she is still enough, the AUTO HOLD function will establish the weight on display. The sign "HOLD" flashes and then weight is established.

**MECHANICAL HOLD:** If the baby is moving around too vigorously, you may select the mechanical hold function by pressing "HOLD" button. The sign "HOLD" flashes and weight is established on display. The sign "HOLD" remains on display until you press "HOLD" button. Then it shows "0.000kg" which means the scale is ready for next weighing.

## INSTRUCTIONS (2/2)

### 4. Data storage in scale function

When the data displayed on the screen, press "OPERATING" button, the weighing data will flash for some times, when stopped flashing, it means data storage successfully in the scale.

## PROMPT SYMBOL

### 1. Overload indication



When the scale is overloaded (over 20kg), the symbol will appear on the display, please put down the scale in case of damage to the scale.

### 2. Low Battery Indication



When the batteries need replacing, the symbol will appear on the display, please change to new batteries.

### 3. Unit Switch



The scale can only change unit on the App. For example, change unit from kg to lb on the App, by pressing the Synchronize button, please wait a few seconds, the scale unit will change to lb.

## TIPS

1. When use the APP, please open the Bluetooth and GPS
2. When first time use this scale, please download the App first, then put baby's data (Gender/Age). For other baby, please add new user name and fill the data, just choose the user name when next time use.
3. If the scale would not be used in a long time period, please take the battery out, and make sure there is nothing on the scale.
4. User need to add baby's height and head size in the App
  1. Open the App and click the user's photo in upper left corner.
  2. Enter the unit selection page.
  3. Choose the right unit (Weight: kg, lb; Height: cm, in).

## DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.  
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.  
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.

## WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty which complies with all legal provisions concerning existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product, please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,  
The MOA Team

## VOOR HET GEBRUIK


Lees deze handleiding voor gebruik met aandacht.

### BATTERIJ

Inclusief batterijen voor verzending. Verwijder de isolerende film van de batterijen.

### APP DOWNLOAD

Scan de QR-code om de App te downloaden of zoek in de Appstore op FITBRICK.



## SCHERM

1. Beeldscherm 2. Hold knop 3. Instructies 4. Tarra knop 5. Aan/Uit knop



## INSTRUCTIES (1/2)

### GEGEVENS INSTELLEN IN DE APP

1. Plaats je weegschaal op een hard en plat oppervlak om de nauwkeurigheid te verzekeren.
2. Open de App, voeg het juiste artikel toe, kies "Babyweegschaal".
3. Apparaat identificatie, klik op de "Schakel Bluetooth in" knop. (Sluit deze stap over als de Bluetooth al ingeschakeld is).
4. Druk ongeveer 2 seconden op de "Aan/Uit" knop om de weegschaal in te schakelen. Wanneer de App op uw telefoon de weegschaal herkent, houd dan de weegschaal ingeschakeld en klik op "bevestig toevoeging", weegschaal succesvol toegevoegd.
5. Gegevens instellen, zorg ervoor dat u de juiste gegevens instelt (leeftijd en geslacht), klik op de "Klaar" knop, beëindig instellen.

### WEGING EN GEGEVENS

Weeg de baby na het instellen van de gegevens (Weeggegevens zullen tegelijkertijd te zien zijn op de weegschaal en de App).

1. Weeg direct:  
Druk op de "Aan/Uit" knop, plaats de baby voorzichtig op de weegschaal wanneer er "0.000kg" op het scherm verschijnt.
2. Weeg met houder:  
Druk op de "Aan/Uit" knop, wanneer er "0.000kg" verschijnt op het scherm, plaats de houder op de weegschaal (laat de weeggegevens van de houder zien) en druk dan op de "Tarra gewicht" knop, wanneer er weer "0.000kg" verschijnt op het scherm, plaats de baby in de houder (laat de weeggegevens van de baby zien).
3. Hold functie:  
AUTO HOLD: Wanneer de baby op de verhoging gelegd is, mag hij/zij bewegen. Als hij/zij stil genoeg ligt, zal de AUTO HOLD-functie het gewicht op het scherm vaststellen. Het teken "HOLD" knippert en daarna is het gewicht vastgesteld.  
  
MECHANISCHE HOLD: Als de baby te veel heen en weer beweegt, kunt u de mechanische hold-functie selecteren door te drukken op de "HOLD" knop. Het teken "HOLD" knippert en het gewicht is op het scherm vastgesteld. Het teken "HOLD" blijft op het scherm totdat je op de "HOLD" knop drukt. Daarna laat het "0.000kg" zien, wat betekent dat de weegschaal klaar is voor de volgende weging.

## INSTRUCTIES (1/2)

### 4. Gegevensopslag in de weegschaalfunctie

Als de gegevens op het scherm staan, druk op de "INSTRUCTIES" knop, de weeggegevens zullen enige tijd knipperen, wanneer het knipperen stopt, betekent het dat de gegevens succesvol zijn opgeslagen in de weegschaal.

## PROMPT SYMBOOL

### 1. Aanduiding Overbelasting



Als de weegschaal overbelast (meer dan 20kg) is, zal het symbool verschijnen op het scherm, leg a.u.b. de weegschaal neer voor het geval dat de weegschaal beschadigt.

### 2. Aanduiding Laag Batterijniveau



Als de batterijen vervangen moeten worden, zal het symbool verschijnen op het scherm, vervang a.u.b. de nieuwe batterijen.

### 3. Eenheid veranderen



De weegschaal kan alleen van eenheid veranderen in de App. Bijvoorbeeld, verander de eenheid van kg naar lb in de App, door te drukken op de Synchroniseer-knop, wacht a.u.b. een paar seconden, de weegschaaleenheid zal veranderen naar lb.



## TIPS

Wanneer je de APP gebruikt, open a.u.b. de Bluetooth en GPS.

Als deze weegschaal voor het eerst wordt gebruikt, download a.u.b. eerst de App en voeg daarna de gegevens van de baby toe (Geslacht/ Leeftijd). Voor een andere baby, voeg een nieuwe gebruikersnaam toe en vul de gegevens in, kies bij het volgende gebruik gewoon de gebruikersnaam.

Als de weegschaal een lange tijd niet gebruikt zal worden, haal dan a.u.b. de batterijen eruit en zorg ervoor dat er niks op de weegschaal ligt.

Gebruiker moet de lengte en hoofdmaat van de baby toevoegen in de App.

1. Open de App en klik op de foto van de gebruiker in de linkerbovenhoek.
2. Ga naar de pagina voor het selecteren van de eenheid.
3. Kies de juiste eenheid (Gewicht: kg, lb; Lengte: cm, in).

## VERWIJDEREN

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval.

Breng het apparaat naar een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf of naar de plaatselijke milieustraat.

Houd u zich aan de huidige geldige regelgeving. Neem in geval van twijfel contact op met het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf.

## GARANTIE

Gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOA-product.

Wij wensen u hierbij mee te delen dat dit product wordt gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen inzake de heersende garantie- en consumentenrechten in het land waar het product werd gekocht.

Mocht u een defect of storing vaststellen aan uw MOA-product, neemt u dan a.u.b. contact op met het passende Customer Care Center (klantenservice), waar u het product heeft gekocht.

Hartelijke groet,  
Het MOA Team

## VOR INBETRIEBNAHME


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

### BATTERIE

Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie.

### HERUNTERLADEN DER APP

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



## ANZEIGE

1. Betriebsanzeige 2. Halt-Taste 3. Anleitung 4. Tara-Taste 5. Ein/Aus-Taste



## ANLEITUNG (1/2)

### EINRICHTEN DER APP

1. Stellen Sie die Waage auf eine feste, ebene Oberfläche, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
2. Öffnen Sie die App, fügen Sie das richtige Element hinzu, indem Sie „Babywaage“ auswählen.
3. Zum Identifizieren des Geräts, drücken Sie entsprechend der Anzeige auf die Schaltfläche „Bluetooth aktivieren“. (Dieser Schritt wird übersprungen, wenn Bluetooth bereits aktiviert ist.)
4. Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“ etwa zwei Sekunden, um die Waage einzuschalten. Wenn die App auf Ihrem Telefon die Waage identifiziert hat, lassen Sie die Babywaage eingeschaltet und drücken Sie auf „Hinzufügen bestätigen“. Damit ist die Waage hinzugefügt.
5. Eingeben der Daten. Bitte achten Sie darauf, die korrekten Daten (Alter und Geschlecht) einzugeben. Drücken Sie auf die Schaltfläche „Abschließen“, um die Einrichtung abzuschließen.

### WIEGEN UND DATEN

Wiegen Sie das Baby erst, nachdem Sie die Einrichtung der App abgeschlossen haben. (Das Gewicht wird sowohl auf der Waage als auch in der App gleichzeitig angezeigt.)

1. Direktes Wiegen:  
Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“. Legen Sie das Baby vorsichtig auf die Waage, wenn auf der Anzeige „0.000 kg“ erscheint.
2. Wiegen mit Behälter:  
Drücken Sie die Taste „Ein/Aus“. Wenn auf der Anzeige „0.000 kg“ erscheint, legen Sie den Behälter auf die Waage (sie zeigt das Gewicht des Behälters an); drücken Sie anschließend die Taste „TARE“. Wenn die Waage wieder „0.000 kg“ anzeigt, legen Sie das Baby in den Behälter (das Gewicht des Babys wird angezeigt).
3. Haltefunktion:  
AUTOMATISCHES HALTEN: Wenn das Baby auf die Waageschale gelegt wird, wird es sich wahrscheinlich bewegen. Wenn es ruhig genug ist, wird die AUTOMATISCHE HALTEFUNKTION das Gewicht auf der Anzeige festhalten. Das Symbol „HALT“ blinkt, anschließend wird das Gewicht festgehalten.

## ANLEITUNG (2/2)

**MANUELLES HALTEN:** Wenn sich das Baby zu stark bewegt, können Sie die manuelle Haltefunktion auswählen, indem Sie die Taste „HALT“ drücken. Das Symbol „HALT“ blinkt und das Gewicht wird in der Anzeige festgehalten. Das Symbol „HALT“ wird solange angezeigt, bis Sie die Taste „HALT“ drücken. Danach wird mit „0.000 kg“ angezeigt, dass die Waage bereit für den nächsten Einsatz ist.

### 4. Datenspeicherung in der Waage

Wenn das Gewicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste „Anleitung“. Der Wert blinkt ein paarmal auf; wenn er nicht mehr blinkt, wurde er erfolgreich in der Waage gespeichert.

## ANZEIGEMELDUNGEN

### 1. Überlastanzeige



Wenn die Waage überlastet ist (mehr als 20 kg), wird es im Anzeigefeld angezeigt. Bitte entlasten Sie die Waage, um eine Beschädigung zu verhindern.

### 2. Batterietiefstandsanzeige



Im Anzeigefeld erscheint das Symbol, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen. Bitte tauschen Sie alle gegen neue Batterien aus.

### 3. Geräteschalter



Die Maßeinheit der Waage kann nur über die App geändert werden. 2. Sie können zum Beispiel via App die Einheit von kg zu lb ändern, indem Sie die Schaltfläche zur Synchronisierung drücken. Nach einigen Sekunden wird sich die Maßeinheit der Waage zu lb ändern.

## HINWEISE

Wenn Sie die App verwenden, aktivieren Sie bitte Bluetooth und GPS.

Wenn Sie diese Waage erstmals verwenden, laden Sie zunächst die App herunter und geben Sie die Daten des Babys ein (Geschlecht/Alter). Für weitere Babys fügen Sie einen neuen Benutzernamen hinzu und tragen die Daten ein. Wählen Sie bei der nächsten Verwendung bloß den Benutzernamen aus.

Wenn die Waage über längere Zeit nicht benutzt wird, entnehmen Sie bitte die Batterien und achten Sie darauf, keine Gegenstände auf der Waage abzulegen.

Benutzer müssen die Körpergröße und den Kopfumfang des Babys in der App eintragen.

1. Öffnen Sie die App und drücken Sie auf das Benutzerfoto in der oberen linken Ecke.
2. Die Einheitenauswahlseite aufzurufen.
3. Wählen Sie die gewünschte Maßeinheit. (Gewicht: kg, lb; Größe: cm, in).

## ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht über den Haushaltsmüll entsorgen.  
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder Ihre öffentliche Recyclinganlage.  
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Richtlinien und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Recyclinganlage.

## GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke MOA entschieden haben.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Gewährleistung dieses Produkts sämtliche gesetzlichen Vorschriften zu bestehenden Gewährleistungen sowie Ihre Rechte als Verbraucher in dem Land berücksichtigt, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Sollten Sie einen Fehler feststellen oder sollte Ihr MOA-Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an das betreffende Kundenservice-Zentrum.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr MOA Team

## AVANT LA MISE EN EMPLOI


Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel.

### BATTERIES

Batterie incluse avant expédition, Retirez le film isolant de la batterie avant de l'utiliser.

### TÉLÉCHARGEMENT DE L'APP

Scannez le bon code QR pour télécharger l'application



## ÉCRAN D'AFFICHAGE

1. Écran d'affichage 2. Bouton d'arrêt 3. Instructions 4. Bouton de tarage 5. Mise en marche/arrêt



## INSTRUCTIONS (1/2)

### DÉFINITION DES DONNÉES DANS L'APPLICATION

1. Installez votre balance sur une surface dure et plane pour garantir la précision.
2. Allumez l'application, ajoutez l'élément de droite, choisissez "Balance de bébé".
3. Dispositif d'identification, cliquez sur le bouton "Activer Bluetooth" selon l'indication. (Sautez cette étape si vous avez déjà activé le Bluetooth).
4. Appuyez sur le bouton "marche/arrêt" pour allumer la balance environ 2 secondes. Lorsque l'application sur votre téléphone identifie la balance, veuillez garder votre pèse-bébé allumé puis cliquez sur "confirmer ajouter", ajoutez la balance avec succès.
5. Paramétrage des données, veuillez vous assurer de définir les données réelles (âge et sexe), cliquez sur le bouton "Terminé", terminez le réglage.

### PESAGE ET DONNÉES

Poids du bébé après avoir terminé les données de réglage (les données de poids s'afficheront sur la balance et l'application simultanément).

#### 1. Poids directement:

Appuyez sur le bouton, placez le bébé sur la balance avec précaution lorsque "0,000kg" apparaît sur l'afficheur.

#### 2. Poids avec récipient:

Appuyez sur la touche "marche/arrêt", lorsque "0,000kg" apparaît sur l'afficheur, posez le récipient sur la balance (affiche les données de pesage du récipient), puis appuyez sur la touche "Poids de tare", lorsque "0,000kg" apparaît à nouveau sur l'afficheur, placez le bébé dans le récipient (affiche les données de pesage du bébé).

#### 3. Fonction de maintien:

**HOLD AUTOMATIQUE:** Lorsque le bébé est placé sur la plate-forme, il/elle peut se déplacer. Lorsqu'il/elle est encore suffisant(e), la fonction HOLD AUTOMATIQUE établit le poids sur l'afficheur. Le signe "HOLD" clignote et le poids est établi.

## ANLEITUNG (2/2)

**HOLD MÉCANIQUE** : Si le bébé bouge trop vigoureusement, vous pouvez sélectionner la fonction de maintien mécanique en appuyant sur le bouton "HOLD". Le signe "HOLD" clignote et le poids est affiché sur l'écran. Le signe "HOLD" reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton "HOLD". Il affiche ensuite "0,000 kg", ce qui signifie que la balance est prête pour la pesée suivante.

### 4. Stockage de données dans la fonction d'échelle

Lorsque les données s'affichent sur l'écran, appuyez sur le bouton "Instructions", les données de pesage clignotent pendant un certain temps, lorsqu'elles ne clignotent plus, cela signifie que la mémorisation des données dans la balance est réussie.

## SYMBOLE D'INVITE

### 1. Indication de surcharge



Lorsque la balance est en surcharge (plus de 20 kg), le symbole Err apparaît sur l'écran, veuillez mettre la balance en cas d'endommagement de la balance.

### 2. Indication de batterie faible



Lorsque les piles doivent être remplacées, le symbole Lo apparaît sur l'écran, veuillez changer les nouvelles batteries.

### 3. Commutateur d'unité



La balance ne peut changer d'unité que sur l'application. Par exemple, changez l'unité kg en lb sur l'application, en appuyant sur le bouton de synchronisation, veuillez attendre quelques secondes, l'unité d'échelle Changera en lb.



## DISPOSITION

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères.  
Veuillez éliminer cet appareil auprès d'une entreprise de gestion des déchets agréée ou de votre centre de recyclage public.  
Veuillez respecter les directives en vigueur et en cas de doute, contactez votre centre de recyclage responsable.

## GARANTIE

Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit de marque MOA.

Nous vous informons que la garantie de ce produit prend en compte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et vos droits en tant que consommateur dans le pays dans lequel vous avez acheté ce produit.

Si vous détectez un problème ou si votre périphérique MOA ne fonctionne pas correctement, contactez le service clientèle.

Sincèrement  
Votre équipe MOA