

SILVERGEAR
MASSAGE GUN
RELAX AND RECOVER



User manual

EN

Thank you for purchasing the Silvergear Massage Gun. To let you experience this product to its full potential, please read all instructions carefully before using the product.

MASSAGE HEADS/FUNCTIONS

- A Ball head for large muscle groups like back, arms and thighs
- B U head for the vertebrae
- C Flat head for all body parts
- D Bullet head for body joints



SPECIFICATIONS

1. Power on/off button
2. Speed level LED indicator lights (red)
3. DC charging port
4. AC wall charger

- Level 1 - 2200 rpm
- Level 2 - 2400 rpm
- Level 3 - 2600 rpm
- Level 4 - 2800 rpm
- Level 5 - 3000 rpm
- Level 6 - 3200 rpm



CAUTION

- For adults only.
- This product can only be used on dry, clean skin surfaces of the body. It cannot be used through clothes.
- Only use on soft tissues of the body without causing pain or discomfort. In case of pain, stop immediately. Do not use it on the head or any hard or boned part of the body.
- Bruises may be caused when this device is used with too much pressure. Always keep an eye on the body part you're massaging.
- Keep fingers, hair and vulnerable body parts away from the shaft and back of the massage head, because they might be pinched.
- Do not place any object in the vent of the device.
- Do not immerse in water and do not let water into the vent of the device.
- Charge the device charger only with 24 VDC.
- Do not change or modify the device in any way.

CHARGING

Before first use, make sure you charge the Massage Gun fully for three hours. Only use the supplied AC/DC adaptor. When connected, the charging indicator light will glow red. This will turn green when fully charged.

After that, you can charge the battery at any time at any energy level. The average working time of the battery is two hours, depending on the speed and the applied pressure during use.

USING THE MASSAGE GUN

Unplug the charger before using the device. Attach the massage head of your choice to the massage gun, simply by pushing it in. Push the on/off button. The red LED light turns on as an indicator. Adjust the vibration level by pushing the on/off button. There are six different vibration levels. Press and move it gently on the skin. Do this for approximately 60 seconds per body part. To turn the device off, press the on/off button again until you passed all vibration levels.

MAINTENANCE AND CLEANING

Clean the device with a slightly wet towel and then wipe it dry with a soft cloth. Store it in a dry place or put it in the supplied carton when you travel with the device.

NL

Bedankt voor je aankoop van de Silvergear Massage Gun. Lees alle instructies zorgvuldig door voor je het product gebruikt, zodat je de volledige potentie van het product kunt ervaren.

MASSASEKOPSTUKKEN/FUNCTIES

- A Ronde kop voor grote spiergroepen zoals rug, armen en dijen
- B U-kop voor de wervels
- C Platte kop voor alle lichaamsdelen
- D Kogelkop voor gewrichten



SPECIFICATIES

1. Aan/uit knop
2. Led-indicatorlampjes snelheidsniveau (rood)
3. DC oplaadpoort
4. AC muur oplader

- Level 1 - 2200 rpm
- Level 2 - 2400 rpm
- Level 3 - 2600 rpm
- Level 4 - 2800 rpm
- Level 5 - 3000 rpm
- Level 6 - 3200 rpm



LET OP

- Alleen voor volwassenen
- Dit product kan alleen op droge, schone oppervlakken van het lichaam worden gebruikt. Het kan niet door kleding heen worden gebruikt.
- Gebruik alleen op zacht weefsel van het lichaam zonder jezelf pijn te doen of oncomfortabel te laten voelen. Als het pijn doet, stop dan meteen.
- Niet gebruiken op het hoofd of gedeeltes van het lichaam die hard zijn of waar bot zit.
- Als het apparaat met teveel druk wordt gebruikt, kunnen er blauwe plekken ontstaan. Let altijd op het lichaamsdeel dat je aan het masseren bent.
- Houd vingers, haar en kwetsbare lichaamsdelen weg van de steel en achterkant van de massagekop, deze kunnen beklemd raken.
- Plaats geen enkel object in de opening van het apparaat.
- Niet onderdompelen in water en laat geen water in de opening van het apparaat.
- Laad de oplader van het apparaat alleen op met 24 VDC.
- Verander het apparaat niet en pas het ook niet aan, op geen enkele manier.

OPLADEN

Voor het eerste gebruik, laad de Massage Gun volledig op (3 uur laadtijd) met de meegeleverde AC/DC adapter. Na het aansluiten licht het oplaadindicatorlampje rood op. Dit wordt groen als het volledig is opgeladen.

Hierna kun je de batterij op elk moment en op elk energieniveau opladen. De gemiddelde gebruiktijd van de batterij is twee uur, afhankelijk van de snelheid en de toegepaste druk tijdens het gebruik.

DE MASSAGE GUN GEBRUIKEN

Koppel de oplader los van het apparaat vóór gebruik. Maak het massagekopstuk naar keuze vast, door deze eenvoudig in het apparaat te drukken. Druk op de aan/uitknop. Het rode lampje gaat aan als indicator. Pas het vibratieniveau aan door op de aan/uitknop te drukken. Er zijn zes verschillende vibratieniveaus. Druk en beweeg het apparaat voorzichtig op de huid. Doe dit ongeveer 60 seconden per lichaamsdeel. Om het apparaat uit te zetten, druk nogmaals op de aan/uitknop tot je alle vibratieniveaus hebt gehad.

ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN

Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en veeg het droog met een zachte doek. Berg het apparaat op een droge plek op of stop het in de meegeleverde verpakking als je met het apparaat gaat reizen.

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté le Pistolet de Massage Silvergear. Afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de cet appareil, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

TÊTES / FONCTIONS DE MASSAGE

- A Une tête sphérique pour les grands groupes de muscles tels que le dos, les bras et les cuisses
- B Une tête en U pour les vertèbres
- C Une tête plate pour toutes les parties du corps
- D Une tête de balle pour les articulations du corps



SPECIFICATIONS

1. Bouton Marche / Arrêt
2. Voyants lumineux du niveau de vitesse (rouge)
3. Port de charge CC
4. Chargeur mural CA

- Niveau 1 - 2200 cpm
- Niveau 2 - 2400 cpm
- Niveau 3 - 2600 cpm
- Niveau 4 - 2800 cpm
- Niveau 5 - 3000 cpm
- Niveau 6 - 3200 cpm



ATTENTION

- Pour les adultes uniquement.
- Cet appareil ne peut être utilisé que sur une peau sèche et propre du corps. Il ne peut pas être utilisé à travers les vêtements.
- N'utiliser que sur les tissus mous du corps sans provoquer de douleur ou d'inconfort. En cas de douleur, arrêtez immédiatement. N'utilisez pas l'appareil sur la tête ni sur aucune partie dure ou osseuse du corps.
- Des ecchymoses peuvent être causées lorsque cet appareil est utilisé avec trop de pression. Gardez toujours un œil sur la partie du corps que vous massez.
- Écartez les doigts, les cheveux et les parties vulnérables du corps du manche et de l'arrière de la tête de massage, car ils pourraient être pincés.
- Ne placez aucun objet dans l'évent de l'appareil.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne pas laisser l'eau pénétrer dans l'évent de l'appareil.
- Chargez le chargeur de l'appareil uniquement avec 24 V CC.
- Ne changez pas ou ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit.

CHARGE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de charger complètement le Pistolet de Massage pendant trois heures avec l'adaptateur CA / CC fourni. Lorsqu'il est connecté, le témoin lumineux de charge s'allumera en rouge. Il passera au vert lorsque l'appareil sera complètement chargé.

Ensuite, vous pouvez recharger la batterie à tout moment, quel que soit le niveau d'énergie. La durée moyenne de fonctionnement de la batterie est de deux heures, en fonction de la vitesse et de la pression appliquée pendant l'utilisation.

UTILISATION DU PISTOLET DE MASSAGE

Débranchez le chargeur avant d'utiliser l'appareil. Fixez la tête de massage de votre choix au Pistolet de Massage, simplement en l'enfonçant. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt. Le voyant LED rouge s'allume en guise d'indicateur. Ajustez le niveau de vibration en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt. Il existe six niveaux de vibration différents. Appuyez et déplacez l'appareil doucement sur la peau. Faites-le pendant environ 60 secondes par partie du corps. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt jusqu'à ce que vous ayez passé tous les niveaux de vibration.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil avec une lingette légèrement humide, puis essuyez-le avec un chiffon doux. Stockez-le dans un endroit sec ou rangez-le dans le carton fourni lorsque vous voyagez avec l'appareil.

DE

Vielen Dank für den Kauf der Massagepistole von Silvergear. Lesen Sie bitte die Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch, um dieses Produkt in vollem Umfang nutzen zu können.

MASSAGEKÖPFE/FUNKTIONEN

- A Kugelkopf für große Muskelgruppen wie Rücken, Arme und Oberschenkel
- B U-förmiger Kopf für die Wirbelsäule
- C Flacher Kopf für alle Körperteile
- D Kegelform für Körpergelenke



SPEZIFIKATIONEN

1. Ein-/Ausschaltaste
2. LED-Leuchte zur Anzeige des Geschwindigkeitsstufe (rot)
3. DC-Ladeanschluss
4. AC-Ladegerät

- Stufe 1 - 2200 U.p.m
- Stufe 2 - 2400 U.p.m
- Stufe 3 - 2600 U.p.m
- Stufe 4 - 2800 U.p.m
- Stufe 5 - 3000 U.p.m
- Stufe 6 - 3200 U.p.m



VORSICHT

- Nur für Erwachsene geeignet.
- Dieses Produkt kann nur auf trockener, sauberer Haut angewendet werden. Es kann nicht durch Kleidung hindurch verwendet werden.
- Nur auf weichem Gewebe des Körpers anwenden, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen. Setzen Sie die Verwendung bei Schmerzen sofort aus. Nicht am Kopf oder anderen harten oder knöchernen Körperteilen anwenden.
- Wenn dieses Gerät mit zu hohem Druck verwendet wird, kann es zu Blutergüssen kommen. Halten Sie den Körperteil, den Sie massieren, immer im Auge.
- Halten Sie Finger, Haare und empfindliche Körperteile vom Stiel und Rücken des Massagekopfes fern, da diese eingeklemmt werden könnten.
- Platzieren Sie keine Gegenstände in die Entlüftung des Geräts.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein und lassen Sie kein Wasser in die Entlüftung des Geräts eindringen.
- Laden Sie das Ladegerät nur mit 24 VDC auf.
- Das Gerät darf in keiner Weise verändert oder modifiziert werden.

LADEN

Laden Sie die Massagepistole vor dem ersten Gebrauch mit dem mitgelieferten AC/DC-Adapter drei Stunden lang vollständig auf. Wenn das Gerät angeschlossen ist, leuchtet die Ladeanzeige rot. Sie wird grün, wenn die Massagepistole vollständig aufgeladen ist.

Danach können Sie den Akku jederzeit bei jedem beliebigen Akkustand aufladen. Die durchschnittliche Verwendungszeit der Massagepistole beträgt zwei Stunden, abhängig von der Geschwindigkeit und dem ausgeübten Druck während der Verwendung.

VERWENDUNG DER MASSAGEPISTOLE

Ziehen Sie vor der Verwendung des Geräts den Stecker des Ladegeräts heraus. Befestigen Sie den Massagekopf Ihrer Wahl an der Massagepistole, indem Sie diesen einfach eindrücken. Drücken Sie die Ein-/Ausschaltaste. Die rote LED-Leuchte leuchtet als Indikator auf. Stellen Sie die Vibrationsstufe ein, indem Sie die Ein-/Ausstaste eindrücken. Das Gerät verfügt über sechs verschiedene Vibrationsstufen. Drücken und bewegen Sie die Massagepistole sanft auf der Haut. Verweilen Sie etwa 60 Sekunden pro Körperteil. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausschaltaste so lange, bis Sie alle Vibrationsstufen durchlaufen haben.

WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie es dann mit einem weichen Tuch ab. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf oder legen Sie es in den mitgelieferten Karton, wenn Sie das Gerät mit auf Reisen nehmen.



www.silvergear.eu



Overschiestraat 63
 1062 XD Amsterdam
 The Netherlands
 info@silvergear.eu
 Made in China

Not for resale

Art. no.: 1755 Batch no.: 21417

