

Meltazo®

Incredible Possibilities



MELTAZO Pro 6 IPL Hair Removal
Model: Ramavi Pro 6



PRODUCT FEATURES



■ **MELTAZO PRO 6 IPL HAIR REMOVAL DEVICE** is a new version of a permanent painless hair removal device with the latest semiconductor refrigeration technology that has 3-in-1 functions; HR (Depilation), SC (Skin Rejuvenation), and RA (Acne Treatment). It is ice-cooling hair removal that uses an advanced laser system to remove body hair painlessly and can give a full body hair treatment. It has up to 999,999 light pulses, and two head lamps, and is intended for HR, SC, and RA functions. It effectively uses light pulses to work on the hair roots and achieve permanent hair removal and offers you a similar experience to salon hair removal. It has 9 adjustable energy levels and offers the most comfortable, comprehensive, and effective treatment experience for both men and women. It has both manual and automatic flash modes designed to meet the needs of hair removal on different body parts. The manual mode is mainly for removing small areas of hair such as; armpits, fingers, bikini area, lips, and other small sensitive areas. The automatic mode is used for relatively large hair removal areas such as; arms, legs, back, and stomach. It's safe, easy to use at home, and ideal for a wide range of skin types.

- **The unique refrigeration technology makes the whole process of hair removal feel comfortable and removes the burning sensation**

MELTAZO PRO 6 IPL HAIR REMOVAL DEVICE has high strength, high-temperature resistance, high light transmittance, high thermal conductivity, and other valuable physical properties that can be combined with semiconductor refrigeration technology which can achieve a safe and comfortable ice-cooling painless hair removal experience. In the depilation process, it can reach 10°C when contacting the skin, effectively cooling the epidermis, reducing the skin burning damage, and the whole process is comfortable and painless.

- **The intensity pulsed light technology is perfectly applied to the home hair remover field**

MELTAZO PRO 6 HAIR REMOVAL DEVICE uses intense pulsed light (IPL) technology which is the most effective method known on the market to inhibit hair regrow over years, through close cooperation with skin experts, we have improved the optical technology originally used in professional beauty salons, so that you can use this technology safely, conveniently and effectively at home. The light of hair remover is soft, the irradiation is convenient, and the effective light intensity makes people feel very comfortable. After repeated use, excess hair will eventually disappear. Let you enjoy the pleasure of getting rid of hair, and glow with charm every day.

- **Long-life integral lamp holder**

This product has a long-lasting integrated lamp head that does not need to be replaced and is suitable for multiple hair removal areas such as; face, lip hair, underarms, bikini line, arms, legs, etc., saving you expensive lamp head replacement costs, and no need of purchasing accessories frequently.

SAFETY PRECAUTIONS

To better protect your skin, make sure to use the device close to the skin:

- Do not apply any gel or care products (aloe vera gel, etc.) before use.
- Incorrect operation or misusing the product can cause product damage or personal injury.
- ⓘ Dangerous-related content that can cause personal injury due to incorrect operation.
- Be sure to assemble and use the product according to the guidelines indicated in the "User Manual".
- ⓘ Warning-related content that can cause danger due to incorrect operation.
- 📖 Please read the "User Manual" carefully and keep it for future reference.
- ⓘ Attention-related content that can cause loss of personal safety or property due to incorrect operation.

ⓘ DANGEROUS

- ⓘ **Warning:** Do not use this product near bathtubs, shower basins, washbasins, or other utensils that hold water. Please keep the product and the power adapter dry.



Do not use it in the bath or shower.

- ⓘ If the product has been damaged, do not touch any internal parts to avoid electric shock.
- ⓘ Please do not insert any object into this product and do not replace any part of this product unintentionally.
- ⓘ Do not use this product around your eyes. Wearing protective glasses is a common operation to protect the user. However, if you operate around your eyes, the protective glasses may not be able to completely block the energy, and the light will be absorbed by the iris melanin in your eyes at close range.
- ⓘ We recommend that you wear protective glasses for every operation. Although the light does not directly affect the eyes, the high-frequency flash light may affect your vision.
- ⓘ If you need a back hair removal or ice compress operation, you may need an assistant or partner, so it may be risky for you to use it alone.
- ⓘ If your hair is longer than 1mm, please shave first. We recommend that you use a shaving knife/trimmer. Excessively long hair will cause the skin surface to absorb a lot of heat and cause skin redness and swelling, and burned hair will produce a peculiar smell that will affect the user's product experience.
- ⓘ If the skin of the irradiated part is not dry and clean, it will affect the expected outcome, and may also cause the product to not flash properly.
- ⓘ Please pay attention to preventing children under 15 years old from touching this product, and also please keep away children under 15 years old when using this product.
- ⓘ Please use different light intensity for different parts of the body as required because the skin color of different parts of the body is not the same.
- ⓘ If the power cable is damaged, it must be replaced by professionals to avoid danger.

REMARK

- ❗ Please do not apply antiperspirant immediately after irradiating the armpit.
- ❗ Please check and clean the dirt of the irradiation port regularly to avoid scald and malfunction.
- ❗ Please do not place the irradiation port near items that are easy to degauss, in order not to cause failure and damage.
- ❗ Please do not use it when the vent is blocked, in order not to cause smoke and fire.
- ❗ Please do not point the irradiation port toward a black object to avoid machine malfunction.
- ❗ Please do not irradiate clothes, hair, and other items to avoid blackening, discoloration, and breakage.
- ❗ Please do not use it for pet depilation to avoid injury.
- ❗ Please do not use this product around the eyes to avoid eye damage.
- ❗ Please wipe the hair and skin care products left on the hair remover device after use to avoid malfunction and skin damage.
- ❗ Please do not use it around children. The hair remover device will emit strong light and cause eye injury.
- ❗ Please set the irradiation intensity according to your skin condition. Please make sure to use first gear for the first time.
- ❗ It is a normal phenomenon if the skin becomes slightly hot and red after using it. Please turn on the ice/cold compress function to relieve skin discomfort.
- ❗ The product can't be left unattended after the boot, after use, please shut down in time.
- ❗ Cleanse the skin to ensure that the skin surface is free of hair residue, completely dry, and free of oily substances and blemishes.
- ❗ If the ambient temperature difference reaches more than 20°C (from a low-temperature environment to a high-temperature environment, or vice versa), please turn off the device and let it stand for about 2 hours before using it again.
- ❗ Please do not use it near flammable and explosive materials (including sprayers and gas stations), which may cause fire, electric shock, and other hazards.
- ❗ The ambient temperature of this epilator is 0-40°C. Please check the room temperature before use.
- ❗ Please do not touch the irradiation port after use, because the irradiation port produces a high temperature and can easily cause burns.
- ❗ Please avoid direct ultraviolet radiation on the irradiated part within 24 hours after irradiation.
- ❗ Please do not place the product in an environment with high temperature and humidity, as it may cause deterioration and malfunction of the product.
- ❗ If the built-in fan does not operate after turning on the power supply (can't hear the buzzing sound), please do not use it, so as not to cause smoke or fire.

CONTRAINDICATIONS

- Please do not apply antiperspirant immediately after irradiating the armpit.
- Severe heart disease, moderate to severe hypertension, malignant tumor, folliculitis, infectious skin disease, burned skin, and anticoagulant disorders are prohibited to use it.
- Patients with abnormal collagen metabolism, including a history of scarring and poor wound healing are prohibited to use it.
- People with vascular diseases such as; varicose veins and vasodilation at the irradiation site are not allowed to use it.
- Patients with photosensitive dermatitis are not allowed to use it.
- Please do not use it if the irradiation site on the skin is infected, herpes simplex, skin lesions, hematoma, etc.
- Patients with diseases that suppress the immune response (including HIV infection, lupus erythematosus, porphyria, etc.) are not allowed to use it.
- It is not allowed to be used for any patient with hemorrhagic disease. People who use isotretinoin, fruit acid (AHA), salicylic acid (BHA), or azelaic acid on the skin cannot use this product.
- Please use caution if you have used chemical hair removal within 30 days, skin whitening products, or cosmetics containing vitamin A in the short term.
- Do not use essential oils at the same time. Make sure the depilated area on the skin is clean, dry, and free of creams, lubricants, and other cosmetics.
- If the skin surface is not clean and dry, it may affect the usage experience of the product, and even may damage the product.
- This product is forbidden to use while taking aspirin, immunosuppressive drugs, and isotretinoin.
- Those who have recently used light-sensitive drugs (such as; tetracycline, sulfa, etc.) are not recommended to use this product.
- Light damage (sunburn), mucous membranes, and other sensitive parts are prohibited from using this product.
- Do not use this product on unhealed wounds.
- It is not recommended for patients with hirsutism and other diseases-induced skin hirsutism.
- If you take painkillers, it will reduce the skin's sensitivity to heat. It is recommended to use it carefully before the effect is relieved.
- Please do not use it if your skin or hair color is not suitable.

DO NOT USE FOR THE FOLLOWING BODY PARTS OR THE BELOW CONDITIONS

1. Oral cavity, lips, vagina, mucous membrane, etc.
2. Plastic surgery and the surgical site.
3. Adam's apple.
4. Eyeball, eyelids, and around the eyes.
5. The head.
6. Acne area.
7. Spot and mole sites.
8. Eyebrows, hair, forehead.
9. The ear.
10. Nipples and areola.
11. Inside your belly button.
12. Large veins.
13. Tattoos and body painting.

BE CAREFUL



Do not use this product for naturally dark skin.



Please do not insolate before and after depilation.



Do not use in a dark environment.



Please always wear protective glasses when using this device.



Before hair removal, please shave first (do not use chemical hair removal method).



For the first time, make sure you start in first gear.




Do not use in a direct sunlight environment in order not to cause device failure.




Do not slam and shake the product.





PRODUCT STRUCTURE



- ※ It is strictly forbidden to block the air inlet and outlet with debris, otherwise, it will cause serious damage to the product.
- ※ Do not slam and shake the product.
- ※ You can use the flash window for all 3 functions; HR, SC, and RA.

CONTROL PANEL



LCD Screen	Function	Parameter
HR	Hair remover	999,999
SC	Skin care	
RA	Remove acne	
	Ice	
AUTO	Auto light mode	
1-5	Light wave intensity gear display	1-5
Six figures	Number of remaining	
	Function change button, available in "HR", switch between "SC" and "RA"	
	Long press this button for 2 seconds to turn on or off the device, or short press to turn on or off the ice function.	
	The energy change can be adjustable from 1 to 9 gears.	

PRODUCT PARAMETERS

Type of light source	Intelligent pulse light	Power supply	100-240V,50-60Hz
Light area	4 square centimeters	Control panel	Sense of convex button
Main unit size	162*64*207	Package size	362*252*72
Total weight	1.3kg	Work environment	Temperature 20 - 60°C, Relative temperature 20 - 90%, No condensation environment
Main unit weight	0.38kg		

ACCESSORIES

Main unit: is automatically affixed with 3,6c m ² Cap which can be used for larger areas such as; legs, arms, back, stomach, and other larger areas.	1 Piece
Main unit + square lamp holder: is 1,8 cm ² Cap which can be used for medium areas such as; bikini, armpit, and other medium areas.	1 Piece
Main unit + round lamp holder: is 1,4 cm ² Cap which can be used for small areas such as; fingers, chin, face, upper lips, and other small areas.	1 Piece

PREPARATION BEFORE USE



- Clean skin entirely to ensure that skin is hair-free, completely dry, and free of the residue of oily substances (perfume, lotion, sunscreen, etc.).
- Make sure that there is no dirt left on the irradiation port, no damage or abnormality. If there is dirt, please make sure to clean it, so as not to cause product failure, deterioration, and skin problems.
- Please do not apply any gel or care products (aloe vera gel, etc.) before hair removal. This product has the function of ice/cold compress and hair removal at the same time. It can take care of the skin by making it more comfortable and painless simultaneously.

THE IRRADIATION INTENSITY SETTING

This product has been specially developed to be used at home for hair removal, so its light energy is softer and offer 5 different light energy. You could adjust the light energy to suit your skin and body hair color and keep yourself at a comfortable level. The recommended light energy scale below will help you determine the appropriate light energy.

1. Please refer to the table below to determine which light intensity is suitable for your skin and hair color.
Tip: You could put the skin tone card on your skin and compare it with your skin tone.
2. If you feel any pain or discomfort, lower the energy gear. People with darker skin are more likely to develop skin allergies because the skin absorbs more energy. Therefore, it is recommended that people with darker skin tones use a lower energy scale. When the pulse of light shines on the skin, it may feel warm or hot, but it should not be painful.

Suitable skin color, hair color, and gears contrast table						
SKIN COLOR HAIR COLOR	White	Yellow	Light brown	Medium brown	Dark brown	Black dark
White/gray	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×
Red	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×
Light gold	3-5	3-5	3-5	1-3	×	×
Light brown	5-9	5-9	5-9	1-3	×	×
Medium brown	5-9	5-9	5-9	1-3	×	×
Dark brown	5-9	5-9	5-9	1-3	×	×
Black	5-9	5-9	5-9	1-3	×	×

Note: X is not applicable.

Note: Please refer to this table to select the appropriate gear.

Note: Due to various reasons, your skin may react differently due to different exposure times/situations.

Note: no matter what skin color, it is recommended to start from the first gear and gradually increase the gear.

SKIN SENSITIVITY TEST


If you are using this product for the first time, please select a small area of your skin first and conduct skin sensitivity according to the following requirements.

Testing:

- 1: Refer to the above-mentioned information to start the device.
- 2: Choose gear 1 or 2.
- 3: Follow the instructions and precautions to operate the selected skin area.
- 4: After 30 minutes of the skin test, check skin reaction.
- 5: If the tested area of your skin is normal, then you can continue to use it. If abnormal, please stop using it.

INSTRUCTIONS

1. Before use, please shave, clean and wipe the hair in the depilated area. Make sure that the hair follicles under the skin absorb the maximum energy for optimal hair removal.
2. Connect the power adapter, then connect the power, and wear the protective eyeglasses equipped with the product. The background light of the LCD screen of the hair removal device is ON, and the screen state is "OFF".
3. Long press the start button for 2 seconds to turn on or off the device, and short press to turn on or off the ice/cold function, then the hair removal device will start, and the current working state will be confirmed by referring to the previous "screen presentation".
4. Press the "Function change" touch button to enter the depilation mode you want when the LCD screen shows HR, SC, and RA. Then you can use any of these lamp holders according to your skin area for depilated.
5. The machine is equipped with 1-9 gear, short press the "Gear selection" touch key to adjust the intensity of the light wave. Please always start using the first gear, and increase gradually the gear according to your own skin experience. The higher the gear, the better the effect.



6. Manual light setting (suitable for depilation of small areas).

The default mode of the hair removal machine is to manually emit light. Press the flash emission button once and emit light once.

Automatic light setting (suitable for large area depilation).

After the hair removal device is started up, long press the flash emitting button, and the device will switch to automatic light output, and the "AUTO" on the LCD screen will keep flashing. You only need to make the lamp holder vertically close to the skin, and the device will automatically emit light.

7. Apply the light output clinging to the area where hair removal is required and use it vertically.

- When the device is in manual flash mode, the content on the screen will start flashing, then press the light emitting button to flash, and then the hair removal is completed in the area covered by the light output. Then, you move the lamp head to the next hair removal area and cling to the skin, when the content on the screen starts flashing, press the flash emitting button to emit the flash, then change over to the next hair removal area, and so on. It is recommended to irradiate each part 2-3 times.

- When the device is in automatic flash mode, long press the light emitting button, and the flash will be emitted, the area covered by the light output has been depilated, then move the light output to the next depilation area and cling to the skin. The device will emit flashing light and then change over to the next hair removal area and so on. It is recommended to irradiate each part 2-3 times.

Tip: With the automatic flash mode, the light output is completely clinging to the skin. While you are sliding the light output on the skin surface, it can flash continuously for 8 seconds.

8. If you want to use the ice-cooling/cold compress function, just press the "ON/OFF" button, "☒" will appear on the LCD screen, and once again press the "ON/OFF" button, the "❄" on the LDC screen will disappear, then turn off the ice-cooling/cold compress function.

9. After finishing the depilated process, long press the "ON/OFF" button for 2 seconds to shut down or the device will shut down automatically if it has no action for 5 minutes.

10. Unplug the adapter from the device and remove the adapter from the power socket.

11. After 10 minutes, when the surface of the lamp cap cools, wipe the lamp cap light window with a non-alcoholic soft towel or cloth.

12. After cleaning, put the device and adaptor back in the packaging box. Place the device in a ventilated, dry place, and place it out of reach of children.

13. Care of the depilated area on the skin. After 20 minutes of depilation, moisturizing skin care products can be selected to moisturize and repair the depilation part. If you feel uncomfortable, you can apply the ice-cooling/cold compress for 30-60 minutes until the skin feels no burning pain.

FUNCTION SWITCHING

1. Follow the procedure of the device shown on the LCD screen.
2. Ice-cooling/cold compress function: press the "ON/OFF" button, and the snowflake icon appears on the LCD screen, the ice-cooling/cold compress function is turned on.
3. Hair removal & skin care & acne removal function: simply press the "Function change" button, and the LCD screen will switch between "HR", "SC" and "RA". Then you can use one of the lamp holders according to the area to be depilated on the skin.

3 FUNCTIONAL SUGGESTIONS FOR HAIR REMOVAL / SKIN REJUVENATION / ACNE REMOVAL


Only one functional photon can be irradiated in each part of the body in one day. If other functional photons are needed in the same part of the body, the depilation process shall be carried out the next day. This machine is equipped with an extra round and square small lamp holder, which can be used for medium and small parts of the body for specific hair removal. When you want to use one of the lamp holders, just put the lamp head on the flash exit of the main machine, and it will automatically adsorb on the main unit, and you can use it directly.

SKIN CARE

- If the skin becomes red after hair removal by light irradiation, please use the skin care mode for nursing. It is recommended to avoid touching the water on the depilated area within 6 hours after hair removal.
- Do not use perfume, facial masks, and cosmetics containing abrasive pearls on the skin after the hair removal process.
- Avoid UV exposure for 24 hours after hair removal. Apply sunscreen if necessary.
- Consult your doctor if you feel unwell.
- Sunbathing is likely to tan the skin or cause sunburn on the top of the skin. IPL irradiation at this time will cause redness, inflammation, and other conditions. Therefore, please be careful not to expose yourself to the sun for a long-term during the period that you still need to undergo the hair removal process. The recovery time from sunburn should not be less than 1 week.
- It is strictly forbidden to expose the depilated area to the sun for a long-term within 48 hours of the depilation operation. Even if the depilation area needs to be exposed after 48 hours, always pay attention if the skin feels a bad condition. Please use SPF30+ sunscreen for sun protection after 72 hours.
- The use of artificial light is not allowed to tan the skin (Change the skin color to bronze color through physical or chemical formula.) during hair removal.
- If you need to undergo plastic surgery after hair removal (only the hair removal area), please consult your doctor first.

Note: Even if you follow all the instructions, you may still experience skin reactions. In this case, please stop using the device and consult your doctor.

RECOMMENDED USE PERIOD



- ▲ Please use it multiple times according to the growth of your hair. For intense hair, you can increase the gear and frequency accordingly. The specific situation varies from person to person.

CLEANING AND MAINTENANCE

To ensure the effectiveness and durability of the product, please clean the product before and after each hair removal process and even if necessary during the hair removal period. If you don't clean it properly, this product will not get the right effect.



- ◆ Inspect the product, especially the transparent window and body parts.
- ◆ Make sure they are all clean and tidy.
- ◆ Do not wash the product and its accessories under the faucet or in the dishwasher. Do not use steel wire balls, or abrasive cleaners (such as; toothpaste or corrosive liquid gasoline, oil, acetone, etc.) to clean the product.

Note: Please stop using this product if you can no longer clean the transparent window.



- ◆ Turn off the product, unplug the power plug and allow it to cool.
- ◆ When using this product, the flash window will get hot, make sure it cools down before cleaning.
- ◆ If necessary, clean the outside of the product with a clean soft towel or cloth.
- ◆ A wet soft towel can be used to clean the flash window.

Note: If the wet soft towel is not effective, a few drops of high concentration alcohol (no more than 96%) can be used to clean the above-mentioned areas.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



When disposing of this product, please do not dispose of it with normal household waste. You should give it to the designated recycling center. This will be good for our environment.

ELECTROMAGNETIC FIELD (EMF)

This product complies with all applicable standards and regulations relating to exposure to electromagnetic fields.

HAIR REMOVAL ESSENTIALS

Before using the machine, you should shave the visible hair first and then use a toner or wet towel to wet the hair removal area to avoid discomfort caused by dry skin.

■ The gist of each part's depilation

Please understand the following points when removing hair with the IPL hair removal device:

• Underarm hair removal

- ※ Before the hair removal process, please wipe the anti-perspirant, perfume, cream, and other cosmetics applied to the armpit.
- ※ For areas with loose skin, stretch the skin with your fingers and then remove the hair. It is normal for the skin to have a slight burning sensation at the radiation port.

• Bikini line hair removal

- ※ For areas with an accumulation of pigment and dark colors, please start using the low gear first, and keep using gear 1 until the skin adapts.

• Hands and feet hair removal

- ※ Joints and uneven areas are more prone to redness and pain than other parts, but this is normal.

▲ Do not use it for the following parts:

There are burn marks, dark colored parts, eyeballs, eyelids, around the eyes, chilblain, moles and other parts, eyebrows, forehead, sunburns, and other parts.

- ※ After hair removal, avoid the place with ultraviolet rays for 24 hours to prevent the sun from burning the skin.
- ※ Be careful not to look directly at the flash because this will damage your eyes.

PRECAUTIONS

■ Possible Side Effects

- Slight redness of the skin or a slight itching and warmth are normal, harmless, and will soon go away.
- After hair removal, the reaction of the depilated area for a short time is similar to that of exposure to the sun. If it does not disappear after 48 hours, you are advised to consult a doctor.
- Shaving and hair removal process together at the same time will cause dry and itchy skin, this phenomenon is a normal reaction, the discomfort will gradually reduce, and you can apply an ice-cooling compress to that part. After 24 hours, you can apply a mild, non-irritating moisturizer.

■ RARE SERIOUS ADVERSE REACTIONS

1. **Burns, severe redness, and swelling pain:** These reactions are rare, usually caused by the use of light intensity that is too high for skin color. If these reactions do not disappear within 3 days, it is recommended that you consult a doctor. Please wait until the skin is healed before performing the second irradiation, and make sure to use a lower light intensity.
2. **Skin discoloration:** This phenomenon occurs rarely. The skin discoloration usually appears darker or lighter than the surrounding area. This is caused by the intensity of the light used being too high for the skin tone. In rare cases (Usually caused by the use of light intensity that is too high for skin color), the effect of pigment changes may be longer than normally observed. If the skin discoloration does not disappear within two weeks, it is recommended that you consult a doctor. Please irradiate the discolored area after the discoloration disappears and the skin returns to normal skin tone.
3. **Skin infections and inflammations:** This is rare and can be caused by using this product on skin with wounds created while shaving the hair.
4. **Extreme pain:** If you use this product on unshaved skin, the light intensity you use is too high for your skin color; flashing on the same area many times; having open wounds, inflammation, infection, tattoos, or using this product on skin with burns and other areas may cause this reaction during or after hair removal.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

This section outlines the problems, possible reasons, and solutions that you encounter with the product. If the following information is not available to resolve the problem, contact the customer service center.

PROBLEMS	POSSIBLE REASONS	SOLUTIONS
Unable to boot	The power supply is not properly connected	Check if the power is plugged in
No light	Perhaps the main unit head and body temperature are too high, or the main unit head is close to the skin	Wait for the device to cool down naturally before using it again. Then, place the main unit against the skin & wait for the light indicator to turn on
The indicator light is not ON	Bad device	Check if the power supply is working properly, repair it immediately or return the product
There is a peculiar smell when flashing, and the hair removal area turns red	Filters are dirty, and contaminated, and hair remains on the body surface	Wipe the filter lens, shave the hair, and reduce light intensity
Unbearable pain during hair removal	The hair on the area that needs to be removed is not shaved	Before using this product, please shave the hair on the area to be irradiated. If shaving causes skin irritation, please cut the hair as short as possible and use the first gear and gradually increase to the next appropriate gear
	The area being depilated is not suitable for using this product	Do not use this product on the inner labia, vagina, anus, nipple, and areola. Men should not use this product on the scrotum
	Excessive light intensity	Reduce the light intensity to a comfortable level
	The light window is damaged	Repair immediately or replace the product
The product becomes hot and humid during use	Perhaps because the device worked for a long time	Turn off the device to rest, and dissipate the heat completely before use

■ **MELTAZO PRO 6 IPL-ONTHARINGSAPPARAAT** is een nieuwe versie van permanent pijnloos ontharingsapparaat met de nieuwste halfgeleiderkoeltechnologie met 3-in-1-functies; HR (Ontharing), SC (Huidverjonging) en RA (Acnebehandeling). Het is ijsverkoelende ontharing die gebruik maakt van een geavanceerd lasersysteem om lichaamshaar pijnloos te verwijderen en kan een volledige lichaamshaarbehandeling geven. Het heeft tot 999.999 lichtpulsen en twee hoofdlampen en is bedoeld voor HR-, SC- en RA-functies. Het maakt effectief gebruik van lichtpulsen om op de haarwortels in te werken en permanente ontharing te bereiken, waardoor u een vergelijkbare ervaring krijgt als ontharen in een salon. Het heeft 9 instelbare energieniveaus en biedt de meest comfortabele, uitgebreide en effectieve behandelervaring voor zowel mannen als vrouwen. Het heeft zowel handmatige als automatische flitsmodi die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van ontharing op verschillende lichaamsdelen. De handmatige modus is voornamelijk bedoeld voor het verwijderen van kleine haargebieden zoals; oksels, vingers, bikinilijn, lippen en andere kleine gevoelige gebieden. De automatische modus wordt gebruikt voor relatief grote ontharingsgebieden zoals; armen, benen, rug en buik. Het is veilig, gemakkelijk thuis te gebruiken en ideaal voor een breed scala aan huidtypes.

- **De unieke koeltechnologie zorgt ervoor dat het hele ontharingsproces comfortabel aanvoelt en het branderige gevoel wegneemt**

MELTAZO PRO 6 IPL-ONTHARINGSAPPARAAT heeft een hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid, hoge lichttransmissie en hoge thermische geleidbaarheid, en andere waardevolle fysieke eigenschappen kunnen worden gecombineerd met halfgeleiderkoelingstechnologie die een veilige en comfortabele pijnloze ontharing met ijsgevoel kan bereiken belevén. Tijdens het ontharingsproces kan het 10°C bereiken bij contact met de huid, waardoor de opperhuid effectief wordt gekoeld, de brandschade van de huid wordt verminderd en het hele proces comfortabel en pijnloos is.

- **De IPL-technologie (Intense Pulsed Light) wordt perfect toegepast op het gebied van haarverwijderaar thuis**

MELTAZO PRO 6 ONTHARINGSAPPARAAT maakt gebruik van IPL-technologie (Intense Pulsed Light), de meest effectieve methode die op de markt bekend is om haargroei in de loop der jaren te remmen. Door nauwe samenwerking met huidexperts hebben we de optische technologie verbeterd die oorspronkelijk werd gebruikt in professionele schoonheidssalons, zodat u deze technologie veilig, gemakkelijk en effectief thuis kunt gebruiken. Het licht van haarverwijderaar is zacht, de bestraling is handig en de effectieve lichtintensiteit zorgt ervoor dat mensen zich zeer op hun gemak voelen. Na herhaald gebruik zal overtollig haar uiteindelijk verdwijnen. Laat je genieten van het plezier om de haar kwijt te raken en elke dag te stralen van charme.

- **Ingebouwde lamphouder met lange levensduur**

Dit product heeft een geïntegreerde lampkop met een lange levensduur die niet vervangen hoeft te worden en is geschikt voor meerdere ontharingsgebieden zoals; gezicht, liphaar, oksels, bikinilijn, armen, benen, enz., waardoor u dure vervangingskosten voor de lampkop bespaart en u niet vaak accessoires hoeft aan te schaffen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Zorg ervoor dat u het apparaat dicht bij de huid gebruikt om uw huid beter te beschermen:

- Breng voor gebruik geen gel of verzorgingsproducten (aloë vera-gel, enz.) aan.
- Onjuiste bediening of verkeerd gebruik van het product kan schade aan het product of persoonlijk letsel veroorzaken.
- ❗ Gevaarlijke gerelateerde inhoud die persoonlijk letsel kan veroorzaken door onjuiste bediening.
- Zorg ervoor dat u het product monteert en gebruikt volgens de richtlijnen in de "Gebruiksaanwijzing".
- ❗ Waarschuwingsgerelateerde inhoud die gevaar kan opleveren door onjuiste bediening.
- 📖 Lees de "Gebruiksaanwijzing" aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik a.u.b..
- ❗ Aandachtsgelateerde inhoud die verlies van persoonlijke veiligheid of eigendom kan veroorzaken als gevolg van onjuiste bediening.

⚠ GEVAARLIJK

- ⚠ Waarschuwing: gebruik dit product niet in de buurt van badkuipen, douchebakken, wastafels of ander keukengerei dat water vasthoudt. Houd het product en de voedingsadapter droog.
- ⚠ Als het product beschadigd is, raak dan geen interne onderdelen aan om elektrische schokken te voorkomen.
- ⚠ Steek geen voorwerpen in dit product en vervang geen enkel onderdeel van dit product onbedoeld a.u.b..
- ⚠ Gebruik dit product niet rond uw ogen. Het dragen van een veiligheidsbril is een gebruikelijke handeling om de gebruiker te beschermen. Als u echter rond uw ogen opereert, is het mogelijk dat de veiligheidsbril de energie niet volledig kan blokkeren en wordt het licht van dichtbij geabsorbeerd door de irismelanine in uw ogen.
- ⚠ Wij raden u aan bij elke operatie een veiligheidsbril te dragen. Hoewel het licht de ogen niet rechtstreeks beïnvloedt, kan het hoogfrequente flitslicht uw zicht beïnvloeden.
- ⚠ Als je een rugontharing of een koud kompres nodig hebt, heb je misschien een assistent of partner nodig, dus het kan riskant zijn om het alleen te gebruiken.
- ⚠ Als uw haar langer is dan 1mm, scheer dan eerst. Wij raden u aan een scheermes/trimmer te gebruiken. Extreem lang haar zal ervoor zorgen dat het huidoppervlak veel warmte absorbeert en roodheid en zwelling van de huid veroorzaakt, en verbrand haar zal een eigenaardige geur produceren die de productervaring van de gebruiker zal beïnvloeden.
- ⚠ Als de huid van het bestraalde deel niet droog en schoon is, heeft dit invloed op het verwachte resultaat en kan het product ook niet goed flitsen.
- ⚠ Zorg ervoor dat kinderen onder de 15 jaar dit product niet aanraken a.u.b. en houd kinderen onder de 15 jaar uit de buurt wanneer u dit product gebruikt.
- ⚠ Gebruik indien nodig verschillende lichtintensiteit voor verschillende lichaamsdelen a.u.b., omdat de huidskleur van verschillende lichaamsdelen niet hetzelfde is.
- ⚠ Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door professionals om gevaar te voorkomen.



Gebruik het niet in bad of onder de douche.

OPMERKING

- ⓘ Breng anti-transpirant niet direct aan na het bestralen van de oksel a.u.b..
- ⓘ Controleer en reinig het vuil van de bestralingspoort regelmatig om brandwonden en storingen te voorkomen a.u.b..
- ⓘ Plaats de bestralingspoort niet in de buurt van items die gemakkelijk te demagnetiseren zijn, om storingen en schade te voorkomen a.u.b..
- ⓘ Gebruik het niet a.u.b. wanneer de ventilatieopening is geblokkeerd, om rook en vuur te voorkomen.
- ⓘ Richt de bestralingspoort niet a.u.b. op een zwart voorwerp om defecten aan de machine te voorkomen.
- ⓘ Bestraal geen kleding, haar en andere items om zwart worden, verkleuring en breuk te voorkomen a.u.b..
- ⓘ Gebruik het niet voor het ontharen van huisdieren om letsel te voorkomen.
- ⓘ Gebruik dit product niet a.u.b. rond de ogen om oogletsel te voorkomen.
- ⓘ Veeg de haar- en huidverzorgingsproducten die op het haarverwijderingsapparaat zijn achtergebleven na gebruik af om storingen en huidbeschadiging te voorkomen a.u.b..
- ⓘ Gebruik het niet a.u.b. in de buurt van kinderen. Het ontharingsapparaat zal sterk licht uitstralen en oogletsel veroorzaken.
- ⓘ Stel de stralingsintensiteit in op uw huidconditie. Zorg ervoor dat u de eerste versnelling voor de eerste keer gebruikt a.u.b..
- ⓘ Het is een normaal verschijnsel dat de huid na gebruik een beetje warm en rood wordt. Schakel de ijskompresfunctie in om het ongemak van de huid te verlichten a.u.b..
- ⓘ Het product kan na het opstarten niet onbeheerd worden achtergelaten. Schakel na gebruik op tijd uit a.u.b..
- ⓘ Reinig de huid om ervoor te zorgen dat het huidoppervlak vrij is van haarresten, volledig droog en vrij van olieachtige stoffen en vlekken a.u.b..
- ⓘ Als het verschil in omgevingstemperatuur meer dan 20°C bereikt (van een omgeving met een lage temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur, of omgekeerd), schakel het apparaat uit en laat het ongeveer 2 uur staan voordat u het opnieuw gebruikt a.u.b..
- ⓘ Gebruik het niet a.u.b. in de buurt van ontvlambare en explosieve materialen (inclusief sproeiers en benzinstations), die brand, elektrische schokken en andere gevaren kunnen veroorzaken.
- ⓘ De omgevingstemperatuur van deze epilator is 0-40°C. Controleer voor gebruik de kamertemperatuur a.u.b..
- ⓘ Raak de bestralingspoort na gebruik niet aan a.u.b., omdat de bestralingspoort een hoge temperatuur produceert en gemakkelijk brandwonden kan veroorzaken.
- ⓘ Vermijd directe ultraviolette straling op het bestraalde deel binnen 24 uur na bestraling a.u.b..
- ⓘ Plaats het product niet a.u.b. in een omgeving met een hoge temperatuur en vochtigheid, aangezien dit kan leiden tot verslechtering en defecten aan het product.
- ⓘ Als de ingebouwde ventilator niet werkt na het inschakelen van de voeding (u kunt het zoemende geluid niet horen), gebruik deze dan niet, om geen rook of brand te veroorzaken a.u.b..

CONTRA-INDICATIES

- Breng anti-transpirant niet direct aan na het bestralen van de oksel a.u.b..
- Ernstige hartaandoeningen, matige tot ernstige hypertensie, kwaadaardige tumor, folliculitis, infectieuze huidziekte, verbrande huid en anticoagulantia zijn verboden om het te gebruiken.
- Patiënten met een abnormaal collageenmetabolisme, waaronder een voorgeschiedenis van littekens en slechte wondgenezing, mogen het niet gebruiken.
- Mensen met vaatziekten zoals; spataderen en vaatverwijding op de bestralingsplaats mogen het niet gebruiken.
- Patiënten met lichtgevoelige dermatitis mogen het niet gebruiken.
- Gebruik het niet a.u.b. als de bestraling plaats op de huid geïnfecteerd is, herpes simplex, huidlaesies, hematoom, enz.
- Patiënten met ziekten die de immunerespons onderdrukken (inclusief HIV-infectie, lupus erythematosus, porfyrie, enz.) mogen het niet gebruiken.
- Het mag niet worden gebruikt voor patiënten met de hemorragische ziekte. Mensen die isotretinoïne, fruitzuur (AHA), salicylzuur (BHA) of azelaïnezuur op de huid gebruiken, kunnen dit product niet gebruiken.
- Wees voorzichtig als u binnen 30 dagen chemische ontharing, huidbleekmiddelen of cosmetica met vitamine A op korte termijn heeft gebruikt a.u.b..
- Gebruik geen etherische oliën tegelijk. Zorg ervoor dat het onthaarde gebied op de huid schoon, droog en vrij van crèmes, smeermiddelen en andere cosmetica is.
- Als het huidoppervlak niet schoon en droog is, kan dit de gebruikservaring van het product beïnvloeden en zelfs het product beschadigen.
- Dit product mag niet worden gebruikt tijdens het gebruik van aspirine, immunosuppressiva medicijnen en isotretinoïne.
- Degenen die recentelijk lichtgevoelige medicijnen hebben gebruikt (zoals tetracycline, sulfa, enz.) wordt afgeraden dit product te gebruiken.
- Lichte schade (zonnebrand), slijmvliezen en andere gevoelige delen mogen dit product niet gebruiken.
- Gebruik dit product niet op niet-genezen wonden.
- Het wordt niet aanbevolen voor patiënten met hirsutisme en andere ziekten veroorzaakt door huidhirsutisme.
- Als u pijnstillers slikt, wordt de huid minder gevoelig voor warmte. Het wordt aanbevolen om het voorzichtig te gebruiken voordat het effect wordt verlicht.
- Gebruik het niet a.u.b. als uw huid- of haarkleur niet geschikt is.

NIET GEBRUIKEN VOOR DE VOLGENDE LICHAAMSDLEN OF DE ONDERSTAANDE OMSTANDIGHEDEN:

1. Mondholte, lippen, vagina, slijmvliezen, enz.
2. Plastische chirurgie en de operatieplaats.
3. Adamsappel.
4. Oogbol, oogleden en rond de ogen.
5. Het hoofd.
6. Acne gebied.
7. Spot- en molsites.
8. Wenkbrauwen, haar, voorhoofd.
9. Het oor.
10. Tepels en tepelhof.
11. In je navel.
12. Grote aderen.
13. Tatoeages en bodypainting.

DOE VOORZICHTIG



Gebruik dit product niet voor een van nature donkere huid.



Gelieve niet a.u.b. insoleren voor en na het ontharen.



Niet gebruiken in een donkere omgeving.



Draag altijd een veiligheidsbril bij het gebruik van dit apparaat a.u.b..



Voor het ontharen dient u zich eerst te scheren (gebruik geen chemische ontharingsmethode) a.u.b..



Zorg er voor de eerste keer voor dat u in de eerste versnelling start.




Niet gebruiken in een omgeving met direct zonlicht, om machinestoringen te voorkomen.




Sla niet met het product en schud het niet.





PRODUCT STRUCTUUR



- ※ Het is ten strengste verboden om de luchtinlaat en -uitlaat met vuil te blokkeren, anders zal dit ernstige schade aan het product veroorzaken.
- ※ Sla niet met het product en schud het niet.
- ※ Je kunt het flitsvenster voor alle 3 de functies gebruiken; HR, SC en RA.

BEDIENINGSPANEEL



LCD Scherm	Funcie	Parameter
HR	Haarverwijderaar	999.999
SC	Huidverzorging	
RA	Acne verwijderen	
	Ijs	
AUTO	Automatische lichtmodus	
1-5	Weergave versnellingsniveau	1-5
Zes figuren	Aantal van resterende	
	Funcieschakelaarknop, beschikbaar in "HR", wisselen tussen "SC" en "RA"	
	Houd deze knop 2 seconden lang ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen en druk kort om de ijsfunctie in of uit te schakelen	
	Energiewissel is instelbaar van 1 tot 9 versnellingen	

PRODUCTPARAMETERS

Type lichtbron	Intelligent pulslicht	Stroomvoorziening	100-240V,50-60Hz
Licht gebied	4 vierkante centimeter	Controlepaneel	Gevoel voor bolle knop
Groote hoofdeenheid	162*64*207	Pakketgrootte	362*252*72
Totale gewicht	1.3kg	Werkomgeving	Temperatuur 20 -60°C, Relatieve temperatuur 20 - 90%, Geen condensatie omgeving
Gewicht hoofdeenheid	0.38kg		

ACCESSOIRES

Hoofdunit: is automatisch bevestigd met 3,6 cm ² Cap die geschikt is voor grotere gebieden zoals; benen, armen, rug en andere grotere gebieden.	1 Stuk
Hoofdunit + vierkante lamphouder: heeft 1,8cm ² Cap die geschikt is voor medium gebieden zoals; bikini, oksel en andere medium gebieden.	1 Stuk
Hoofdunit + ronde lamphouder: heeft 1,4cm ² Cap die geschikt is voor kleine gebieden zoals; vingers, kin, gezicht, bovenlip en andere kleine gebieden.	1 Stuk

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK



- Reinig de huid volledig om ervoor te zorgen dat de huid haarvrij, volledig droog en vrij van resten van olieachtige stoffen (parfum, lotion, zonnebrandcrème, enz.) is.
- Zorg ervoor dat er geen vuil achterblijft op de bestralingspoort, geen schade of afwijkingen. Als er vuil is, zorg er dan voor dat u het schoonmaakt, om productstoringen, achteruitgang en huidproblemen te voorkomen a.u.b..
- Breng geen gel of verzorgingsproducten (aloë vera-gel, enz.) aan voor het ontharen a.u.b.. Dit product heeft tegelijkertijd de functie van ijs/koud kompres en ontharing. Het kan de huid verzorgen door het tegelijkertijd comfortabeler en pijnloos te maken.

DE STRALINGSINTENSITEIT INSTELLEN

Dit product is speciaal ontwikkeld om thuis te gebruiken voor ontharing, dus de lichtenergie is zachter en biedt 5 verschillende lichtenergieën. U kunt de lichtenergie aanpassen aan uw huid- en lichaamshaarkleur en uzelf op een comfortabel niveau houden. De onderstaande aanbevolen lichtenergieschaal helpt u bij het bepalen van de juiste lichtenergie.

1. Raadpleeg de onderstaande tabel om te bepalen welke lichtintensiteit geschikt is voor uw huid- en haarkleur a.u.b..
Tip: U kunt de huidskleurkaart op uw huid leggen en vergelijken met uw huidskleur.
2. Als u pijn of ongemak voelt, zet u het energietandwiel lager. Mensen met een donkere huid hebben meer kans op huidallergieën omdat de huid meer energie opneemt. Daarom wordt aanbevolen dat mensen met een donkere huidskleur een lagere energieschaal gebruiken. Wanneer de lichtpuls op de huid schijnt, kan deze warm of heet aanvoelen, maar mag geen pijn doen.

Geschikte huidskleur, haarkleur en versnellingscontrasttabel						
HUIDSKLEUR HAARKLEUR	Wit	Geel	Lichtbruin	Middenbruin	Donker bruin	Zwart donker
Wit/grijs	1-3	1-3	1-3	1-3	✗	✗
Rood	1-3	1-3	1-3	1-3	✗	✗
Licht goud	3-5	3-5	3-5	1-3	✗	✗
Lichtbruin	5-9	5-9	5-9	1-3	✗	✗
Middenbruin	5-9	5-9	5-9	1-3	✗	✗
Donker bruin	5-9	5-9	5-9	1-3	✗	✗
Zwart	5-9	5-9	5-9	1-3	✗	✗

Let op: X is niet van toepassing.

Opmerking: raadpleeg deze tabel om de juiste versnelling te selecteren.

Opmerking: om verschillende redenen kan uw huid anders reageren als gevolg van verschillende blootstellingstijden/-situaties.

Opmerking: het maakt niet uit welke huidskleur je hebt, het is aan te raden om in de eerste versnelling te beginnen en de versnelling geleidelijk op te voeren.

HUIDGEVOELIGHEID TEST


Als u dit product voor de eerste keer gebruikt, selecteer dan eerst een klein deel van uw huid en voer de gevoeligheid test van de huid uit volgens de volgende vereisten.

Testen:

- 1: Raadpleeg de hierboven genoemde informatie om het apparaat te starten.
- 2: Kies versnelling 1 of 2.
- 3: Volg de instructies en voorzorgsmaatregelen om het geselecteerde huidgebied te bedienen.
- 4: Controleer na 30 minuten huidtest de huidreactie.
- 5: Als het geteste deel van uw huid normaal is, kunt u het blijven gebruiken. Als het abnormaal is, stop dan met het gebruik ervan a.u.b..

INSTRUCTIES

1. Scheer, reinig en veeg het haar in het ontharde gebied voor gebruik a.u.b.. Zorg ervoor dat de haarzakjes onder de huid de maximale energie opnemen voor een optimale ontharing.
2. Sluit de voedingsadapter aan, sluit vervolgens de voeding aan en draag de beschermende bril die bij het product is geleverd. Het achtergrondlicht van het scherm van het ontharingsapparaat is ON en de weergavestatus is "OFF".
3. Houd de startknop 2 seconden lang ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen en druk kort om de ijsfunctie in of uit te schakelen, waarna het ontharingsapparaat start en de huidige werkstatus wordt bevestigd door te verwijzen naar de vorige "presentatie weergeven".
4. Druk op de aanraakknop "Function change" om naar de gewenste ontharingsmodus te gaan wanneer het LCD-scherm HR, SC en RA toont. Dan kunt u elk van deze lamphouders gebruiken volgens uw huidgebied om te ontharen.
5. De machine is uitgerust met 1-9 versnellingen, druk kort op de aanraaktoets "Gear selection" om de intensiteit van de lichtgolf aan te passen. Begin altijd de eerste versnelling te gebruiken en verhoog de versnelling geleidelijk naar uw eigen huidervaring. Hoe hoger de versnelling, hoe beter het effect.



6. Handmatige lichtinstelling (geschikt voor het ontharen van kleine gebieden).

De standaardmodus van de ontharingsmachine is om handmatig licht uit te stralen. Druk één keer op de flitsknop en straal één keer licht uit.

Automatische lichtinstelling (geschikt voor ontharing van grote oppervlakken).

Nadat het ontharingsapparaat is opgestart, houdt u de knop voor het uitzenden van de flits lang ingedrukt en het apparaat schakelt over naar automatische lichtuitvoer en de "AUTO" op het LCD-scherm blijft knipperen. Je hoeft de lamphouder alleen verticaal dicht bij de huid te maken en het apparaat zal automatisch licht uitstralen.

7. Breng de lichtuitgang aan op het gebied waar ontharing nodig is en gebruik deze verticaal.

- Wanneer het apparaat in de handmatige flitsmodus staat, begint de inhoud op het scherm te knippen, drukt u op de knop voor het uitzenden van de flits om de flits uit te zenden, waarna de ontharing wordt voltooid in het gebied dat wordt gedekt door de lichtopbrengst. Vervolgens verplaatst u de lampkop naar het volgende ontharingsgebied en klampt u zich vast aan de huid, wanneer de inhoud op het scherm begint te knippen, drukt u op de knop voor het uitzenden van de flits om de flits uit te zenden en schakelt u vervolgens over naar het volgende ontharingsgebied, en zo aan. Het wordt aanbevolen om elk onderdeel 2-3 keer te bestralen.

- Wanneer het apparaat in de automatische flitsmodus staat, drukt u lang op de lichtgevend knop en de flits zal worden uitgezonden, het gebied dat door de lichtopbrengst wordt bestreken is onthaard, verplaatst de lichtopbrengst vervolgens naar het volgende ontharingsgebied en klamp u vast aan de huid. Het apparaat zal knipperend licht uitstralen en dan overschakelen naar het volgende ontharingsgebied, enzovoort. Het wordt aanbevolen om elk onderdeel 2-3 keer te bestralen.

Tip: Bij de automatische flitsmodus blijft de lichtopbrengst volledig op de huid plakken. Terwijl u de lichtopbrengst over het huidoppervlak schuift, deze gedurende 8 seconden continu knippen.

8. Als u de functie ijskoeling/koud comprimeren wilt gebruiken, drukt u gewoon op de "ON/OFF"-knop, "☒" verschijnt op het LCD-scherm en drukt nogmaals op de "ON/OFF"-knop, de "❄" aan het LDC-scherm verdwijnt en zet vervolgens de ijskoeling/koude kompresfunctie uit.

9. Nadat u klaar bent met het ontharen, houdt u de "ON/OFF"-knop 2 seconden lang ingedrukt om uit te schakelen, anders wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als er gedurende 5 minuten geen actie wordt ondernomen.

10. Koppel de adapter los van het apparaat en haal de adapter uit het stroomaansluiting.

11. Na 10 minuten, wanneer het oppervlak van de lampafdekking is afgekoeld, veegt u het lichtvenster van de lampafdekking af met een alcoholvrije zachte handdoek of doek.

12. Plaats het apparaat en de adapter na het reinigen terug in de verpakkingsdoos. Plaats het apparaat op een geventileerde, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.

13. Verzorging van het onthaarde gebied op de huid. Na 20 minuten ontharen kunt u hydraterende huidverzorgingsproducten selecteren om het ontharingsgedeelte te hydrateren en te herstellen. Als u zich ongemakkelijk voelt, kunt u het ijskoeling/koude kompres 30-60 minuten aanbrengen totdat de huid geen brandende pijn meer voelt.

FUNCTIE SCHAKELN

1. Volg de procedure van het apparaat dat op het LCD-scherm wordt weergegeven.
2. Ijskoeling/koud kompres functie: druk op de "ON/OFF" knop, en het sneeuwvlokken icoon verschijnt op het LCD scherm, de ijskoeling/koud kompres functie is ingeschakeld.
3. Ontharing & huidverzorging & acne verwijderingsfunctie: druk gewoon op de "Function change"-knop, en het LCD-scherm schakelt tussen "HR", "SC" en "RA". Daarna kunt u een van de lamphouders gebruiken volgens het te ontharen gebied op de huid.

3 FUNCTIONELE SUGGESTIES VOOR HAARVERWIJDERING / HUDVERJONGING / ACNE VERWIJDERING


In elk deel van het lichaam kan op één dag slechts functioneel foton worden bestraald. Als er in hetzelfde deel van het lichaam andere functionele fotonen nodig zijn, wordt het ontharingsproces de volgende dag uitgevoerd. Dit apparaat is uitgerust met een extra ronde en vierkante kleine lamphouder, die kan worden gebruikt voor middelgrote en kleine delen van het lichaam voor specifieke ontharing. Als u een van de lamphouders wilt gebruiken, plaatst u de lampkop gewoon op de flitsuitgang van de hoofdmachine en deze adsorbeert automatisch op de hoofdeenheid en u kunt deze direct gebruiken.

HUIDVERZORGING

- Als de huid rood wordt na ontharing door lichte bestraling, gebruik a.u.b. dan de huidverzorgingsmodus voor verpleging. Het wordt aanbevolen om binnen 6 uur na het ontharen geen water op het onthaarde gebied aan te raken.
- Gebruik geen parfum, gezichtsmaskers en cosmetica die schuurparels bevatten op de huid na het ontharingsproces.
- Vermijd blootstelling aan UV gedurende 24 uur na ontharing. Breng indien nodig zonnebrandcrème aan.
- Raadpleeg uw arts als u zich onwel voelt.
- Door zonnebaden kan de bovenkant van de huid bruin worden of verbranden. IPL-bestraling op dit moment zal roodheid, ontsteking en andere aandoeningen veroorzaken. Zorg er daarom voor dat je jezelf niet langdurig blootstelt aan de zon in de periode dat je nog een ontharingsproces moet ondergaan. De hersteltijd van zonnebrand mag niet minder zijn dan 1 week.
- Het is ten strengste verboden om het onthaarde gebied binnen 48 uur na de ontharingsoperatie langdurig aan de zon bloot te stellen. Zelfs als het ontharingsgebied na 48 uur moet worden blootgesteld, moet u altijd opletten als de huid een slechte conditie voelt. Gebruik SPF30+ zonnebrandcrème voor bescherming tegen de zon na 72 uur a.u.b..
- Het gebruik van kunstlicht is niet toegestaan om de huid te bruinen (Verander de huidskleur in bronskleur door middel van een fysische of chemische formule.) tijdens het ontharen.
- Als u na het ontharen plastische chirurgie moet ondergaan (alleen het ontharingsgebied), raadpleeg dan eerst uw arts a.u.b..

Let op: Zelfs als u alle instructies opvolgt, kunt u toch huidreacties krijgen. Stop in dat geval met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts a.u.b..

AANBEVOLEN GEBRUIKSPERIODE



- ▲ Gebruik het meerdere keren afhankelijk van de groei van uw haar a.u.b.. Voor intens haar kunt u de versnelling en frequentie overeenkomstig verhogen. De specifieke situatie verschilt van persoon tot persoon.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Om de effectiviteit en duurzaamheid van het product te garanderen, reinigt u het product voor en na elk ontharingsproces en zelfs indien nodig tijdens de ontharingsperiode. Als je het niet goed schoonmaakt, zal dit product niet het juiste effect krijgen.



- ◆ Inspecteer het product, vooral de transparante venster en carrosseriedelen.
- ◆ Zorg ervoor dat ze allemaal schoon en netjes zijn.
- ◆ Was het product en de accessoires niet onder de kraan of in de vaatwasser. Gebruik geen kogels van staaldraad of schurende reinigingsmiddelen (zoals tandpasta of bijtende vloeibare benzine, olie, aceton, enz.) om het product te reinigen.

Let op: stop met het gebruik van dit product als u het transparante venster niet meer kunt reinigen a.u.b..



- ◆ Schakel het product uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.
- ◆ Bij gebruik van dit product wordt het flitsvenster heet, zorg ervoor dat het is afgekoeld voordat u het schoonmaakt.
- ◆ Reinig indien nodig de buitenkant van het product met een schone zachte handdoek of doek.
- ◆ U kunt een natte zachte handdoek gebruiken om het flitsvenster schoon te maken.

Opmerking: Als de natte zachte handdoek niet effectief is, kunnen een paar druppels alcohol met een hoge concentratie (niet meer dan 96%) worden gebruikt om de bovengenoemde gebieden schoon te maken.

MILIEUBESCHERMING



Gooi het niet weg met het normale huisvuil wanneer u dit product weggooit a.u.b.. U gaan het inleveren bij het aangewezen recyclingcentrum. Dit is goed voor ons milieu.

ELEKTROMAGNETISCH VELD (EMF)

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Voordat u de machine gebruikt, moet u eerst het zichtbare haar scheren en vervolgens een toner of een natte handdoek gebruiken om het ontharingsgebied nat te maken om ongemak veroorzaakt door een droge huid te voorkomen.

De essentie van de ontharing van elk onderdeel

Begrijp de volgende punten bij het verwijderen van haar met het IPL-ontharingsapparaat a.u.b.:

• Ontharing oksels

- ※ Veeg voor het ontharingsproces de anti-transpirant, parfum, crème en andere cosmetica die op de oksel zijn aangebracht af.
- ※ Voor gebieden met een losse huid, strek je de huid met je vingers en verwijder je de haar. Het is normaal dat de huid een licht branderig gevoel heeft bij de stralingspoort.

• Bikinilijn ontharen

- ※ Voor gebieden met een opeenhoping van pigment en donkere kleuren, gebruik eerst de lage versnelling en blijf versnelling 1 gebruiken totdat de huid zich aanpast a.u.b..

• Handen en voeten ontharen

- ※ Gewrichten en oneffenheden zijn gevoeliger voor roodheid en pijn dan andere delen, maar dit is normaal.

▲ Gebruik het niet voor de volgende onderdelen:

Er zijn brandplekken, donker gekleurde delen, oogbollen, oogleden, rond de ogen, winterhanden, moedervlekken en andere delen, wenkbrauwen, voorhoofd, zonnebrand en andere delen.

- ※ Vermijd na het ontharen de plek met ultraviolette stralen gedurende 24 uur om te voorkomen dat de zon de huid verbrandt.
- ※ Kijk uit dat u niet direct in de flits kijkt, omdat dit uw ogen kan beschadigen.

■ Mogelijke bijwerkingen

- Een lichte roodheid van de huid of een lichte jeuk en warmte zijn normaal, ongevaarlijk en zullen snel verdwijnen.
- Na ontharing is de reactie van het onthaarde gebied gedurende een korte tijd vergelijkbaar met die van blootstelling aan de zon. Als het na 48 uur niet verdwijnt, wordt u geadviseerd een arts te raadplegen.
- Het gelijktijdig scheren en ontharingsproces zal een droge en jeukende huid veroorzaken, dit fenomeen is een normale reactie, het ongemak zal geleidelijk verminderen en u kunt een ijsverkoelend kompres op dat deel aanbrengen. Na 24 uur kunt u een milde, niet-irriterende moisturizer crème aanbrengen.

■ ZELDZAME ERNSTIGE ONGEWENSTE REACTIES

1. **Brandwonden, ernstige roodheid en zwelling van de pijn:** deze reacties zijn zeldzaam en worden meestal veroorzaakt door het gebruik van een te hoge lichtintensiteit voor de huidskleur. Als deze reacties niet binnen 3 dagen verdwijnen, is het raadzaam om een arts te raadplegen. Wacht tot de huid is genezen voordat u de tweede bestraling uitvoert a.u.b. en zorg ervoor dat u een lagere lichtintensiteit gebruikt.
2. **Huidverkleuring:** Dit fenomeen komt zelden voor. De huidverkleuring lijkt meestal donkerder of lichter dan de omgeving. Dit wordt veroorzaakt doordat de intensiteit van het gebruikte licht te hoog is voor de huidskleur. In zeldzame gevallen (meestal veroorzaakt door het gebruik van een te hoge lichtintensiteit voor de huidskleur), kan het effect van pigmentveranderingen langer aanhouden dan normaal wordt waargenomen. Als de huidverkleuring niet binnen twee weken verdwijnt, is het raadzaam om een arts te raadplegen. Bestraal het verkleurde gebied nadat de verkleuring is verdwenen en de huid terugkeert naar de normale huidskleur a.u.b..
3. **Huidinfecties en -ontstekingen:** Dit komt zelden voor en kan worden veroorzaakt door het gebruik van dit product op een huid met wonden die zijn ontstaan tijdens het scheren van het haar.
4. **Extreme pijn:** Als u dit product op een ongeschoren huid gebruikt, is de lichtintensiteit die u gebruikt te hoog voor uw huidskleur; vaak knipperend op hetzelfde gebied; het hebben van open wonden, ontstekingen, infecties, tatoeages of het gebruik van dit product op een huid met brandwonden en andere gebieden kan deze reactie veroorzaken tijdens of na het ontharen.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

In dit gedeelte worden de problemen, mogelijke redenen en oplossingen beschreven die u met het product tegenkomt. Als de volgende informatie niet beschikbaar is om het probleem op te lossen, neem dan contact op met de klantenservice.

PROBLEMEN	MOGELIJKE REDENEN	OPLOSSINGEN
Kan niet opstarten	De voeding is niet goed aangesloten	Controleer of de stroom is aangesloten
Geen licht	Misschien zijn het hoofd van de hoofdeenheid en de lichaamstemperatuur te hoog, of is de kop van de hoofdeenheid dicht bij de huid	Wacht tot het apparaat op natuurlijke wijze is afgekoeld voordat u het opnieuw gebruikt. Dan plaats de hoofdeenheid tegen de huid en wacht tot het lichtindicator gaat branden
Het indicatielampje gaat niet AAN	Slecht apparaat	Controleer of de voeding goed werkt, repareer deze direct of stuur het product terug
Er is een eigenaardige geur bij het knippen en het ontharingsgebied wordt rood	Filteren zijn vuil en verontreinigd, en haar blijft op het lichaamsoppervlak achter	Veeg de filterlens af, scheer het haar af en verminder de lichtintensiteit
Ondraaglijke pijn tijdens het ontharen	Het haar op het te verwijderen gebied is niet geschoren	Voordat u dit product gebruikt, dient u het haar op het te bestralen gebied te scheren a.u.b.. Als scheren huidirritatie veroorzaakt, knip het haar dan zo kort mogelijk a.u.b. en gebruik de eerste versnelling en verhoog geleidelijk naar de volgende geschikte versnelling
	Het te ontharen gebied is niet geschikt om dit product te gebruiken	Gebruik dit product niet op de binnenste schaamlippen, vagina, anus, tepel en tepelhof. Mannen mogen dit product niet op het scrotum gebruiken
	Overmatige lichtintensiteit	Verminder de lichtintensiteit tot een comfortabel niveau
	Het lichtvenster is beschadigd	Onmiddellijk repareren of het product vervangen
Het product wordt tijdens gebruik heet en vochtig	Misschien omdat het apparaat lange tijd heeft gewerkt	Schakel het apparaat uit om te rusten en verdrijf de warmte volledig voor gebruik

■ **L'APPAREIL D'ÉPILATION MELTAZO PRO 6 IPL** est une nouvelle version de l'appareil d'épilation permanente indolore avec la dernière technologie de réfrigération à semi-conducteur qui a des fonctions 3 en 1; HR (épilation), SC (rajeunissement de la peau) et RA (traitement de l'acné). Il s'agit d'une épilation par refroidissement à la glace qui utilise un système laser avancé pour éliminer les poils du corps sans douleur et peut donner un traitement complet des poils du corps. Il a jusqu'à 999,999 impulsions lumineuses et deux lampes frontales, et est destiné aux fonctions HR, SC et RA. Il utilise efficacement des impulsions lumineuses pour travailler sur les racines des cheveux et obtenir une épilation permanente et vous offre une expérience similaire à l'épilation en salon. Il dispose de 9 niveaux d'énergie réglables et offre une expérience de traitement la plus confortable, la plus complète et la plus efficace pour les hommes et les femmes. Il dispose de modes flash manuels et automatiques conçus pour répondre aux besoins d'épilation sur différentes parties du corps. Le mode manuel est principalement destiné à éliminer les petites zones de poils telles que; les aisselles, les doigts, le maillot, les lèvres et autres petites zones sensibles. Le mode automatique est utilisé pour des zones d'épilation relativement grandes telles que; les bras, les jambes, le dos et le ventre. Il est sûr, facile à utiliser à la maison et idéal pour un large éventail de types de peau.

- **La technologie de réfrigération unique rend l'ensemble du processus d'épilation confortable et supprime la sensation de brûlure**

L'APPAREIL D'ÉPILATION MELTAZO PRO 6 IPL a une haute résistance, une résistance aux hautes températures, une transmission lumineuse élevée, une conductivité thermique élevée et d'autres propriétés physiques précieuses qui peuvent être combinées avec la technologie de réfrigération à semi-conducteurs qui peut réaliser une épilation sûre et confortable sans douleur. Dans le processus d'épilation, il peut atteindre 10°C au contact de la peau, refroidissant efficacement l'épiderme, réduisant les dommages causés par la brûlure de la peau, et l'ensemble du processus est confortable et indolore.

- **La technologie de la lumière pulsée d'intensité s'applique parfaitement au domaine de l'épilation à domicile**

L'APPAREIL D'ÉPILATION MELTAZO PRO 6 utilise la technologie de la lumière pulsée intense (IPL) qui est la méthode la plus efficace connue sur le marché pour inhiber la repousse des cheveux au fil des ans, grâce à une coopération étroite avec des experts de la peau, nous avons amélioré la technologie optique utilisée à l'origine dans les salons de beauté professionnels, afin que vous puissiez utiliser cette technologie de manière sûre, pratique et efficace à la maison. La lumière de l'épilateur est douce, l'irradiation est pratique et l'intensité lumineuse efficace permet aux gens de se sentir très à l'aise. Après une utilisation répétée, les poils en excès finiront par disparaître. Laissez-vous goûter au plaisir de vous débarrasser des poils et rayonnez de charme au quotidien.

- **Support de lampe intégré longue durée**

Ce produit a une tête de lampe intégrée longue durée qui n'a pas besoin d'être remplacée et convient à plusieurs zones d'épilation telles que ; le visage, les lèvres, les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, etc., ce qui vous permet d'économiser des coûts de remplacement coûteux de la tête de la lampe et vous évite d'acheter fréquemment des accessoires.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Pour mieux protéger votre peau, veillez à utiliser l'appareil près de la peau:

- Ne pas appliquer de gel ou de produit de soin (gel d'aloë vera...) avant utilisation.
- Un fonctionnement incorrect ou une mauvaise utilisation du produit peut endommager le produit ou blesser quelqu'un.
- ⚠ Contenu connexe dangereux pouvant entraîner des blessures corporelles en raison d'une utilisation incorrecte.
- Assurez-vous d'assembler et d'utiliser le produit conformément aux directives indiquées dans le "Manuel d'instructions".
- ⚠ Contenu lié aux avertissements pouvant entraîner un danger en cas d'utilisation incorrecte.
- 📖 Veuillez lire attentivement le "Manuel d'instructions" et le conserver pour référence future.
- ⚠ Contenu lié à l'attention pouvant entraîner une perte de sécurité personnelle ou de propriété en raison d'une utilisation incorrecte.

⚠ DANGEREUX

- ⚠ **Avertissement:** N'utilisez pas ce produit à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres ustensiles contenant de l'eau. Veuillez garder le produit et l'adaptateur secteur au sec.
- ⚠ Si le produit a été endommagé, ne touchez aucune pièce interne pour éviter un choc électrique.
- ⚠ Veuillez ne pas insérer d'objet dans ce produit et ne remplacer aucune pièce de ce produit par inadvertance.
- ⚠ N'utilisez pas ce produit autour des yeux. Le port de lunettes de protection est une opération courante pour protéger l'utilisateur. Cependant, si vous opérez autour de vos yeux, les lunettes de protection peuvent ne pas être en mesure de bloquer complètement l'énergie et la lumière sera absorbée par la mélanine de l'iris dans vos yeux à courte distance.
- ⚠ Nous vous recommandons de porter des lunettes de protection pour chaque opération. Bien que la lumière n'affecte pas directement les yeux, la lumière du flash à haute fréquence peut affecter votre vision.
- ⚠ Si vous avez besoin d'une épilation du dos ou d'une compresse de glace, vous aurez peut-être besoin d'un assistant ou d'un partenaire, il peut donc être risqué pour vous de l'utiliser seul.
- ⚠ Si vos cheveux mesurent plus de 1 mm, rasez-vous d'abord. Nous vous recommandons d'utiliser un couteau de rasage/tondeuse. Des cheveux excessivement longs feront absorber beaucoup de chaleur à la surface de la peau et provoqueront des rougeurs et un gonflement de la peau, et les cheveux brûlés produiront une odeur particulière qui affectera l'expérience de l'utilisateur avec le produit.
- ⚠ Si la peau de la partie irradiée n'est pas sèche et propre, cela affecte le résultat attendu et peut également empêcher le produit de clignoter correctement.
- ⚠ Veuillez veiller à ce que les enfants de moins de 15 ans ne touchent pas ce produit, et veuillez également éloigner les enfants de moins de 15 ans lors de l'utilisation de ce produit.
- ⚠ Veuillez utiliser différentes intensités lumineuses pour différentes parties du corps selon les besoins, car la couleur de la peau des différentes parties du corps n'est pas la même.
- ⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des professionnels pour éviter tout danger.



Ne l'utilisez pas dans le bain ou sous la douche.

! REMARQUE

- ❗ Veuillez ne pas appliquer d'anti-transpirant immédiatement après avoir irradié l'aisselle.
- ❗ Veuillez vérifier et nettoyer régulièrement la saleté du port d'irradiation pour éviter les brûlures et les dysfonctionnements.
- ❗ Veuillez ne pas placer le port d'irradiation à proximité d'éléments faciles à démagnétiser, afin de ne pas provoquer de pannes et de dommages.
- ❗ Veuillez ne pas l'utiliser lorsque l'événement est obstrué, afin de ne pas provoquer de fumée ni d'incendie.
- ❗ Veuillez ne pas pointer le port d'irradiation vers un objet noir pour éviter un dysfonctionnement de la machine.
- ❗ Veuillez ne pas irradier les vêtements, les cheveux et autres articles pour éviter le noircissement, la décoloration et la casse.
- ❗ Veuillez ne pas l'utiliser pour l'épilation des animaux domestiques afin d'éviter les blessures.
- ❗ Veuillez ne pas utiliser ce produit autour des yeux pour éviter les lésions oculaires.
- ❗ Veuillez essuyer les produits de soin des cheveux et de la peau laissés sur l'appareil d'épilation après utilisation pour éviter tout dysfonctionnement et tout dommage cutané.
- ❗ Veuillez ne pas l'utiliser à proximité d'enfants. L'appareil d'épilation émettra une forte lumière et causera des blessures aux yeux.
- ❗ Veuillez régler l'intensité d'irradiation en fonction de l'état de votre peau. Assurez-vous d'utiliser la première vitesse pour la première fois.
- ❗ C'est un phénomène normal si la peau devient légèrement chaude et rouge après l'avoir utilisée. Veuillez activer la fonction de compression de glace pour soulager l'inconfort de la peau.
- ❗ Le produit ne peut pas être laissé sans surveillance après le démarrage, après utilisation, veuillez éteindre à temps.
- ❗ Nettoyez la peau pour vous assurer que la surface de la peau est exempte de résidus de poils, complètement sèche et exempte de substances grasses et d'imperfections.
- ❗ Si la différence de température ambiante atteint plus de 20°C (d'un environnement à basse température à un environnement à haute température, ou vice versa), veuillez éteindre l'appareil et le laisser reposer pendant environ 2 heures avant de l'utiliser à nouveau.
- ❗ Veuillez ne pas l'utiliser à proximité de matériaux inflammables et explosifs (y compris les pulvérisateurs et les stations-service), qui peuvent provoquer un incendie, un choc électrique et d'autres dangers.
- ❗ La température ambiante de cet épilateur est de 0-40°C. Veuillez vérifier la température ambiante avant utilisation.
- ❗ Veuillez ne pas toucher le port d'irradiation après utilisation, car le port d'irradiation produit une température élevée et peut facilement provoquer des brûlures.
- ❗ Veuillez éviter le rayonnement ultraviolet direct sur la partie irradiée dans les 24 heures suivant l'irradiation.
- ❗ Veuillez ne pas placer le produit dans un environnement à température et humidité élevées, car cela pourrait entraîner une détérioration et un dysfonctionnement du produit.
- ❗ Si le ventilateur intégré ne fonctionne pas après la mise sous tension (vous n'entendez pas le bourdonnement), veuillez ne pas l'utiliser afin de ne pas provoquer de fumée ou d'incendie.

CONTRE-INDICATIONS

- Veuillez ne pas appliquer d'anti-transpirant immédiatement après avoir irradié l'aisselle.
- Les maladies cardiaques graves, l'hypertension modérée à sévère, les tumeurs malignes, les folliculites, les maladies infectieuses de la peau, les brûlures cutanées et les troubles anticoagulants sont interdits.
- Il est interdit aux patients présentant un métabolisme anormal du collagène, y compris des antécédents de cicatrisation et de mauvaise cicatrisation des plaies, de l'utiliser.
- Les personnes atteintes de maladies vasculaires telles que; les varices et la vasodilatation au site d'irradiation ne sont pas autorisées à l'utiliser.
- Les patients atteints de dermatite photosensible ne sont pas autorisés à l'utiliser.
- Veuillez ne pas l'utiliser si le site d'irradiation sur la peau est infecté, herpès simplex, lésions cutanées, hématome, etc.
- Les patients atteints de maladies qui suppriment la réponse immunitaire (y compris l'infection par le VIH, le lupus érythémateux, la porphyrie, etc.) ne sont pas autorisés à l'utiliser.
- Il n'est pas autorisé à être utilisé pour tout patient souffrant d'une maladie hémorragique. Les personnes qui utilisent de l'isotrétinoïne, de l'acide de fruit (AHA), de l'acide salicylique (BHA) ou de l'acide azélaïque sur la peau ne peuvent pas utiliser ce produit.
- Veuillez faire preuve de prudence si vous avez utilisé une épilation chimique dans les 30 jours, des produits de blanchiment de la peau ou des cosmétiques contenant de la vitamine A à court terme.
- Ne pas utiliser d'huiles essentielles en même temps. Assurez-vous que la zone épilée sur la peau est propre, sèche et exempte de crèmes, de lubrifiants et d'autres produits cosmétiques.
- Si la surface de la peau n'est pas propre et sèche, cela peut affecter l'expérience d'utilisation du produit et même endommager le produit.
- Il est interdit d'utiliser ce produit pendant la prise d'aspirine, de médicaments immunosuppresseurs et d'isotrétinoïne.
- Ceux qui ont récemment utilisé des médicaments sensibles à la lumière (tels que la tétracycline, les sulfamides, etc.) ne sont pas recommandés d'utiliser ce produit.
- Les dommages légers (coups de soleil), les muqueuses et autres parties sensibles sont interdits d'utilisation de ce produit.
- Ne pas utiliser ce produit sur des plaies non cicatrisées.
- Il n'est pas recommandé pour les patients souffrant d'hirsutisme et d'hirsutisme cutané induit par d'autres maladies.
- Si vous prenez des analgésiques, cela réduira la sensibilité de la peau à la chaleur. Il est recommandé de l'utiliser avec précaution avant que l'effet ne soit atténué.
- Veuillez ne pas l'utiliser si la couleur de votre peau ou de vos cheveux ne convient pas.

NE PAS UTILISER POUR LES PARTIES DU CORPS SUIVANTES OU LES CONDITIONS CI-DESSOUS

1. Cavité buccale, lèvres, vagin, muqueuse, etc.
2. Chirurgie plastique et site chirurgical.
3. La pomme d'Adam.
4. Globe oculaire, paupières et autour des yeux.
5. La tête.
6. Zone d'acné.
7. Sites de taches et de taupes.
8. Sourcils, cheveux, front.
9. L'oreille.
10. Mamelons et aréole.
11. À l'intérieur de votre nombril.
12. Grosses veines.
13. Tatouages et peinture corporelle.

FAIRE ATTENTION



N'utilisez pas ce produit pour les peaux naturellement foncées.



Veillez ne pas insoler avant et après l'épilation.



Ne pas utiliser dans un environnement sombre.



Veillez toujours porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez cet appareil.



Avant l'épilation, rasez-vous d'abord (n'utilisez pas de méthode d'épilation chimique).



Pour la première fois, assurez-vous de démarrer en première vitesse.




Ne pas utiliser dans un environnement exposé à la lumière directe du soleil, afin de ne pas provoquer de panne de la machine.



Ne frappez pas et ne secouez pas le produit.

LA STRUCTURE DU PRODUIT








※ Il est strictement interdit de bloquer l'entrée et la sortie d'air avec des débris, sinon cela endommagerait gravement le produit.

※ Ne cliquez pas et ne secouez pas le produit.

※ Vous pouvez utiliser la fenêtre flash pour les 3 fonctions; HR, SC et RA.

PANNEAU DE COMMANDE



Écran LCD	Fonction	Paramètre
HR	Crème dépilatoire	999.999
SC	Soin de la peau	
RA	Supprimer l'acné	
	Glace	
AUTO	Mode d'éclairage automatique	
1-5	Affichage de l'intensité des ondes lumineuses	1-5
Six chiffres	Nombre de restants	
	Bouton de changement de fonction, disponible en "HR", bascule entre "SC" et "RA"	
	Appuyez longuement sur ce bouton pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la machine, ou appuyez brièvement pour allumer ou éteindre la fonction glace.	
	Le changement d'énergie peut être réglable de 1 à 9 vitesses.	

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Type de source lumineuse	Lumière pulsée intelligente	Source de courant	100-240V,50-60Hz
Zone lumineuse	4 centimètres carrés	Panneau de commande	Sens du bouton convexe
Taille de l'unité principale	162*64*207	Taille du paquet	362*252*72
Poids total	1.3kg	Environnement de travail	Température 20 - 60°C, Température relative 20 - 90%, Pas d'environnement de condensation
Poids de l'unité principale	0.38kg		

ACCESSOIRES

Unité principale: est automatiquement fixé avec un capuchon de 3,6 cm ² qui est pour les grandes surfaces telles que; les jambes, les bras, le dos, le ventre et d'autres zones plus larges.	1 Pièce
Unité principale + support de lampe carré: a capuchon de 1,8 cm ² qui convient aux zones moyennes telles que; bikini, aisselle et autres zones moyennes.	1 Pièce
Unité principale + support de lampe rond: a capuchon de 1,4 cm ² qui convient aux petites zones telles que; les doigts, le menton, le visage, les lèvres supérieures et autres petites zones.	1 Pièce

PRÉPARATION AVANT UTILISATION



- Nettoyer entièrement la peau pour s'assurer qu'elle est sans poils, complètement sèche et exempte de résidus de substances grasses (parfum, lotion, crème solaire, etc.).
- Assurez-vous qu'il ne reste aucune saleté sur le port d'irradiation, aucun dommage ou anomalie. S'il y a de la saleté, assurez-vous de la nettoyer, afin de ne pas causer de défaillance du produit, de détérioration et de problèmes de peau.
- Veuillez ne pas appliquer de gel ou de produits de soin (gel d'aloë vera, etc.) avant l'épilation. Ce produit a la fonction de compresse glacée/froide et d'épilation en même temps. Il peut prendre soin de la peau en la rendant simultanément plus confortable et indolore.

LE RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ D'IRRADIATION

Ce produit a été spécialement développé pour être utilisé à la maison pour l'épilation, dont son énergie lumineuse est plus douce et offre 5 énergies lumineuses différentes. Vous pouvez ajuster l'énergie lumineuse en fonction de la couleur de votre peau et de vos poils et vous maintenir à un niveau confortable. L'échelle d'énergie lumineuse recommandée ci-dessous vous aidera à déterminer l'énergie lumineuse appropriée.

1. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour déterminer quelle intensité lumineuse convient à votre couleur de peau et de cheveux.
Astuce: Vous pouvez mettre la carte de teint sur votre peau et la comparer avec votre teint.
2. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort, baissez la vitesse énergétique. Les personnes à la peau plus foncée sont plus susceptibles de développer des allergies cutanées car la peau absorbe plus d'énergie. Par conséquent, il est recommandé aux personnes à la peau plus foncée d'utiliser une échelle d'énergie plus faible. Lorsque l'impulsion de lumière brille sur la peau, elle peut sembler chaude ou brûlante, mais elle ne devrait pas être douloureuse.

Table de contraste de couleur de peau, de couleur de cheveux et d'engrenages appropriée						
COULEUR DE PEAU COULEUR DE CHEVEUX						
	Blanc	Jaune	Brun clair	Brun moyen	Marron foncé	Noir foncé
Blanc/gris	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×
Rouge	1-3	1-3	1-3	1-3	×	×
Or clair	3-5	3-5	3-5	1-3	×	×
Brun clair	5-9	5-9	5-9	1-3	×	×
Brun moyen	5-9	5-9	5-9	1-3	×	×
Marron foncé	5-9	5-9	5-9	1-3	×	×
Noir	5-9	5-9	5-9	1-3	×	×

Remarque: X n'est pas applicable.

Remarque: veuillez-vous référer à ce tableau pour sélectionner le rapport approprié.

Remarque: Pour diverses raisons, votre peau peut réagir différemment en raison de différents temps d'exposition/situations.

Remarque: quelle que soit la couleur de peau, il est recommandé de commencer par la première vitesse et d'augmenter progressivement la vitesse.

TEST DE SENSIBILITÉ CUTANÉE


Si vous utilisez ce produit pour la première fois, veuillez d'abord sélectionner une petite zone de votre peau et procéder à la sensibilité de la peau conformément aux exigences suivantes.

Essai:

- 1: Reportez-vous aux informations ci-dessus pour démarrer l'appareil.
- 2: Choisissez la vitesse 1 ou 2.
- 3: Suivez les instructions et les précautions pour opérer la zone cutanée sélectionnée.
- 4: Après 30 minutes de test cutané, vérifiez la réaction cutanée.
- 5: Si la zone testée de votre peau est normale, vous pouvez continuer à l'utiliser. Si anormal, veuillez cesser de l'utiliser.

INSTRUCTIONS

1. Avant utilisation, rasez, nettoyez et essuyez les poils de la zone épilée. Assurez-vous que les follicules pileux sous la peau absorbent le maximum d'énergie pour une épilation optimale.
2. Branchez l'adaptateur secteur, puis branchez l'alimentation et portez les lunettes de protection équipées du produit. La lumière de fond de l'écran LCD de l'appareil d'épilation est allumée et l'état de l'écran est "éteint".
3. Appuyez longuement sur le bouton de démarrage pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil, et appuyez brièvement pour allumer ou éteindre la fonction glace/froid, puis l'appareil d'épilation démarrera et l'état de fonctionnement actuel sera confirmé en vous référant à la "présentation d'écran" précédente.
4. Appuyez sur le bouton tactile "Fonction change" pour accéder au mode d'épilation souhaité lorsque l'écran LCD affiche HR, SC et RA. Ensuite, vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces supports de lampe en fonction de votre zone de peau pour l'épilation.
5. La machine est équipée d'une vitesse 1-9, appuyez brièvement sur la touche tactile "Gear selection" pour régler l'intensité de l'onde lumineuse. Veuillez toujours commencer à utiliser la première vitesse et augmenter progressivement la vitesse en fonction de votre propre expérience de la peau. Plus la vitesse est élevée, meilleur est l'effet.



6. Réglage manuel de la lumière (convient pour l'épilation de petites surfaces).

Le mode par défaut de la machine d'épilation est d'émettre manuellement de la lumière. Appuyez une fois sur le bouton d'émission du flash et émettez la lumière une fois.

Réglage automatique de la lumière (convient à l'épilation de grandes surfaces).

Après le démarrage de l'appareil d'épilation, appuyez longuement sur le bouton d'émission de flash, et l'appareil passera en sortie de lumière automatique, et le "AUTO" sur l'écran LCD continuera de clignoter. Il vous suffit de placer le support de lampe verticalement près de la peau et l'appareil émettra automatiquement de la lumière.

7. Appliquez la sortie de lumière accrochée à la zone où l'épilation est nécessaire et utilisez-la verticalement.

- Lorsque l'appareil est en mode flash manuel, le contenu de l'écran commence à clignoter, puis appuyez sur le bouton d'émission de lumière pour clignoter, puis l'épilation est terminée dans la zone couverte par la sortie de lumière. Ensuite, vous déplacez la tête de la lampe vers la zone d'épilation suivante et vous vous accrochez à la peau, lorsque le contenu de l'écran commence à clignoter, appuyez sur le bouton d'émission du flash pour émettre le flash, puis passez à la zone d'épilation suivante, et ainsi de suite. Il est recommandé d'irradier chaque partie 2 à 3 fois.

- Lorsque l'appareil est en mode flash automatique, appuyez longuement sur le bouton d'émission de lumière et le flash sera émis, la zone couverte par la sortie lumineuse a été épilée, puis déplacez la sortie lumineuse vers la zone d'épilation suivante et rapprochez-le de la peau. L'appareil émet une lumière clignotante puis passe à la zone d'épilation suivante et ainsi de suite. Il est recommandé d'irradier chaque partie 2 à 3 fois.

Astuce : Avec le mode flash automatique, la lumière émise colle complètement à la peau. Pendant que vous faites glisser la sortie lumineuse sur la surface de la peau, elle peut clignoter en continu pendant 8 secondes.

8. Si vous souhaitez utiliser la fonction de refroidissement par glace/compression froide, appuyez simplement sur le bouton "ON/OFF", "❄" apparaîtra sur l'écran LCD, et appuyez à nouveau sur le bouton "ON/OFF", le "❄" sur l'écran LDC disparaîtra, puis désactivez la fonction de refroidissement par glace/compression froide.

9. Après avoir terminé le processus d'épilation, appuyez longuement sur le bouton "ON/OFF" pendant 2 secondes pour éteindre ou l'appareil s'éteindra automatiquement s'il n'a aucune action pendant 5 minutes.

10. Débranchez l'adaptateur de l'appareil et retirez l'adaptateur de la prise de courant.

11. Après 10 minutes, lorsque la surface du culot de la lampe refroidit, essuyez la fenêtre de la lumière du culot de la lampe avec une serviette ou un chiffon doux sans alcool.

12. Après le nettoyage, remettez l'appareil et l'adaptateur dans la boîte d'emballage. Placez l'appareil dans un endroit aéré et sec et placez-le hors de portée des enfants.

13. Soins de la zone épilée sur la peau. Après 20 minutes d'épilation, des produits de soin hydratants peuvent être sélectionnés pour hydrater et réparer la partie épilée. Si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez appliquer la compresse glacée/froide pendant 30 à 60 minutes jusqu'à ce que la peau ne ressente plus de brûlure.

COMMUTATION DE FONCTION

1. Suivez la procédure de l'appareil indiquée sur l'écran LCD.
2. Fonction de refroidissement par glace/compression froide: appuyez sur le bouton "ON/OFF", et l'icône de flocon de neige apparaît sur l'écran LCD, la fonction de refroidissement par glace/compression froide est activée.
3. Fonction d'épilation et de soins de la peau et d'élimination de l'acné: appuyez simplement sur le bouton "Function change", et l'écran LCD basculera entre "HR", "SC" et "RA". Ensuite, vous pouvez utiliser l'un des supports de lampe en fonction de la zone à épiler sur la peau.

3 SUGGESTIONS FONCTIONNELLES POUR L'ÉPILATION / RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU / ÉLIMINATION DE L'ACNÉ


Un seul photon fonctionnel peut être irradié dans chaque partie du corps en une journée. Si d'autres photons fonctionnels sont nécessaires dans la même partie du corps, le processus d'épilation doit être effectué le lendemain. Cette machine est équipée d'un petit support de lampe rond et carré supplémentaire, qui peut être utilisé pour les petites et moyennes parties du corps pour une épilation spécifique. Lorsque vous souhaitez utiliser l'un des supports de lampe, placez simplement la tête de la lampe sur la sortie du flash de la machine principale, et elle s'absorbera automatiquement sur l'unité principale, et vous pourrez l'utiliser directement.

SOIN DE LA PEAU

- Si la peau devient rouge après l'épilation par irradiation lumineuse, veuillez utiliser le mode soins de la peau pour l'allaitement. Il est recommandé d'éviter de toucher l'eau sur la zone épilée dans les 6 heures suivant l'épilation.
- N'utilisez pas de parfum, de masques faciaux et de cosmétiques contenant des perles abrasives sur la peau après le processus d'épilation.
- Évitez l'exposition aux UV pendant 24 heures après l'épilation. Appliquez de la crème solaire si nécessaire.
- Consultez votre médecin si vous ne vous sentez pas bien.
- Les bains de soleil risquent de bronzer la peau ou de provoquer des coups de soleil sur le dessus de la peau. L'irradiation IPL à ce moment provoquera des rougeurs, une inflammation et d'autres conditions. Par conséquent, veuillez à ne pas vous exposer au soleil pendant une longue période pendant la période où vous devez encore subir le processus d'épilation. Le temps de récupération après un coup de soleil ne doit pas être inférieur à 1 semaine.
- Il est strictement interdit d'exposer la zone épilée au soleil de manière prolongée dans les 48 heures suivant l'opération d'épilation. Même si la zone d'épilation doit être exposée après 48 heures, faites toujours attention si la peau est en mauvais état. Veuillez utiliser un écran solaire SPF30+ pour une protection solaire après 72 heures.
- L'utilisation de lumière artificielle n'est pas autorisée pour bronzer la peau (Changer la couleur de la peau en couleur bronze grâce à une formule physique ou chimique.) pendant l'épilation.
- Si vous devez subir une chirurgie plastique après l'épilation (uniquement la zone d'épilation), veuillez d'abord consulter votre médecin.

Remarque: même si vous suivez toutes les instructions, vous pouvez toujours avoir des réactions cutanées. Dans ce cas, arrêtez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

■ PÉRIODE D'UTILISATION RECOMMANDÉE



- ▲ Veuillez l'utiliser plusieurs fois en fonction de la croissance de vos cheveux. Pour les cheveux intenses, vous pouvez augmenter la vitesse et la fréquence en conséquence. La situation spécifique varie d'une personne à l'autre.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garantir l'efficacité et la durabilité du produit, veuillez nettoyer le produit avant et après chaque épilation et même si nécessaire pendant la période d'épilation. Si vous ne le nettoyez pas correctement, ce produit n'obtiendra pas le bon effet.



- ◆ Inspectez le produit, en particulier la fenêtre transparente et les parties du corps.
- ◆ Assurez-vous qu'ils sont tous propres et rangés.
- ◆ Ne lavez pas le produit et ses accessoires sous le robinet ou au lave-vaisselle. N'utilisez pas de billes de fil d'acier ou de nettoyeurs abrasifs (tels que du dentifrice ou de l'essence liquide corrosive, de l'huile, de l'acétone, etc.) pour nettoyer le produit.

Remarque: Veuillez cesser d'utiliser ce produit si vous ne pouvez plus nettoyer la fenêtre transparente.



- ◆ Éteignez le produit, débranchez la fiche d'alimentation et laissez-le refroidir.
- ◆ Lors de l'utilisation de ce produit, la fenêtre du flash devient chaude, assurez-vous qu'elle refroidit avant de la nettoyer.
- ◆ Si nécessaire, nettoyez l'extérieur du produit avec une serviette ou un chiffon doux et propre.
- ◆ Une serviette douce et humide peut être utilisée pour nettoyer la fenêtre du flash.

Remarque: Si la serviette douce humide n'est pas efficace, quelques gouttes d'alcool à haute concentration (pas plus de 96 %) peuvent être utilisées pour nettoyer les zones mentionnées ci-dessus.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Lors de la mise au rebut de ce produit, veuillez ne pas le jeter avec les ordures ménagères normales. Vous devez le remettre au centre de recyclage désigné. Ce sera bon pour notre environnement.

CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE (EMF)

Ce produit est conforme à toutes les normes et réglementations applicables relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

LES ESSENTIELS DE L'ÉPILATION

Avant d'utiliser la machine, vous devez d'abord raser les poils visibles, puis utiliser un toner ou une serviette humide pour mouiller la zone d'épilation afin d'éviter l'inconfort causé par la peau sèche.

L'essentiel de l'épilation de chaque partie

Veillez comprendre les points suivants lors de l'épilation avec l'appareil d'épilation IPL:

• Épilation des aisselles

- ※ Avant le processus d'épilation, veuillez essuyer l'anti-transpirant, le parfum, la crème et les autres produits cosmétiques appliqués sur l'aisselle.
- ※ Pour les zones où la peau est lâche, étirez la peau avec vos doigts puis retirez les poils. Il est normal que la peau ait une légère sensation de brûlure au port de rayonnement.

• Épilation du maillot

- ※ Pour les zones avec une accumulation de pigments et de couleurs sombres, veuillez commencer par utiliser la vitesse basse et continuer à utiliser la vitesse 1 jusqu'à ce que la peau s'adapte.

• Épilation mains et pieds

- ※ Les articulations et les zones inégales sont plus sujettes aux rougeurs et à la douleur que les autres parties, mais c'est normal.

▲ Ne l'utilisez pas pour les pièces suivantes:

Il y a des marques de brûlure, des parties de couleur foncée, des globes oculaires, des paupières, autour des yeux, une engelure, des grains de beauté et d'autres parties, des sourcils, un front, des coups de soleil et d'autres parties.

- ※ Après l'épilation, évitez l'endroit avec des rayons ultraviolets pendant 24 heures pour éviter que le soleil ne brûle la peau.
- ※ Veillez à ne pas regarder directement le flash car cela endommagerait vos yeux.

■ Effets Secondaires Possibles

- Une légère rougeur de la peau ou une légère démangeaison et de la chaleur sont normales, inoffensives et disparaîtront bientôt.
- Après l'épilation, la réaction de la zone épilée pendant une courte période est similaire à celle de l'exposition au soleil. S'il ne disparaît pas après 48 heures, il est conseillé de consulter un médecin.
- Le rasage et le processus d'épilation ensemble en même temps provoqueront une peau sèche et des démangeaisons, ce phénomène est une réaction normale, l'inconfort diminuera progressivement et vous pourrez appliquer une compresse glacée sur cette partie. Après 24 heures, vous pouvez appliquer une crème hydratante douce et non irritante.

■ RÉACTIONS INDÉSIRABLES GRAVES RARES

1. **Brûlures, rougeurs sévères et douleurs enflées:** Ces réactions sont rares, généralement causées par l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour la couleur de la peau. Si ces réactions ne disparaissent pas dans les 3 jours, il est recommandé de consulter un médecin. Veuillez attendre que la peau soit guérie avant d'effectuer la deuxième irradiation et assurez-vous d'utiliser une intensité lumineuse inférieure.
2. **Décoloration de la peau:** Ce phénomène se produit rarement. La décoloration de la peau apparaît généralement plus foncée ou plus claire que la zone environnante. Ceci est dû au fait que l'intensité de la lumière utilisée est trop élevée pour le teint de la peau. Dans de rares cas (généralement causés par l'utilisation d'une intensité lumineuse trop élevée pour la couleur de la peau), l'effet des changements de pigment peut être plus long que normalement observé. Si la décoloration de la peau ne disparaît pas dans les deux semaines, il est recommandé de consulter un médecin. Veuillez irradier la zone décolorée après la disparition de la décoloration et le retour de la peau à un teint normal.
3. **Infections et inflammations cutanées:** Ceci est rare et peut être causé par l'utilisation de ce produit sur une peau présentant des plaies créées lors du rasage des cheveux.
4. **Douleur extrême:** Si vous utilisez ce produit sur une peau non rasée, l'intensité lumineuse que vous utilisez est trop élevée pour la couleur de votre peau; clignotant plusieurs fois sur la même zone; avoir des plaies ouvertes, une inflammation, une infection, des tatouages ou utiliser ce produit sur une peau brûlée et d'autres zones peut provoquer cette réaction pendant ou après l'épilation.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Cette section décrit les problèmes, les raisons possibles et les solutions que vous rencontrez avec le produit. Si les informations suivantes ne sont pas disponibles pour résoudre le problème, contactez le centre de service client.

PROBLEMES	RAISONS POSSIBLES	SOLUTIONS
Impossible de démarrer	L'alimentation n'est pas correctement connectée	Vérifiez si l'alimentation est branchée
Pas de lumière	Peut-être que la température de la tête et du corps de l'unité principale est trop élevée, ou que la tête de l'unité principale est proche de la peau	Attendez que l'appareil refroidisse naturellement avant de l'utiliser à nouveau. Alors, placez l'unité principale contre la peau et attendez que le voyant lumineux s'allume
Le voyant n'est pas allumé	Mauvais appareil	Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne correctement, réparez-la immédiatement ou renvoyez le produit
Il y a une odeur particulière lors du clignotement et la zone d'épilation devient rouge	Les filtres sont sales et contaminés, et des poils restent à la surface du corps	Essuyez la lentille du filtre, rasez les cheveux et réduisez l'intensité lumineuse
Douleurs insupportables lors de l'épilation	Les poils de la zone à épiler ne sont pas rasés	Avant d'utiliser ce produit, veuillez raser les poils de la zone à irradier. Si le rasage provoque une irritation de la peau, veuillez couper les cheveux aussi courts que possible et utiliser la première vitesse et augmenter progressivement jusqu'à la prochaine vitesse appropriée
	La zone à épiler n'est pas adaptée à l'utilisation de ce produit	N'utilisez pas ce produit sur les lèvres internes, le vagin, l'anus, le mamelon et l'aréole. Les hommes ne doivent pas utiliser ce produit sur le scrotum
	Intensité lumineuse excessive	Réduisez l'intensité lumineuse à un niveau confortable
	La fenêtre lumineuse est endommagée	Réparez immédiatement ou remplacez le produit
Le produit devient chaud et humide pendant l'utilisation	Peut-être parce que l'appareil a fonctionné longtemps	Éteignez l'appareil pour vous reposer et dissiper complètement la chaleur avant utilisation



MELTAZO is registered trademark with premium products.

MELTAZO is een geregistreerd handelsmerk met premie producten.

MELTAZO est une marque déposée avec des produits haut de gamme.

Follow us on social media: | Volg ons via sociale media: | Suivez-nous sur les réseaux sociaux:



@meltazoofficial



www.meltazo.com



contact@meltazo.com