

NEXORA

Gebruikers handleiding



Tandsteenver wijderaar

Lees de instructies voor gebruik

Productbeschrijving

De tandsteen verwijderaar is een draagbaar en elektrisch apparaat dat tandsteen en plak verwijdt door middel van hoogfrequente trillingen.

Het apparaat beschikt over meerdere standen, een geheugenfunctie en een automatische uitschakeling voor veilig gebruik.

Belangrijke eigenschappen:

- Ultrasonische werking (38 kHz)
- Werkt alleen bij contact met tanden
- Meerdere intensiteitsstanden
- Oplaadbaar via USB
- Compact en ergonomisch ontwerp

Vorbereiding voor gebruik

1. Laad het apparaat volledig op vóór het eerste gebruik.
2. Bevestig de werkende kop stevig op de hoofdeenheid.
3. Controleer of de punt goed vastzit met het meegeleverde gereedschap.
4. Reinig de opzetstuk vóór gebruik.

Gebruik van het apparaat

Gebruik van het apparaat

- Houd de aan/uit-knop ongeveer 1,5 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Selecteer de gewenste stand.
- Plaats de punt voorzichtig tegen het tandoppervlak.
- Beweeg de punt langzaam langs de tanden, van boven naar beneden en van links naar rechts.
- Oefen geen druk uit tijdens gebruik.
- Het apparaat werkt alleen wanneer de punt contact maakt met de tanden. Dit is een veiligheidsfunctie.

Reiniging en onderhoud

- Reinig de opzetstuk na elk gebruik met water.
- Droog het apparaat af voordat u het opbergt.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats.
-

Veiligheidsinstructies

- Gebruik het apparaat niet op beschadigd tandvlees of open wonden.
- Niet geschikt voor kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Dompel het apparaat niet volledig onder in water.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen.

Gebruik van de 5 standen

Het apparaat beschikt over 5 intensiteitsstanden. Begin altijd met een lage stand en bouw dit indien nodig op.

SOFT – Zeer zacht

Geschikt voor gevoelige tanden en tandvlees of voor beginners.

Gebruik deze stand bij lichte aanslag en eerste kennismaking.

COMF – Zacht

Voor dagelijks onderhoud en lichte tandplak.

Ideaal voor regelmatig gebruik zonder irritatie.

STAND – Normaal

Voor gemiddelde tandplak en beginnend tandsteen.

Dit is de standaardstand voor de meeste gebruikers.

STRONG – Sterk

Voor hardnekkigere aanslag en zichtbaar tandsteen.

Gebruik voorzichtig en niet te lang op één plek.

SUPER – Zeer sterk

Voor intensieve reiniging bij hard tandsteen.

Alleen gebruiken door ervaren gebruikers en kortdurend.

Opzetstuk vervangen

- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Draai het opzetstuk los met het meegeleverde sleutelgereedschap.
- Verwijder het oude opzetstuk voorzichtig.
- Plaats het nieuwe opzetstuk op de juiste positie.
- Draai het opzetstuk stevig vast met het gereedschap.
- Controleer of het goed vastzit vóór gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit met een loszittend opzetstuk.

Veelgestelde vragen

Waarom voel ik geen trillingen in mijn hand?

Dit is normaal. Het apparaat werkt alleen wanneer de punt contact maakt met de tanden.

Waarom stopt het apparaat tijdens gebruik?

De batterij kan leeg zijn of het apparaat schakelt automatisch uit voor veiligheid.

Hoe lang mag ik het apparaat gebruiken?

Maximaal 10 minuten per sessie. Daarna schakelt het apparaat automatisch uit.

Is bloeden van het tandvlees normaal?

Bij eerste gebruik kan licht bloeden voorkomen, vooral bij gevoelig tandvlees. Stop bij pijn of aanhoudend bloeden.

Kan ik dit apparaat dagelijks gebruiken?

Ja, maar gebruik bij voorkeur 1–2 keer per week voor intensieve reiniging.

Is het veilig voor beugels of kronen?

Gebruik voorzichtig en bij twijfel eerst overleg met een tandarts.

Waarom maakt het apparaat geluid?

Lichte geluiden zijn normaal door de ultrasone werking.

Wordt het apparaat warm?

Een lichte temperatuurstijging is normaal.

Welke stand moet ik gebruiken bij tandsteen?

Begin met stand 1 of 2 en verhoog indien nodig naar stand 3 of 4

Kan ik te hard drukken?

Ja, dit moet worden vermeden. Laat het apparaat het werk doen.

Kennisgeving

CE-markering

Dit product voldoet aan de essentiële veiligheids-, gezondheids- en milieueisen van de Europese Unie. Het product mag binnen de EU worden verkocht.

RoHS

Dit product voldoet aan de RoHS-richtlijn en bevat geen (of slechts zeer beperkte hoeveelheden) schadelijke stoffen zoals lood, kwik en cadmium.

WEEE-symbool

Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor elektronische apparatuur om het milieu te beschermen.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TCM Commerce streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TCM Commerce. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TCM Commerce is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd

Bedrijfsgegevens

TCM Commerce | Nextora
KvK: 95816550
BTW nr: NL867318430B01
Herenstraat 129
6001XN Weert
Nederland