




Lifeproducts

Live a Better Life



Shiatsu Nek- en Rug Massagestoel

GEBRUIKSAANWIJZING



FC CE RoHS
MADE IN CHINA



Gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsinformatie

2 Handige Informatie

3 Bediening

4 Diversen

5 Garantie



BELANGRIJKE INFORMATIE!

BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je dit apparaat gebruikt, vooral de veiligheidsinstructies, en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als je dit apparaat aan iemand anders geeft, is het van groot belang dat je deze gebruiksaanwijzing ook doorgeeft.

Verklaring van de symbolen



Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit apparaat. Het bevat belangrijke informatie over het opstarten en de bediening van dit apparaat. Lees de gebruiksaanwijzing grondig door. Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot ernstige letsels of beschadiging van het apparaat.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om letsels bij de gebruiker te voorkomen.



LET OP

Deze aanwijzingen moeten in acht worden genomen om schade aan het toestel te voorkomen.



OPMERKING

Deze opmerkingen geven je nuttige aanvullende informatie over de installatie of bediening.



Beschermingsklasse II

LOT

Lotnummer



Fabrikant

1 Veiligheidsinstructies



Veiligheids Instructies

Over de stroomvoorziening

- Voordat je het apparaat op stroomnet aansluit, moet je controleren of de op het typeplaatje aangegeven stroomspanning overeenkomt met jouw netspanning.
- Sluit de stekker alleen aan op het stopcontact als de massagestoel is uitgeschakeld.
- Gebruik uitsluitend de netadapter die bij het massagestoel wordt geleverd.
- Houd de stroomtoevoer, de kabel, de besturingseenheid en het massagestoel uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen. Pak de stroomvoorziening nooit met natte handen vast.
- Pak de massagestoel niet vast als het in water valt. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Trek de stekker van de massagestoel altijd uit het stopcontact na gebruik.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik. Trek niet aan de kabel!
- Wanneer de snoer of een ander onderdeel beschadigd is, stop dan direct met gebruikmaken van de massagestoel en probeer nooit zelf een onderdeel te repareren. Neem contact op met Lifeproducts
- Zorg ervoor dat de kabel niet geknikt of gedraaid is, noch bekneld raakt, om struikelen te voorkomen.

Specifieke groepen mensen

- Het oppervlak van het apparaat is heet. Personen die gevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik ervan.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht gebruikmaken van de massagestoel.
- Gebruik dit apparaat niet ter aanvulling of vervanging van een medische behandeling. Chronische klachten en symptomen kunnen verergeren.
- Je dient af te zien van het gebruik van de Lifeproducts massagestoel, of jouw arts te raadplegen voordat je het apparaat gebruikt als
 - je zwanger bent,
 - je een pacemaker, kunstgewrichten of elektronische implantaten hebt,
 - je lijdt aan één of meer van de volgende ziekten en klachten: Circulatiestoornissen, spataderen, open wonden, kneuzingen, kapotte huid, ontsteking van de aderen.
- Als je pijn of ongemak ondervindt tijdens de massage, stop dan onmiddellijk en raadpleeg jouw arts.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van het verwarmingselement. Niet gebruiken als je problemen hebt met je bloedsomloop of op plaatsen die gevoelig zijn voor warmte. Kans op verbranding!
- Raadpleeg jouw arts als je vragen hebt over het therapeutisch gebruik van massagestoelen.
- Als je onverklaarbare pijn hebt, onder behandeling bent van een arts en/of medische apparatuur gebruikt, raadpleeg dan jouw arts voordat je het massagekussen gebruikt.

1 Veiligheidsinstructies

Alvorens het toestel te gebruiken

- Controleer altijd zorgvuldig de stroomvoorziening, het snoer, de bedieningseenheid en het massagekussen op beschadigingen. Probeer de massagestoel niet te gebruiken wanneer deze defect is.
- Gebruik de massagestoel niet als er zichtbare tekenen van schade zijn. Om gevaren te voorkomen, neem contact op met Lifeproducts.

Gebruik van het toestel

- De massagestoel mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Bij gebruik van de massagestoel voor andere doeleinden vervalt de garantie.
- Laat de massagestoel nooit onbeheerd achter als het op de stroomvoorziening is aangesloten.
- De maximale gebruikstijd voor één sessie is 15 minuten.
- Laat de massagestoel niet in contact komen met puntige of scherpe voorwerpen.
- Leg de massagestoel nooit neer naast een elektrisch fornuis of andere warmtebronnen.
- Gebruik de massagestoel nooit wanneer het opgevouwen of verfrommeld is.
- Ga niet op de massagestoel staan.



Het apparaat mag niet worden gebruikt voor commerciële of medische doeleinden. Als je gezondheidsproblemen hebt, raadpleeg dan jouw arts voordat je het massagekussen gebruikt.



Gebruik het massagekussen alleen binnenshuis.



Gebruik het massagekussen niet in vochtige ruimtes (bijv. tijdens het baden of douchen).

Onderhoud en reiniging

- Wanneer er toch sprake is van een storing, controleer dan of de netstroomadapter goed is aangesloten. Ervaart u nog steeds een storing? Neem dan contact op met Lifeproducts
- Probeer de massagestoel alleen zelf te reinigen. Laat nodige reparaties uitvoeren door een professional. Neem hiervoor contact op met Lifeproducts.

1 Veiligheidsinstructies

- Gebruik de massagestoel niet als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn op het toestel of de kabelcomponenten, als het toestel niet naar behoren werkt, of als de massagestoel of de besturingseenheid zijn gevallen of vochtig zijn geworden. Om gevaren te voorkomen, dien je het toestel altijd naar lifeproducts te sturen.
- Dompel het toestel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Mocht er toch vloeistof in het apparaat terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.



Niet wassen!

Niet stomen!

2 Handige Informatie

Hartelijk dank

Bedankt voor de aankoop van de Lifeproducts Shiatsu Nek- en Rug Massagestoel. **Gelieve alle instructies zorgvuldig te lezen alvorens dit product te gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.**

2.1 Kenmerken

- Elektrisch in hoogte verstelbare Shiatsu-nekmassage
- Rolmassage met instelbare breedteregeling
- Aanpasbare Spot Massage
- Met optionele warmtefunctie op rugmassage
- Massagezones kunnen worden geselecteerd (bovenrug, onderrug, volledige rug)
- Vibrerende stoelmassage (3 intensiteitsniveaus voor opties)
- Luchtmassage op rug en zitting (3 intensiteitsniveaus voor opties)
- Optisch PU-leder en ademend net

2.2 Inhoud

- Luchtcompressie Shiatsu nek- en rugmassageapparaat
- 12V thuisadapter



WAARSCHUWING

**De polyethyleen verpakking buiten het bereik van kinderen houden!
Verstikkingsgevaar!**

3 Bediening

1. Bevestig het massageapparaat aan een stoel.
2. Sluit de adapterkabel aan op de corresponderende kabel op de massagestoel.



3. Steek de adapter in een stopcontact.
4. Zet het apparaat aan met behulp van de controller (instructies op pagina 8)
5. Plaats, wanneer je klaar bent, de controller in het zakje aan de zijkant van het kussen.
6. Met de afneembare intensiteitsregelklep aan de achterkant kun je een zachtere of intensievere massage kiezen.
7. Met de afneembare nekflap kun je kiezen voor een zachtere of intensievere massage.


Let op:

Als de Shiatsu massage te ruw is:

- ① Plaats de flap op het kussen om een zachtere massage te krijgen.
- ② Plaats een deken of handdoek tussen jou en het massageapparaat om een veel zachtere massage-intensiteit te krijgen.

Als de Shiatsu je nek, schouder, onderrug gebied niet kan bereiken

- ③ Als je je nek, schouder of onderrug wilt masseren, maar de Shiatsu-knobbels kunnen het gewenste gebied niet bereiken, kun je de hoogte van je rug bij het zitten aanpassen door een zitkussen of een kussen op het zitgedeelte te leggen.



- Het apparaat schakelt automatisch uit als de timer (15 minuten) is afgelopen.
- Haal de adapter uit het stopcontact als je de massagestoel niet gebruikt.
- Plaats of gebruik het massageapparaat niet in een badkamer of een vergelijkbare natte/vochtige ruimte.

Opgelet!

Gun je lichaam rustperiodes. Om je spieren niet te veel te belasten, raden wij je aan niet langer dan 15 minuten per keer en niet langer dan 3 keer op een dag te masseren.

3.1 Regelaar Instructies

Trillingsknop

Indrukken om de zitvibratie in te schakelen. Je kan de instellingen Hoog, Gemiddeld, Laag of Uit doorlopen.

Shiatsu-knop

Op de rugleuning: Druk op de richtings-toets om de rotatie om te schakelen.

Spot-knop:

Druk hierop om de Shiatsu-functie op één plek te houden. Druk op de pijltjestoetsen om de positie van de Shiatsu-knooppunten naar boven of beneden bij te stellen.

Knop voor

luchtintensiteit:


Druk hierop om de intensiteit van beide luchtmassages in te stellen op Laag, Gemiddeld of Hoog niveau.

Knop Luchtrug:

Selecteer Volledige, Boven- of Onderrug om het gebied aan te wijzen dat door de Shiatsu-massage wordt gemasseerd.

Shiatsu-gebiedsknop:

Selecteer Volledig, Boven of Lager om te selecteren waar de Shiatsu-massage zijn werk moet doen.



Auto-knop:

Snelle demonstratie van de verschillende functies. De L.E.D. lampjes zullen knipperen om de actieve functies aan te geven. Na afloop schakelt het apparaat automatisch uit.

Nek Shiatsu-knop:

Indrukken om Shiatsu-nekmassage in te schakelen. Nogmaals indrukken om de draairichting te veranderen. Nogmaals indrukken om uit te schakelen. Druk op de pijltjestoetsen om de positie van de Shiatsu-nekknoppen naar boven of beneden bij te stellen.

Rollen functie:

Indrukken om de Rollen functie te activeren, de massageknoppen bewegen zachtjes op en neer over de spier. Blijf op de knop drukken om de breedte van de massageknoppen aan te passen aan het lichaam.

Luchtmassageknop:

Indrukken om de luchtmassage op de zitting aan of uit te zetten.

Knop voor rugverwarming:

Indrukken om de warmte aan of uit te zetten. De warmte kan niet worden geactiveerd als de Shiatsu-functie op de rug niet is ingeschakeld.

Aan/uit-knop:

Indrukken om de massage aan of uit te zetten.

4 Diversen

4.1 Schoonmaak en onderhoud

1. Was niet in de wasmachine en dompel het product of de adapter niet onder in water.
2. Schakel het apparaat altijd uit voordat je het reinigt en haal de adapter met schone, droge handen uit het stopcontact.
3. De massagestoel moet met een licht vochtige doek worden afgeveegd en goed worden afgedroogd. Veeg het product niet af met alcohol of agressieve chemicaliën zoals verdunner of bleekmiddel.
4. De afdekking voor de nek is afneembaar en wasbaar.
5. Trek de elastische rugbanden niet te strak aan.
6. Weghouden van warmte, vuur of blootstelling aan direct zonlicht.
7. Oefen geen overmatige druk of stoten uit.
8. Bewaar het massageapparaat op een koele, droge plaats buiten het bereik van kinderen.
9. Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die de behuizing van de massagestoel kunnen snijden of doorboren.

4.2 Opruiming



Dit product mag niet samen met huisvuil worden weggegooid. Alle gebruikers zijn verplicht alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze giftige stoffen bevatten of niet, in te leveren bij een gemeentelijk of commercieel inzamelpunt, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. Raadpleeg jouw gemeente voor informatie over verwijdering.

4.3 Technical Data

Naam en model:	: Lifeproducts Shiatsu Nek-en Rug Massagestoel 100-240 V~ 50/60 Hz
Spanningsvoorziening	: 12V 4000 mA
Voedingseenheid	: 48 V \neq
Stroomverbruik	: 15 minuten
Timer	: Alleen gebruiken in droge ruimtes
Gebruiksomstandigheden	: Op een koele, droge plaats
Opslagcondities	: ca. 81 x 56 cm (Rug) 53 x 38 cm (Zitting)
Afmetingen	: ca. 9,5 kg (zonder stroomvoorziening)
Gewicht	: ca. 1.8 m
Lengte adapterkabel	:



In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering, behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische en optische wijzigingen aan te brengen.

5 Garantie

Als je een probleem hebt met het product, neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar Lifeproducts@hotmail.com. Wij zullen ernaar streven je binnen 24 uur de best mogelijke service te bieden.

30 dagen retourgarantie

Lifeproducts staat voor een tevredenheidsgarantie van 30 dagen. Onze producten kunnen binnen 30 dagen geretourneerd worden voor een volledige terugbetaling.

90 dagen terugbetaling/vervanging

Lifeproducts producten kunnen binnen 90 dagen geretourneerd/vervangen worden als het product kapot gaat tijdens de periode van correct gebruik.

24 maanden garantie

Wanneer het product binnen een periode van 24 maanden van correct gebruik kapot gaat, kun jij als klant gebruikmaken van de garantie om jouw massagestoel te laten repareren of vervangen.

Opgelet!

Lifeproducts biedt geen garantie wanneer er sprake is van schade die opzettelijk is veroorzaakt, door onjuist gebruik/onderhoud en/of enige andere vorm van opzettelijke schade.



Lifeproducts

Live a Better Life



Air Compression Shiatsu Neck and Back Massager

MANUAL



FC CE RoHS
MADE IN CHINA



Contents

1 Safety Instructions

2 Useful Information

3 Operating

4 Miscellaneous

5 Warranty



IMPORTANT INFORMATION! RETAIN FOR FUTURE USE!

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

Explanation of symbols



This instruction manual belongs to this device. It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly. Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.



WARNING

These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.



CAUTION

These notes must be observed to prevent any damage to the device.



NOTE

These notes give you useful additional information on the installation or operation.



Protection category II

LOT

Lot number



Manufacturer

1 Safety Instructions



Safety Instructions

about the power supply

- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- Only connect the mains plug to the wall socket when the device is switched off.
- Only use the mains adapter that is provided with the massage cushion.
- Keep the power supply, the cable, the control unit and the massage cushion away from heat, hot surfaces, moisture and liquids. Never get hold of the power supply with wet hands.
- Do not take hold of a device if it falls into water. Pull out the power plug and the power supply unit from the socket immediately.
- Always unplug the equipment immediately after use.
- To disconnect the unit from the power supply, always pull the plug out of the socket. Do not pull on the cable!
- Do not carry, pull or twist the massage cushion on the cable, the power supply unit or control unit.
- You must not continue to use the unit if the lead or the mains adaptor are damaged. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.
- Ensure that the cable will not cause tripping. The cable must not be kinked, trapped or twisted.

specific groups of people

- The surface of the appliance is hot. People who are insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Children must be supervised to ensure that they not play with the device.
- Do not use this unit to supplement or replace medical treatment. Chronic complaints and symptoms may be made worse.
- You should refrain from using the AIR COMPRESSION SHIATSU NECK AND BACK MASSAGER, or should con-sult your doctor before using it, if
 - you are pregnant,
 - you have a cardiac pacemaker, artificial joints or electronic implants,
 - you suffer from one or more of the following illnesses and complaints: Circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
- If you experience any pain or discomfort during the massage, stop immediately and consult your doctor.
- Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.
- Take care when using the heater. Do not use if you have circulatory problems or on areas not sensitive to heat. Risk of burning!
- Consult your doctor if you have any questions concerning the therapeutic use of massage seats.
- If you have unexplained pain, are receiving treatment from a doctor and/or use medical equipment, consult your doctor before using the massage cushion.

1 Safety Instructions

before using the unit

- Always carefully inspect the power supply, the cable, the control unit and the massage cushion for damage before use. Do not attempt to use a defective unit.
- Do not use the unit if there are visible signs of damage on the unit or the cable components, the unit does not work properly or the seat or the control unit have been dropped or become damp. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.

operating the unit

- The massage cushion must only be used for its intended purpose as described in the instruction manual.
- Using the massage cushion for any other purpose invalidates the warranty.
- Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.
- The maximum operating time for one session is 15 minutes.
- Do not allow the massage cushion to come into contact with pointed or sharp objects.
- Never put the unit down next to an electric stove or other sources of heat.
- Never use the massage cushion if it is folded up or crumpled.
- Do not stand on the unit.
- Do not touch the power supply unit when you are standing in water and always take hold of the plug with dry hands.



**The device is not to be used for commercial use or medical purposes.
If you have health concerns, consult your doctor before using the massage cushion.**



Only use the massage cushion indoors.



Do not use the massage cushion in damp rooms (e.g. when bathing or showering).

maintenance and cleaning

- The unit is maintenance free. If a fault does occur, just check whether the mains power adapter is properly connected.
- You may only clean the device yourself. If the device malfunctions please do not repair it yourself as this leads to the automatic expiry of all guarantee rights. Ask your specialist dealer and have repairs carried out by the service.

1 Safety Instructions

- Do not use the unit if there are visible signs of damage on the unit or the cable components, the unit does not work properly or the massage cushion or the control unit have been dropped or become damp. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.
- Do not immerse the device in water or other fluids.
- If, nonetheless, liquid should penetrate the device, unplug the mains cable immediately.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Do not wash!

Do not dry clean!

2 Useful Information

Thank you very much


Thank you for purchasing Comfier Air Compression Shiatsu Neck and Back Massager .
With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service.
Please read all the instructions carefully before using this product.
Please retain this manual for future reference.

2.1 Features

- Electrically height-adjustable Shiatsu neck massage
- Rolling massage with adjustable width control
- Customize Spot Massage
- With optional heat function on back massage
- Massage areas can be selected (upper, lower, full back)
- Seat vibration massage (3 intensity levels for options)
- Air massage on back and seat (3 intensity levels for options)
- Optics PU leather and breathable mesh

2.2 Contents

- Air Compression Shiatsu Neck and Back Massager
- 12V home adpater




WARNING

Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

3 Operating

1. Attach the massager to a chair with elastic straps or place it on other support.
2. Connect the adapter cable to the corresponding cable on the cushion.



3. Plug the home adapter into an electric outlet.
4. Turn on the device using the controller (instructions on page 18).
5. When finished place the controller in the pouch at the side of the cushion.
6. Detachable intensity control flap for back lets you choose a softer or more intense massage.
7. Detachable cover for neck lets you choose a softer or more intense massage.


Note :

If the Shiatsu is too strong,

- ① Install the flap onto the cushion to get a softer massage.
- ② Place a blanket or towel between you and the massager to achieve a far softer massage intensity if you still feel too strong shiatsu after installing the flap onto the cushion.

If the shiatsu can't reach your neck,shoulder,lower back area

- ③ If you want to massage your neck, shoulder,lower back, but the shiatsu nodes can not reach the area in need. You may adjust the height of your back when sitting, by placing a seat cushion or a pillow on the sitting part.



- The device will automatically switch off after 15 minutes timer run out
- Remove the adapter from the outlet when not in use.
- Do not setup or use the massager in a bathroom or similary wet / damp areas.

!Attention

- You should allow your body some rest periods. To avoid straining your muscles too much, we recommend to not exceed a continuous massage of 15 Minutes per time and not exceed 3 times use one day.

3.1 Controller Instructions

Vibration Button:
Press to turn on the seat Vibration, you may cycle through High, Medium, Low or off settings

Back Shiatsu Button:
press the direction button to switch the rotation

Spot Button:
Press to keep shiatsu function in one area. Press **arrow** buttons to adjust the shiatsu nodes position up or down.

Air Intensity Button:
Press to set both air massage intensity at Low, Medium or High level

Air Back Button:
Press to turn on or off air massage on the back

Shiatsu Area Button:
Select Full, Upper or Lower back to designate the area covered by the shiatsu massage.

Auto Button:
Quick demonstration of the different functions. The L.E.D. lights will blink to indicate the active functions. Once complete, the device will automatically turn off.

Neck Shiatsu Button:
Press to turn on Shiatsu neck massage, Press again to shift rotation direction, Press once again to turn off
Press **arrow** buttons to adjust the shiatsu nodes position up or down

Rolling Button:
press to activate Rolling function, the massage nodes travel up & down across the muscle gently. Continue pressing the button to adjust the width of the massage nodes to custom fit the body.

Air Seat Button:
Press to turn on or off air massage on the seat

Back Heat Button:
Press to turn on or off Heat
The heat can't be activated if back shiatsu function is not turned on

Power Button:
Press to turn on or off the massager

4 Miscellaneous

4.1 Cleaning and maintenance

1. Do not wash in washing machine or immerse the product or the adapter in water.
2. Always switch off before cleaning and remove the adapter from the socket with clean, dry hands.
3. The massager should be wiped with a slightly moist cloth and dried thoroughly. Do not wipe the product with alcohol or harsh chemicals such as thinner or bleach.
4. The Cover for neck is detachable and washable.
5. Do not overstretch the elastic back straps.
6. Keep away from heat, fire or exposure to direct sunlight.
7. Do not apply excessive pressure or impact onto massager/massage heads. Application of a direct force in excess of 110 lbs. may damage your massager and invalidate your warranty. Refrain from over usage of the device.
8. Store the massager in a cool, dry place out of reach of children.
9. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the cover of massager.

4.2 Disposa



This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

4.3 Technical Data

Name and model	: Air Compression Shiatsu Neck and Back Massager CF-2307A
Voltage supply	: 100-240 V~ 50/60 Hz
Power supply unit	: 12V = 4000 mA
Power consumption	: 48 W
Timer	: 15 minutes
Operating conditions	: only use in dry rooms
Storage conditions	: in a cool, dry place
Dimensions	: approx. 81 x 56 cm (Back) 53 x 38 cm (Seat)
Weight	: approx. 9.5 kg (without power supply)
Adapter cable length	: approx. 1.8 m



In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.

5 Warranty

If you have any issue about the product, please feel free to contact us by sending email to Lifeproducts@hotmail.com. We will strive to provide the best service possible within 24 hours.

30 days unconditionally Return

Lifeproducts product can be returned to receive a full refund for any reason within 30days. Please contact our customers service (Lifeproducts@hotmail.com), our staff will contact you within 24 hours.

90 days refund/replace

Comfier product can be returned / replaced within 90 days if the product break down in the period of proper use.

24 months Warranty

If the product break down within 24 months in the period of proper use, customers can enjoy the relevant warranty to get them replaced.

Attention!

No warranty will be given to any force majeure and man-made causes to a defective product, such as improper care, personal tear down and willful damage,etc.



Lifeproducts

Live a Better Life



Masseur cou et Shiatsu À compression d'air

MANUAL



FC CE RoHS
MADE IN CHINA



Indice

1 Consignes de sécurité

2 Informations utiles

3 Utilisation

4 Divers

5 Garantie



REMARQUE IMPORTANTE! TOUJOURS CONSERVER!

Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettez-lui impérativement ce mode d'emploi à disposition.

Légende



Ce mode d'emploi fait partie du contenu de l'appareil. Elle contient des informations importantes concernant sa mise en service et sa manipulation. Lisez l'intégralité de ce mode d'emploi. Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.



ATTENTION

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.



REMARQUE

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.



Classe de protection II

LOT

N° de lot



Fabricant

1 Consignes de sécurité



Consignes de sécurité

remarques concernant l'alimentation en courant

- Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, veillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de l'alimentation secteur.
- Vérifier que l'appareil est éteint avant d'insérer la fiche secteur dans une prise de courant.
- N'utilisez ce siège de massage qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- Maintenez le bloc d'alimentation, le câble, l'appareil de commande et le siège de massage à l'abri de la chaleur, des surfaces brûlantes, de l'humidité et des liquides. Ne touchez jamais le bloc d'alimentation avec les mains humides.
- Ne jamais essayer de rattraper un appareil tombé dans l'eau. Retirez immédiatement la fiche secteur ou le bloc d'alimentation de la prise.
- Débranchez immédiatement le bloc d'alimentation de la prise de courant après utilisation.
- Pour débrancher l'appareil du secteur, retirez toujours le bloc d'alimentation au niveau de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le câble !
- Lorsque vous portez, tirez ou tournez le siège de massage, ne le tenez par le câble, le bloc d'alimentation ou la commande.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou le bloc d'alimentation sont endommagés. Pour des raisons de sécurité, ces pièces doivent uniquement être remplacées par un atelier agréé. Pour éviter tout risque, envoyez dans ce cas l'appareil au service clientèle pour le faire réparer.
- Faites attention à ce que personne ne risque de trébucher sur les câbles. Les câbles ne doivent être ni pliés, ni coincés, ni tordus.

pour les personnes représentant des cas particuliers

- L'appareil est chaud en surface. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés en s'assurant qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil en complément ou en remplacement de soins médicaux. Les douleurs chroniques et les symptômes pourraient empirer.
- Nous recommandons de ne pas utiliser le MASSEUR COU ET DOS SHIATSU À COMPRESSION D'AIR ou de consulter auparavant votre médecin si:
 - vous êtes enceinte,
 - vous portez un stimulateur cardiaque, des articulations artificielles ou des implants électroniques,
 - si vous souffrez des maladies ou maux suivants: troubles circulatoires, varices, plaies ouvertes, contusions, peau fissurée, inflammation des veines.
- Arrêtez l'application si elle est douloureuse ou désagréable et consultez votre médecin.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé au secteur.
- Prudence avec la fonction chauffante. Ne pas utiliser en cas de problèmes vasculaires ou sur des parties insensibles à la chaleur. Il y a risque de brûlure !
- Demandez conseil à votre médecin si vous avez des questions d'ordre thérapeutique concernant l'utilisation du siège de massage.
- Si vous avez des douleurs non expliquées, si vous suivez un traitement médical et/ou si vous utilisez des appareils médicaux, consultez votre médecin avant d'utiliser le siège de massage.

1 Consignes de sécurité

avant la mise en marche de l'appareil

- Vérifiez soigneusement avant chaque utilisation l'état du bloc d'alimentation, des câbles, de l'appareil de commande et du siège de massage. N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, si le siège ou l'appareil de commande sont tombés ou s'ils sont humides. Pour éviter tout risque, envoyez dans ce cas l'appareil au service clientèle pour le faire réparer.

pour la mise en marche de l'appareil

- Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans la notice.
- Toute autre utilisation annule les droits à la garantie.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé au secteur.
- La durée maximale de fonctionnement pour une utilisation est de 15 minutes.
- Évitez tout contact de l'appareil avec des objets pointus ou coupants.
- Ne posez et n'utilisez jamais l'appareil juste à côté d'un radiateur électrique ou d'une autre source de chaleur.
- N'utilisez jamais le siège de massage si celui-ci est plié ou froissé.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- Ne touchez pas le bloc d'alimentation si vous avez les pieds dans l'eau et veillez toujours à manipuler la prise de la fiche avec les mains sèches.



L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation professionnelle ou médicale.

Si vous avez des doutes d'ordre médical, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser le coussin de massage.



Utilisez le siège de massage uniquement dans des pièces fermées.



N'utilisez pas le coussin de massage dans des pièces humides (par exemple lorsque vous prenez votre bain ou lorsque vous vous douchez).

pour l'entretien et le nettoyage

- L'appareil ne demande pas d'entretien. En cas de dérangements, contrôlez simplement que l'adaptateur secteur est correctement raccordé.
- Vous-même êtes seulement autorisés à nettoyer l'appareil. En cas de pannes, ne réparez pas l'appareil vous-même, ceci supprime tous vos droits de garantie. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste et confiez uniquement les réparations au service technique.

1 Consignes de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages visibles sur l'appareil ou les câbles, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, si le siège ou l'appareil de commande sont tombés ou s'ils sont humides. Pour éviter tout risque, envoyez dans ce cas l'appareil au service clientèle pour le faire réparer.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Si des liquides s'infiltrent dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur.
- Le nettoyage et l'entretien de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Ne pas laver !

Ne pas nettoyer chimiquement !

2 Informations utiles

Merci !

Merci d'avoir acheté Masseur Cou et Dos Shiatsu à Compression d'Air. Avec des soins normaux et un traitement approprié, il fournira des années de service fiable. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

2.1 Fonctions

- Massage du cou Shiatsu à réglage électrique en hauteur
- Massage roulant avec contrôle de largeur réglable
- Personnaliser le massage sur place
- Avec fonction de chaleur en option sur le massage du dos
- Les zones de massage peuvent être sélectionnées (haut, bas, dos complet)
- Massage par vibration du siège (3 niveaux d'intensité pour les options)
- Massage à l'air sur le dos et le siège (3 niveaux d'intensité pour les options)
- Optique cuir PU et mesh respirant

2.2 Contenu

- Masseur cou et dos shiatsu à compression d'air
- Adaptateur domestique 12V




AVERTISSEMENT

Veillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants ! Ils risqueraient de s'étouffer !

3 Utilisation

1. Attachez le message à une chaise avec des sangles élastiques ou placez-le sur un autre support.
2. Connectez le câble de l'adaptateur au câble correspondant sur le coussin.



3. Branchez l'adaptateur domestique sur une prise électrique.
4. Allumez l'appareil à l'aide du contrôleur (instructions à la page 27).
5. Une fois terminé, placez le contrôleur dans la pochette située sur le côté du coussin.
6. Le rabat détachable de contrôle de l'intensité pour le dos vous permet de choisir un massage plus doux ou plus intense.
7. La housse détachable pour le cou vous permet de choisir un massage plus doux ou plus intense.

Remarque :


Si le shiatsu est trop fort,

- ① Installez le rabat sur le coussin pour obtenir un massage plus doux.
- ② Placez une couverture ou une serviette entre vous et le masseur pour obtenir une intensité de massage beaucoup plus douce si vous sentez toujours un shiatsu trop fort après avoir installé le rabat sur le coussin.

Si le shiatsu ne peut pas atteindre votre cou, vos épaules et le bas du dos

- ③ Si vous souhaitez masser votre cou, vos épaules, le bas de votre dos, les nœuds de shiatsu ne peuvent pas atteindre la zone dans le besoin. Vous pouvez régler la hauteur de votre dos lorsque vous êtes assis en plaçant un coussin de siège ou un oreiller sur la partie assise.

fi



- L'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 15 minutes
- Retirez l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'installez pas et n'utilisez pas le masseur dans une salle de bain ou dans une zone humide ou humide similaire.

fi

Attention!

- **Vous devriez accorder à votre corps des périodes de repos. Pour éviter de trop solliciter vos muscles, nous vous recommandons de ne pas dépasser un massage continu de 15 minutes par heure et pas plus de 3 fois par jour.**

3.1 Instructions de la télécommande

Bouton de vibration:

Appuyez sur pour activer la vibration du siège, vous pouvez choisir parmi les réglages Haut, Moyen, Bas ou Off

Bouton Shiatsu au dos:

appuyez sur le bouton de direction pour changer la rotation

Bouton Spot:

Appuyez sur pour conserver la fonction shiatsu dans une zone. Appuyez sur les boutons fléchés pour ajuster la position des nœuds shiatsu vers le haut ou le bas.

Bouton d'intensité de l'air:


Appuyez sur pour régler l'intensité du massage à l'air à un niveau faible, moyen ou élevé.

Bouton Air Back:

Appuyez pour activer ou désactiver le massage à l'air à l'arrière

Bouton de zone de shiatsu:

Sélectionnez Plein, Haut ou Bas du dos pour désigner la zone couverte par le massage shiatsu.



Bouton de Automatique:

Démonstration rapide des différentes fonctions. Le L.E.D. les lumières clignoteront pour indiquer les fonctions actives. Une fois terminé, l'appareil s'éteindra automatiquement

Bouton de cou shiatsu:

Appuyez sur pour activer le massage du cou Shiatsu, appuyez à nouveau pour changer le sens de rotation, appuyez à nouveau pour désactiver. Appuyez sur les boutons fléchés pour ajuster la position des nœuds shiatsu vers le haut ou le bas

Bouton roulant:

Appuyez sur pour activer la fonction de roulement, les nœuds de massage se déplacent doucement vers le haut et le bas du muscle. Continuez à appuyer sur le bouton pour régler la largeur des nœuds de massage afin de l'ajuster au corps.

Bouton de siège aérien:

Appuyez pour activer ou désactiver le massage à l'air sur le siège

Bouton de chaleur arrière:

Appuyez pour allumer ou éteindre la chaleur. La chaleur ne peut pas être activée si la fonction de shiatsu arrière n'est pas activée.

Bouton marche:

Appuyez pour allumer ou éteindre le masseur

4 Divers

4.1 Nettoyage et entretien

1. Ne lavez pas à la machine à laver et n'immergez pas le produit ou l'adaptateur dans de l'eau.
2. Toujours éteindre avant de nettoyer et débrancher l'adaptateur de la prise avec des mains propres et sèches.
3. Le masseur doit être essuyé avec un chiffon légèrement humide et soigneusement séché. N'essuyez pas le produit avec de l'alcool ou des produits chimiques durs tels que diluant ou eau de Javel.
4. La housse pour le cou est amovible et lavable.
5. Ne pas trop étirer les sangles élastiques du dos.
6. Tenir à l'écart de la chaleur, du feu ou de l'exposition directe au soleil.
7. N'exercez pas de pression excessive ni d'impact sur les têtes de massage / massage. Application d'une force directe supérieure à 110 lb peut endommager votre masseur et invalider votre garantie. S'abstenir de l'utilisation excessive de l'appareil.
8. Rangez le masseur dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.
9. Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus qui pourraient couper ou perforer le couvercle du masseur.

4.2 Élimination de l'appareil



Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique. Pour plus de renseignements sur l'élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.

4.3 Caractéristiques techniques

Nom et modèle	: Masseur cou et dos shiatsu à compression d'air CF-2307A
Alimentation électrique	: 100-240 V~ 50/60 Hz
Bloc d'alimentation	: 12V = 4000 mA
Puissance consommée	: 48 W
Minuterie	: 15 minutes
Conditions de fonctionnement	: uniquement dans des pièces sans humidité
Conditions de rangement	: sec et frais
Dimensions	: environ 81 x 56 cm (Back) 53 x 38 cm (Seat)
Poids	: environ 9,5 kg (sans bloc d'alimentation)
Longueur du câble d'adaptateur	: environ 1,8 m



Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

5 Caution

Si vous avez un problème avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un courrier électronique à Lifeproducts-@hotmail.com Nous efforcerons de fournir le meilleur service possible dans les 24 heures.

Garantie de remboursement de 30 jours pour une raison quelconque

Les produits Comfier peuvent être retournés pour recevoir un remboursement complet pour une raison quelconque dans les 30 jours. Veuillez contacter notre service clientèle (Lifeproducts-@hotmail.com), notre personnel vous contactera dans les 48 heures.

Garantie de remboursement de 90 jours pour un problème lié à la qualité

Les produits Comfier peuvent être retournés / remplacés dans les 90 jours si le produit tombe en panne pendant la période d'utilisation appropriée.

Garantie de 24 mois pour problème lié à la qualité

Si le produit tombe en panne dans les 24 mois suivant une utilisation appropriée, le client peut bénéficier de la garantie correspondante pour le faire remplacer.

Attention!

Aucune garantie ne sera donnée en cas de force majeure ou de cause humaine à un produit défectueux, tel qu'un mauvais entretien, un démontage personnel, des dommages volontaires, etc.