



— X-1 —

User Manual / Warranty

COMFYGO
mobility

Table of Contents

Preface	2
Product Performance	3
Safety Instructions	5
Usage and Operation	9
Maintenance Areas	18
Tech Support	21
Warranty	22

For all of your spare parts needs, please visit
www.ComfyGoMobility.eu

Don't forget to register your product to activate your warranty, detailed information can be found on page 21.

If you need technical support please contact our customer support team. Detailed information is on the back of the user manual and is found on page 21.



Preface

Please read the user manual carefully before using this product.

- ***This manual contains the operation, assembly methods, and and simple faults solutions.*** The manual applies to our model: ***X-1***
- This manual contains wheelchair maintenance information and self checking methods. Please be sure to keep this manual in a safe location for future reference.
- The annotations and illustrations in this manual may vary slightly from your actual model because we continuously improve and upgrade our components and design.
- Please provide this manual to all users of this wheelchair and make sure all users understand how to operate this wheelchair.
- Please contact with your dealer if there is any ambiguity or questions about this produce or manual.
- Improper use of any vehicle may lead to injury. Unsafe driving could harm yourselves and others.
- The wheelchair is intended to comfortably transport those with walking difficulties or those with limited or no walking abilities.
- This wheelchair is designed to only transport 1 person.



Warning symbol

Follow the instructions next to his symbol closely.

Please pay attention to these instructions, otherwise, it may result in physical harm or damage to the user, wheelchair, or the environment.

1. Product Performance

This series wheelchair is suitable for use at low speeds, on good road conditions, and moderate slopes.

Performance Parameters and Technical Specs, X-1

Overall size	39.5" x 20.5" x 38" (1000x530x970mm)
Fold size	29.5" x 14" x 28" (750x350x710mm)
Seat size*	17.5" x 17" (450x430mm)
Net weight	32.5 lbs (14.8 kgs)
Seat height	17.5" (445mm)
Armrest height	8.5" (210mm), from cushion
Backrest height	15.5" (395mm)
Max loading weight	310 lbs (140 kgs)
Front wheel diameter	6 inch (152 mm)
Rear wheel diameter	22 inch (560 mm)
Braking system	Connecting brake
Static stability	10°
Reversing width	≤59 inches (≤1.5m)
Tire pressure	2 kg f/m ²
Obstacle climbing	2 inches (50mm)
Parking brakes	≥8°
Reverse downhill	≤13.75" (350mm)
Min turning back radius	≤33.5 inches (≤850mm)
Min turning back radius	≤59 inches (≤1500mm)
Static stability (Vertical forward)	≥10°
Static stability (Vertical rearward)	≥10°
Static stability (side forward)	≥15°

* seat width is the distance between armrests



1. Product Performance

This series wheelchair is suitable for use at low speeds, on good road conditions, and moderate slopes.

Performance Parameters and Technical Specs, X-1 SE

Overall size	41.5" x 26" x 37.5" (1050x660x950mm)
Fold size	31.5" x 15.5" x 30" (800x400x760mm)
Seat size*	17.5" x 17" (450x430mm)
Net weight	37 lbs (16.8 kgs)
Seat height	20.5" (520mm)
Armrest height	9" (230mm), from cushion
Backrest height	15.5" (395mm)
Max loading weight	310 lbs (140 kgs)
Front wheel diameter	8 inch (200 mm)
Rear wheel diameter	24 inch (610 mm)
Braking system	Connecting brake
Static stability	10°
Reversing width	≤59 inches (≤1.5m)
Tire pressure	2 kg f/m ²
Obstacle climbing	2 inches (50mm)
Parking brakes	≥8°
Reverse downhill	≤13.75" (350mm)
Min turning back radius	≤33.5 inches (≤850mm)
Min turning back radius	≤59 inches (≤1500mm)
Static stability (Vertical forward)	≥10°
Static stability (Vertical rearward)	≥10°
Static stability (side forward)	≥15°

* seat width is the distance between armrests



1. Product Performance

Main Structure

This series of electric wheelchairs is composed of one main part:

- The Frame: Frame, Wheels, Footrest, Armrests, Backrest, etc.

Application Range

This wheelchair is designed for individuals who have physical disabilities that limits their mobility. This wheelchair is designed to carry individuals weighing less than 100kg (220lbs). This wheelchair is intended to be used as substitution to walking only and is not intended to be used a substitution of a motorized vehicle. This wheelchair is intended to be used indoors and outdoors in a safe and suitable location.



- 1 - Armrest
- 2 - Hand rim
- 3 - Castor
- 4 - Leg rest (Footrest)
- 5 - Front rigging
- 6 - Anti rolling wheel
- 7 - Caregiver handles



WARNING

People with the following conditions should not operate this vehicle:

- Unresponsive upper limbs
- Suffering from senility or dementia
- Unable to take care of themselves
- Use restricted by a medical professional

2. Safety Instructions

General Riding Cautions

- While using this wheelchair, keep your hands on the hand rims to properly control the wheelchair.
- To avoid injury, first practice using this wheelchair in a safe and open environment, such as a park. Practice moving forward, backward, stopping, and turning. As you gain skill and become comfortable with the controls, you can begin to use this wheelchair in other suitable environments.
- Before riding on any roads, be sure to have a caregiver with you and be sure to always ride safely.
- Please follow all pedestrian traffic rules, the wheelchair is not considered an automobile.
- Please ride on the sidewalk and the zebra crossings only. Do not ride on vehicle lanes.
- Ride at steady speeds and avoid sharp turns or zig zagging.
- If provided, please fasten the seat belt while in use.
- Solid rubber tires need minimal maintenance but should be cleaned occasionally with a damp cloth. Replace tires if they become severely worn or cracked.

Avoid Riding in These Conditions Unless Accompanied by a Caretaker

- Riding in inclement weather such as rain, heavy fog, strong winds, snow, etc. If your wheelchair gets wet, some functions may be damaged so please wipe off all water immediately.
- Riding in sub optimal conditions such as muddy areas, trails, sand, gravel, etc.
- Riding in crowded areas, riding on unfenced roads, near ditches, near bodies of water, or near any other dangerous areas.
- Riding over railroad tracks. If you must cross a railroad track, inspect the tracks to confirm it is safe to cross. Cross at an angle that ensures your tires will not get stuck in the track.
- Carrying people or cargo. This wheelchair is designed to be used by only one person. It is not designed to carry additional people or cargo.



2. Safety Instructions

Precautions for Uphill and Downhill

- Avoid riding on steep hills, uneven surfaces, high steps, channels or any other steep areas.
- Avoid riding on steep slopes, the slope range should be less than 8 degrees.
- Use brakes during downhill descent.
- Avoid driving sideways on steep areas.
- Avoid riding on or nearby stairs.
- Avoid crossing ditches.
- If you must cross a ditch, try to cross at a 90° angle.



If the wheelchair malfunctions at traffic crossing, please immediately ask passersby for help.

Precautions for Caregivers

- Caregivers should confirm that the users' feet are in the proper position on the footrest.
- Caregivers should make sure the user is in the seat properly and that the user is properly secured
- Caregivers should confirm that there are no loose clothing articles that can get tangled in the wheels.
- Caregivers should use caution while pushing the wheelchair and be mindful of the surrounding environment at all times to avoid injury.

Other Important Notices

Repair and Refit

Repair and Reform: If a repair or modification is necessary, please contact your dealer. Do not modify this wheelchair yourself, it may lead to injury or malfunction.

Protect Environment: In order to protect environment, do not casually discard the wheelchair.

Keep the Storage Environment Dry: Do not store wheelchair in damp conditions, such as near a bathroom. If the wheelchair gets wet, wipe the water off immediately.



2. Safety Instructions

Compatibility with Other Devices

The wheelchairs should not be used together in conjunction with any other devices. If you need to connect a device to it, please contact ComfyGO Mobility, so that we may confirm that the wheelchair will not be adversely affected.

Service Lifetime

- The service lifetime is 5 years from date of manufacture. To avoid injury or accidents, users should not use this wheelchair for more than the service lifetime.

- *Do not replace parts or material randomly.*
- *Do not add weight randomly, as it may cause an imbalance.*
- *If there are abnormal sounds coming from the wheelchair, contact service immediately.*
- *Do not operate your wheelchair without completely reading and understanding this user manual.*
- *Do not lean over the top of the back upholstery to reach objects from behind as this may cause the wheelchair to tip over.*
- *Do not shift your weight or sitting position toward the direction you are reaching as the wheelchair may tip over backwards or sideways.*
- *Do not stand on the frame of the wheelchair.*
- *Do not operate the wheelchair unless the wheelchair and its adjustable components and accessories are in a safe configuration(s).*
- *Do operate the wheelchair in the most stable position. The user/care giver should ensure that the angle(s) (and/or height) of the seat and seatback while tilted, raised, or reclined are not beyond the wheelchair's maximum safe angle(s) as noted in the performance testing disclosure section and the Manufacturer specification sheet.*
- *Always use caution when transferring in or out of the wheelchair. Every precaution should be taken to reduce the transfer distance. Be certain the wheel locks are engaged to prevent the wheels from moving.*



2. Safety Instructions

- *The product is not intended for persons with visual impairment.*
- *The driver needs to be mentally and physically suitable to drive the wheelchair.*
- *The safety of using this wheelchair as a substitution to a seat in a motor vehicle has not been established. Serious injury could occur to the user and surrounding persons.*
- *The wheelchair should be in its most stable position prior to entering or exiting the wheelchair seat.*
- *Environmental conditions may affect the safety and performance of your wheelchair.*
- *Incorrect repair and/or servicing of this wheelchair performed by users/caregivers or unqualified technicians can result in death, serious injury, or damage.*
- *Do not carry passengers on your wheelchair.*
- *The wheelchair is not intended for use on roads, streets, or highways.*
- *Do not use on an escalator. Serious bodily injury may occur.*
- *Do not use while lifting weights.*
- *Do not use while under the influence of alcohol or medication/drugs. This may impair your ability to operate the device. Please consult your physician regarding the use of your medications.*
- *This device is not safe for use with or around a MRI machine. Do not use in the vicinity of a MRI machine.*
- *We strongly recommend using anti-tippers.*



Please visit YouTube channel for a detailed Usage and Operations explanation. Simply search "**ComfyGO Mobility Lightweight Foldable Wheelchair (Model # X-1)**" on YouTube.



www.youtube.com/c/ComfyGO



3. Usage and Operation


3.1 Wheelchair Adjustments


Folding Your Wheelchair

Step 1: Pull the joint switches back and pull down both rear handles (Picture 1).

Step 2: Pull the seat cushion up with your hands and push the wheelchair inwards (Picture 2).

Unfolding Your Wheelchair : When the wheelchair is partially apart, pull the armrests apart while pushing the seat cushion down until you hear the seat click into place. Lift both rear handles until you hear them click into place. Before using your wheelchair, make sure that the seat and handles are in their locked positions. (Picture 3)


 *Avoid using extreme force while folding or unfolding as it may damage the wheelchair. To avoid injury, keep your hands away from the frame and frame joints during the folding and unfolding process. (Picture 4)*




Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

3. Usage and Operation

Assemble and Disassemble the Footrest

Install the footrest into the frame tube and push the footrest into the fixed position. To disassemble, lift the footrest puller then turn the footrest outwards then lift the footrest (Picture 5 and 6)



Picture 5




Picture 6

When adjusting the length of the footrest, the user should sit in the wheelchair with their feet on the foot plates to determine if an adjustment is needed. To adjust the footrest, loosen the bolt on the frame near the support assembly. Raise or lower the foot plate to the desired position that will provide maximum support to your legs. Front rigging should not be so low that it causes an uncomfortable pressure to your thigh area. The footrest should not be lower than 2 1/2" from the ground to ensure proper clearance.

Parking brake

Push the brake handle forward to lock the wheels into place. Pull the brake handle back to disengage the brakes. (Picture 7)



Picture 7

The parking brake is intended for use when parking your wheelchair for long periods of time. It is not recommended to use the brake while in motion or as a turning device. Both brakes need to be engaged at the same time. Be certain that the wheelchair is on a flat surface before releasing the brakes. When releasing the brakes, immediately place both hands on each hand rim to ensure control of the wheelchair.



3. Usage and Operation

Install and Dismantle the Anti-tipper

Pull the switch to install or uninstall the anti-tipper (Picture 8 and 9).



Picture 8



Picture 9



Before the first use, please adjust the anti-tipper to a proper setting that won't allow the wheelchair to tip backwards.

When this wheelchair is delivered to you, the anti-tipper is preset to the highest position which does not provide any anti-tip functionality. With the wheelchair in the unfolded position, pull the switch to lower the anti-tipper shaft to the desired position.

Castors

Front castors and wheel bearings should be checked periodically and lubricated if needed.

Leg rests (Footrest) Installation


Lock the rotation shaft in footrest tube, lift the footrest puller, and rotate the footrest from outside to the middle so that the footrest bar is pointing forward. When the footrest puller locks into place, the footrest is in the proper position to use the wheelchair (Picture 10).

The footplate height is adjustable at 25mm per level. User can select a comfortable height then secure the footrest in the desired height (Picture 11). To adjust the height, use a hex wrench and unscrew the hex bolt. Adjust the footplate to the desired height. Reinsert the hex bolt and tighten.




Do not use the wheelchair if the footrest puller is loose or not locked into place.

3. Usage and Operation



Picture 10



Picture 11

When adjusting length of foot rests or leg rests, user should be sitting in wheelchair with feet on the foot plates. Loosen bolt on the clamp around support assembly. Raise or lower foot plate to desired position that will provide maximum support of thighs. Front rigging should not be so low that it causes uncomfortable pressure to thighs at front of seat upholstery. Footrest should not be lower than 2½" from the ground to ensure clearance. Lift foot plate on leg rest assembly to desired position.

Raising and Lowering the Armrest

To raise the armrest, press the armrest button near the armrest frame and lift the armrest (Picture 12). To lower the armrest simply push the armrest down until you hear a click.



Picture 12



3. Usage and Operation

Getting on and off the wheelchair

When getting on or off wheelchair, please make sure that the front castors are set in the backwards position as to not interfere with your feet, both parking brakes are engaged, and the footplates are folded up. Place your hands on the armrest when getting on or off the wheelchair. If you are finding it difficult to get on or off the wheelchair, please ask a caregiver for assistance.

If you cannot perform the transfer in a safe manner, please ask someone to assist you.

- 1) Position the wheelchair as close as possible to a chair, couch, or bed from which you wish to transfer from.
- 2) Check that both wheelchair brakes are in the locked position.
- 3) Fold the footplates upwards to prevent standing on them during the transfer. (Standing on the footplate increases the risk of injury as the chair may tip over)
- 4) If transferring from the side of the wheelchair, lift the armrest up so that the armrest is not in your way.
- 5) Transfer to/from the wheelchair.



Picture 13

3. Usage and Operation

Riding the wheelchair

If your wheelchair is equipped with a safety belt, please make sure to fasten your safety belt while in use to prevent falling out of the wheelchair. When sitting in the wheelchair, position yourself as far back as possible in the wheelchair so that your back is touching the backrest. Your upper leg should be horizontal while sitting in the chair and your legs should feel comfortable.

- 1) When you are comfortably in the wheelchair, release the brakes if it is safe to do so.
- 2) After releasing the brakes, place both hands on the highest position of the hand rim.
- 3) To move forward, push both hands forward on the hand rim. To reverse, pull both hands backwards on the hand rim.
- 4) For continuous movement in either direction, while in motion, release your grip on the hand rims and gently grab the top of the hand rim again and continue your hand movement. Repeating this step will allow you to move the wheelchair over long distances.
- 5) To turn the wheelchair, apply more pressure to one of the hand rims than the other. For example, if you wish to turn right, apply more forward pressure to the left-hand rim. If you wish to turn left, apply more forward pressure to the right-hand rim.

- *Your wheelchair is designed to provide optimum stability under normal driving conditions such as dry and level concrete or asphalt.*
- *Avoid driving on uneven terrain and/or soft surfaces*
- *Avoid tall grass that can entangle the wheels*
- *Avoid loosely packed gravel and sand*
- *Avoid uneven surfaces*
- *Do not use your wheelchair at the edge of a stream, lake, or ocean*
- *Please lock the wheelchair by pulling the manual brake in both sides before adjusting positions.*
- *To avoid injury, pay close attention to make sure that your fingers or hands are not caught by in the wheels spokes or pinched between the hand rim and rear wheel.*
- *Be careful when driving in hot or cold environments as this may affect your ability to move the wheelchair. If the surface area of the chair is extremely hot or cold, please allow sufficient time for the surface are to get to an appropriate temperature before getting on your wheelchair.*






3. Usage and Operation

Moving on inclines and declines

- 1) If your wheelchair comes equipped with a safety belt, please wear it when in motion
- 2) Avoid riding on steep inclines or declines. The maximum incline/decline angle for this wheelchair is 8 degrees
- 3) If possible, have an attendant or caregiver with you when riding on slopes
- 4) When on an incline slope, lean slightly forward to move your center of gravity forwards. When on a decline slope, sit back in the chair to move your center of gravity backwards.



Picture 14

-  **Control your speed** – *DO NOT* use too much speed on an incline or decline. Use only what is necessary to traverse the incline or decline
-  **Consider the capacities of your attendant/caregiver** – If your attendant or caregiver does not have enough strength to control the wheelchair, be sure to use your speed and brakes accordingly to control the wheelchair
-  **Risk of tipping over** – When on an incline, lean slightly forward to move your center of gravity forwards. When on a decline slope, sit back in the chair to move your center of gravity backwards.

3. Usage and Operation

Climbing Steps or Curbs

- Riding up low steps or curbs can be done by moving forward up the curb at a low speed. Make sure to keep your hands on the hand rims as you ascend and make sure that the footplates do not touch step or curb. After the front tires are firmly on the step or curb, continue to move forward so that the rear tires move safely up the curb.

- Riding down low curbs can be done by moving forward down the curb at a low speed. Make sure to keep your hands on the hand rims as you descend and make sure that the footplates do not touch the ground. After the front tires are firmly on the ground, continue to move forward so that the rear tires move safely down the curb.



Risk of tipping over – If you do not have enough experience on controlling the wheelchair over bumps or curbs, please get help from an attendant or caregiver.

Transporting the Wheelchair in the car:

To transport the wheelchair in the car, please following below steps:

1) If necessary, remove footrests and other accessories from the wheelchair.

2) Store footrests and accessories in a safe location

3) Fold the wheelchair if necessary (page 10)

4) Place the wheelchair in the storage compartment.



Risk of injury – To avoid an injury caused by sudden braking, make sure that the wheelchair is properly secured so that the wheelchair is unable to shift or move during transportation.



4. Maintenance Areas

Maintaining Your Wheelchair

Maintenance of wheelchair includes general cleaning of the wheelchair, checking and tightening all nuts and bolts. Checking the wheels and tires. Checking the battery, battery cables, and battery connections. Checking the battery charge level. For further maintenance, please contact with your dealer. It's suggested to perform a general maintenance check once per month. It's also recommended to check with your dealer annually to conduct a full systems check.

Cleaning Your Wheelchair

- Please clean the wheelchair regularly.
- Clean the parts that are frequently touched by the user (seat cushions, armrests, controller, etc.) by using a gentle cleaner and clean cloth. Do not use organic solvents to clean. At minimum, the wheelchair should be cleaned once per week. If the wheelchair is used by an infectious user, it should be cleaned and disinfected immediately after each.

Wheels

Check the condition of the tires regularly. If the tire tread pattern depth is less than 1mm, please replace with new tires. Regularly check and tighten the nuts and bolts on the wheel.

Maintenance Checking

The following is a maintenance checklist. The wheelchair should be checked according to our suggestion.

Before each use, check if following parts are functioning correctly:

1. Backrest
2. Armrest
3. Controller position
4. Footrest
5. Tires
6. Brakes



4. Maintenance Areas

Regularly check these parts to avoid losing parts or causing excessive wear and tear.

1. Screws, nuts, and bolts
2. Brakes and brake lever
3. The front and rear wheels and tire tread depth
4. Wheel axles
5. Backrest adjusting system (for wheelchairs with reclining feature)
6. Other adjusting systems

Storage and transportation

- 1) Before use, please check if any parts are loose or missing.
- 2) Wheelchair should be covered and labeled.
- 3) Avoid moisture and direct sunlight and keep the wheelchair away from heat sources.
- 4) Do not store outdoors.
- 5) Storage conditions

- Storage environment no to exceed (-40 Celsius to +55 Celsius or -47 Fahrenheit to 131 Fahrenheit)
- Relative humidity $\leq 80\%$

Care and Cleaning

1) Seat and backrest

- Clean seat and backrest with damp cloth, but do not soak the seat and back cushion.
- Use a mild detergent for removing stubborn dirt.
- Stains can be removed by using a sponge or a soft brush.
- Do not use strong cleaning liquids such as solvents and do not use hard brushes or sharp-edged objects.
- Do not clean with steam or pressure washers.

2) Plastic parts

Clean the plastic parts of your wheelchair with a mild plastic cleaner. Use a sponge soft brush. Plastic parts include the arm pads, splash guards, footplates, handgrips, and tires.



4. Maintenance Areas

3) Coating

The high quality of the surface layer guarantees optimal protection against corrosion. When cleaning, use warm water, mild detergents and a sponge or soft brush. Be sure that no wetness gets into the tubes or frame.

4) Inspection

We recommend one full inspection every year and general inspections before each use. The following checks are recommended during a full inspection and should be documented by the user or authorized person.

- Check the frame parts and the hinged tubes for plastic deformation, cracks and impaired functioning.
- Visually check for damage to the paintwork (danger of corrosion).
- Check the operation of the wheels (free running, level rolling, axle play, tires, profile, condition of the rims, floating axles, etc.).
- Check the solidity and tightness of all screws, bolts and nuts.
- Verify adequate amounts of grease on all metal joints and movable parts.
- The condition of the axles of the main steering wheels.
- Visually check all plastic parts for cracks or brittle spots.
- Functionality of the armrests, splash guards, and footrests.
- Functionality of all adjusting mechanisms, levers and adjusting screws.
- Operation of other detachable parts (example: anti-tipper, personal safety belt, backrest, seat, etc.).

5. Tech Support

Please visit <https://comfygomobility.eu/pages/product-registration/>



and register your product now! Registering your ComfyGO product allows for extended warranty service if applicable to your product. You will also receive product updates and important news on our ComfyGO products.

(Simply scan QR code with your phone for the Registration Link)

- The fastest way to get support, please e-mail to info@comfygomobility.eu

All warranty and return requests you can visit for getting professional help: <https://comfygomobility.eu/pages/contact/>



(Simply scan QR code with your phone for the Warranty Link)



6. Warranty Policy

- Our goal is to ensure that you are delighted with your purchase.
- According to our warranty agreement, all new products have a limited warranty. All batteries have a six-month warranty. Spare parts have a one-year warranty. The limited warranty does not include labor or device failure due to the owner's misuse or negligence, non-durable components and components subject to normal wear and tear that need replacement from time to time (for example rubber materials, accessories, wheels or brakes, and plastic parts). All warranty claims require proof of purchase and the serial number.

Note that your warranty does not cover these conditions:

- Functional problems: Issues related to normal use and aging such as surface coating and plating, natural fading of resins
- Replacement of consumable materials due to wear and tear, such as tires, fuses, plastic parts, glass parts, lubricates etc.
- Any fees for Inspection, adjustment, adding oil, cleaning, etc.
- Fees for service and maintenance performed dealers as specified by our factory
- Any unauthorized modifications
- Maintenance costs at any unauthorized service centers
- If you fail to regularly check the issues as specified in this manual page 18-20
- Improper or wrong maintenance
- If unauthorized maintenance has been performed
- Operating differently than what is described in our manual or if you overload the wheelchair
- Any unauthorized modifications to the wheelchair
- External factors such as: soot, pharmaceuticals, bird droppings, acid rain, flying stone, metal powder, etc.
- Natural disasters such as: typhoons, floods, fires, earthquakes etc. damaging the unit

Protect the Environment

- Please do not dispose of this wheelchair or its components. Instead, please return them to our service center or follow your local disposal regulation.



Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Product Prestatie	3
Veiligheidsinstructies	5
Gebruik en bediening	9
Onderhoudszones	18
Technische support	21
Garantie	22

Voor al uw reserveonderdelen kunt u terecht op

www.ComfyGoMobility.eu

Vergeet niet uw product te registreren om uw garantie te activeren, gedetailleerde informatie vindt u op pagina 21.

Als u technische ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op met onze klantenservice. Gedetailleerde informatie staat op de achterkant van de gebruikershandleiding en is te vinden op pagina 21.



Voorwoord

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

- **Deze handleiding bevat de bediening, de montagemethoden en eenvoudige storingsoplossingen.** De handleiding is van toepassing op ons model: **X-1**
- Deze handleiding bevat informatie over rolstoelonderhoud en zelfcontrolemethoden. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
- De aantekeningen en illustraties in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van uw werkelijke model omdat wij onze onderdelen en het ontwerp voortdurend verbeteren en upgraden.
- Geef deze handleiding aan alle gebruikers van deze rolstoel en zorg ervoor dat alle gebruikers begrijpen hoe deze rolstoel bediend moet worden.
- Neem contact op met uw dealer als er onduidelijkheden of vragen zijn over dit product of de handleiding.
- Verkeerd gebruik van een voertuig kan leiden tot letsel. Onveilig rijden kan uzelf en anderen schade berokkenen.
- De rolstoel is bedoeld om personen die moeilijk of niet kunnen lopen comfortabel te vervoeren.
- Deze rolstoel is ontworpen om slechts 1 persoon te vervoeren.



Warning symbol

Volg de instructies naast zijn symbool nauwkeurig op.
Let op deze instructies, anders kan dit leiden tot lichamelijk letsel of schade aan de gebruiker, de rolstoel of de omgeving.

1. Productprestaties

Deze serie rolstoelen is geschikt voor gebruik bij lage snelheden, op goede wegomstandigheden en gematigde hellingen.

Prestatieparameters en technische specificaties, X-1

Totale grootte	39.5" x 20.5" x 38" (1000x530x970mm)
Vouwformaat	29.5" x 14" x 28" (750x350x710mm)
Afmetingen zitting*	17.5" x 17" (450x430mm)
Netto gewicht	32.5 lbs (14.8 kgs)
Hoogte zitting	17.5" (445mm)
Hoogte armleuning	8.6" (210mm), from cushion
Hoogte rugleuning	15.5" (395mm)
Max laadgewicht	140 kgs (310 lbs)
Voorwieldiameter	152 mm (6 inch)
Achterwieldiameter	560 mm (22 inch)
Remsysteem	Verbindingsrem
Statische stabiliteit	10°
Achteruitrijdbreedte	≤1.5m, (≤59 inches)
Bandenspanning	2 kg f/m ²
Obstakel beklimmen	50mm (2 inches)
Parkeerremmen	≥8°
Achteruit bergaf	350mm (≤13.75")
Min. draaicirkel	≤850mm (≤33.5 inches)
Max. draaicirkel	≤1500mm (≤59 inches)
Statische stabiliteit (Verticaal voorwaarts)	10°
Statische stabiliteit (Verticaal naar achteren)	10°
Statische stabiliteit (Zijwaarts naar voren).	≥15°

* stoelbreedte is de afstand tussen de armleuningen



1. Productprestaties

Deze serie rolstoelen is geschikt voor gebruik bij lage snelheden, op goede wegomstandigheden en gematigde hellingen.

Prestatieparameters en technische specificaties, X-1 SE

Totale grootte	1050x660x950mm (41.5" x 26" x 37.5")
Vouwformaat	800x400x760mm (31.5" x 15.5" x 30")
Afmetingen zitting*	450x430mm (17.5"x17")
Netto gewicht	16.8 kgs (37 lbs)
Hoogte zitting	520mm (20.5")
Hoogte armleuning	230mm (9"), vanaf kussen
Hoogte rugleuning	395mm (15.5")
Max laadgewicht	140 kgs (310 lbs)
Voorwieldiameter	200 mm (8 inch)
Achterwieldiameter	610 mm (24 inch)
Remsysteem	Verbindingsrem
Statische stabiliteit	10°
Achteruitrijdbreedte	≤1.5m, (≤59 inches)
Bandenspanning	2 kg f/m ²
Obstakel beklimmen	50mm (2 inches)
Parkeerremmen	≥8°
Achteruit bergaf	350mm (≤13.75")
Min. draaicirkel	≤850mm (≤33.5 inches)
Max. draaicirkel	≤1500mm (≤59 inches)
Statische stabiliteit (Verticaal voorwaarts)	10°
Statische stabiliteit (Verticaal naar achteren)	10°
Statische stabiliteit (Zijwaarts naar voren).	≥15°

* stoelbreedte is de afstand tussen de armleuningen



1. Productprestaties

Hoofdstructuur

Deze serie elektrische rolstoelen bestaat uit één hoofdonderdeel:

- Het frame: Frame, Wielen, Voetsteun, Armsteunen, Rugleuning, enz.

Toepassingsgebied

Deze rolstoel is ontworpen voor personen met fysieke beperkingen die hun mobiliteit beperken. Deze rolstoel is ontworpen voor personen die minder dan 100 kg (220 lbs) wegen. Deze rolstoel is uitsluitend bedoeld ter vervanging van lopen en niet ter vervanging van een gemotoriseerd voertuig. Deze rolstoel is bedoeld voor gebruik binnen en buiten op een veilige en geschikte locatie.



1. Armsteun
2. Handvelg
3. Castor
4. Beensteun (Voetsteun)
5. Frontale uitrusting
6. Anti-rolwiel
7. Handgrepen voor verzorger



WARNING

Mensen met de volgende aandoeningen mogen dit voertuig niet besturen:

- Niet reagerende bovenste ledematen
- Lijdend aan seniliteit of dementie
- Niet in staat om voor zichzelf te zorgen
- Gebruik beperkt door een medische deskundige

2. Veiligheidsinstructies

Algemene voorzorgsmaatregelen voor het rijden

- Houd tijdens het gebruik van deze rolstoel uw handen op de handranden om de rolstoel goed te kunnen besturen.
- Oefen het gebruik van deze rolstoel eerst in een veilige en open omgeving, zoals een park, om letsel te voorkomen. Oefen het vooruit en achteruit rijden, stoppen en draaien. Naarmate u vaardiger wordt en vertrouwd raakt met de bediening, kunt u deze rolstoel ook in andere geschikte omgevingen gaan gebruiken.
- Zorg ervoor dat er een verzorger bij u is voordat u de weg op gaat en zorg ervoor dat u altijd veilig rijdt.
- Volg alle verkeersregels voor voetgangers, de rolstoel wordt niet beschouwd als een auto.
- Rijd alleen op het trottoir en de zebrapaden. Rijd niet op de rijbaan.
- Rijd met constante snelheid en vermijd scherpe bochten of zigzaggen.
- Indien aanwezig, maak de veiligheidsgordel vast tijdens het gebruik.
- Massieve rubberen banden hebben minimaal onderhoud nodig, maar moeten af en toe worden schoongemaakt met een vochtige doek. Vervang banden als ze ernstig versleten of gebarsten zijn.

Vermijd rijden in deze omstandigheden, tenzij onder begeleiding van een begeleider

- Rijden bij slecht weer zoals regen, zware mist, harde wind, sneeuw, enz. Als uw rolstoel nat wordt, kunnen sommige functies beschadigd raken, dus veeg al het water onmiddellijk af.
- Rijden in suboptimale omstandigheden zoals modderige gebieden, paden, zand, grind, enz.
- Rijden in drukke gebieden, rijden op niet omheinde wegen, in de buurt van sloten, bij waterpartijen of andere gevaarlijke gebieden.
- Rijden over spoorwegen. Als u een spoor moet oversteken, controleer dan of het veilig is om over te steken. Steek over in een hoek die ervoor zorgt dat uw banden niet vast komen te zitten in het spoor.
- Mensen of vracht vervoeren. Deze rolstoel is ontworpen voor gebruik door slechts één persoon. Hij is niet ontworpen om extra mensen of vracht te vervoeren.



2. Veiligheidsinstructies

Voorzorgsmaatregelen bergop en bergaf

- Vermijd rijden op steile heuvels, oneffen oppervlakken, hoge treden, kanalen of andere steile gebieden.
- Vermijd rijden op steile hellingen, het hellingsbereik moet minder dan 8 graden zijn.
- Gebruik de remmen tijdens het afdalen.
- Vermijd zijwaarts rijden op steile gebieden.
- Vermijd rijden op of nabij trappen.
- Vermijd het oversteken van greppels.
- Als u een greppel moet oversteken, probeer dan onder een hoek van 90° over te steken.



Als de rolstoel hapert bij een verkeersovergang, vraag dan onmiddellijk hulp aan voorbijgangers.

Voorzorgsmaatregelen voor verzorgers

- Zorgverleners moeten controleren of de voeten van de zorgvrager in de juiste positie op de voetsteun staan.
- Verzorgers moeten ervoor zorgen dat de gebruiker goed in de stoel zit en dat de gebruiker goed vastzit.
- Zorgverleners moeten controleren of er geen losse kledingstukken in de wielen verstrikt kunnen raken.
- Zorgverleners moeten voorzichtig zijn bij het duwen van de rolstoel en te allen tijde rekening houden met de omgeving om letsel te voorkomen.

Andere belangrijke mededelingen

Reparatie en hervorming

Reparatie en ombouw: Als een reparatie of aanpassing nodig is, neem dan contact op met uw dealer. Pas deze rolstoel niet zelf aan, dit kan leiden tot letsel of storingen.

Bescherm het milieu: Gooi de rolstoel niet zomaar weg om het milieu te beschermen.

Houd de opslagomgeving droog: Bewaar de rolstoel niet in vochtige omstandigheden, zoals in de buurt van een badkamer. Als de rolstoel nat wordt, veeg het water er dan onmiddellijk af.

2. Veiligheidsinstructies

Compatibiliteit met andere apparaten

De rolstoelen mogen niet samen met andere apparaten worden gebruikt. Als u er een apparaat op moet aansluiten, neem dan contact op met ComfyGO Mobility, zodat wij kunnen bevestigen dat de rolstoel geen nadelige gevolgen zal ondervinden.

Service Levensduur

- De levensduur is 5 jaar vanaf de productiedatum. Om letsel of ongevallen te voorkomen, mogen gebruikers deze rolstoel niet langer dan de levensduur gebruiken.
- *Vervang onderdelen of materiaal niet willekeurig.*
- *Voeg niet willekeurig gewicht toe, omdat dit een onbalans kan veroorzaken.*
- *Als er abnormale geluiden uit de rolstoel komen, neem dan onmiddellijk contact op met de service.*
- *Bedien uw rolstoel niet zonder deze gebruikershandleiding volledig te lezen en te begrijpen.*
- *Leun niet over de bovenkant van de rugbekleding om voorwerpen van achteren te bereiken, omdat dit de rolstoel kan doen kantelen.*
- *Verplaats uw gewicht of zithouding niet in de richting waarin u reikt, omdat de rolstoel dan achterover of zijwaarts kan kantelen.*
- *Ga niet op het frame van de rolstoel staan.*
- *Bedien de rolstoel alleen als de rolstoel en de verstelbare onderdelen en accessoires in een veilige configuratie(s) staan.*
- *Bedien de rolstoel in de meest stabiele positie. De gebruiker/verzorger moet ervoor zorgen dat de hoek(en) (en/of hoogte) van de zitting en rugleuning in gekantelde, geheven of achteroverleunende positie niet groter zijn dan de maximale veilige hoek(en) van de rolstoel, zoals vermeld in het gedeelte over prestatietests en het specificatieblad van de fabrikant.*
- *Wees altijd voorzichtig bij het in- of uitstappen van de rolstoel. Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om de transferafstand te beperken. Zorg ervoor dat de wielvergrendelingen zijn ingeschakeld om te voorkomen dat de wielen bewegen.*




2. Veiligheidsinstructies

- *Het product is niet bedoeld voor personen met een visuele handicap.*
- *De bestuurder moet geestelijk en lichamelijk geschikt zijn om de rolstoel te besturen.*
- *De veiligheid van het gebruik van deze rolstoel als vervanging van een zitplaats in een motorvoertuig is niet vastgesteld. Er kan ernstig letsel ontstaan voor de gebruiker en personen in de omgeving.*
- *De rolstoel moet in de meest stabiele stand staan voordat u in of uit de rolstoelstapel stapt.*
- *Milieuomstandigheden kunnen de veiligheid en prestaties van uw rolstoel beïnvloeden.*
- *Onjuiste reparatie en/of onderhoud van deze rolstoel door gebruikers/verzorgers of niet-gekwalificeerde technici kan leiden tot overlijden, ernstig letsel of schade.*
- *Vervoer geen passagiers op uw rolstoel.*
- *De rolstoel is niet bedoeld voor gebruik op wegen, straten en paden.*
- *Niet gebruiken op een roltrap. Dit kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.*
- *Niet gebruiken tijdens het heffen van gewichten.*
- *Niet gebruiken onder invloed van alcohol of medicijnen/drugs. Dit kan uw vermogen om het apparaat te bedienen aantasten. Raadpleeg uw arts over het gebruik van uw medicijnen.*
- *Dit apparaat is niet veilig voor gebruik met of rond een MRI-apparaat. Niet gebruiken in de buurt van een MRI-machine.*
- *Wij raden ten zeerste aan om anti-tippers te gebruiken.*

3. Gebruik en bediening

Bezoek het YouTube-kanaal voor een gedetailleerde uitleg over gebruik en bediening. Zoek gewoon op **"ComfyGO Mobility Lichtgewicht Opvouwbaar Rolstoel (Model # X-1)"** op YouTube.



www.youtube.com/c/ComfyGO



3. Gebruik en bediening

3.1 Rolstoel aanpassingen

Uw rolstoel opvouwen


Stap 1: Trek de scharnierschakelaars naar achteren en trek beide achterste handgrepen naar beneden (Afbeelding 1).

Stap 2: Trek het zitkussen met uw handen omhoog en duw de rolstoel naar binnen (Afbeelding 2).

Uw rolstoel uitvouwen : Wanneer de rolstoel gedeeltelijk uit elkaar staat, trekt u de armleuningen uit elkaar terwijl u het zitkussen naar beneden duwt totdat u de zitting hoort vastklikken. Til beide achterste handgrepen op totdat u ze hoort vastklikken. Controleer voordat u uw rolstoel gebruikt of de zitting en handgrepen in hun vergrendelde posities staan. (Afbeelding 3)




Vermijd het gebruik van extreme kracht tijdens het in- en uitvouwen, omdat dit de rolstoel kan beschadigen. Houd uw handen uit de buurt van het frame en de frameverbindingen tijdens het in- en uitklappen om letsel te voorkomen. (Afbeelding 4)




Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4

3. Gebruik en bediening

Voetsteun monteren en demonteren

Installeer de voetsteun in de framebuis en duw de voetsteun in de vaste positie. Om te demonteren tilt u de voetsteuntrekker op en draait u de voetsteun naar buiten en tilt u de voetsteun op (afbeelding 5 en 6).



Afbeelding 5




Afbeelding 6

Bij het aanpassen van de lengte van de voetsteun moet de gebruiker in de rolstoel zitten met zijn voeten op de voetplaten om te bepalen of een aanpassing nodig is. Om de voetsteun te verstellen, draait u de bout op het frame bij de steungroep los. Verhoog of verlaag de voetplaat tot de gewenste positie die de benen maximaal ondersteunt. De voetsteun mag niet zo laag staan dat hij een ongemakkelijke druk op uw dijbeengebied veroorzaakt. De voetsteun mag niet lager zijn dan 2 1/2" van de grond om een goede vrije ruimte te garanderen.

Parkeerrem

Duw de remhendel naar voren om de wielen vast te zetten. Trek de remhendel terug om de remmen uit te schakelen. (Afbeelding 7)



Afbeelding 7

De parkeerrem is bedoeld voor gebruik bij het langdurig parkeren van uw rolstoel. Het wordt afgeraden de rem te gebruiken tijdens het rijden of als keermiddel. Beide remmen moeten tegelijkertijd worden ingeschakeld. Zorg ervoor dat de rolstoel op een vlakke ondergrond staat voordat u de remmen loslaat. Plaats bij het loslaten van de remmen onmiddellijk beide handen op elke handrand om de rolstoel onder controle te houden.



3. Gebruik en bediening

De anti-tipper installeren en demonteren

Trek aan de schakelaar om de anti-tipper te installeren of te demonteren (Afbeelding 8 en 9).



Afbeelding 8



Afbeelding 9



Voordat u de rolstoel voor de eerste keer gebruikt, dient u de anti-kantelbeveiliging zo af te stellen dat de rolstoel niet achterover kan kantelen. Wanneer de rolstoel wordt geleverd, wordt de anti-kipper ingesteld op de hoogste

Voor het eerste gebruik dient u de anti-kantelbeveiliging zodanig in te stellen dat de rolstoel niet achterover kan kantelen. Wanneer deze rolstoel aan u wordt geleverd, is de anti-kantelbeveiliging vooraf ingesteld op de hoogste stand, die geen anti-kantelfunctie biedt. Trek, met de rolstoel in uitgeklapte positie, aan de schakelaar om de anti-kantelas in de gewenste positie te laten zakken.

Wielen

De voorwielen en wiellagers moeten regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig gesmeerd.


Beensteunen (Voetsteun) Installatie

Vergrendel de draaias in de voetsteunbuis, til de voetsteentrekker op en draai de voetsteun van buiten naar het midden zodat de voetsteunstang naar voren wijst. Wanneer de voetsteentrekker vastklikt, staat de voetsteun in de juiste positie om de rolstoel te gebruiken (afbeelding 10). De voetplaat is per niveau 25 mm in hoogte verstelbaar. De gebruiker kan een comfortabele hoogte kiezen en vervolgens de voetsteun op de gewenste hoogte vastzetten (afbeelding 11). Gebruik een inbussleutel en draai de zeskantbout los om de hoogte te verstellen. Stel de voetplaat in op de gewenste hoogte. Plaats de zeskantbout terug en draai hem vast.




Gebruik de rolstoel niet als de trekker van de voetsteun los zit of niet vergrendeld is.

3. Gebruik en bediening



Afbeelding 10




Afbeelding 11

Bij het verstellen van de lengte van de voetsteunen of beensteunen moet de gebruiker in de rolstoel zitten met zijn voeten op de voetplaten. Draai de bout van de klem rond de steun los. Verhoog of verlaag de voetplaat tot de gewenste positie voor maximale ondersteuning van de dijen. De voorste bevestiging mag niet zo laag zijn dat het oncomfortabele druk op de dijen aan de voorkant van de stoelbekleding veroorzaakt. De voetsteun mag niet lager zijn dan 2½" van de grond om ruimte te garanderen. Til de voetplaat op de beensteunen op tot in de uitgeschoven positie.

Verhogen en verlagen van de armleuning

Om de armleuning omhoog te zetten, drukt u op de armleuningknop bij het armleuningframe en tilt u de armleuning op (afbeelding 12). Om de armleuning te laten zakken drukt u de armleuning omlaag tot u een klik hoort.



Afbeelding 12




3. Gebruik en bediening

Op- en afstappen van de rolstoel

Let er bij het op- en afstappen van de rolstoel op dat de voorwielen in de achterste stand staan om uw voeten niet te hinderen, dat beide parkeerremmen ingeschakeld zijn en dat de voetplaten omhoog geklapt zijn. Plaats uw handen op de armsteun wanneer u in of uit de rolstoel stapt. Als u het moeilijk vindt om in of uit de rolstoel te stappen, vraag dan een verzorger om hulp.

Als u de transfer niet veilig kunt uitvoeren, vraag dan iemand om u te helpen.

- 1) Plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij een stoel, bank of bed van waaruit u wilt overstappen.
- 2) Controleer of beide rolstoelremmen in de vergrendelde stand staan.
- 3) Klap de voetplaten omhoog om te voorkomen dat u erop gaat staan tijdens de transfer. (Op de voetplaat staan verhoogt het risico op letsel omdat de stoel kan kantelen).
- 4) Til bij een transfer vanaf de zijkant van de rolstoel de armleuning omhoog zodat deze niet in de weg zit.
- 5) Transfer van/naar de rolstoel.



Afbeelding 13

3. Gebruik en bediening

Rijden met de rolstoel

Als uw rolstoel is uitgerust met een veiligheidsgordel, zorg er dan voor dat u de veiligheidsgordel tijdens het gebruik vastmaakt om te voorkomen dat u uit de rolstoel valt. Als u in de rolstoel zit, plaats u dan zo ver mogelijk naar achteren in de rolstoel, zodat uw rug de rugleuning raakt. Uw bovenbeen moet horizontaal zijn terwijl u in de stoel zit en uw benen moeten comfortabel aanvoelen.

- 1) Wanneer u comfortabel in de rolstoel zit, maakt u de remmen los als dat veilig is.
 - 2) Plaats na het loslaten van de remmen beide handen op de hoogste positie van de handvelg.
 - 3) Om vooruit te gaan, duwt u beide handen naar voren op de handvelg. Om achteruit te rijden trekt u beide handen naar achteren op de handvelg.
 - 4) Voor een continue beweging in beide richtingen laat u tijdens de beweging uw greep op de handvelg los en pakt u voorzichtig de bovenkant van de handvelg weer vast en zet u uw handbeweging voort. Door deze stap te herhalen kunt u de rolstoel over lange afstanden verplaatsen.
 - 5) Om de rolstoel te draaien, oefent u meer druk uit op een van de handranden dan op de andere. Als u bijvoorbeeld naar rechts wilt draaien, oefent u meer druk naar voren uit op de linkerveg. Als u naar links wilt draaien, oefent u meer voorwaartse druk uit op de rechterveg.
- *Uw rolstoel is ontworpen voor optimale stabiliteit onder normale rijomstandigheden zoals droog en vlak beton of asfalt.*
 - *Vermijd rijden op oneffen terrein en/of zachte oppervlakken*
 - *Vermijd hoog gras waarin de wielen verstrikt kunnen raken*
 - *Vermijd losliggend grind en zand*
 - *Vermijd oneffen oppervlakken*
 - *Gebruik uw rolstoel niet aan de rand van een beek, meer of oceaan*
 - *Zet de rolstoel vast door aan beide zijden aan de handrem te trekken voordat u de posities aanpast.*
 - *Let er goed op dat uw vingers of handen niet bekneld raken tussen de wielspaken of tussen de handvelg en het achterwiel om letsel te voorkomen.*
 - *Wees voorzichtig wanneer u in een warme of koude omgeving rijdt, omdat dit uw vermogen om de rolstoel te verplaatsen kan beïnvloeden. Als het oppervlak van de stoel extreem warm of koud is, neem dan voldoende tijd om het oppervlak op een geschikte temperatuur te brengen voordat u in de rolstoel stapt.*



3. Gebruik en bediening

Bewegen op hellingen en dalingen

- 1) Als uw rolstoel is uitgerust met een veiligheidsgordel, draag deze dan tijdens het rijden.
- 2) Vermijd rijden op steile hellingen of afdalingen. De maximale hellingshoek voor deze rolstoel is 8 graden.
- 3) Laat indien mogelijk een begeleider of verzorger met u mee rijden op hellingen
- 4) Leun op een helling iets naar voren om uw zwaartepunt naar voren te verplaatsen. Bij een dalende helling leunt u achterover in de stoel om uw zwaartepunt naar achteren te verplaatsen.



Afbeelding 14



Beheers uw snelheid -Gebruik **NIET** te veel snelheid op een helling of afdaling. Gebruik alleen wat nodig is om de helling of afdaling af te leggen.



Houd rekening met de capaciteiten van uw begeleider/ verzorger - Als uw begeleider of verzorger niet sterk genoeg is om de rolstoel te besturen, gebruik dan uw snelheid en remmen om de rolstoel te besturen.



Risico van omvallen - Leun bij een helling licht voorover om uw zwaartepunt naar voren te verplaatsen. Bij een dalende helling gaat u achterover in de stoel zitten om uw zwaartepunt naar achteren te verplaatsen.

3. Gebruik en bediening

Het beklimmen van trappen of stoepranden

- Het oprijden van lage treden of stoepranden kan worden gedaan door met een lage snelheid vooruit te gaan. Zorg ervoor dat u uw handen op de handvelgen houdt terwijl u omhoog gaat en dat de voetplaten de trede of stoep niet raken. Nadat de voorbanden stevig op de trede of stoeprand staan, blijft u voorwaarts bewegen zodat de achterbanden veilig de stoeprand opgaan.
- Het afrijden van lage stoepranden kan worden gedaan door met een lage snelheid naar voren over de stoeprand te rijden. Zorg ervoor dat u uw handen op de handvelgen houdt terwijl u afdaalt en zorg ervoor dat de voetplaten de grond niet raken. Nadat de voorbanden stevig op de grond staan, blijft u voorwaarts bewegen zodat de achterbanden veilig langs de stoeprand naar beneden gaan.



Risico van kantelen - Als u niet genoeg ervaring hebt met het beheersen van de rolstoel over hobbels of stoepranden, vraag dan hulp aan een begeleider of verzorger.

Vervoer van de rolstoel in de auto:

Volg onderstaande stappen om de rolstoel in de auto te vervoeren:

- 1) Verwijder zo nodig voetsteunen en andere accessoires van de rolstoel.
- 2) Berg de voetsteunen en accessoires op een veilige plaats op.
- 3) Vouw de rolstoel indien nodig op (pagina 10)
- 4) Plaats de rolstoel in het opbergvak.



Risico op letsel - Om letsel door plotseling remmen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de rolstoel goed is vastgezet, zodat de rolstoel tijdens het vervoer niet kan verschuiven of bewegen.

4. Onderhoudsgebieden

Uw rolstoel onderhouden

Het onderhoud van een rolstoel omvat het algemeen schoonmaken van de rolstoel, het controleren en aandraaien van alle bouten en moeren. Controle van de wielen en banden. Controle van de accu, accukabels en accuverbindingen. Controle van het laadniveau van de accu. Neem voor verder onderhoud contact op met uw dealer.

Aanbevolen wordt om eenmaal per maand een algemene onderhoudscontrole uit te voeren. Het is ook aanbevolen om jaarlijks met uw dealer een volledige systeemcontrole uit te voeren.

Uw rolstoel schoonmaken

- Maak de rolstoel regelmatig schoon.
- Reinig de onderdelen die vaak door de gebruiker worden aangeraakt (zitkussens, armleuningen, bediening, enz.) met een mild reinigingsmiddel en een schone doek. Gebruik geen organische oplosmiddelen om te reinigen. De rolstoel moet minimaal eenmaal per week worden schoongemaakt. Als de rolstoel door een besmettelijke gebruiker wordt gebruikt, moet hij onmiddellijk na elke keer worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Wielen

Controleer de toestand van de banden regelmatig. Als de profieldiepte van de banden minder dan 1 mm is, vervang ze dan door nieuwe banden. Controleer regelmatig de moeren en bouten van het wiel en draai ze aan.

Onderhoudscontrole

Hieronder volgt een checklist voor onderhoud. De rolstoel moet worden gecontroleerd volgens onze suggestie.

Controleer voor elk gebruik of de volgende onderdelen correct functioneren:

1. Ruggleuning
2. Armsteun
3. Bedieningspositie
4. Voetsteun
5. Banden
6. Remmen

4. Onderhoudsgebieden

Controleer deze onderdelen regelmatig om te voorkomen dat onderdelen verloren gaan of overmatige slijtage veroorzaken.

1. Schroeven, moeren en bouten
2. Remmen en remhendel
3. De voor- en achterwielen en de profieldiepte van de banden
4. Wielassen
5. Rugleuning verstelsysteem (voor rolstoelen met ligfunctie)
6. Andere verstelsystemen

Opslag en vervoer

- 1) Controleer voor gebruik of er onderdelen los zitten of ontbreken.
- 2) De rolstoel moet worden afgedekt en gelabeld.
- 3) Vermijd vocht en direct zonlicht en houd de rolstoel uit de buurt van warmtebronnen.
- 4) Niet buiten bewaren.
- 5) Opslagomstandigheden

- Opslagomgeving niet te overschrijden (-40 Celsius tot +55 Celsius of -47 Fahrenheit tot 131 Fahrenheit)
- Relatieve vochtigheid $\leq 80\%$

Onderhoud en reiniging 1) Zitting en rugleuning

- Reinig de zitting en rugleuning met een vochtige doek, maar maak de zitting en het rugkussen niet nat.
- Gebruik een mild reinigingsmiddel om hardnekkig vuil te verwijderen.
- Vlekken kunt u verwijderen met een spons of een zachte borstel.
- Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen zoals oplosmiddelen en gebruik geen harde borstels of voorwerpen met scherpe randen.
- Niet reinigen met stoom of hogedrukreinigers.

2) Plastic onderdelen

Reinig de plastic onderdelen van uw rolstoel met een milde plastic reiniger. Gebruik een zachte sponsborstel. Plastic onderdelen zijn onder andere de armkussens, spatborden, voetplaten, handgrepen en banden.



4. Onderhoudsgebieden

3) Deklaag

De hoge kwaliteit van de toplaag garandeert een optimale bescherming tegen corrosie. Gebruik voor het schoonmaken warm water, een mild schoonmaakmiddel en een spons of zachte borstel. Zorg ervoor dat er geen nattigheid in de buizen of het frame komt.

4) Inspectie

Wij adviseren één volledige inspectie per jaar en algemene inspecties voor elk gebruik. De volgende controles worden aanbevolen tijdens een volledige inspectie en moeten door de gebruiker of bevoegde persoon worden gedocumenteerd.

- Controleer de framedelen en de scharnierende buizen op plastische vervorming, scheuren en slecht functioneren.
- Visuele controle op lakschade (gevaar voor corrosie).
- Controleer de werking van de wielen (vrije loop, gelijkmatig rollen, speling op de as, banden, profiel, toestand van de velgen, zwevende assen, enz.)
- Controleer de stevigheid en vastheid van alle schroeven, bouten en moeren.
- Controleer of alle metalen verbindingen en beweegbare delen voldoende zijn ingevet.
- De toestand van de assen van de hoofdstuurwielen.
- Visuele controle van alle plastic onderdelen op scheuren of broze plekken.
- Functionaliteit van de armsteunen, spatborden en voetsteunen.
- Werking van alle verstelmecanismen, hendels en stelschroeven.
- Werking van andere afneembare onderdelen (bijvoorbeeld: anti-kantelbeveiliging, persoonlijke veiligheidsgordel, rugleuning, stoel, enz.)

5. Technische ondersteuning

Bezoek alstublieft <https://comfygomobility.eu/pages/product-registration>



en registreer uw product nu! Als u uw ComfyGO-product registreert, krijgt u meer garanties als dat voor uw product geldt. U ontvangt ook productupdates en belangrijk nieuws over onze ComfyGO-producten.

(Scan gewoon de QR-code met uw telefoon voor de registratielink) - Om de snelste manier hulp te krijgen, e-mail naar: info@comfygomobility.eu

Alle garantie- en retouraanvragen kunt u bezoeken om professionele hulp te krijgen:

<https://comfygomobility.eu/pages/contact>



(Scan gewoon de QR-code met uw telefoon voor de garantielink)



6. Garantiebeleid

- Ons doel is ervoor te zorgen dat u blij bent met uw aankoop.
- Volgens onze garantieovereenkomst hebben alle nieuwe producten een beperkte garantie. Alle batterijen hebben zes maanden garantie. Onderdelen hebben
 - een jaar garantie. De beperkte garantie omvat geen arbeid of
 - defecten aan het apparaat door verkeerd gebruik of nalatigheid van de eigenaar, niet-duurzame
 - onderdelen en onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage die
 - die van tijd tot tijd vervangen moeten worden (bijvoorbeeld rubberen materialen, accessoires, wielen of remmen en plastic onderdelen). Alle garantieclaims vereisen een aankoopbewijs en het serienummer.
- Merk op dat uw garantie deze voorwaarden niet dekt:
 - - Functionele problemen: Problemen in verband met normaal gebruik en veroudering zoals
 - zoals oppervlaktecoating en plating, natuurlijke verbleking van harsen
 - Vervanging van verbruiksmaterialen als gevolg van slijtage, zoals
 - banden, zekeringen, plastic onderdelen, glazen onderdelen, smeermiddelen enz.
 - Vergoedingen voor inspectie, afstelling, olie toevoegen, schoonmaken, enz.
 - Vergoedingen voor service en onderhoud uitgevoerd dealers zoals gespecificeerd door
 - onze fabriek
 - Alle ongeoorloofde wijzigingen
 - Onderhoudskosten bij niet-geautoriseerde servicecentra Als u de zaken niet regelmatig controleert zoals aangegeven in deze handleiding pagina 18-20
 - Onjuist of verkeerd onderhoud
 - Als ongeoorloofd onderhoud is uitgevoerd
 - Bediening anders dan beschreven in onze handleiding of als u de rolstoel overbelast
 - Ongeoorloofde aanpassingen aan de rolstoel
 - Externe factoren zoals: roet, geneesmiddelen, vogelpoep, zure regen, rondvliegende steen, metaalpoeder, enz.
 - Natuurrampen zoals: tyfoons, overstromingen, branden, aardbevingen enz. die het toestel beschadigen.
 - Bescherm het milieu
 - Gooi deze rolstoel en zijn onderdelen niet weg. Breng ze in plaats daarvan naar ons servicecentrum of volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Produktbeschreibung	3
Sicherheitshinweise	5
Verwendung und Bedienung	9
Wartungsbereiche	18
Technische Unterstützung	21
Garantie	22

Für Ihren gesamten Ersatzteilbedarf besuchen Sie bitte
www.ComfyGoMobility.eu

Vergessen Sie nicht, Ihr Produkt zu registrieren, um Ihre Garantie zu aktivieren. Detaillierte Informationen finden Sie auf Seite 21.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Rückseite des Benutzerhandbuchs auf Seite 21.



Vorwort

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- **Dieses Handbuch enthält die Bedienung, Montagemethoden und einfache Fehlerlösungen.** Die Anleitung gilt für unser Modell: **X-1**
- Dieses Handbuch enthält Informationen über die Wartung des Rollstuhls und Methoden zur Selbstkontrolle. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.
- Die Anmerkungen und Abbildungen in diesem Handbuch können leicht von Ihrem tatsächlichen Modell abweichen, da wir unsere Komponenten und unser Design ständig verbessern und aktualisieren.
- Bitte geben Sie diese Anleitung an alle Benutzer dieses Rollstuhls weiter und stellen Sie sicher, dass alle Benutzer verstehen, wie der Rollstuhl zu bedienen ist.
- Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, wenn es Unklarheiten oder Fragen zu diesem Produkt oder der Bedienungsanleitung gibt.
- Die unsachgemäße Benutzung eines Fahrzeugs kann zu Verletzungen führen. Unsicheres Fahren kann Sie selbst und andere gefährden.
- Der Rollstuhl ist für den bequemen Transport von Personen mit Gehschwierigkeiten oder Personen mit eingeschränkter oder fehlender Gehfähigkeit vorgesehen.
- Dieser Rollstuhl ist nur für den Transport von 1 Person ausgelegt.



Warnsymbol

Befolgen Sie die Anweisungen neben dem Symbol genau. Bitte beachten Sie diese Hinweise, andernfalls kann es zu körperlichen Schäden oder Schäden am Benutzer, am Rollstuhl oder an der Umwelt kommen.

1. Produktbeschreibung

Diese Rollstuhlserie eignet sich für den Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten, auf guten Straßenverhältnissen und mäßigen Steigungen.

Leistungsparameter und technische Daten, X-1

Gesamtgröße	39.5" x 20.5" x 38" (1000x530x970mm)
Gefaltete Größe	29.5" x 14" x 28" (750x350x710mm)
Sitzgröße*	17.5" x 17" (450x430mm)
Nettogewicht	32.5 lbs (14.8 kgs)
Höhe des Sitzes	17.5" (445 mm)
Höhe der Armlehne	8.5" (210mm), from cushion
Höhe der Rückenlehne	15.5" (395mm)
Max. Ladegewicht	310 lbs (140 kgs)
Durchmesser der Vorderräder	6 inch (152 mm)
Durchmesser der Hinterräder	22 inch (560 mm)
Bremssystem	Connecting brake
Statische Stabilität	10°
Rückfahrbreite	≤59 inches (≤1.5m)
Reifendruck	2 kg f/m ²
Steigfähigkeit bei Hindernissen	2 inches (50mm)
Feststellbremsen	≥8°
Rückwärtsfahren bergab	≤13.75" (350mm)
Min. Rückwärtsfahrradius	≤33.5 inches (≤850mm)
Max. Rückwärtsfahrradius	≤59 inches (≤1500mm)
Statische Stabilität (vorwärts)	≥10°
Statische Stabilität (rückwärts)	≥10°
Statische Stabilität (seitlich vorwärts)	≥15°

* Die Sitzbreite ist der Abstand zwischen den Armlehnen.



1. Produktbeschreibung

Diese Rollstuhlserie eignet sich für den Einsatz bei niedrigen Geschwindigkeiten, auf guten Straßenverhältnissen und mäßigen Steigungen.

Leistungsparameter und technische Daten, X-1 SE

Gesamtgröße	41.5" x 26" x 37.5" (1050x660x950mm)
Gefaltete Größe	31.5" x 15.5" x 30" (800x400x760mm)
Sitzgröße*	17.5" x 17" (450x430mm)
Nettogewicht	37 lbs (16.8 kgs)
Höhe des Sitzes	20.5" (520mm)
Höhe der Armlehne	9" (230mm), from cushion
Höhe der Rückenlehne	15.5" (395mm)
Max. Ladegewicht	310 lbs (140 kgs)
Durchmesser der Vorderräder	8 inch (200 mm)
Durchmesser der Hinterräder	24 inch (610 mm)
Bremssystem	Connecting brake
Statische Stabilität	10°
Rückfahrbreite	≤59 inches (≤1.5m)
Reifendruck	2 kg f/m ²
Steigfähigkeit bei Hindernissen	2 inches (50mm)
Feststellbremsen	≥8°
Rückwärtsfahren bergab	≤13.75" (350mm)
Min. Rückwärtsfahrradius	≤33.5 inches (≤850mm)
Max. Rückwärtsfahrradius	≤59 inches (≤1500mm)
Statische Stabilität (vorwärts)	≥10°
Statische Stabilität (rückwärts)	≥10°
Statische Stabilität (seitlich vorwärts)	≥15°

* Die Sitzbreite ist der Abstand zwischen den Armlehnen.



1. Produktbeschreibung

Hauptstruktur

Diese Serie von elektrischen Rollstühlen besteht aus einem Hauptteil:

- Der Rahmen: Rahmen, Räder, Fußstütze, Armlehnen, Rückenlehne, etc.

Anwendungsbereich

Dieser Rollstuhl wurde für Personen mit körperlichen Behinderungen entwickelt, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Dieser Rollstuhl ist für die Beförderung von Personen mit einem Gewicht von weniger als 100 kg (220 lbs) ausgelegt. Dieser Rollstuhl ist nur als Ersatz für das Gehen gedacht und soll nicht als Ersatz für ein motorisiertes Fahrzeug verwendet werden. Dieser Rollstuhl ist für die Verwendung in Innenräumen und im Freien an einem sicheren und geeigneten Ort vorgesehen.



- 1 - Armlehne
- 2 - Greifring
- 3 - Rizinus
- 4 - Beinauflage (Fußstütze)
- 5 - Vordere Takelage
- 6 - Anti-Roll-Rad
- 7 - Griff für Betreuung



WARNUNG

Personen mit den folgenden Beschwerden sollten dieses Fahrzeug nicht bedienen:

- Nicht ansprechbare obere Gliedmaßen
- Die an Senilität oder Demenz leiden
- Die nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen
- Benutzung durch eine medizinische Fachkraft eingeschränkt

2. Sicherheitshinweise

Allgemeine Vorsichtshinweise zum Fahren

- Halten Sie bei der Verwendung dieses Rollstuhls Ihre Hände an den Greifreifen, um den Rollstuhl richtig zu steuern.
- Um Verletzungen zu vermeiden, üben Sie die Verwendung dieses Rollstuhls zunächst in einer sicheren und offenen Umgebung, z. B. in einem Park. Üben Sie das Vorwärts- und Rückwärtsfahren, Anhalten und Wenden. Wenn Sie sich mit der Steuerung vertraut gemacht haben, können Sie den Rollstuhl auch in anderen geeigneten Umgebungen verwenden.
- Bevor Sie mit dem Rollstuhl auf die Straße gehen, sollten Sie unbedingt eine Begleitperson mitnehmen und darauf achten, dass Sie immer sicher fahren.
- Bitte beachten Sie alle Regeln des Fußgängerverkehrs, der Rollstuhl gilt nicht als Auto.
- Fahren Sie bitte nur auf dem Gehweg und auf Zebrastreifen. Fahren Sie nicht auf Fahrspuren.
- Fahren Sie mit gleichmäßiger Geschwindigkeit und vermeiden Sie scharfe Kurven oder Zickzackfahrten.
- Falls vorhanden, legen Sie bitte während der Fahrt den Sicherheitsgurt an.
- Vollgummireifen benötigen nur minimale Wartung, sollten aber gelegentlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Ersetzen Sie die Reifen, wenn sie stark abgenutzt oder rissig sind.

Vermeiden Sie Fahrten unter diesen Bedingungen, es sei denn, Sie werden von einer Aufsichtsperson begleitet

- Fahren bei schlechtem Wetter wie Regen, starkem Nebel, starkem Wind, Schnee usw. Wenn Ihr Rollstuhl nass wird, können einige Funktionen beschädigt werden; wischen Sie daher bitte sofort das Wasser ab.
- Fahren unter suboptimalen Bedingungen, wie z. B. in schlammigen Gebieten, auf Wegen, Sand, Schotter usw.
- Fahren in überfüllten Gebieten, auf nicht eingezäunten Straßen, in der Nähe von Gräben, in der Nähe von Gewässern oder in anderen gefährlichen Gebieten.
- Fahren über Eisenbahnschienen. Wenn Sie ein Bahngleis überqueren müssen, überprüfen Sie die Gleise, um sicherzustellen, dass die Überquerung sicher ist. Überqueren Sie sie in einem Winkel, der sicherstellt, dass Ihre Reifen nicht in den Schienen stecken bleiben.
- Transportieren von Personen oder Gütern. Dieser Rollstuhl ist für die Benutzung durch nur eine Person ausgelegt. Er ist nicht für den Transport zusätzlicher Personen oder Lasten ausgelegt.



2. Sicherheitshinweise

Vorsichtsmaßnahmen für bergauf und bergab Fahrten

- Vermeiden Sie das Befahren von steilen Hügeln, unebenen Flächen, hohen Stufen, Kanälen oder anderen steilen Bereichen.
- Vermeiden Sie Fahrten an steilen Hängen, die Neigung sollte weniger als 8 Grad betragen.
- Bremsen Sie bei Bergabfahrten.
- Vermeiden Sie seitliches Fahren an steilen Stellen.
- Vermeiden Sie das Fahren auf oder in der Nähe von Treppen.
- Vermeiden Sie das Überqueren von Gräben.
- Wenn Sie einen Graben überqueren müssen, versuchen Sie, ihn in einem 90°-Winkel zu überqueren.

 *Wenn der Rollstuhl an einer Straßenkreuzung nicht mehr funktioniert, bitten Sie bitte sofort Passanten um Hilfe.*

Vorsichtsmaßnahmen für Betreuer

- Das Pflegepersonal sollte sich vergewissern, dass sich die Füße des Benutzers in der richtigen Position auf der Fußstütze befinden.
- Das Pflegepersonal sollte sich vergewissern, dass der Benutzer richtig im Sitz sitzt und dass er ordnungsgemäß gesichert ist.
- Das Pflegepersonal sollte sich vergewissern, dass es keine losen Kleidungsstücke gibt, die sich in den Rädern verfangen könnten.
- Das Pflegepersonal sollte beim Schieben des Rollstuhls Vorsicht walten lassen und jederzeit auf die Umgebung achten, um Verletzungen zu vermeiden.

Andere wichtige Hinweise

Reparatur und Umrüstung

Reparatur und Umbau: Wenn eine Reparatur oder Änderung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Nehmen Sie keine eigenen Änderungen an diesem Rollstuhl vor, da dies zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann.

Schützen Sie die Umwelt: In order to protect environment, do not casual-ly discard the wheelchair.

Halten Sie die Lagerungsumgebung trocken: Lagern Sie den Rollstuhl nicht in feuchter Umgebung, z. B. in der Nähe eines Badezimmers. Wenn der Rollstuhl nass wird, wischen Sie das Wasser sofort ab.

2. Sicherheitshinweise

Kompatibilität mit anderen Geräten

Die Rollstühle sollten nicht in Verbindung mit anderen Geräten verwendet werden. Wenn Sie ein Gerät anschließen möchten, wenden Sie sich bitte an ComfyGO Mobility, damit wir bestätigen können, dass der Rollstuhl nicht beeinträchtigt wird.

Service-Lebensdauer

- Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden, sollten Benutzer diesen Rollstuhl nicht länger als die Lebensdauer verwenden.
- *Ersetzen Sie nicht wahllos Teile oder Material.*
- *Fügen Sie nicht wahllos Gewicht hinzu, da dies ein Ungleichgewicht verursachen kann.*
- *Wenn der Rollstuhl ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.*
- *Nehmen Sie den Rollstuhl nicht in Betrieb, ohne diese Gebrauchsanweisung vollständig gelesen und verstanden zu haben.*
- *Beugen Sie sich nicht über die Oberkante des Rückenpolsters, um von hinten an Gegenstände heranzukommen, da dies zum Umkippen des Rollstuhls führen kann.*
- *Verlagern Sie Ihr Gewicht oder Ihre Sitzposition nicht in die Richtung, in die Sie greifen, da der Rollstuhl sonst nach hinten oder zur Seite kippen kann.*
- *Stellen Sie sich nicht auf den Rahmen des Rollstuhls.*
- *Betreiben Sie den Rollstuhl nur, wenn sich der Rollstuhl und seine verstellbaren Komponenten und Zubehörteile in einer sicheren Konfiguration befinden.*
- *Betreiben Sie den Rollstuhl in einer möglichst stabilen Position. Der Benutzer/ Pfleger sollte sicherstellen, dass der Winkel (und/oder die Höhe) des Sitzes und der Rückenlehne im gekippten, angehobenen oder zurückgelehnten Zustand nicht über den maximalen sicheren Winkel des Rollstuhls hinausgeht, wie im Abschnitt über die Leistungsprüfung und im Datenblatt des Herstellers angegeben.*
- *Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie in den oder aus dem Rollstuhl umsteigen. Es sollten alle Vorkehrungen getroffen werden, um die Transferstrecke zu verkürzen. Vergewissern Sie sich, dass die Radsperren eingerastet sind, damit sich die Räder nicht bewegen können.*



2. Sicherheitshinweise

- *Das Produkt ist nicht für Personen mit Sehbehinderung geeignet.*
- *Der Fahrer muss geistig und körperlich geeignet sein, den Rollstuhl zu fahren.*
- *Die Sicherheit der Verwendung dieses Rollstuhls als Ersatz für einen Sitz in einem Kraftfahrzeug ist nicht erwiesen. Es besteht die Gefahr schwerer Verletzungen des Benutzers und der umstehenden Personen.*
- *Der Rollstuhl sollte sich in seiner stabilsten Position befinden, bevor Sie den Rollstuhlsitz betreten oder verlassen.*
- *Die Umgebungsbedingungen können die Sicherheit und Leistung Ihres Rollstuhls beeinträchtigen.*
- *Unsachgemäße Reparaturen und/oder Wartungsarbeiten an diesem Rollstuhl, die von Anwendern/Pflegern oder unqualifizierten Technikern durchgeführt werden, können zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden führen.*
- *Befördern Sie keine Personen in Ihrem Rollstuhl.*
- *Der Rollstuhl ist nicht für den Gebrauch auf Straßen, Wegen oder Hochstraßen bestimmt.*
- *Benutzen Sie ihn nicht auf einer Rolltreppe. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.*
- *Verwenden Sie den Rollstuhl nicht beim Heben von Gewichten.*
- *Benutzen Sie den Rollstuhl nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten/Drogen stehen. Dies kann Ihre Fähigkeit, das Gerät zu bedienen, beeinträchtigen. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt bezüglich der Einnahme von Medikamenten.*
- *Dieses Gerät ist nicht sicher für die Verwendung mit oder in der Nähe eines MRT-Geräts. Verwenden Sie es nicht in der Nähe eines MRT-Geräts.*
- *Wir empfehlen dringend die Verwendung eines Kippschutzes.*

3. Verwendung und Bedienung

Bitte besuchen Sie den YouTube-Kanal für eine ausführliche Erklärung der Verwendung und Bedienung.

Suchen Sie einfach

"ComfyGO Mobility Lightweight Foldable Wheelchair (Model # X-1)"
auf YouTube.



www.youtube.com/c/ComfyGO



3. Verwendung und Bedienung

3.1 Einstellen des Rollstuhls

Falten des Rollstuhls

Schritt 1: Ziehen Sie die Gelenkschalter nach hinten und die beiden hinteren Griffe nach unten (Abbildung 1).

Schritt 2: Ziehen Sie das Sitzkissen mit den Händen hoch und schieben Sie den Rollstuhl nach innen (Abbildung 2).

Entfalten des Rollstuhls: Wenn der Rollstuhl teilweise auseinandergeklappt ist, ziehen Sie die Armlehnen auseinander, während Sie das Sitzkissen nach unten drücken, bis der Sitz hörbar einrastet. Heben Sie beide hinteren Griffe an, bis sie hörbar einrasten. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Rollstuhls, dass der Sitz und die Griffe in ihrer verriegelten Position sind. (Abbildung 3)

Wenden Sie beim Falten und Entfalten keine extreme Kraft an, da dies den Rollstuhl beschädigen kann. Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Ihre Hände während des Falt- und Entfaltungsvorgangs vom Rahmen und den Rahmengelenken fern. (Abbildung 4)




Abbildung 1



Abbildung 2




Abbildung 3




Abbildung 4

3. Verwendung und Bedienung

Montage und Demontage der Fußstütze

Setzen Sie die Fußstütze in das Rahmenrohr ein und drücken Sie die Fußstütze in die feste Position. Zur Demontage heben Sie den Fußrastenabzieher an, drehen die Fußraste nach außen und heben die Fußraste an (Abbildung 5 und 6)



Abbildung 5



Abbildung 6

Um die Länge der Fußstütze einzustellen, sollte der Benutzer im Rollstuhl sitzen und die Füße auf die Fußplatten stellen, um festzustellen, ob eine Einstellung erforderlich ist. Um die Fußstütze einzustellen, lösen Sie die Schraube am Rahmen in der Nähe der Stützeinheit. Heben oder senken Sie die Fußplatte in die gewünschte Position, die Ihren Beinen die maximale Unterstützung bietet. Die vordere Halterung sollte nicht so niedrig sein, dass sie einen unangenehmen Druck auf Ihren Oberschenkelbereich ausübt. Die Fußstütze sollte nicht tiefer als 2 1/2" vom Boden entfernt sein, um einen ausreichenden Abstand zu gewährleisten.

Feststellbremse

Drücken Sie den Bremsgriff nach vorne, um die Räder zu blockieren. Ziehen Sie den Bremsgriff zurück, um die Bremsen zu lösen. (Abbildung 7)




Abbildung 7

Die Feststellbremse ist für das Abstellen des Rollstuhls über einen längeren Zeitraum gedacht. Es wird nicht empfohlen, die Bremse während der Fahrt oder als Wendevorrichtung zu verwenden. Beide Bremsen müssen gleichzeitig angezogen werden. Stellen Sie sicher, dass der Rollstuhl auf einer ebenen Fläche steht, bevor Sie die Bremsen lösen. Legen Sie beim Lösen der Bremsen sofort beide Hände auf die Greifringe, um die Kontrolle über den Rollstuhl zu behalten.



3. Verwendung und Bedienung

Montieren und demontieren Sie den Ziehen Sie den Schalter, um den Kippschutz zu montieren oder zu demontieren (Abbildung 8 und 9).



Abbildung 8



Abbildung 9



Bitte stellen Sie vor der ersten Benutzung den Kippschutz so ein, dass der Rollstuhl nicht nach hinten kippen kann. Bei der Auslieferung des Rollstuhls ist der Kippschutz auf die höchste

Position voreingestellt, die keine Kippschutzfunktion bietet. Ziehen Sie bei ausgeklapptem Rollstuhl den Schalter, um die Kippschutzwelle in die gewünschte Position zu bringen.

Lenkräder

Die vorderen Lenkräder und Radlager sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf geschmiert werden.

Beinstützen (Fußstütze) Installation

Arretieren Sie die Drehwelle im Fußstützenrohr, heben Sie den Fußstützenzieher an und drehen Sie die Fußstütze von außen in die Mitte, so dass der Fußstützenbügel nach vorne zeigt. Wenn der Fußbrettzieher einrastet, befindet sich das Fußbrett in der richtigen Position für die Benutzung des Rollstuhls (Abbildung 10). Die Fußplatte ist in der Höhe um 25 mm pro Stufe verstellbar. Der Benutzer kann eine bequeme Höhe wählen und dann die Fußstütze in der gewünschten Höhe befestigen (Abbildung 11). Um die Höhe einzustellen, verwenden Sie einen Sechskantschlüssel und schrauben Sie die Sechskantschraube heraus. Stellen Sie die Fußplatte auf die gewünschte Höhe ein. Setzen Sie die Sechskantschraube wieder ein und ziehen Sie sie fest.



Benutzen Sie den Rollstuhl nicht, wenn der Fußrastenabzieher lose oder nicht eingerastet ist.

3. Verwendung und Bedienung




Abbildung 10



Abbildung 11

Wenn Sie die Länge der Fußstützen oder Beinstützen einstellen, sollte der Benutzer im Rollstuhl sitzen und die Füße auf den Fußplatten haben. Lösen Sie die Schraube an der Klemme um die Stützeinheit. Heben oder senken Sie die Fußplatte in die gewünschte Position, die eine maximale Unterstützung der Oberschenkel gewährleistet. Die vordere Halterung sollte nicht so niedrig sein, dass sie einen unangenehmen Druck auf die Oberschenkel an der Vorderseite des Sitzpolsters verursacht. Die Fußstütze sollte nicht tiefer als 2½" vom Boden entfernt sein, um einen ausreichenden Abstand zu gewährleisten. Heben Sie die Fußplatte an der Beinstützenbaugruppe in die entlüftete Position.

Anheben und Absenken der Armlehne

Um die Armlehne anzuheben, drücken Sie die Armlehnentaste in der Nähe des Armlehnenrahmens und heben Sie die Armlehne an (Abbildung 12). Zum Absenken der Armlehne drücken Sie die Armlehne einfach nach unten, bis Sie ein Klicken hören.




Abbildung 12

3. Verwendung und Bedienung

Einsteigen und Aussteigen aus dem Rollstuhl

Achten Sie beim Ein- und Aussteigen darauf, dass die vorderen Lenkräder so eingestellt sind, dass sie Ihre Füße nicht behindern, dass beide Feststellbremsen angezogen sind und dass die Fußplatten hochgeklappt sind. Legen Sie Ihre Hände auf die Armlehne, wenn Sie in den Rollstuhl ein- oder aussteigen. Wenn es Ihnen schwer fällt, in den Rollstuhl ein- oder auszusteigen, bitten Sie eine Betreuungsperson um Hilfe.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, den Transfer sicher durchzuführen, bitten Sie jemanden, Ihnen zu helfen.

- 1) Stellen Sie den Rollstuhl so nah wie möglich an einen Stuhl, eine Couch oder ein Bett, von dem Sie umsteigen möchten.
- 2) Vergewissern Sie sich, dass beide Bremsen des Rollstuhls in der verriegelten Position sind.
- 3) Klappen Sie die Fußplatten nach oben, damit Sie während des Transfers nicht auf ihnen stehen. (Das Stehen auf der Fußplatte erhöht das Verletzungsrisiko, da der Stuhl umkippen kann).
- 4) Heben Sie beim Transfer von der Seite des Rollstuhls die Armlehne an, so dass die Armlehne nicht im Weg ist.
- 5) Setzen Sie sich in den/aus dem Rollstuhl.




Abbildung 13

3. Verwendung und Bedienung

Fahren mit dem Rollstuhl

Wenn Ihr Rollstuhl mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet ist, achten Sie bitte darauf, dass Sie den Sicherheitsgurt während der Fahrt anlegen, um ein Herausfallen aus dem Rollstuhl zu verhindern. Wenn Sie im Rollstuhl sitzen, positionieren Sie sich so weit hinten wie möglich im Rollstuhl, so dass Ihr Rücken die Rückenlehne berührt. Ihr Oberschenkel sollte beim Sitzen im Rollstuhl waagrecht sein und Ihre Beine sollten sich bequem anfühlen.

- 1) Wenn Sie bequem im Rollstuhl sitzen, lösen Sie die Bremsen, wenn dies gefahrlos möglich ist.
- 2) Nachdem Sie die Bremsen gelöst haben, legen Sie beide Hände auf die höchste Position des Greifrings.
- 3) Um vorwärts zu fahren, drücken Sie beide Hände am Greifring nach vorne. Um rückwärts zu fahren, ziehen Sie beide Hände am Greifring nach hinten.
- 4) Für eine kontinuierliche Bewegung in beide Richtungen lassen Sie während der Fahrt den Griff an den Greifreifen los, fassen den oberen Teil des Greifreifens wieder leicht an und setzen Ihre Handbewegung fort. Wenn Sie diesen Schritt wiederholen, können Sie den Rollstuhl über längere Strecken bewegen.
- 5) Um den Rollstuhl zu drehen, üben Sie mehr Druck auf einen der Greifringe aus als auf den anderen. Wenn Sie z. B. nach rechts fahren wollen, drücken Sie den linken Greifring stärker nach vorne. Wenn Sie sich nach links drehen möchten, üben Sie mehr Druck auf den rechten Greifring aus.

- *Ihr Rollstuhl ist so konstruiert, dass er unter normalen Fahrbedingungen optimale Stabilität bietet.*
- *Vermeiden Sie Fahrten auf unebenem Gelände und/oder weichem Untergrund*
- *Vermeiden Sie hohes Gras, in dem sich die Räder verfangen können.*
- *Vermeiden Sie losen Schotter und Sand*
- *Vermeiden Sie unebene Oberflächen*
- *Benutzen Sie Ihren Rollstuhl nicht am Rande eines Flusses, Sees oder Meeres*
- *Bitte blockieren Sie den Rollstuhl durch Ziehen der Handbremse auf beiden Seiten, bevor Sie die Position verändern.*
- *Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie genau darauf, dass Ihre Finger oder Hände nicht in den Speichen der Räder eingeklemmt oder zwischen Greifreifen und Hinterrad eingeklemmt werden.*
- *Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in heißen oder kalten Umgebungen fahren, da dies Ihre Fähigkeit, den Rollstuhl zu bewegen, beeinträchtigen kann. Wenn die Oberfläche des Rollstuhls extrem heiß oder kalt ist, warten Sie bitte, bis die Oberfläche eine angemessene Temperatur erreicht hat, bevor Sie in den Rollstuhl einsteigen.*



3. Verwendung und Bedienung

Fahren auf Steigungen und Gefällen

- 1) Wenn Ihr Rollstuhl mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet ist, legen Sie ihn bitte während der Fahrt an.
- 2) Vermeiden Sie steile Steigungen und Gefälle. Der maximale Steigungs-/Neigungswinkel für diesen Rollstuhl beträgt 8 Grad.
- 3) Wenn möglich, nehmen Sie eine Begleit- oder Betreuungsperson mit, wenn Sie an Steigungen fahren.
- 4) Lehnen Sie sich bei einer Steigung leicht nach vorne, um Ihren Schwerpunkt nach vorne zu verlagern. Wenn Sie einen Abhang hinunterfahren, lehnen Sie sich zurück, um Ihren Schwerpunkt nach hinten zu verlagern.



Abbildung 14

Kontrollieren Sie Ihre Geschwindigkeit – Fahren Sie auf einer Steigung oder einem Gefälle **NICHT** mit zu hoher Geschwindigkeit. Fahren Sie nur so schnell wie nötig, um die Steigung oder das Gefälle zu überwinden.

Berücksichtigen Sie die Fähigkeiten Ihres Begleiters/Betreuers – Wenn Ihre Begleit- oder Betreuungsperson nicht genügend Kraft hat, um den Rollstuhl zu steuern, müssen Sie die Geschwindigkeit und die Bremsen entsprechend einsetzen, um den Rollstuhl zu kontrollieren.

Gefahr des Umkippens – Neigen Sie sich an einer Steigung leicht zur Seite, um Ihren Schwerpunkt nach vorne zu verlagern. Wenn Sie einen Abhang hinunterfahren, lehnen Sie sich zurück, um Ihren Schwerpunkt nach hinten zu verlagern.

3. Verwendung und Bedienung

Übersteigen von Stufen oder Bordsteinen

- Niedrige Stufen oder Bordsteinkanten können Sie hinauffahren, indem Sie sich mit geringer Geschwindigkeit vorwärts über die Kante bewegen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufsteigen die Hände an den Greifreifen halten und dass die Fußplatten die Stufe oder den Randstein nicht berühren. Wenn die Vorderreifen fest auf der Stufe oder dem Bordstein stehen, fahren Sie weiter vorwärts, so dass die Hinterreifen sicher über den Bordstein fahren.
- Niedrige Bordsteinkanten können Sie hinunterfahren, indem Sie sich mit geringer Geschwindigkeit vorwärts über den Bordstein bewegen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Abwärtsfahren die Hände an den Greifreifen halten und dass die Fußplatten nicht den Boden berühren. Wenn die Vorderreifen fest auf dem Boden stehen, bewegen Sie sich weiter vorwärts, so dass die Hinterreifen sicher über den Bordstein rollen.



Kippgefahr - Wenn Sie nicht über genügend Erfahrung verfügen, um den Rollstuhl über Unebenheiten oder Bordsteinkanten zu steuern, lassen Sie sich bitte von einer Begleitperson oder einem Betreuer helfen.

Transportieren des Rollstuhls im Auto:

Um den Rollstuhl im Auto zu transportieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Nehmen Sie bei Bedarf Fußstützen und anderes Zubehör vom Rollstuhl ab.
- 2) Bewahren Sie Fußstützen und Zubehör an einem sicheren Ort auf.
- 3) Falten Sie den Rollstuhl, falls erforderlich (Seite 10)
- 4) Stellen Sie den Rollstuhl in das Staufach.



Verletzungsgefahr - Um Verletzungen durch plötzliches Bremsen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass der Rollstuhl ordnungsgemäß gesichert ist, damit er sich während des Transports nicht verschieben oder bewegen kann.



4. Wartungsbereiche

Wartung Ihres Rollstuhls

Die Wartung des Rollstuhls umfasst die allgemeine Reinigung des Rollstuhls, die Überprüfung und das Anziehen aller Schrauben und Muttern. Überprüfen der Räder und Reifen. Überprüfen der Batterie, der Batteriekabel und der Batterieanschlüsse. Prüfen des Ladezustands der Batterie. Für weitere Wartungsarbeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine allgemeine Wartungsprüfung durchzuführen. Es wird außerdem empfohlen, einmal im Jahr einen vollständigen Systemcheck bei Ihrem Händler durchzuführen.

Reinigung Ihres Rollstuhls

- Bitte reinigen Sie den Rollstuhl regelmäßig.
- Reinigen Sie die Teile, die häufig vom Benutzer berührt werden (Sitzpolster, Armlehnen, Steuerung usw.), mit einem sanften Reinigungsmittel und einem sauberen Tuch. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel zur Reinigung. Der Rollstuhl sollte mindestens einmal pro Woche gereinigt werden. Wenn der Rollstuhl von einem infektiösen Benutzer benutzt wird, sollte er sofort nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden.

Räder

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Reifen. Wenn die Profiltiefe der Reifen weniger als 1 mm beträgt, ersetzen Sie sie bitte durch neue Reifen. Überprüfen Sie regelmäßig die Radmutter und -schrauben und ziehen Sie diese nach.

Wartung und Kontrolle

Im Folgenden finden Sie eine Checkliste für die Wartung. Der Rollstuhl sollte gemäß unseren Vorschlägen überprüft werden.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die folgenden Teile richtig funktionieren:

1. Rückenlehne
2. Armlehne
3. Steuergerät Position
4. Fußstütze
5. Reifen
6. Bremsen



4. Wartungsbereiche

Überprüfen Sie diese Teile regelmäßig, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.

1. Schrauben, Muttern und Bolzen
2. Bremsen und Bremshebel
3. Die Vorder- und Hinterräder und die Profiltiefe der Reifen
4. Die Radachsen
5. Verstellsystem der Rückenlehne (bei Rollstühlen mit Liegefunktion)
6. Andere Verstellsysteme

Lagerung und Transport

- 1) Überprüfen Sie bitte vor der Benutzung, ob Teile lose sind oder fehlen.
- 2) Der Rollstuhl sollte abgedeckt und beschriftet werden.
- 3) Vermeiden Sie Feuchtigkeit und direkte Sonneneinstrahlung und halten Sie den Rollstuhl von Wärmequellen fern.
- 4) Nicht im Freien lagern.
- 5) Lagerungsbedingungen
 - Lagerumgebung nicht überschreiten (-40 Celsius bis +55 Celsius oder -47 Fahrenheit bis 131 Fahrenheit)
 - Relative Luftfeuchtigkeit $\leq 80\%$

Pflege und Reinigung

1) Sitz und Rückenlehne

- Reinigen Sie Sitz und Rückenlehne mit einem feuchten Tuch, aber weichen Sie Sitz und Rückenlehne nicht ein.
- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
- Flecken können mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste entfernt werden.
- Verwenden Sie keine starken Reinigungsflüssigkeiten wie Lösungsmittel und keine harten Bürsten oder scharfkantigen Gegenstände.
- Reinigen Sie nicht mit Dampf oder Hochdruckreinigern.

2) Kunststoffteile

Reinigen Sie die Kunststoffteile Ihres Rollstuhls mit einem milden Kunststoffreiniger. Verwenden Sie eine weiche Schwammbürste. Zu den Kunststoffteilen gehören die Armpolster, der Spritzschutz, die Fußplatten, die Haltegriffe und die Reifen.



4. Wartungsbereiche

3) Beschichtung

Die hohe Qualität der Oberflächenbeschichtung garantiert einen optimalen Schutz vor Korrosion. Zur Reinigung verwenden Sie warmes Wasser, milde Reinigungsmittel und einen Schwamm oder eine weiche Bürste. Achten Sie darauf, dass keine Nässe in die Rohre oder den Rahmen gelangt.

4) Inspektion

Wir empfehlen eine vollständige Inspektion pro Jahr und eine allgemeine Inspektion vor jedem Gebrauch. Die folgenden Kontrollen werden bei einer vollständigen Inspektion empfohlen und sollten vom Benutzer oder einer autorisierten Person dokumentiert werden.

- Prüfen Sie die Rahmenteile und die Scharnierrohre auf plastische Verformungen, Risse und Funktionsbeeinträchtigungen.
- Sichtprüfung auf Schäden am Lack (Korrosionsgefahr).
- Prüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Räder (Freilauf, gleichmäßiges Abrollen, Achsspiel, Bereifung, Profil, Zustand der Felgen, Steckachsen usw.).
- Überprüfen Sie die Festigkeit und den festen Sitz aller Schrauben, Bolzen und Muttern.
- Überprüfen Sie, ob alle Metallverbindungen und beweglichen Teile ausreichend mit Fett geschmiert sind.
- Den Zustand der Achsen der Hauptlenkräder.
- Sichtprüfung aller Kunststoffteile auf Risse oder brüchige Stellen.
- Funktionstüchtigkeit der Armlehnen, des Spritzschutzes und der Fußrasten.
- Funktionstüchtigkeit aller Verstellmechanismen, Hebel und Stellschrauben.
- Funktionstüchtigkeit anderer abnehmbarer Teile (z. B. Kippschutz, persönlicher Sicherheitsgurt, Rückenlehne, Sitz, usw.).

5. Technischer Support

Bitte besuchen Sie <https://comfygomobility.eu/pages/product-registration/>



und registrieren Sie Ihr Produkt jetzt. Wenn Sie Ihren ComfyGO Elektrorollstuhl registrieren, stellen Sie sicher, dass Sie für einen erweiterten Garantieservice in Frage kommen. Außerdem erhalten Sie Produkt-Updates und

wichtige Neuigkeiten über ComfyGO-Produkte.

(Simply scan QR code with your phone for the Registration Link)

- Der schnellste Weg, um Unterstützung zu erhalten, ist eine E-Mail an info@comfygomobility.eu

Alle Garantie- und Rücksendeanträge können Sie unter einsehen, um <https://comfygomobility.eu/pages/contact/>



professionelle Hilfe zu erhalten.

(Simply scan QR code with your phone for the Warranty Link)



6. Garantie

- Unser Ziel ist es, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind.
 - Gemäß unserer Garantievereinbarung haben alle neuen Produkte eine begrenzte Garantie. Auf alle Batterien gewähren wir eine sechsmonatige Garantie. Für Ersatzteile gilt eine einjährige Garantie. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Arbeitsleistungen oder Geräteausfälle, die auf Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Besitzers zurückzuführen sind, sowie für nicht dauerhafte Komponenten und Komponenten, die einem normalen Verschleiß unterliegen und von Zeit zu Zeit ersetzt werden müssen (z. B. Gummimaterialien, Zubehör, Räder oder Bremsen und Kunststoffteile). Für alle Garantieansprüche sind ein Kaufnachweis und die Seriennummer erforderlich.
- Beachten Sie, dass Ihre Garantie diese Bedingungen nicht abdeckt:**
- Funktionelle Probleme: Probleme im Zusammenhang mit normalem Gebrauch und Alterung wie Oberflächenbeschichtung und -veredelung, natürliches Verblässen von Harzen
 - Ersatz von Verbrauchsmaterialien aufgrund von Verschleiß, wie z. B. Reifen, Sicherungen, Kunststoffteile, Glasteile, Schmiermittel usw.
 - Gebühren für Inspektion, Einstellung, Nachfüllen von Öl, Reinigung usw.
 - Gebühren für Service- und Wartungsarbeiten, die von Händlern gemäß den Vorgaben unseres Werks durchgeführt werden
 - Jegliche nicht genehmigte Änderungen
 - Wartungskosten bei nicht autorisierten Servicezentren
 - Wenn Sie es versäumen, die in diesem Handbuch auf den Seiten 18-20 aufgeführten Punkte regelmäßig zu überprüfen
 - Unsachgemäße oder falsche Wartung
 - Wenn eine nicht autorisierte Wartung durchgeführt wurde
 - Wenn Sie den Rollstuhl anders bedienen, als in der Bedienungsanleitung beschrieben, oder wenn Sie den Rollstuhl überlasten
 - Jegliche unerlaubte Veränderung des Rollstuhls
 - Äußere Einflüsse wie: Ruß, Medikamente, Vogelkot, saurer Regen, fliegende Steine, Metallpulver, etc.
 - Naturkatastrophen wie: Taifune, Überschwemmungen, Brände, Erdbeben usw., die das Gerät beschädigen
- Schützen Sie die Umwelt**
- Bitte entsorgen Sie diesen Rollstuhl oder seine Komponenten nicht. Bringen Sie sie stattdessen bitte zu unserem Service-Center oder befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

Table des matières

Introduction	2
Performance des produits	3
Instructions de sécurité	5
Utilisation et fonctionnement	9
Zones de maintenance	18
Support technique	21
Garantie	22

Pour tous vos besoins en pièces détachées, veuillez consulter le site suivant www.ComfyGoMobility.eu

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit pour activer votre garantie, des informations détaillées sont disponibles à la page 21.

Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle. Des informations détaillées figurent au dos du manuel de l'utilisateur, à la page 21.



Introduction

Veillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

- **Ce manuel contient le fonctionnement, les méthodes d'assemblage et les solutions simples pour résoudre les problèmes.** Le manuel s'applique à notre modèle: **X-1**

- Ce manuel contient des informations sur l'entretien des fauteuils roulants et des méthodes d'autocontrôle. Veillez à conserver ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Les annotations et illustrations de ce manuel peuvent différer légèrement de votre modèle réel car nous améliorons et perfectionnons en permanence nos composants et notre conception.

- Veuillez fournir ce manuel à tous les utilisateurs de ce fauteuil roulant et assurez-vous que tous les utilisateurs comprennent comment utiliser ce fauteuil roulant.

- Veuillez contacter votre revendeur en cas d'ambiguïté ou de questions concernant ce produit ou ce manuel.

- L'utilisation incorrecte d'un véhicule peut entraîner des blessures. Une conduite dangereuse peut vous blesser et blesser les autres.

- Le fauteuil roulant est destiné à transporter confortablement les personnes ayant des difficultés à marcher ou celles dont les capacités de marche sont limitées ou inexistantes.

- Ce fauteuil roulant est conçu pour transporter une seule personne.



Warning symbol

Suivez attentivement les instructions figurant à côté de son symbole. Veuillez prêter attention à ces instructions, sinon vous risquez de causer des dommages physiques ou des dégâts à l'utilisateur, au fauteuil roulant ou à l'environnement.

1. Performance du produit

Cette série de fauteuils roulants est adaptée à une utilisation à faible vitesse, sur des routes en bon état et sur des pentes modérées.

Performance Parameters and Technical Specs, X-1

Taille totale	1000x530x970mm
Taille du pli	750x350x710mm
Taille du siège *	450x430mm
Poids net	14.8 kgs
Hauteur du siège	445mm
Hauteur de l'accoudoir	8.5" (210mm), du coussin
Hauteur du dossier	15.5" (395mm)
Poids de charg. max.	310 lbs (140 kgs)
Diam. de la roue avant	6 inch (152 mm)
Diam. de la roue arrière	22 inch (560 mm)
Système de freinage	Connecting brake
Stabilité statique	10°
Largeur de l'inversion	≤59 inches (≤1.5m)
Pression des pneus	2 kg f/m ²
Escalade d'obstacles	2inches(50mm)
Freins à main	≥8°
Descente en marche arrière	≤13.75" (350mm)
Rayon minimal de retournement	≤33.5 inches (≤850mm)
Rayon de retournement maximal	≤59 inches (≤1500mm)
Stabilité statique (vers l'avant)	≥10°
Stabilité statique (vers l'arrière)	≥10°
Stabilité statique (côté avant)	≥15°

* la largeur du siège est la distance entre les accoudoirs



1. Performance du produit

Cette série de fauteuils roulants est adaptée à une utilisation à faible vitesse, sur des routes en bon état et sur des pentes modérées.

Paramètres de performance et spécifications techniques, X-1 SE

Taille totale	1050x660x950mm
Taille du pli	800x400x760mm
Taille du siège*	450x430mm
Poids net	16.8 kgs
Hauteur du siège	520mm
Hauteur des accoudoirs	9" (230mm), du coussin
Hauteur du dossier	15.5" (395mm)
Poids de charg. max.	310 lbs (140 kgs)
Diam. de la roue avant	8 inch (200 mm)
Diam. de la roue arrière	24 inch (610 mm)
Système de freinage	Connecting brake
Stabilité statique	10°
Largeur de l'inversion	≤59 inches (≤1.5m)
Pression des pneus	2 kg f/m ²
Escalade d'obstacles	2 inches (50mm)
Freins à main	≥8°
Descente en marche arrière	≤13.75" (350mm)
Rayon min.de retournement	≤33.5 inches (≤850mm)
Rayon de retournement max.	≤59 inches (≤1500mm)
Stabilité statique (vers l'avant)	≥10°
Stabilité statique (vers l'arrière)	≥15°
Stabilité statique (côté avant)	≥10°

* la largeur du siège est la distance entre les accoudoirs



1. Performance du produit

Structure principale

Cette série de fauteuils roulants électriques est composée d'une partie principale:

- Le cadre : Cadre, roues, repose-pieds, accoudoirs, dossier, etc..

Champ d'application

Ce fauteuil roulant est conçu pour les personnes dont le handicap physique limite leur mobilité. Ce fauteuil roulant est conçu pour transporter des personnes pesant moins de 100 kg (220 lb). Ce fauteuil roulant est destiné à être utilisé comme alternative à la marche uniquement et n'est pas destiné à être utilisé en remplacement d'un véhicule motorisé. Ce fauteuil roulant est destiné à être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, dans un endroit sûr et approprié.



- 1 Accoudoir
- 2 - Jante à main
- 3 - Roues
- 4 - Repose-jambes (Repose-pieds)
- 5 - Gréement avant
- 6 - Roue antiroulis
- 7 - Poignées de soignants



AVERTISSEMENT

Les personnes présentant les conditions suivantes ne doivent pas conduire ce véhicule :

- Membres supérieurs insensibles
- Souffrant de sénilité ou de démence
- Incapables de prendre soin d'elles-mêmes
- Utilisation restreinte par un professionnel de la santé

2. Instructions de sécurité

Précautions générales de conduite

- Lorsque vous utilisez ce fauteuil roulant, gardez vos mains sur les mains courantes pour contrôler correctement le fauteuil roulant.
- Pour éviter les blessures, entraînez-vous d'abord à utiliser ce fauteuil roulant dans un environnement sûr et ouvert, tel qu'un parc. Entraînez-vous à avancer, reculer, vous arrêter et tourner. Au fur et à mesure que vous gagnez en compétence et que vous vous sentez à l'aise avec les commandes, vous pouvez commencer à utiliser ce fauteuil roulant dans d'autres environnements appropriés.
- Avant de prendre la route, assurez-vous d'être accompagné d'un accompagnateur et veillez à toujours rouler en toute sécurité.
- Veuillez respecter toutes les règles de circulation des piétons, le fauteuil roulant n'étant pas considéré comme une automobile.
- Veuillez rouler uniquement sur le trottoir et sur les passages zébrés. Ne pas rouler sur les voies de circulation.
- Roulez à une vitesse constante et évitez les virages serrés ou les zigzags.
- Si elle est fournie, veuillez attacher la ceinture de sécurité pendant l'utilisation.
- Les pneus en caoutchouc plein nécessitent un entretien minimal, mais doivent être nettoyés de temps en temps avec un chiffon humide. Remplacez les pneus s'ils sont très usés ou fissurés.

Évitez de rouler dans ces conditions si vous n'êtes pas accompagné d'un accompagnateur.

- Rouler par mauvais temps (pluie, brouillard épais, vent fort, neige, etc.). Si votre fauteuil roulant est mouillé, certaines fonctions peuvent être endommagées; veuillez donc essuyer l'eau immédiatement.
- Rouler dans des conditions non optimales telles que les zones boueuses, les sentiers, le sable, le gravier, etc.
- Rouler dans des zones encombrées, sur des routes non protégées, près de fossés, près d'étendues d'eau ou près de toute autre zone dangereuse.
- Traverser des voies ferrées. Si vous devez traverser une voie ferrée, inspectez-la pour vous assurer que vous pouvez le faire en toute sécurité. Traversez à un angle qui garantit que vos pneus ne resteront pas coincés dans la voie.
- Transporter des personnes ou des marchandises. Ce fauteuil roulant est conçu pour être utilisé par une seule personne. Il n'est pas conçu pour transporter des personnes ou des marchandises supplémentaires.



2. Instructions de sécurité

Précautions en montée et en descente

- Évitez de rouler sur des collines escarpées, des surfaces inégales, des marches hautes, des canaux ou toute autre zone escarpée.
- Évitez de rouler sur des pentes escarpées, l'inclinaison de la pente doit être inférieure à 8 degrés.
- Utiliser les freins dans les descentes.
- Évitez de conduire sur le côté dans les zones escarpées.
- Éviter de monter les escaliers ou de se trouver à proximité.
- Éviter de traverser les fossés.
- Si vous devez traverser un fossé, essayez de le faire à un angle de 90°.

 *Si le fauteuil roulant ne fonctionne pas correctement à un croisement, demandez immédiatement de l'aide aux passants.*

Précautions pour les accompagnateurs

- Les accompagnateurs doivent s'assurer que les pieds de l'utilisateur sont dans la bonne position sur le repose-pieds.
- Les accompagnateurs doivent s'assurer que l'utilisateur est correctement installé dans le siège et qu'il est correctement attaché.
- Les accompagnateurs doivent s'assurer qu'il n'y a pas de vêtements amples qui pourraient s'emmêler dans les roues.
- Les accompagnateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils poussent le fauteuil roulant et être attentifs à l'environnement à tout moment afin d'éviter les blessures.

Autres avis importants

Réparation et remise à niveau

Réparation et réforme: Si une réparation ou une modification est nécessaire, veuillez contacter votre revendeur. Ne modifiez pas ce fauteuil roulant vous-même, vous risqueriez de vous blesser ou de provoquer un dysfonctionnement.

Protéger l'environnement: Afin de protéger l'environnement, ne jetez pas le fauteuil roulant à la poubelle.

Maintenir l'environnement de stockage sec: Ne rangez pas le fauteuil roulant dans un endroit humide, par exemple près d'une salle de bains. Si le fauteuil roulant est mouillé, essuyez l'eau immédiatement.

2. Instructions de sécurité

Compatibilité avec d'autres appareils

Les fauteuils roulants ne doivent pas être utilisés conjointement avec d'autres dispositifs. Si vous devez y connecter un appareil, veuillez contacter ComfyGO Mobility, afin que nous puissions confirmer que le fauteuil roulant ne sera pas affecté de manière négative.

Durée de vie

- La durée de vie est de 5 ans à partir de la date de fabrication. Pour éviter les blessures ou les accidents, les utilisateurs ne doivent pas utiliser ce fauteuil roulant au-delà de sa durée de vie.

- *Ne pas remplacer les pièces ou le matériel au hasard.*
 - *N'ajoutez pas de poids au hasard, car cela pourrait provoquer un déséquilibre.*
 - *Si le fauteuil roulant émet des sons anormaux, contactez immédiatement le service après-vente.*
 - *N'utilisez pas votre fauteuil roulant sans avoir lu et compris entièrement ce manuel d'utilisation.*
 - *Ne vous penchez pas sur le haut du dossier pour atteindre des objets par l'arrière, car cela pourrait faire basculer le fauteuil roulant.*
 - *Ne déplacez pas votre poids ou votre position assise vers la direction vers laquelle vous tendez, car le fauteuil roulant pourrait basculer vers l'arrière ou sur le côté.*
 - *Ne pas se tenir sur le châssis du fauteuil roulant.*
 - *N'utilisez pas le fauteuil roulant si celui-ci et ses composants et accessoires réglables ne sont pas dans une configuration sûre.*
 - *Utilisez le fauteuil roulant dans la position la plus stable.*
- L'utilisateur/accompagnateur doit s'assurer que les angles (et/ou la hauteur) de l'assise et du dossier lorsqu'ils sont inclinés, relevés ou inclinés ne dépassent pas les angles maximaux de sécurité du fauteuil roulant, comme indiqué dans la section relative à la divulgation des tests de performance et dans la fiche de spécifications du fabricant.*
- *Faites toujours preuve de prudence lorsque vous vous installez dans le fauteuil roulant ou que vous en sortez. Toutes les précautions doivent être prises pour réduire la distance de transfert. Assurez-vous que les verrous de roues sont enclenchés pour empêcher les roues de bouger.*



2. Instructions de sécurité

- *Le produit n'est pas destiné aux personnes ayant une déficience visuelle.*
- *Le conducteur doit être mentalement et physiquement apte à conduire le fauteuil roulant.*
- *La sécurité de l'utilisation de ce fauteuil roulant en remplacement d'un siège dans un véhicule à moteur n'a pas été établie. L'utilisateur et les personnes qui l'entourent pourraient subir de graves blessures.*
- *Le fauteuil roulant doit être dans sa position la plus stable avant d'entrer ou de sortir du siège.*
- *Les conditions environnementales peuvent affecter la sécurité et les performances de votre fauteuil roulant.*
- *Une réparation et/ou un entretien incorrect(e) de ce fauteuil roulant effectué(e) par des utilisateurs/soignants ou des techniciens non qualifiés peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages.*
- *Ne transportez pas de passagers sur votre fauteuil roulant.*
- *Le fauteuil roulant n'est pas destiné à être utilisé sur les routes, les rues ou les voies rapides.*
- *Ne pas utiliser sur un escalator. Des blessures corporelles graves peuvent survenir.*
- *Ne pas utiliser en soulevant des poids.*
- *Ne pas utiliser l'appareil sous l'influence de l'alcool ou de médicaments/drogues. Cela pourrait nuire à votre capacité à utiliser l'appareil. Veuillez consulter votre médecin au sujet de l'utilisation de vos médicaments.*
- *Cet appareil ne peut pas être utilisé en toute sécurité avec ou à proximité d'un appareil d'IRM. Ne pas utiliser à proximité d'un appareil d'IRM.*
- *Nous recommandons vivement l'utilisation d'anti-bascules.*



3. Usage et fonctionnement

Veillez consulter la chaîne YouTube pour une explication détaillée de l'utilisation et des opérations. Recherchez simplement "**ComfyGO Mobility Lightweight Foldable Wheelchair (Model # X-1)**" sur YouTube.



www.youtube.com/c/ComfyGO



0

3. Usage et fonctionnement

3.1 Ajustements des fauteuils roulants

Plier son fauteuil roulant

Etape 1: Tirez les interrupteurs d'articulation vers l'arrière et abaissez les deux poignées arrière (Image 1).

Etape 2: Tirez le coussin du siège vers le haut avec vos mains et poussez le fauteuil roulant vers l'intérieur (Image 2).

Dépliage du fauteuil roulant: Lorsque le fauteuil roulant est partiellement démonté, écartez les accoudoirs tout en poussant le coussin d'assise vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez le siège s'enclencher. Soulevez les deux poignées arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Avant d'utiliser votre fauteuil roulant, assurez-vous que le siège et les poignées sont en position verrouillée. (Image 3)



Évitez d'utiliser une force extrême lors du pliage ou du dépliage, car cela pourrait endommager le fauteuil roulant. Pour éviter de vous blesser, gardez vos mains à l'écart du cadre et de ses articulations pendant le processus de pliage et de dépliage. (Image 4)




Image 1



Image 2




Image 3




Image 4

3. Usage et fonctionnement

Montage et démontage du repose-pieds

Installez le repose-pieds dans le tube du cadre et poussez le repose-pieds en position fixe. Pour le démonter, soulevez l'extracteur de repose-pieds, puis tournez le repose-pieds vers l'extérieur et soulevez-le (images 5 et 6)



Image 5



Image 6

Lors du réglage de la longueur du repose-pieds, l'utilisateur doit s'asseoir dans le fauteuil roulant, les pieds posés sur les repose-pieds, afin de déterminer si un réglage est nécessaire. Pour régler le repose-pieds, desserrez le boulon situé sur le châssis, près du support. Relevez ou abaissez le repose-pieds jusqu'à la position souhaitée pour offrir un soutien maximal à vos jambes. Le support avant ne doit pas être si bas qu'il exerce une pression inconfortable sur la région des cuisses. Le repose-pieds ne doit pas être plus bas que 2 1/2" du sol pour assurer un bon dégagement.

Frein de stationnement

Poussez la poignée de frein vers l'avant pour bloquer les roues en place. Tirez la poignée de frein vers l'arrière pour débloquer les freins. (Image 7)




Image 7

Le frein de stationnement est destiné à être utilisé lorsque vous garez votre fauteuil roulant pendant de longues durées. Il n'est pas recommandé d'utiliser le frein en mouvement ou comme dispositif de rotation. Les deux freins doivent être enclenchés en même temps. Assurez-vous que le fauteuil roulant est sur une surface plate avant de relâcher les freins. Lorsque vous relâchez les freins, placez immédiatement vos deux mains sur chaque jante afin de vous assurer que le véhicule est en bon état sur le contrôle du fauteuil roulant.



3. Usage et fonctionnement

Installer et démonter le dispositif anti-bascule

Tirez sur l'interrupteur pour installer ou désinstaller le dispositif anti-bascule (images 8 et 9).



Image 8



Image 9



Avant la première utilisation, veuillez régler l'anti-bascule sur une position appropriée qui ne permettra pas au fauteuil roulant de basculer vers l'arrière.

Lorsque ce fauteuil roulant vous est livré, la bascule anti-bascule est préréglée à la position la plus haute, ce qui n'offre aucune fonction anti-bascule. Lorsque le fauteuil roulant est en position dépliée, tirez sur l'interrupteur pour abaisser l'arbre anti-bascule à la position souhaitée.

Roulettes

Les roulettes avant et les roulements des roues doivent être vérifiés périodiquement et lubrifiés si nécessaire.

Repose-jambes (repose-pieds) Installation

Bloquer l'arbre de rotation dans le tube du repose-pieds, soulever l'extracteur de repose-pieds et faire pivoter le repose-pieds de l'extérieur vers le milieu de manière à ce que la barre du repose-pieds soit orientée vers l'avant. Lorsque l'extracteur de repose-pieds s'enclenche, le repose-pieds est dans la bonne position pour utiliser le fauteuil roulant (Image 10). Le repose-pieds est réglable en hauteur à raison de 25 mm par niveau. L'utilisateur peut sélectionner une hauteur confortable puis fixer le repose-pieds à la hauteur souhaitée (Image 11). Pour régler la hauteur, utilisez une clé hexagonale et dévissez le boulon hexagonal. Réglez le repose-pieds à la hauteur souhaitée. Réinsérez le boulon hexagonal et serrez-le.



N'utilisez pas le fauteuil roulant si l'extracteur de repose-pieds est desserré ou n'est pas verrouillé en place.



3. Usage et fonctionnement




Image 10



Image 11

Lors du réglage de la longueur des repose-pieds ou des repose-jambes, l'utilisateur doit être assis dans le fauteuil roulant, les pieds posés sur les repose-pieds. Desserrer le boulon de l'attache autour de l'ensemble de support. Relever ou abaisser le repose-pieds à la position souhaitée pour assurer un soutien maximal des cuisses. Le support avant ne doit pas être si bas qu'il exerce une pression inconfortable sur les cuisses à l'avant du rembourrage du siège. Le repose-pieds ne doit pas être à moins de 2½" du sol pour assurer le dégagement. Soulever la plaque de pied du repose-jambes jusqu'à la position souhaitée.

Relever et abaisser l'accoudoir

Pour relever l'accoudoir, appuyez sur le bouton de l'accoudoir près du cadre de l'accoudoir et soulevez l'accoudoir (image 12). Pour abaisser l'accoudoir, il suffit de pousser l'accoudoir vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.




Image 12



3. Usage et fonctionnement

Monter et descendre du fauteuil roulant

Lorsque vous montez ou descendez du fauteuil roulant, assurez-vous que les roulettes avant sont en position reculée afin de ne pas gêner vos pieds, que les deux freins de stationnement sont enclenchés et que les repose-pieds sont repliés. Placez vos mains sur l'accoudoir lorsque vous montez ou descendez du fauteuil roulant. Si vous éprouvez des difficultés à monter ou à descendre du fauteuil roulant, demandez l'aide d'un aidant.

Si vous ne pouvez pas effectuer le transfert en toute sécurité, demandez à quelqu'un de vous aider.

- 1) Placez le fauteuil roulant aussi près que possible de la chaise, du canapé ou du lit à partir duquel vous souhaitez effectuer le transfert.
- 2) Vérifiez que les deux freins du fauteuil roulant sont en position verrouillée.
- 3) Relevez les repose-pieds pour éviter de vous y tenir pendant le transfert. (Se tenir sur le repose-pieds augmente le risque de blessure car le fauteuil peut basculer).
- 4) Si vous effectuez le transfert depuis le côté du fauteuil roulant, soulevez l'accoudoir de manière à ce qu'il ne vous gêne pas.
- 5) Transfert depuis/vers le fauteuil roulant.




Image 13

3. Usage et fonctionnement

Rouler en fauteuil roulant

Si votre fauteuil roulant est équipé d'une ceinture de sécurité, veillez à l'attacher lorsque vous l'utilisez afin d'éviter de tomber du fauteuil. Lorsque vous vous asseyez dans le fauteuil roulant, placez-vous aussi loin que possible dans le fauteuil de manière à ce que votre dos touche le dossier. Votre jambe supérieure doit être horizontale lorsque vous êtes assis dans le fauteuil et vos jambes doivent être confortables.

- 1) Lorsque vous êtes confortablement installé dans le fauteuil roulant, desserrez les freins si vous pouvez le faire en toute sécurité.
 - 2) Après avoir desserré les freins, placez les deux mains sur la position la plus haute de la jante.
 - 3) Pour avancer, pousser les deux mains vers l'avant sur le rebord de la main. Pour reculer, tirez les deux mains vers l'arrière sur la jante.
 - 4) Pour un mouvement continu dans l'une ou l'autre direction, lorsque vous êtes en mouvement, relâchez votre prise sur les rebords de la main et saisissez doucement le haut du rebord de la main à nouveau et continuez votre mouvement de la main. En répétant cette étape, vous pourrez déplacer le fauteuil roulant sur de longues distances.
 - 5) Pour faire tourner le fauteuil roulant, exercez une pression plus forte sur l'un des volants que sur l'autre.
 - 6) Par exemple, si vous souhaitez tourner à droite, exercez une pression plus forte vers l'avant sur la jante gauche. Si vous souhaitez tourner à gauche, exercez une pression plus forte vers l'avant sur la jante droite..
- *Votre fauteuil roulant est conçu pour offrir une stabilité optimale dans des conditions de conduite normales, par exemple sur du béton ou de l'asphalte sec et plat.*
 - *Évitez de conduire sur des terrains accidentés et/ou des surfaces molles*
 - *Éviter les herbes hautes qui peuvent bloquer les roues*
 - *Éviter le gravier et le sable peu tassés*
 - *Éviter les surfaces irrégulières*
 - *N'utilisez pas votre fauteuil roulant au bord d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un océan.*
 - *Veillez verrouiller le fauteuil roulant en tirant le frein manuel des deux côtés avant d'ajuster les positions.*
 - *Pour éviter les blessures, veillez à ce que vos doigts ou vos mains ne soient pas coincés dans les rayons de la roue ou pincés entre la jante et la roue arrière.*
 - *Soyez prudent lorsque vous conduisez dans des environnements chauds ou froids, car cela peut affecter votre capacité à déplacer le fauteuil roulant. Si la surface du fauteuil est très chaude ou très froide, laissez-lui le temps d'atteindre une température appropriée avant de vous installer sur le fauteuil.*



3. Usage et fonctionnement

Se déplacer sur des pentes et des déclivités

- 1) Si votre fauteuil roulant est équipé d'une ceinture de sécurité, veuillez la porter lorsque vous vous déplacez
- 2) Évitez de rouler sur des pentes ou des déclins escarpés. L'angle d'inclinaison/déclivité maximal pour ce fauteuil roulant est de 8 degrés.
- 3) Si possible, faites-vous accompagner par un accompagnateur ou un soignant lorsque vous roulez sur des pentes.
- 4) Sur une pente inclinée, penchez-vous légèrement vers l'avant pour déplacer votre centre de gravité vers l'avant. Sur une pente descendante, asseyez-vous en arrière dans la chaise pour déplacer votre centre de gravité vers l'arrière.



Image 14



Contrôlez votre vitesse – NE PAS utiliser une vitesse trop élevée sur une pente ou une déclivité. N'utilisez que ce qui est nécessaire pour franchir l'inclinaison ou la déclivité.



Tenez compte des capacités de votre accompagnateur/soignant – Si votre accompagnateur n'a pas assez de force pour contrôler le fauteuil roulant, veuillez à utiliser votre vitesse et vos freins en conséquence pour contrôler le fauteuil roulant.



Risque de renversement – Sur une pente, penchez-vous légèrement pour déplacer votre centre de gravité vers l'avant. Lorsque vous êtes sur une pente descendante, asseyez-vous en arrière dans la chaise pour déplacer votre centre de gravité vers l'arrière.

3. Usage et fonctionnement

Monter des marches ou des bordures

- La montée de marches ou de bordures basses peut se faire en avançant vers le haut de la bordure à faible vitesse. Veillez à garder les mains sur les mains courantes pendant la montée et assurez-vous que les repose-pieds ne touchent pas la marche ou le trottoir. Une fois que les pneus avant sont fermement posés sur la marche ou le trottoir, continuez à avancer de manière à ce que les pneus arrière montent en toute sécurité sur le trottoir.

- Il est possible de descendre les bordures de trottoir en avançant sur la bordure à faible vitesse. Veillez à garder les mains sur les protège-mains lors de la descente et à ce que les repose-pieds ne touchent pas le sol. Une fois que les pneus avant sont fermement posés sur le sol, continuez à avancer de manière à ce que les pneus arrière descendent en toute sécurité le long du trottoir.



Risque de basculement - Si vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour contrôler le fauteuil roulant sur les bosses ou les bordures, demandez l'aide d'un accompagnateur ou d'un soignant.

Transport du fauteuil roulant dans la voiture:

Pour transporter le fauteuil roulant dans la voiture, veuillez suivre les étapes suivantes:

- 1) Si nécessaire, retirez les repose-pieds et autres accessoires du fauteuil roulant.
- 2) Ranger les repose-pieds et les accessoires dans un endroit sûr
- 3) Plier le fauteuil roulant si nécessaire (page 10)
- 4) Placez le fauteuil roulant dans le compartiment de rangement.



Risque de blessure - Pour éviter toute blessure causée par un freinage brusque, veillez à ce que le fauteuil roulant soit correctement fixé afin qu'il ne puisse pas se déplacer pendant le transport.



4. Zones d'entretien

Entretien de votre fauteuil roulant

L'entretien du fauteuil roulant comprend le nettoyage général du fauteuil, la vérification et le serrage de tous les écrous et boulons. Vérification des roues et des pneus. Vérification de la batterie, des câbles de la batterie et des connexions de la batterie. Vérification du niveau de charge de la batterie. Pour tout autre entretien, veuillez contacter votre revendeur. Il est conseillé d'effectuer un contrôle d'entretien général une fois par mois. Il est également recommandé de consulter votre concessionnaire une fois par an pour effectuer un contrôle complet du système.

Nettoyer votre fauteuil roulant

- Nettoyez régulièrement le fauteuil roulant.
- Nettoyez les parties fréquemment touchées par l'utilisateur (coussins du siège, accoudoirs, contrôleur, etc.) à l'aide d'un nettoyant doux et d'un chiffon propre. N'utilisez pas de solvants organiques pour le nettoyage. Le fauteuil roulant doit être nettoyé au minimum une fois par semaine. Si le fauteuil roulant est utilisé par un utilisateur contagieux, il doit être nettoyé et désinfecté immédiatement après chaque utilisation.

Roues

Vérifiez régulièrement l'état des pneus. Si la profondeur de la bande de roulement est inférieure à 1 mm, remplacez les pneus par des pneus neufs. Vérifiez et serrez régulièrement les écrous et les boulons de la roue.

Vérification de l'entretien

Voici une liste de contrôle pour l'entretien. Le fauteuil roulant doit être contrôlé conformément à nos suggestions.

Avant chaque utilisation, vérifiez le bon fonctionnement des pièces suivantes:

1. Dossier
2. Accoudoir
3. Position du contrôleur
4. Repose-pieds
5. Pneus
6. Freins



4. Zones d'entretien

Vérifiez régulièrement ces pièces pour éviter de les perdre ou de provoquer une usure excessive.

1. Vis, écrous et boulons
2. Freins et levier de frein
3. Les roues avant et arrière et la profondeur de la bande de roulement des pneus
4. Essieux de roue
5. Système de réglage du dossier (pour les fauteuils roulants avec fonction d'inclinaison)
6. Autres systèmes d'ajustement

Stockage et transport

- 1) Avant l'utilisation, vérifiez que les pièces ne sont pas desserrées ou manquantes.
- 2) Le fauteuil roulant doit être couvert et étiqueté.
- 3) Évitez l'humidité et la lumière directe du soleil et éloignez le fauteuil roulant des sources de chaleur.
- 4) Ne pas stocker à l'extérieur.
- 5) Conditions de stockage

- L'environnement de stockage ne doit pas dépasser (-40 Celsius à +55 Celsius ou -47 Fahrenheit à 131 Fahrenheit)

- Humidité relative $\leq 80\%$

Entretien et nettoyage

1) Siège et dossier

- Nettoyez l'assise et le dossier avec un chiffon humide, mais ne trempez pas l'assise et le dossier.
- Utiliser un détergent doux pour éliminer les salissures tenaces.
- Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce.
- N'utilisez pas de liquides de nettoyage puissants tels que des solvants, ni de brosses dures ou d'objets à arêtes vives.
- Ne pas nettoyer à la vapeur ou au nettoyeur haute pression.

2) Pièces en plastique

Nettoyez les parties en plastique de votre fauteuil roulant avec un nettoyant doux pour plastique. Utilisez une brosse douce en forme d'éponge. Les pièces en plastique comprennent les coussinets de bras, les protections contre les éclaboussures, les repose-pieds, les poignées et les pneus.



4. Zones d'entretien

3) Revêtement

La haute qualité de la couche de surface garantit une protection optimale contre la corrosion. Pour le nettoyage, utilisez de l'eau chaude, des détergents doux et une éponge ou une brosse douce. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans les tubes ou le cadre.

4) Contrôle

Nous recommandons une inspection complète chaque année et des inspections générales avant chaque utilisation. Les contrôles suivants sont recommandés lors d'une inspection complète et doivent être documentés par l'utilisateur ou la personne autorisée.

- Vérifier que les pièces du cadre et les tubes articulés ne présentent pas de déformations plastiques, de fissures ou de dysfonctionnements.
- Vérifier visuellement que la peinture n'est pas endommagée (risque de corrosion).
- Vérifier le fonctionnement des roues (roulage libre, roulage à plat, jeu de l'essieu, pneus, profil, état des jantes, essieux flottants, etc.)
- Vérifier la solidité et le serrage de toutes les vis, boulons et écrous.
- Vérifier que toutes les articulations métalliques et les pièces mobiles sont suffisamment graissées.
- L'état des essieux des roues directrices principales.
- Vérifiez visuellement que toutes les pièces en plastique ne présentent pas de fissures ou de fragilités.
- Fonctionnalité des accoudoirs, des protections contre les éclaboussures et des repose-pieds.
- Fonctionnalité de tous les mécanismes de réglage, leviers et vis de réglage.
- Fonctionnement d'autres pièces détachables (exemple: anti-bascule, ceinture de sécurité personnelle, dossier, siège, etc.).

5. Support technique

Veillez visiter <https://comfygomobility.eu/pages/product-registration/> et enregistrez votre produit dès maintenant ! L'enregistrement de votre produit ComfyGO vous permet de bénéficier d'une extension de la garantie si celle-ci s'applique à votre produit.



(Il suffit de scanner le code QR avec votre téléphone pour obtenir le lien d'enregistrement.)

- Le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide est d'envoyer un courriel à l'adresse suivante

info@comfygomobility.eu

Toutes les demandes de garantie et de retour que vous pouvez visiter pour obtenir des professionnels.

aide: <https://comfygomobility.eu/pages/contact/>

(Il suffit de scanner le code QR avec votre téléphone pour obtenir le lien de garantie)



6. Politique de garantie

- Notre objectif est de faire en sorte que vous soyez satisfait de votre achat.
- Conformément à notre accord de garantie, tous les nouveaux produits bénéficient d'une garantie limitée. Toutes les batteries ont une garantie de six mois. Les pièces de rechange ont une garantie d'un an. La garantie limitée ne couvre pas la main-d'œuvre ou les défaillances de l'appareil dues à une mauvaise utilisation ou à une négligence de la part du propriétaire, les composants non durables et les composants soumis à une usure normale qui doivent être remplacés de temps à autre (par exemple les matériaux en caoutchouc, les accessoires, les roues ou les freins, et les pièces en plastique). Toute demande de garantie nécessite une preuve d'achat et le numéro de série.

Notez que votre garantie ne couvre pas ces conditions:

- Problèmes fonctionnels: Problèmes liés à l'utilisation normale et au vieillissement, tels que le revêtement de surface et le plaquage, la décoloration naturelle des résines
- Remplacement des matériaux consommables dus à l'usure, tels que les pneus, les fusibles, les pièces en plastique, les pièces en verre, les lubrifiants, etc.
- Frais éventuels d'inspection, de réglage, d'ajout d'huile, de nettoyage, etc
- Frais pour les services et l'entretien effectués par les concessionnaires comme spécifié par notre usine
- Toutes modifications non autorisées
- Frais d'entretien dans les centres de service non agréés
- Si vous ne vérifiez pas régulièrement les problèmes comme spécifié dans ce manuel page 18-20
- Entretien inadapté ou incorrect
- Si un entretien non autorisé a été effectué
- Utilisation différente de celle décrite dans notre manuel ou si vous surchargez le fauteuil roulant
- Toute modification non autorisée du fauteuil roulant
- Facteurs externes tels que : suie, produits pharmaceutiques, fientes d'oiseaux, pluies acides, pierres volantes, poudre de métal, etc.
- Les catastrophes naturelles telles que les typhons, les inondations, les incendies, les tremblements de terre, etc. qui endommagent l'unité

Protéger l'environnement

- Ne mettez pas au rebut ce fauteuil roulant ou ses composants. Renvoyez-les à notre centre de service ou conformez-vous à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets.



Indice dei contenuti

Prefazione	2
Prestazioni del prodotto	3
Istruzioni di sicurezza	5
Uso e funzionamento	9
Aree di manutenzione	18
Assistenza tecnica	21
Garanzia	22

Per tutte le vostre esigenze in fatto di ricambi, visitate il sito
www.ComfyGoMobility.eu

Non dimenticate di registrare il prodotto per attivare la garanzia; le informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 21.

Se avete bisogno di assistenza tecnica, contattate il nostro team di assistenza clienti. Le informazioni dettagliate sono riportate sul retro del manuale d'uso a pagina 21.



Prefazione

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso.

- **Questo manuale contiene il funzionamento, i metodi di assemblaggio e le soluzioni di semplici guasti.** Il manuale si applica al nostro modello: **X-1**
- Questo manuale contiene informazioni sulla manutenzione della carrozzina e sui metodi di autocontrollo. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Le annotazioni e le illustrazioni contenute in questo manuale possono variare leggermente rispetto al modello reale, poiché i nostri componenti e il nostro design vengono continuamente migliorati e aggiornati.
- Fornire questo manuale a tutti gli utenti della carrozzina e assicurarsi che tutti gli utenti comprendano come utilizzare la carrozzina.
- In caso di ambiguità o domande su questo prodotto o sul manuale, rivolgersi al proprio rivenditore.
- L'uso improprio di qualsiasi veicolo può causare lesioni. Una guida non sicura può danneggiare voi stessi e gli altri.
- La carrozzina è destinata a trasportare comodamente persone con difficoltà di deambulazione o con capacità di deambulazione limitata o nulla.
- Questa carrozzina è progettata per trasportare solo 1 persona.



Warning symbol

Seguire attentamente le istruzioni riportate accanto al simbolo.

Si prega di prestare attenzione a queste istruzioni, altrimenti si potrebbero verificare danni fisici o all'utente, alla carrozzina o all'ambiente.

1. Prestazioni del prodotto

Questa serie di carrozzine è adatta all'uso a basse velocità, su strade in buone condizioni e con pendenze moderate.

Parametri di prestazione e specifiche tecniche, X-1

Dimensioni complessive	39.5" x 20.5" x 38" (1000x530x970mm)
Dimensioni della piega	29.5" x 14" x 28" (750x350x710mm)
Dimensioni del sedile*	17.5" x 17" (450x430mm)
Peso netto	32 lbs (14.8 kgs)
Altezza del sedile	17.5" (445 mm)
Altezza del bracciolo	8.5" (210 mm), from cushion
Altezza dello schienale	15.5" (395 mm)
Peso massimo di carico	310 lbs (140 kgs)
Diametro ruota anteriore	6 inch (152 mm)
Diametro ruota posteriore	22 inch (560 mm)
Sistema frenante	Connecting brake
Stabilità statica	10°
Larghezza di inversione	≤59 inches (≤1.5m)
Pressione degli pneumatici	2 kg f/m ²
Arrampicata su ostacoli	2 inches (50mm)
Freni di stazionamento	≥8°
Inversione in discesa	≤13.75" (350mm)
Raggio minimo di ritorno	≤33.5 inches (≤850mm)
Raggio massimo di ritorno	≤59 inches (≤1500mm)
Stabilità statica (Avanza. verticale)	≥10°
Stabilità statica (verticale all'indietro)	≥10°
Stabilità statica (lato in avanti)	≥15°

* La larghezza del sedile è la distanza tra i braccioli.



1. Prestazioni del prodotto

Questa serie di carrozzine è adatta all'uso a basse velocità, su strade in buone condizioni e con pendenze moderate.

Parametri di prestazione e specifiche tecniche, X-1 SE

Dimensioni complessive	41.5" x 26" x 37.5" (1050x660x950mm)
Dimensioni della piega	31.5" x 15.5" x 30" (800x400x760mm)
Dimensioni del sedile*	17.5" x 17" (450x430mm)
Peso netto	37 lbs (16.8 kgs)
Altezza del sedile	20.5" (520mm)
Altezza del bracciolo	9" (230mm), from cushion
Altezza dello schienale	15.5" (395mm)
Peso massimo di carico	310 lbs (140 kgs)
Diametro ruota anteriore	8 inch (200 mm)
Diametro ruota posteriore	24 inch (610 mm)
Sistema frenante	Connecting brake
Stabilità statica	10°
Larghezza di inversione	≤59 inches (≤1.5m)
Pressione degli pneumatici	2 kg f/m ²
Arrampicata su ostacoli	2 inches (50mm)
Freni di stazionamento	≥8°
Inversione in discesa	≤13.75" (350mm)
Raggio minimo di ritorno	≤33.5 inches (≤850mm)
Raggio massimo di ritorno	≤59 inches (≤1500mm)
Stabilità statica (Avanza. verticale)	≥10°
Stabilità statica (verticale all'indietro)	≥10°
Stabilità statica (lato in avanti)	≥15°

* La larghezza del sedile è la distanza tra i braccioli.



1. Prestazioni del prodotto

Struttura principale

Questa serie di carrozzine elettriche è composta da una parte principale:

- Il telaio: Telaio, ruote, poggiatesta, braccioli, schienale, ecc.

Campo di applicazione

Questa carrozzina è progettata per persone con disabilità fisiche che ne limitano la mobilità. Questa carrozzina è progettata per trasportare persone di peso inferiore a 100 kg (220 libbre). Questa carrozzina deve essere utilizzata solo in sostituzione della deambulazione e non deve essere utilizzata in sostituzione di un veicolo a motore. Questa carrozzina è destinata a essere utilizzata all'interno e all'esterno in un luogo sicuro e adatto.



- 1 - Bracciolo
- 2 - Cerchio a mano
- 3 - Castore
- 4 - Poggiagambe (Poggiatesta)
- 5 - Sartame anteriore
- 6 - Ruota antirollio
- 7 - Maniglie per badanti



Avvertenze

Le persone affette dalle seguenti condizioni non devono utilizzare questa carrozzina:

- Arti superiori poco reattivi
- Affetti di senilità o demenza senile
- Incapaci di prendersi cura di sé
- Uso limitato da parte di un medico

2. Istruzioni di sicurezza

Avvertenze generali per l'equitazione


- Durante l'utilizzo di questa carrozzina, tenere le mani sui cerchietti per controllare correttamente la carrozzina.
 - Per evitare lesioni, esercitarsi a usare la carrozzina in un ambiente sicuro e aperto, come un parco. Esercitarsi a muoversi in avanti, indietro, fermarsi e girare. Man mano che si acquisisce dimestichezza con i comandi, si può iniziare a usare la carrozzina in altri ambienti adatti.
 - Prima di percorrere qualsiasi strada, assicuratevi di avere con voi un assistente e di guidare sempre in modo sicuro.
 - Si prega di seguire tutte le regole del traffico pedonale, la carrozzina non è considerata un'automobile.
 - Si prega di circolare solo sul marciapiede e sulle strisce pedonali. Non percorrere le corsie dei veicoli.
 - Guidate a velocità costante ed evitate curve strette o zig zag.
 - Se prevista, allacciare la cintura di sicurezza durante l'uso.
 - I pneumatici in gomma piena richiedono una manutenzione minima, ma devono essere puliti di tanto in tanto con un panno umido. Sostituire i pneumatici se sono gravemente usurati o incrinati.
- Evitare di cavalcare in queste condizioni se non accompagnati da un custode.**
- Utilizzo della sedia a rotelle in condizioni atmosferiche avverse, come pioggia, nebbia, vento forte, neve, ecc. Se la carrozzina si bagna, alcune funzioni potrebbero essere danneggiate, quindi si consiglia di asciugare immediatamente l'acqua.
 - Pedalare in condizioni non ottimali, come aree fangose, sentieri, sabbia, ghiaia, ecc.
 - Guidare in aree affollate, percorrere strade non recintate, vicino a fossati, a specchi d'acqua o a qualsiasi altra area pericolosa.
 - Attraversamento di binari ferroviari. Se dovete attraversare un binario ferroviario, ispezionate i binari per verificare che l'attraversamento sia sicuro. Attraversate con un'angolazione tale da garantire che i vostri pneumatici non rimangano incastrati nei binari.
 - Trasporto di persone o merci. Questa carrozzina è progettata per essere utilizzata da una sola persona. Non è progettata per trasportare altre persone o carichi.



2. Istruzioni di sicurezza

Precauzioni per le salite e le discese

- Evitare di guidare su colline ripide, superfici irregolari, gradini alti, canali o altre aree ripide.
- Evitare di pedalare su pendii ripidi, la pendenza deve essere inferiore a 8 gradi.
- Usare i freni durante le discese.
- Evitare di guidare di traverso nelle zone scoscese.
- Evitare di salire sulle scale o nelle loro vicinanze.
- Evitare di attraversare i fossi.
- Se dovete attraversare un fosso, cercate di farlo con un angolo di 90°.

 *In caso di malfunzionamento della carrozzina all'incrocio, chiedere immediatamente aiuto ai passanti.*

Precauzioni per gli assistenti

- Gli assistenti devono verificare che i piedi degli utenti siano nella posizione corretta sulla pedana.
- Gli assistenti devono assicurarsi che l'utente sia seduto correttamente e che sia fissato in modo adeguato.
- Gli assistenti devono verificare che non vi siano indumenti larghi che possano impigliarsi nelle ruote.
- Gli assistenti devono fare attenzione mentre spingono la carrozzina e prestare sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni.

Altri avvisi importanti

Riparazione e riallestimento

Riparazione e riforma: Se è necessaria una riparazione o una modifica, rivolgersi al rivenditore. Non apportare modifiche alla carrozzina per non incorrere in lesioni o malfunzionamenti.

Proteggere l'ambiente: Per proteggere l'ambiente, non gettare casualmente la carrozzina.

Mantenere l'ambiente di conservazione asciutto: Non riporre la carrozzina in ambienti umidi, ad esempio vicino a un bagno. Se la carrozzina si bagna, asciugare immediatamente l'acqua.

2. Istruzioni di sicurezza

Compatibilità con altri dispositivi

Le carrozzine non devono essere utilizzate insieme ad altri dispositivi. Se è necessario collegare un dispositivo, si prega di contattare ComfyGO Mobility, in modo da poter confermare che la carrozzina non ne risentirà.

Durata del servizio

- La durata di vita è di 5 anni dalla data di produzione. Per evitare lesioni o incidenti, gli utenti non devono utilizzare la carrozzina per un periodo superiore alla durata di servizio.
- *Non sostituire parti o materiali in modo casuale.*
- *Non aggiungere peso a caso, perché potrebbe causare uno squilibrio.*
- *Se la carrozzina emette suoni anomali, contattare immediatamente l'assistenza.*
- *Non utilizzare la carrozzina senza aver letto e compreso completamente il presente manuale d'uso.*
- *Non sporgersi dalla parte superiore del rivestimento dello schienale per raggiungere oggetti da dietro, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento della carrozzina.*
- *Non spostare il peso o la posizione di seduta verso la direzione in cui si sta raggiungendo, perché la carrozzina potrebbe ribaltarsi all'indietro o lateralmente.*
- *Non stare in piedi sul telaio della carrozzina.*
- *Non utilizzare la carrozzina a meno che la carrozzina e i suoi componenti regolabili e accessori non siano in una configurazione sicura.*
- *Utilizzare la carrozzina nella posizione più stabile possibile. L'utente/assistente deve assicurarsi che l'angolo (e/o l'altezza) del sedile e dello schienale inclinati, sollevati o reclinati non superino l'angolo (o gli angoli) massimo di sicurezza della sedia a rotelle, come indicato nella sezione di divulgazione dei test sulle prestazioni e nella scheda tecnica del produttore.*
- *Prestare sempre attenzione durante il trasferimento all'interno o all'esterno della carrozzina. Occorre prendere tutte le precauzioni necessarie per ridurre la distanza di trasferimento. Accertarsi che i blocchi delle ruote siano inseriti per evitare che le ruote si spostino.*



2. Istruzioni di sicurezza

- *Il prodotto non è destinato a persone con problemi di vista.*
- *Il conducente deve essere mentalmente e fisicamente adatto a guidare la carrozzina.*
- *La sicurezza dell'uso di questa carrozzina come sostituto di un sedile di un veicolo a motore non è stata stabilita. L'utente e le persone circostanti potrebbero subire gravi lesioni.*
- *La carrozzina deve essere nella posizione più stabile prima di entrare o uscire dal sedile della carrozzina.*
- *Le condizioni ambientali possono influire sulla sicurezza e sulle prestazioni della carrozzina.*
- *Riparazioni e/o interventi di manutenzione non corretti di questa carrozzina eseguiti da utenti/assistenti o da tecnici non qualificati possono causare morte, lesioni gravi o danni.*
- *Non trasportare passeggeri sulla carrozzina.*
- *La carrozzina non è destinata all'uso su strade, vie o strade principali.*
- *Non utilizzare su una scala mobile. Potrebbero verificarsi gravi lesioni fisiche.*
- *Non utilizzare durante il sollevamento di pesi.*
- *Non utilizzare il dispositivo sotto l'effetto di alcolici o farmaci/droghe. Ciò potrebbe compromettere la capacità di utilizzo del dispositivo. Consultare il proprio medico per l'uso dei farmaci.*
- *Questo dispositivo non è sicuro per l'uso con o in prossimità di una macchina per la risonanza magnetica. Non utilizzare in prossimità di una macchina per la risonanza magnetica.*
- *Raccomandiamo vivamente di utilizzare dei dispositivi antiribaltamento.*

3. Uso e funzionamento

Visitate il canale YouTube per una spiegazione dettagliata dell'uso e delle operazioni. Cercate semplicemente **"Carrozzina leggera pieghevole ComfyGO Mobility (modello X-1)"** su YouTube.



www.youtube.com/c/ComfyGO



3. Uso e funzionamento


3.1 Regolazione della carrozzina

Ripiegare la carrozzina

Fase 1: tirare indietro gli interruttori di giunzione e abbassare entrambe le maniglie posteriori (Immagine 1).

Fase 2: tirare il cuscino del sedile verso l'alto con le mani e spingere la carrozzina verso l'interno (Immagine 2).

Svolgimento della carrozzina : Quando la carrozzina è parzialmente smontata, allontanare i braccioli spingendo il cuscino del sedile verso il basso fino a sentire lo scatto del sedile in posizione. Sollevare entrambe le maniglie posteriori fino a sentirle scattare in posizione. Prima di utilizzare la carrozzina, accertarsi che il sedile e le maniglie siano in posizione di blocco. (Immagine 3)

 *Evitare di usare una forza eccessiva durante le operazioni di piegatura o dispiegamento, poiché potrebbe danneggiare la carrozzina. Per evitare lesioni, tenere le mani lontane dal telaio e dai giunti del telaio durante il processo di piegatura e dispiegamento. (Immagine 4)*




Immagine 1



Immagine 2




Immagine 3




Immagine 4

3. Uso e funzionamento

Montaggio e smontaggio del poggiapiedi

Installare la pedana nel tubo del telaio e spingerla in posizione fissa. Per lo smontaggio, sollevare l'estrattore del poggiapiedi, quindi ruotare il poggiapiedi verso l'esterno e sollevare il poggiapiedi. (Immagine 5 e 6)




Immagine 5




Immagine 6

Quando si regola la lunghezza del poggiapiedi, l'utente deve sedersi sulla carrozzina con i piedi sulle piastre per determinare se è necessaria una regolazione. Per regolare la pedana, allentare il bullone sul telaio vicino al gruppo di supporto. Sollevare o abbassare la pedana nella posizione desiderata per fornire il massimo sostegno alle gambe. La pedana non deve essere così bassa da causare una pressione fastidiosa sulla zona delle cosce. Il poggiapiedi non deve essere più basso di 2 1 / 2" dal suolo per garantire una distanza adeguata.

Freno di stazionamento

Spingere la maniglia del freno in avanti per bloccare le ruote in posizione. Tirare indietro la maniglia del freno per disinnestare i freni. (Immagine 7)




Immagine 7

Il freno di stazionamento deve essere utilizzato quando si parcheggia la carrozzina per lunghi periodi di tempo. Si sconsiglia di utilizzare il freno in movimento o come dispositivo di svolta. Entrambi i freni devono essere inseriti contemporaneamente. Assicurarsi che la carrozzina sia su una superficie piana prima di rilasciare i freni. Quando si rilasciano i freni, posizionare immediatamente entrambe le mani su ciascun bordo per garantire il controllo della carrozzina.



3. Uso e funzionamento

Installazione e smontaggio dell'antiribaltamento

Tirare l'interruttore per installare o disinstallare l'antiribaltamento (Immagine 8 e 9).



Immagine 8



Immagine 9



Prima del primo utilizzo, regolare l'antiribaltamento su un'impostazione adeguata che non consenta alla carrozzina di ribaltarsi all'indietro. Quando la carrozzina viene consegnata, l'antiribaltamento è preimpostato nella posizione più alta, che non

fornisce alcuna funzionalità antiribaltamento. Con la carrozzina in posizione aperta, tirare l'interruttore per abbassare l'asta antiribaltamento nella posizione desiderata.

Ruote

Le rotelle anteriori e i cuscinetti delle ruote devono essere controllati periodicamente e, se necessario, lubrificati.

Installazione dei poggiagambe (poggiapiedi)

Bloccare l'albero di rotazione nel tubo del poggiapiedi, sollevare l'estrattore del poggiapiedi e ruotare il poggiapiedi dall'esterno verso il centro in modo che la barra del poggiapiedi sia rivolta in avanti. Quando l'estrattore del poggiapiedi si blocca in posizione, il poggiapiedi è nella posizione corretta per l'utilizzo della carrozzina (Immagine 10). La pedana è regolabile in altezza di 25 mm per livello. L'utente può selezionare un'altezza confortevole e fissare la pedana all'altezza desiderata (Immagine 11). Per regolare l'altezza, utilizzare una chiave esagonale e svitare il bullone esagonale. Regolare la pedana all'altezza desiderata. Reinserire il bullone esagonale e serrare.



Non utilizzare la carrozzina se l'estrattore della pedana è allentato o non è bloccato in posizione.



3. Uso e funzionamento




Immagine 10




Immagine 11

Quando si regola la lunghezza dei poggipiedi o dei poggiambracci, l'utente deve essere seduto sulla sedia a rotelle con i piedi sulle pedane. Allentare il bullone del morsetto intorno al gruppo di supporto. Sollevare o abbassare la pedana nella posizione desiderata, in modo da fornire il massimo sostegno alle cosce. Il supporto anteriore non deve essere così basso da causare una pressione fastidiosa sulle cosce nella porzione anteriore dell'imbottitura del sedile. Il poggipiedi non deve essere più basso di 2½" da terra per garantire la distanza. Sollevare la piastra dei piedi sul gruppo poggiambracci fino alla posizione desiderata.

Sollevare e abbassare il bracciolo

Per sollevare il bracciolo, premere il pulsante vicino al telaio del bracciolo e sollevare il bracciolo (Immagine 12). Per abbassare il bracciolo è sufficiente spingerlo verso il basso fino a sentire un clic.



Immagine 12



3. Uso e funzionamento

Salire e scendere dalla sedia a rotelle

Quando si sale o si scende dalla carrozzina, assicurarsi che le ruote anteriori siano posizionate all'indietro per non interferire con i piedi, che entrambi i freni di stazionamento siano inseriti e che le pedane siano ripiegate. Posizionare le mani sul bracciolo quando si sale o si scende dalla carrozzina. Se avete difficoltà a salire o scendere dalla carrozzina, chiedete assistenza a un assistente.

If you cannot perform the transfer in a safe manner, please ask someone to assist you.

- 1) Posizionare la carrozzina il più vicino possibile alla sedia, al divano o al letto da cui si vuole trasferire.
- 2) Verificare che entrambi i freni della carrozzina siano in posizione di blocco.
- 3) Piegare le pedane verso l'alto per evitare di appoggiarsi su di esse durante il trasferimento. (Stare in piedi sulla pedana aumenta il rischio di lesioni, poiché la sedia potrebbe ribaltarsi).
- 4) Se il trasferimento avviene dal lato della carrozzina, sollevare il bracciolo in modo che non sia d'intralcio.
- 5) Trasferimento da/verso la sedia a rotelle.




Immagine 13

3. Uso e funzionamento

Cavalcare la carrozzina

Se la carrozzina è dotata di una cintura di sicurezza, assicurarsi di allacciarla durante l'uso per evitare di cadere dalla carrozzina. Quando ci si siede sulla carrozzina, posizionarsi il più indietro possibile in modo che la schiena tocchi lo schienale. La parte superiore delle gambe deve essere orizzontale mentre si è seduti sulla sedia e le gambe devono essere comode.

- 1) Quando si è comodamente seduti sulla carrozzina, rilasciare i freni se è sicuro farlo.
- 2) Dopo aver rilasciato i freni, posizionare entrambe le mani sulla posizione più alta del cerchio manuale.
- 3) Per avanzare, spingere entrambe le mani in avanti sul cerchio della mano. Per fare retromarcia, tirare entrambe le mani all'indietro sul cerchio della mano.
- 4) Per un movimento continuo in entrambe le direzioni, durante il movimento, rilasciare la presa sui cerchioni e afferrare di nuovo delicatamente la parte superiore del cerchione e continuare il movimento della mano. Ripetendo questo passaggio si potrà spostare la carrozzina su lunghe distanze.
- 5) Per girare la carrozzina, applicare una pressione maggiore su uno dei cerchi della mano rispetto all'altro. Ad esempio, se si desidera girare a destra, applicare una maggiore pressione in avanti sul cerchio sinistro. Se si desidera girare a sinistra, applicare una maggiore pressione in avanti sul cerchio destro.

- *La carrozzina è progettata per garantire una stabilità ottimale in condizioni di guida normali, come cemento o asfalto asciutto e livellato.*
- *Evitare di guidare su terreni irregolari e/o superfici morbide.*
- *Evitare l'erba alta che può impigliare le ruote.*
- *Evitare ghiaia e sabbia poco compatta.*
- *Evitare le superfici irregolari*
- *Non utilizzare la carrozzina in prossimità di corsi d'acqua, laghi o oceani.*
- *Prima di regolare le posizioni, bloccare la carrozzina tirando il freno manuale su entrambi i lati.*
- *Per evitare lesioni, prestate molta attenzione a che le dita o le mani non rimangano impigliate nei raggi delle ruote o schiacciate tra il cerchione e la ruota posteriore.*
- *Prestare attenzione quando si guida in ambienti caldi o freddi, poiché ciò potrebbe influire sulla capacità di spostare la carrozzina. Se la superficie della carrozzina è estremamente calda o fredda, lasciare che la superficie raggiunga una temperatura adeguata prima di salire sulla carrozzina.*



3. Uso e funzionamento

Muoversi su pendenze e discese

- 1) Se la carrozzina è dotata di una cintura di sicurezza, indossarla quando si è in movimento.
- 2) Evitare di percorrere salite o discese ripide. L'angolo massimo di inclinazione/discesa per questa carrozzina è di 8 gradi.
- 3) Se possibile, fatevi accompagnare da un accompagnatore o da una persona che si prenda cura di voi durante le discese.
- 4) In pendenza, piegarsi leggermente in avanti per spostare il baricentro in avanti. Su un pendio in discesa, sedersi all'indietro per spostare il baricentro in avanti.



Immagine 14



Controllare la velocità - NON usare una velocità eccessiva su un pendio o una discesa. Usate solo quella necessaria per superare la pendenza o il declino.



Considerare le capacità dell'accompagnatore/caregiver - Se l'accompagnatore o il caregiver non ha abbastanza forza per controllare la carrozzina, assicurarsi di usare la velocità e i freni di conseguenza per controllare la carrozzina.



Rischio di ribaltamento - In pendenza, inclinarsi leggermente per spostare il baricentro in avanti. In pendenza, sedersi all'indietro per spostare il baricentro in avanti.

3. Uso e funzionamento

Salita su gradini o cordoli

- Per salire su gradini o marciapiedi bassi si può avanzare a bassa velocità. Durante la salita, tenere le mani sui cerchioni e assicurarsi che le pedane non tocchino il gradino o il marciapiede. Una volta che i pneumatici anteriori sono ben saldi sul gradino o sul marciapiede, continuate ad avanzare in modo che i pneumatici posteriori salgano in sicurezza sul marciapiede.
- La discesa dai cordoli bassi può essere effettuata spostandosi in avanti lungo il cordolo a bassa velocità. Durante la discesa, tenete le mani sui cerchioni e assicuratevi che le pedane non tocchino il suolo. Una volta che i pneumatici anteriori sono saldamente a terra, continuate ad avanzare in modo che i pneumatici posteriori scendano in sicurezza lungo il marciapiede.



Rischio di ribaltamento - Se non si ha sufficiente esperienza nel controllare la carrozzina su dossi o cordoli, è bene farsi aiutare da un assistente o da un accompagnatore.

Trasporto della carrozzina in auto:

Per trasportare la carrozzina in auto, seguire i seguenti passaggi:

- 1) Se necessario, rimuovere i poggiatesta e gli altri accessori dalla carrozzina.
- 2) Conservare i poggiatesta e gli accessori in un luogo sicuro.
- 3) Se necessario, piegare la carrozzina (pagina 10).
- 4) Posizionare la carrozzina nel vano portaoggetti.



Rischio di lesioni - Per evitare lesioni causate da frenate improvvise, assicurarsi che la carrozzina sia fissata correttamente in modo che non possa spostarsi o muoversi durante il trasporto.



4. Aree di manutenzione

Manutenzione della carrozzina

La manutenzione della carrozzina comprende la pulizia generale della carrozzina, il controllo e il serraggio di tutti i dadi e i bulloni. Controllo delle ruote e dei pneumatici. Controllo della batteria, dei cavi e dei collegamenti della batteria. Controllo del livello di carica della batteria. Per ulteriori interventi di manutenzione, rivolgersi al proprio rivenditore. Si consiglia di eseguire un controllo di manutenzione generale una volta al mese. Si consiglia inoltre di rivolgersi al concessionario ogni anno per effettuare un controllo completo del sistema.

Pulizia della carrozzina

- Pulire regolarmente la carrozzina.
- Pulire le parti che vengono toccate frequentemente dall'utente (cuscini del sedile, braccioli, controller, ecc.) utilizzando un detergente delicato e un panno pulito. Non utilizzare solventi organici per la pulizia. La carrozzina deve essere pulita almeno una volta alla settimana. Se la carrozzina viene utilizzata da un utente infettivo, deve essere pulita e disinfettata immediatamente dopo ogni intervento.

Ruote

Controllare regolarmente le condizioni degli pneumatici. Se la profondità del battistrada è inferiore a 1 mm, sostituire gli pneumatici con altri nuovi. Controllare e serrare regolarmente i dadi e i bulloni della ruota.

Controllo della manutenzione

La seguente è una lista di controllo per la manutenzione. La carrozzina deve essere controllata secondo i nostri suggerimenti.

Prima di ogni utilizzo, verificare il corretto funzionamento delle seguenti parti:

1. Schienale
2. Bracciolo
3. Posizione del controllore
4. Poggiapiedi
5. Pneumatici
6. Freni



4. Aree di manutenzione

Controllare regolarmente queste parti per evitare di perderle o di causare un'usura eccessiva.

1. Viti, dadi e bulloni
2. Freni e leva del freno
3. Le ruote anteriori e posteriori e la profondità del battistrada dei pneumatici
4. Assi delle ruote
5. Sistema di regolazione dello schienale (per carrozzine con funzione di reclinazione)
6. Altri sistemi di regolazione

Stoccaggio e trasporto

- 1) Prima dell'uso, verificare che non vi siano parti allentate o mancanti.
- 2) La sedia a rotelle deve essere coperta ed etichettata.
- 3) Evitare l'umidità e la luce diretta del sole e tenere la carrozzina lontana da fonti di calore.
- 4) Non conservare all'aperto.
- 5) Condizioni di conservazione
 - L'ambiente di stoccaggio non deve superare (da -40 Celsius a +55 Celsius o da -47 Fahrenheit a 131 Fahrenheit).
 - Umidità relativa $\leq 80\%$

Cura e pulizia

1) Sedile e schienale

- Pulire il sedile e lo schienale con un panno umido, senza bagnare il cuscino del sedile e dello schienale.
- Per rimuovere lo sporco ostinato, utilizzare un detergente delicato.
- Le macchie possono essere rimosse con una spugna o una spazzola morbida.
- Non utilizzare liquidi detergenti forti come i solventi e non utilizzare spazzole dure o oggetti appuntiti.
- Non pulire con vapore o idropulitrici.

2) Parti in plastica

Pulire le parti in plastica della carrozzina con un detergente delicato per plastica. Utilizzare una spugna morbida. Le parti in plastica comprendono i braccioli, i paraspruzzi, le pedane, le impugnature e i pneumatici.



4. Aree di manutenzione

3) Rivestimento

L'alta qualità dello strato superficiale garantisce una protezione ottimale contro la corrosione. Per la pulizia, utilizzare acqua calda, detergenti delicati e una spugna o una spazzola morbida. Assicurarsi che non penetri umidità nei tubi o nel telaio.

4) Ispezione

Si consiglia un'ispezione completa ogni anno e ispezioni generali prima di ogni utilizzo. I seguenti controlli sono consigliati durante un'ispezione completa e devono essere documentati dall'utente o da una persona autorizzata.

- Controllare che le parti del telaio e i tubi incernierati non presentino deformazioni plastiche, crepe o malfunzionamenti.
- Controllare visivamente che non vi siano danni alla vernice (pericolo di corrosione).
- Controllare il funzionamento delle ruote (corsa libera, rotolamento in piano, gioco degli assi, pneumatici, profilo, condizioni dei cerchi, assi flottanti, ecc.)
- Controllare la solidità e il serraggio di tutte le viti, i bulloni e i dadi.
- Verificare la presenza di una quantità adeguata di grasso su tutti i giunti metallici e le parti mobili.
- Lo stato degli assi delle ruote sterzanti principali.
- Controllare visivamente che tutte le parti in plastica non presentino crepe o punti fragili.
- Funzionalità dei braccioli, dei paraspruzzi e dei poggiatesta.
- Funzionalità di tutti i meccanismi di regolazione, delle leve e delle viti di regolazione.
- Funzionamento di altre parti staccabili (ad esempio: antiribaltamento, cintura di sicurezza personale, schienale, sedile, ecc.)

5. Assistenza tecnica

Visita il sito <https://comfygomobility.eu/pages/product-registration/>



e registra subito il tuo prodotto! La registrazione del prodotto ComfyGO consente di estendere il servizio di garanzia, se applicabile al prodotto, e di ricevere aggiornamenti e notizie importanti sui prodotti ComfyGO.

(Basta scansionare il codice QR con il telefono per ottenere il link di registrazione).

- Il modo più veloce per ottenere assistenza è inviare un'e-mail a info@comfygomobility.eu

Tutte le richieste di garanzia e di restituzione possono essere visitate per ottenere un aiuto professionale:

<https://comfygomobility.eu/pages/contact/>



(È sufficiente scansionare il codice QR con il telefono per ottenere il link alla garanzia).



6. Politica di garanzia

- Il nostro obiettivo è assicurarci che siate soddisfatti del vostro acquisto.
- Secondo il nostro contratto di garanzia, tutti i nuovi prodotti hanno una garanzia limitata. Tutte le batterie hanno una garanzia di sei mesi. Le parti di ricambio hanno una garanzia di un anno. La garanzia limitata non include: manodopera o guasti del dispositivo dovuti a uso improprio o negligenza del proprietario, componenti non durevoli e componenti soggetti a normale usura che necessitano di essere sostituiti di volta in volta (ad esempio materiali in gomma, accessori, ruote o freni e parti in plastica). Tutti i reclami in garanzia richiedono la prova d'acquisto e il numero di serie.

La garanzia non copre queste condizioni:

- Problemi funzionali: Problemi legati al normale utilizzo e all'invecchiamento, come il rivestimento superficiale e la placcatura, lo sbiadimento naturale delle resine.
- Sostituzione di materiali di consumo dovuti all'usura, come pneumatici, fusibili, parti in plastica, parti in vetro, lubrificanti, ecc.
- Eventuali spese per ispezione, regolazione, aggiunta di olio, pulizia, ecc.
- Spese per l'assistenza e la manutenzione eseguite dai concessionari come specificato dalla nostra fabbrica.
- Qualsiasi modifica non autorizzata
- Costi di manutenzione presso centri di assistenza non autorizzati
- Se non si controllano regolarmente i problemi come specificato in questo manuale a pagina 18-20
- Manutenzione impropria o sbagliata
- Se è stata eseguita una manutenzione non autorizzata
- Operare in modo diverso da quanto descritto nel nostro manuale o se si sovraccarica la carrozzina
- Qualsiasi modifica non autorizzata alla carrozzina.
- Influenze esterne come: Fuliggine, medicinali, escrementi di uccelli, piogge acide, pietre volanti, polveri metalliche, ecc.
- Disastri naturali come: Tifoni, inondazioni, incendi, terremoti, ecc. che danneggiano l'unità.

Proteggere l'ambiente

- Non smaltire questa carrozzina o i suoi componenti. Si prega invece di portarli al nostro centro di assistenza o di seguire le norme locali in materia di smaltimento.





COMFYGO

mobility



Manufacturer

Jerry Medical Instrument (Shanghai) Co., Ltd.

No.615 Fengdeng Industrial Zone, Malu Town,
Jiading District, Shanghai, China

SRN: CN-MF-000007638



Importer

Comfygo Management B.V.

Aalsmeerderdijk 160, 1438 AX Oude Meer,
Netherlands

SRN: NL-IM-000033263



EU Representative

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, Germany

SRN: DE-AR-000000087



Model Number: JR203

Model Name: X-1 SE



info@comfygomobility.eu



+31 208097031